

8
«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации



2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Простыни защитные медицинские впитывающие TENA Hygiene Sheet

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Защитные простыни ТЕНА предназначены для защиты постели, сиденья от промокания, для манипуляций различной степени сложности и длительности, для проведения процедур, в качестве подкладного материала. Применяется в период подбора необходимого по размеру и впитываемости подгузника.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- хорошо защищают и впитывают;
- подходят для дня и ночи;
- не имеют систему крепления к постельному белью, однако материал наружной поверхности, полученный из полиэтиленовой пленки, не скользит на постельном белье;
- состоят из гипоаллергенного нетканого мягкого верхнего слоя, затем нескольких слоев распушенной целлюлозы, и непромокаемый нижний слой.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

- 1) Раскрыть упаковку, развернуть простынь.
- 2) Расположите простынь так, чтобы верхний слой соприкасался с пациентом, а нижний полиэтиленовый слой не скользил по постельному белью.
- 3) Использованную простынь следует утилизировать в соответствии с общими рекомендациями.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации


(подпись)

Тюлюпин М.В.