


Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз



Чигринец Е.А.

«17» мая 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2
флакона (25 мл/флакон)

2023




Рисунок 1 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) (общий вид упаковки)

SIEMENS

ADVIA Centaur®

Ancillary Probe Wash 2

APW 2

2 x 25.0 mL

LOT 22646
製造番号

2023-09-13
使用期限

REF 02416113

2°C 8°C
ReadyPack®

Рисунок 2 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) (общий вид упаковки сбоку 1)



Рисунок 3 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) (общий вид упаковки сбоку 2)

ケンタウルスCPプローブ洗浄液2(2PK)
25mLx2本 貯法: 2~8℃ 天地無用



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA



Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland
siemens-healthineers.com

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社
東京都品川区大崎1-11-1
Siemens Healthcare Diagnostics

輸入

Рисунок 4 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) (общий вид упаковки сбоку 3)

Ancillary Probe Wash 2

APW 2

プローブ洗浄液 2

2 x 25.0 mL

IVD

 [siemens.com/eifu](https://www.siemens.com/eifu)

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use with the ADVIA Centaur® systems. **Contains:** Goat serum with sodium azide (0.1%); preservatives.

Рисунок 5 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) (общий вид упаковки сверху)




Рисунок 6 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) - флаконы




Рисунок 7 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон) – открытая упаковка

**10316997 Раствор промывающий ADVIA Centaur
Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2
(APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон)**

Информация о производителе и стране производства: см. на упаковке **Регистрационное удостоверение:**
№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

**Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96**

Рисунок 8 Раствор промывающий ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 2 (ADVIA Centaur APW2 (APW2)), 2 флакона (25 мл/флакон): макет русскоязычной маркировки



Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

