

1.1.3 Основные параметры и размеры

Внешний вид регистраторов "БиПиЛаб Комби-Р2/3", "БиПиЛаб Комби-Р12" (с манжетой, чехлом и кабелем отведений) показан на Рис.1



Рис. 1. Внешний вид регистратора БиПиЛаб Комби

Масса регистраторов БиПиЛаб Комби-2/3 и БиПиЛаб Комби-12 без элементов питания не более 110 г., а с элементами питания, чехлом и кабелем отведений - не более 330 г.

Масса регистраторов БиПиЛаб Комби-Р2/3 и БиПиЛаб Комби-Р12 без элементов питания не более 150 г., а с элементами питания, чехлом, манжетой и кабелем отведений - не более 470 г.

Габаритные размеры регистраторов без чехла, выступающих частей разъемов и внешних датчиков не более 94 × 63 × 28мм.

Питание регистраторов осуществляется от 2 NiMH аккумуляторов типоразмера AA с номинальным напряжением 1,2 В и емкостью не менее 2100 мА·ч либо от 2 одноразовых щелочных батарей с номинальным напряжением 1,5 В

По климатическому исполнению регистраторы соответствуют УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 и ГОСТ Р 50444.

Условия эксплуатации регистраторов:



- температура окружающего воздуха от 10 до 45 С;
- влажность окружающего воздуха от 10 до 95 %, без конденсации;
- атмосферное давление от 600 до 820 мм рт. ст. (от 80 до 110 кПа).



По безопасности регистратор соответствует ГОСТ Р 50267.30, ГОСТ Р 50267.47 и ГОСТ Р 50267.0 - устройства с внутренним источником питания с двумя рабочими частями:

- манжета, тип BF с защитой от разряда дефибриллятора по ГОСТ Р 50267.30-99
- кабель отведений, тип BF.



ФОТО










«СИЦ» Приложение 4 к акту 24122-10-СИЦ раздел 2

91 (92)



Регистратор ЭКГ и АД
БиПиЛаб Комби-Р12 АКВ

№ 01110002

ТУ 9441-003-39238670-2010
Сделано в России 2010 г.

