


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат ультразвуковой диагностический DC с принадлежностями,
варианты исполнения:
DC-70, DC-70T, DC-70Pro, DC-70Exp, DC-70S

DC-70

Аппарат ультразвуковой диагностический DC-70 , основной блок (Main unit) 1 шт.



mindray

Diagnostic Ultrasound System

CE 0123

Model :

DC-70

SN



7G-57000587



2015-07




2015-07-27

220-240V ~ 50/60Hz 630VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD


Mindray Building, Kaji 12th Road South, Hi-tech Park
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eilbestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

DC-70T

Аппарат ультразвуковой диагностический DC-70T , основной блок (Main unit) 1 шт.





mindray

Diagnostic Ultrasound System

CE 0123

Model

DC-70T

SN



7G-5B000758



2015-11



MT-0123-001.0


220-240V 50/60Hz 630VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, 4101 Yixian Road, Shuangzihu, 518107, P.R. China
Shenzhen International Trading Corp. (Shenzhen)
Shenzhen 4101 Yixian Road, Shuangzihu, P.R. China

DC-70Pro


Аппарат ультразвуковой диагностический DC-70Pro , основной блок (Main unit) 1 шт.





DC-70Exp

Аппарат ультразвуковой диагностический DC-70Exp , основной блок (Main unit) 1 шт.




mindray

Diagnostic Ultrasound System

CE 0123

Model: DC-70EXP

SN



7G-5B000760



2015-11



047-02101-0011

220-240V ~ 50/60Hz 630VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


DC-70S

Аппарат ультразвуковой диагностический DC-70S, основной блок (Main unit) 1 шт.







Кабель питания (Power cord) 1 шт.



Руководство по эксплуатации печатное (User Manual print), не более 5 шт.




Руководство по эксплуатации CD (User Manual CD), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые конвексные, типы
C5-1E (Convex array transducer, C5-1E), не более 5 шт.




C5-2E (Convex array transducer, C5-2E), не более 5 шт.




С6-2Е (Convex array transducer, С6-2Е), не более 5 шт.




SC5-1E (Convex array transducer, SC5-1E), не более 5 шт.




SC6-1E (Convex array transducer, SC6-1E), не более 5 шт.



C7-3E (Convex array transducer, C7-3E), не более 5 шт.




Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3E (Micro-convex array transducer, C11-3E), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые линейные, типы:


L7-3E (Linear array transducer, L7-3E), не более 5 шт.




L10-3E (Linear array transducer, L10-3E), не более 5 шт.




L12-3E (Linear array transducer, L12-3E), не более 5 шт.




L12-4E (Linear array transducer, L12-4E), не более 5 шт.




L13-4E (Linear array transducer, L13-4E), не более 5 шт.




L11-3E (Linear array transducer, L11-3E), не более 5 шт.




L14-6NE (Linear array transducer, L14-6NE), не более 5 шт.




L14-6WE (Linear array transducer, L14-6WE), не более 5 шт.




L15-6E (Linear array transducer, L15-6E), не более 5 шт.




L14-5WE (Linear array transducer, L14-5WE), не более 5 шт.




LM14-6E (Linear array transducer, LM14-6E), не более 5 шт.




Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4HE (Linear array transducer, L16-4HE).



Датчики ультразвуковые фазированные, типы:
P4-2E (Phased array transducer, P4-2E), не более 5 шт.




P7-3E (Phased array transducer, P7-3E), не более 5 шт.




P10-4E (Phased array transducer, P10-4E), не более 5 шт.




SP5-1E (Phased array transducer, SP5-1E), не более 5 шт.




Датчик ультразвуковой секторный фазированный P7-3TE (Phased array transducer, P7-3TE), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые внутриматочные, типы:
V11-3E (Endocavity convex array transducer, V11-3E), не более 5 шт.




V11-3BE (Endocavity convex array transducer, V11-3BE), не более 5 шт.




V11-3WE (Endocavity convex array transducer, V11-3WE), не более 5 шт.




V11-3HE (Endocavity convex array transducer, V11-3HE), не более 5 шт.




Датчик ультразвуковой биплановый CB10-4E (Endocavity bi-plane transducer, CB10-4E), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые объемные, типы:
D6-2E (Volume convex array transducer, D6-2E), не более 5 шт



D6-2NE (Volume convex array transducer, D6-2NE), не более 5 шт.




D7-2E (Volume convex array transducer, D7-2E), не более 5 шт.



240


Датчики ультразвуковые объемные внутриполостные, типы:
DE10-3E (Endocavity volume convex array transducer, DE10-3E), не более 5 шт.



DE11-3E (Endocavity volume convex array transducer, DE11-3E), не более 5 шт.




Датчики фазированные карандашные для «слепых» кардиоваскулярных исследований, типы: CW5s (Pedoff transducer, CW5s), не более 5 шт.




CW2s (Pedoff transducer, CW2s), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые линейные, типы L9-3E (Linear array transducer, L9-3E), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые линейные, типы L20-5E (Linear array transducer, L20-5E), не более 5 шт.




Датчики ультразвуковые объемные, типы: SD8-1E (Volume convex array transducer, SD8-1E), не более 5 шт.



Модуль постоянно-волнового доплера (CW module)



Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D-module)



Встроенный подогреватель геля (Gel Warmer)




Модуль приема ЭКГ сигналов с кабелем ЭКГ (Physio Module (includes ECG with cords), не более 1 шт.



Программное обеспечение для эластографии (Elastography).



Встроенная батарея (Built-in battery).



Программное обеспечение для автоматического измерения акушерско-гинекологических параметров Smart OB (Automatic obstetrical measurements).



Программное обеспечение для автоматического измерения воротникового пространства у плода Smart NT (Automatic calculation of Nuchal Translucency).



Программное обеспечение для построения 3D изображений при помощи 2D датчиков Smart 3D (Freehand 3D).



Программное обеспечение для построения объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода iLive (Rendering mode for realistic volume imaging display).



Программное обеспечение для мультисрезового томографического отображения iPage (Multi-Slice Imaging).



Программное обеспечение для мультисрезового томографического отображения с регулировкой толщины среза (iPage+)



Программное обеспечение для получения срезов сложной геометрической формы в объемном изображении CMPR (Curved Multi-Planar Reconstruction).



Программное обеспечение для получения среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности SCV (Slice Contrast View).



Программное обеспечение для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности SCV + (Slice Contrast View)



Программное обеспечение для исследования объемного изображения сердца плода STIC (Spatio-Temporal Imaging Correlation).



Программное обеспечение для трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического доплеровского картирования Color 3D (3D supports color and power mode).



Программное обеспечение для произвольного выбора среза в объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей Niche/3Slice.



Программное обеспечение для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении Smart-V (Automatic calculation of the volume and measurements in 3D-4D).



Программное обеспечение для автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов Smart FLC (Smart Follicle).



Программное обеспечение для голосового управления (Voice Recognition).



Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы iNeedle (Needle Visualization Enhancement).



Программное обеспечение для панорамного сканирования iScape View (Realtime Panoramic Imaging).



Программное обеспечение автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (Automatic Workflow Protocol).



Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа Auto IMT (Automatic measurement for Intima-Media Thickness).



Программное обеспечение для анатомического М-режима Free Xros M (Anatomical M-mode).



Модуль тканевого доплера TDI (Tissue Doppler Imaging).



Программное обеспечение для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantification Analysis).



Программное обеспечение для криволинейного анатомического М-режима Free Xros CM (Curved Anatomical M-Mode).



Программное обеспечение для оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo).



Программное обеспечение для интеграции в больничную сеть DICOM, не более 8 шт.



Программное обеспечение для неоплериовской количественной оценки движения и деформации миокарда (Tissue Tracking with Quantitative Analysis).



Программное обеспечение для абдоминальных исследований с контрастированием (UWN+ Contrast).



Программное обеспечение для количественной оценки в режиме абдоминальных исследований с контрастированием (UWN+ Contrast QA).



Программное обеспечение для исследований ЛЖ с контрастированием (LVO Contrast).



Программное обеспечение для сканирования глубоких сосудов ART Flow.



Программное обеспечение измерений и вычислений для абдоминальных исследований. (Abdominal package)



Программное обеспечение измерений и вычислений для акушерства (Obstetrics package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для гинекологии (Gynecology package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для урологии (Urology package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для педиатрии (Pediatric package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для кардиологии (Cardio package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для ангиологии (Angio package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для исследования малых органов (Small Organs package).




Программное обеспечение измерений и вычислений для ургентной медицины (Emergency medicine package).



Программное обеспечение измерений и вычислений для регионарной анестезии (Nerve package).



Держатель для геля (Gel Holder), не более 2 шт.




Держатель для датчиков (Transducer Holder), не более 5 шт.




Кабель заземления (Grounding cable) - не более 2 шт.




Ножной переключатель, 2 педали (Water-resistant foot switch with two hot keys), не более 2 шт.




Ножной переключатель, 3 педали (Water-resistant foot switch with three hot keys), не более 2 шт.



Наклейка на панель мультязычная (Multilanguage control panel overlay), не более 2 шт.




Биопсийная насадка (Needle guided bracket), типы:
- NGB-004, не более 5 шт.




- NGB-007, не более 5 шт.




- NGB-011, не более 5 шт.



- NGB-015, не более 5 шт.




- NGB-018, не более 5 шт.




- NGB-019, не более 5 шт.



- NGB-020, не более 5 шт.



- NGB-021, не более 5 шт.



- NGB-022, не более 5 шт.



- NGB-023, не более 5 шт.



Чэнь Син




25 листов

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Маркировка для DC-70:

Информация, которая содержится на **ОСНОВНОМ БЛОКЕ DC-70**:

Этикетка размещается на корпусе изделия как показано ниже на рисунке:



Этикетка основного блока для всех моделей идентична, отличается только название модели. Серийный номер, дата производства индивидуальны для каждой партии.






Надпись/символ	Перевод
Diagnostic Ultrasound System	Аппарат ультразвуковой диагностический
Model	Модель
SN	Серийный номер
	Дата изготовления
	Данное устройство снабжено маркировкой CE в соответствии с требованиями, приведенными в Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Номер рядом со знаком CE (0123) — это номер уполномоченного органа ЕС, засвидетельствовавшего выполнение требований Директивы. Радиопередатчик, используемый в данном устройстве, соответствует необходимым требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС (Директива ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании). Данное устройство соответствует стандартам ETSI EN 300 328 и ETSI EN 301 489.

	Контактная деталь типа BF
	Утилизируйте в соответствии с действующими требованиями
220-240V~50/60Hz	220-240В~50/60Гц
047-012101-00 (1.0)	047-012101-00 - номер этикетки, версия этикетки 1.0
630VA	630 ВА - входная мощность аппарата
	Изготовитель
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Mindray Building, Keji 12 th Road South, high-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика Тел.: +86-755-81888998 Факс: +86-755-26582680
	Уполномоченный представитель в ЕС
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа) Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия

Информация, которая содержится на ДАТЧИКАХ:

«Этикетка наносится с двух сторон датчика как показано на фото ниже (кроме датчика фазированного карандашного для «слепых» кардиоваскулярных исследований):




Этикетка на одной стороне датчика содержит название компании - mindray и сайт компании - www.mindray.com



Этикетка на другой стороне датчика - для всех моделей идентична (кроме датчика фазированного карандашного для «слепых» кардиоваскулярных исследований), отличается только название модели. Серийный номер, дата производства индивидуальны для каждой партии.


Макет этикетки для всех (кроме датчика фазированного карандашного для «слепых» кардиоваскулярных исследований) датчиков:




Надпись/символ	Перевод
Ultrasound Transducer	Ультразвуковой датчик
Model	Модель
SN	Серийный номер
	Дата изготовления
CE 0123	Данное устройство снабжено маркировкой CE в соответствии с требованиями, приведенными в Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Номер рядом со знаком CE (0123) — это номер уполномоченного органа ЕС, засвидетельствовавшего выполнение требований Директивы. Радиопередатчик, используемый в данном устройстве, соответствует необходимым требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС (Директива ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании). Данное устройство соответствует стандартам ETSI EN 300 328 и ETSI EN 301 489.
	Изделие типа В с рабочей частью типа F
	Знак общего предупреждения
IPX7	Степень защиты устройства от влаги Датчики относятся к типу IPX7
	Изготовитель
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Mindray Building, Keji 12th Road South, high-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» Здание “Миндрей”, Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика Тел.: +86-755-81888998 Факс: +86-755-26582680

Этикетка для датчика фазированного карандашного для «слепых» кардиоваскулярных исследований выглядит как показано на фото ниже:

CW5s (Pedoff transducer, CW5s):



CW2s (Pedoff transducer, CW2s):




В отличие от этикеток остальных датчиков, здесь отсутствует значок  и адрес производителя.


Примеры – фото этикеток для отдельных типов датчиков:

Датчики ультразвуковые конвексные:






Датчик ультразвуковой микроконвексный С11-3Е:




Датчики ультразвуковые линейные:







Датчики ультразвуковые фазированные:





Датчик ультразвуковой секторный фазированный P7-3TE:




Датчики ультразвуковые внутриполостные:



Датчики ультразвуковые объемные:





Датчики ультразвуковые объемные внутриполостные:






Датчики фазированные карандашные для «слепых» кардиоваскулярных исследований:






Маркировка на транспортной таре:

Аппарат упаковывается в коробку.

Маркировка на транспортной таре:



Надпись/символ	Перевод
Diagnostic Ultrasound System	Аппарат ультразвуковой диагностический
Model	Модель
	Данное устройство снабжено маркировкой CE в соответствии с требованиями, приведенными в Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Номер рядом со знаком CE (0123) — это номер уполномоченного органа ЕС, засвидетельствовавшего выполнение требований Директивы. Радиопередатчик, используемый в данном устройстве, соответствует необходимым


	требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС (Директива ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании). Данное устройство соответствует стандартам ETSI EN 300 328 и ETSI EN 301 489.
Size	Размер
Qty	Количество
N.W.	Вес нетто
G.W.	Вес брутто
220-240V~50/60Hz	220-240В~50/60Гц
630VA	630 ВА - входная мощность аппарата
Tel:	Номер телефона
Fax:	Номер факса
SN	Серийный номер
	Изготовитель
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Mindray Building, Keji 12 th Road South, high-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика Тел.: +86-755-81888998 Факс: +86-755-26582680
	Уполномоченный представитель в ЕС
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа) Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия
	Ограничения температуры
	Ограничения влажности
	Ограничения атмосферного давления (кПа)
Ordering NO	Номер заказа
P/N	Номер партии
W #	внутренний код производственного контроля
Date	Дата производства
047-015689-00 (1.0)	047-015689-00 - номер этикетки, версия этикетки 1.0

Маркировка непосредственно на коробке


Надпись/символ	Перевод
	Верх
	Внимание! Хрупкое!
	Боится влаги
	Не катить/Не кантовать
...kg max 	Штабелирование ограничено по массе
MEDICAL EQUIPMENT	Медицинское оборудование
Don't drop-fragile	Беречь от удара - хрупкий груз!


Все датчики, кроме Датчика ультразвукового секторного фазированного Р7-ЗТЕ (Phased array transducer, Р7-ЗТЕ), упаковываются в индивидуальную коробку:

Коробка для датчика





На обратной стороне коробки расположена этикетка.








Пример этикетки:





Надпись/символ	Перевод
Ultrasonic Transducer	Ультразвуковой датчик
Model	Модель
	Данное устройство снабжено маркировкой CE в соответствии с требованиями, приведенными в Директиве Совета 93/42/ЕЕС о медицинских устройствах. Номер рядом со знаком CE (0123) — это номер уполномоченного органа ЕС, засвидетельствовавшего выполнение требований Директивы. Радиопередатчик, используемый в данном устройстве, соответствует необходимым требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС (Директива ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании). Данное устройство соответствует стандартам ETSI EN 300 328 и ETSI EN 301 489.
Size	Размер
Qty	Количество
N.W.	Вес нетто
G.W.	Вес брутто
Tel:	Номер телефона
Fax:	Номер факса
SN	Серийный номер
	Изготовитель
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Mindray Building, Keji 12 th Road South, high-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680	«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.» Здание “Миндрей”, Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика Тел.: +86-755-81888998 Факс: +86-755-26582680
	Уполномоченный представитель в ЕС
Shanghai International Holding Corp.	Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ

GmbH(Europe) Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany	(Европа) Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия
	Ограничения температуры
	Ограничения влажности
	Ограничения атмосферного давления (кПа)
P/N	Номер партии
W #	внутренний код производственного контроля
Date	Дата производства
047-015689-00 (1.0)	047-015689-00 - номер этикетки, версия этикетки 1.0

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P7-3TE (Phased array transducer, P7-3TE) упаковывается в чемодан.



Чемодан упаковывается в картонную коробку.

Макет стикера с информацией на русском языке:

 	Аппарат ультразвуковой диагностический DC с принадлежностями, варианты исполнения: DC-70, DC-70T, DC-70Pro, DC-70Exp, DC-70S		
	Производитель:	Лтд	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко.,
	Страна происхождения:		Китай
	Представитель производителя в РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А Тел. +7 (499) 553-60-36	
	Регистрационное удостоверение	От	№

