

Маркировка медицинских изделий
для целей государственной регистрации медицинских изделий в
Российской Федерации

Медицинское изделие: Центрифуга лабораторная серии Z

**Производитель: ХЕРМЛЕ Лабортехник ГмбХ,
Зименштрассе 25,
78564 Вехинген**

Маркировка изделия

Центрифуга лабораторная серии Z Варианты исполнения:

Центрифуга лабораторная Z 216 M

 **ХЕРМЛЕ Лабортехник ГмбХ**
Зименштр. 25, DE-78564, г. Вехинген, Германия

Модель: Z 216 M

REF 325.00 V01

SN 2017

Макс. Об./мин: 15000
U: 230 ± 10% В ~
I: 1,3 А
f: 50/60 Гц

Кин. Эн.: 7204 Нм
Мощность: 270 Вт

Сделано в Германии **IVD**  **CE** 

Уполномоченный представитель в РФ: ООО "БиоСистемы", 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Пискарев пер., 3 лит. А
Регистрационное удостоверение:

Центрифуга лабораторная Z 366 K

 **ХЕРМЛЕ Лабортехник ГмбХ**
Зименштр. 25, DE-78564, г. Вехинген, Германия

Модель: Z 366 K

REF 319.00 V01

SN 2017

Макс. Об./мин: 16000
U: 230 ± 10% В ~
I: 3,7 А
f: 50/60 Гц

Кин. Эн.: 34363 Нм
Мощность: 800 Вт

Сделано в Германии **IVD**  **CE** 

Уполномоченный представитель в РФ: ООО "БиоСистемы", 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Пискарев пер., 3 лит. А
Регистрационное удостоверение:

Центрифуга лабораторная Z 446

 **ХЕРМЛЕ Лабортехник ГмбХ**
Зименштр. 25, DE-78564, г. Вехинген, Германия

Модель: Z 446

REF 316.00 V01

SN 2017

Макс. Об./мин: 16000
U: 230 ± 10% В ~
I: 2,8 А
f: 50/60 Гц

Кин. Эн.: 49395 Нм
Мощность: 640 Вт

Сделано в Германии **IVD**  **CE** 

Уполномоченный представитель в РФ: ООО "БиоСистемы", 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Пискарев пер., 3 лит. А
Регистрационное удостоверение:

Центрифуга лабораторная Z 446 K

 **ХЕРМЛЕ Лабортехник ГмбХ**
Зименштр. 25, DE-78564, г. Вехинген, Германия

Модель: Z 446 K

REF 317.00 V01

SN 2017

Макс. Об./мин: 16000
U: 230 ± 10% В ~
I: 7,2 А
f: 50/60 Гц

Кин. Эн.: 54458 Нм
Мощность: 1630 Вт

Сделано в Германии **IVD**  **CE** 


Уполномоченный представитель в РФ: ООО "БиоСистемы", 197101, РФ, г. Санкт-Петербург, Пискарев пер., 3 лит. А
Регистрационное удостоверение:

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»



А.В.Семенов

В настоящем документе прочито и
пронумеровано 2 листов
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
Семенов А.В.



**Фотографическое изображение
медицинского изделия**

«Центрифуга лабораторная серии Z»,

производства

«HERMLE Labortechnik GmbH», Германия

Содержание

Фотографические изображения центрифуги лабораторной Z216 М.....	3
Фотографические изображения комплектующих для центрифуги лабораторной Z216 М.....	6
Фотографические изображения центрифуги лабораторной Z366.....	19
Фотографические изображения комплектующих для центрифуги лабораторной Z366 К.....	22
Фотографические изображения центрифуги лабораторной Z446.....	78
Фотографические изображения центрифуги лабораторной Z446 К.....	81
Фотографические изображения комплектующих для центрифуг лабораторных Z446 и Z446 К.....	84
Фотографические изображения комплектующих для всех центрифуг	229



Рисунок 1 Центрифуга лабораторная Z 216 M




Рисунок 2 Центрифуга лабораторная Z 216 M вид сбоку



HERMLE Labortechnik GmbH

Siemensstr.25 D-78564 Wehingen

TYPE: Z 216 M

REF

325.00 V01

SN 82160002



2016

MAX. DREHZAHL: 15000 1/min. KIN. EN.: 7204 Nm

U/I/f: 230 VAC, 1,3 A , 50/60Hz P: 0.27 KW



Made in Germany



Рисунок 3 Шильда центрифуги лабораторной Z 216 M





Рисунок 5 Угловой ротор 24 x 1,5 (2,0), герметичный мл (Angle rotor 24 x 1,5/2,0 ml, sealable)




Рисунок 6 Угловой ротор 44 x 1,5 (2,0) мл (Angle rotor 44 x 1,5/2,0 ml)



Рисунок 8 Угловой ротор 64 x 0,5 мл (Angle rotor 64 x 0,5 ml)




Рисунок 9 Угловой ротор 12 x 5 мл (Angle rotor 12 x 5 ml Reaction tubes)




Рисунок 10 Угловой ротор 4 x 8 ПЦР Стрипов (Angle rotor 4 x 8-PCR Strips)




Рисунок 11 Ротор для 24 гематокритных капилляров (Hematocrit rotor 24 x capillaries)




Рисунок 12 Адаптеры для пробирок, объемом 1 x 0,5 мл (Tube rack, 1 x 0,5 ml)




Рисунок 13 Адаптеры для пробирок, объемом 1 x 0,4/0,2 мл (Tube rack, 1 x 0,4/0,2 ml PCR)





Рисунок 14 Адаптеры для пробирок, объемом 6 x 1,5 / 2 мл (Adapter for reaction tubes 6 x 1,5 - 2 ml)






Рисунок 16 Адаптеры для пробирок, объемом 6 x 1,8 мл (Adapter for Cryo tubes 6 x 1,8 ml)




Рисунок 17 Центрифуга лабораторная Z 366 K




Рисунок 18 Центрифуга лабораторная Z 366 K вид сбоку



Рисунок 19 Шильда центрифуги лабораторной Z 366 K



Рисунок 20 Прямоугольный стакан для микротитровальных планшетов (Rectangular bucket for Microtitre plates)




Рисунок 21 Крышка для стакана (Cap for bucket)



Рисунок 22 Бакет-адаптер, объемом 1 x 250 мл (Bucket/Adapter, 1 x 250 ml)



Рисунок 23 Бакет-адаптер, объемом 1 x 100 мл (Bucket/Adapter, 1 x 100 ml)




Рисунок 24 Бакет-адаптер, объемом 3 x 50 мл (Bucket/Adapter, 3 x 50 ml)




Рисунок 25 Бакет-адаптер для конических пробирок, объемом 3 x 50 мл (Bucket/Adapter, 3 x 50 ml conical)




Рисунок 26 Бакет-адаптер, объемом 1 x 50 мл (Bucket/Adapter, 1 x 50 ml)



Рисунок 27 Бакет-адаптер для пробирок Rim, объемом 2 x 50 мл (Bucket/Adapter, 2 x 50 ml Rim)




Рисунок 28 Бакет-адаптер, объемом 1 х 50 мл (Bucket/Adapter, 1 x 50 ml)



Рисунок 29 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 5 x 25 мл (Bucket/Adapter 5 x 25 ml)




Рисунок 30 Бакет-адаптер, для пробирок Rim , объемом 3 x 25 мл (Bucket/Adapter 3 x 25 ml Rim)




Рисунок 31 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 9 x 15 мл (Bucket/Adapter 9 x 15 ml)



Рисунок 32 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 7 x 15 мл (Bucket/Adapter 7 x 15 ml)



Рисунок 33 Бакет-адаптер, для пробирок Rim, объемом 7 x 15 мл (Bucket/Adapter 7 x 15 ml Rim)




Рисунок 34 Бакет-адаптер, для пробирок Rim, объемом 8 x 10 мл (Bucket/Adapter 8 x 10 ml Rim)




Рисунок 35 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 14 x 5-7 мл (Bucket/Adapter 14 x 5-7 ml)




Рисунок 36 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 10 x 1,6-7 мл (Bucket/Adapter 10 x 1,6-7 ml)




Рисунок 37 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 8 x 4-10 мл (Bucket/Adapter 8 x 4-10 ml)




Рисунок 38 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 10 x 2,6-5 мл (Bucket/Adapter 10 x 2,6-5 ml)




Рисунок 39 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 8 x 4-10 мл (Bucket/Adapter 8 x 4-10 ml)




Рисунок 40 Бакет-адаптер, для пробирок, объемом 9 x 1,5-2,0 мл (Bucket/Adapter 9 x 1,5-2,0 ml)




Рисунок 41 Бакет ротор с 2 держателями для микротитровальных планшетов (Swing out rotor with 2 carriers for microtitre plates)




Рисунок 42 Сменный держатель (Replacement carrier)




Рисунок 43 Адаптер для пробирок объемом 48 x 1,5 мл (2,0 мл) (Adapter, 48 x 1,5 ml (2,0 ml))



Рисунок 44 Угловой ротор 6 x 250 мл (Angle rotor 6 x 250 ml)




Рисунок 45 Адаптер для пробирок Falcon объемом, 1 x 50 мл (Adapter, 1 x 50 ml Falcon)




Рисунок 46 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 50 мл (Adapter, 1 x 50 ml)




Рисунок 47 Адаптер для пробирок объемом, 2 x 30 мл (Adapter, 2 x 30 ml)




Рисунок 48 Адаптер для пробирок Falcon объемом, 4 x 15 мл (Adapter, 4 x 15 ml Falcon)




Рисунок 49 Адаптер для пробирок объемом 5 x 10 мл (Adapter, 5 x 10 ml)




Рисунок 50 Адаптер для пробирок объемом, 8 x 1,5 мл (Adapter, 8 x 1,5 ml)



Рисунок 51 Угловой ротор 6 x 85 мл (Angle rotor 6 x 85 ml)




Рисунок 52 Адаптер для пробирок объемом, 2 x 15 мл (Adapter, 2 x 15 ml)




Рисунок 53 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 15 мл (Adapter, 1 x 15 ml)




Рисунок 54 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 30 мл (Adapter, 1 x 30 ml)




Рисунок 55 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 50 мл (Adapter, 1 x 50 ml)




Рисунок 56 Адаптер для пробирок Falcon объемом, 1 x 50 мл (Adapter, 1 x 50 ml Falcon)




Рисунок 57 Адаптер для пробирок Falcon объемом, 1 x 15 мл (Adapter, 1 x 15 ml Falcon)




Рисунок 58 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 16 мл (Adapter, 1 x 16 ml)



Рисунок 59 Угловой ротор 4 x 85 мл (Angle rotor 4 x 85 ml)



Рисунок 60 Угловой ротор 6 x 50 мл (Angle rotor 6 x 50 ml)




Рисунок 61 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 30 мл (Adapter, 1 x 30 ml) 2 шт./уп.




Рисунок 62 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 16 мл (Adapter, 1 x 16 ml) 2 шт./уп.




Рисунок 63 Адаптер для пробирок объемом, 1 x 15 мл (Adapter, 1 x 15 ml) 2 шт./уп.




Рисунок 64 Адаптер для пробирок Falcon объемом, 1 x 15 мл (Adapter, 1 x 15 ml Falcon) 2 шт./уп.



Рисунок 65 Угловой ротор 20 x 10 мл (Angle rotor 20 x 10 ml)




Рисунок 66 Угловой ротор 30 x 15 мл (Angle rotor 30 x 15 ml)




Рисунок 67 Держатель для пробирок объемом, 1 x 7 мл (Tube rack, 1 x 7 ml)




Рисунок 68 Держатель для пробирок RIA объемом, 1 x 5 мл (Tube rack, 1 x 5 ml (RIA))




Рисунок 69 Держатель для пробирок объемом, 1 x 1,5 мл (Tube rack, 1 x 1,5 ml)




Рисунок 70 Угловой ротор 24 x 1,5 (2,0) мл (Angle rotor 24 x 1,5/2,0 ml)




Рисунок 71 Набор адаптеров для пробирок объемом 0,5 мл (Adapter set for 0,5 ml tubes)




Рисунок 72 Набор адаптеров для пробирок объемом 0,4/0,2 мл (Adapter set for 0,4/0,2 ml tubes)




Рисунок 73 Угловой ротор, объемом 44 x 1,5/2,0 мл (Angle rotor 44 x 1,5/2,0 ml)



Рисунок 74 Угловой ротор Falcon 10 x 50 мл (Angle rotor 10 x 50 ml Falcon)




Рисунок 75 Адаптер для пробирок Falcon или RB, объемом 15 мл (Adapter, 15 ml Falcon or RB)




Рисунок 76 Центрифуга лабораторная Z 446




Рисунок 77 Центрифуга лабораторная Z 446 вид сбоку



HERMLE Labortechnik GmbH

Siemensstr.25 D-78564 Wehingen

TYPE: Z 446

REF

316.00 V01

SN 79160015



2016

MAX. DREHZAHL: 16000 1/min. KIN. EN.: 49395 Nm

U/f: 230 VAC, 2.8 A, 50/60Hz P: 0.64 KW



Made in Germany



Рисунок 78 Шильда центрифуги лабораторной Z 446




Рисунок 79 Центрифуга лабораторная Z 446 K




Рисунок 80 Центрифуга лабораторная Z 446 K вид сбоку



HERMLE Labortechnik GmbH

Siemensstr.25 D-78564 Wehingen

TYPE: Z 446 K

REF

317.00 V01

SN 801600010



2016

MAX. DREHZAHL: 16000 1/min. KIN. EN.: 54458 Nm


U/M: 230 VAC, 7.2 A, 50/60Hz P: 1.63 KW



Made in Germany



Рисунок 81 Шильда центрифуги лабораторной Z 446 K






Рисунок 83 Прямоугольный стакан для микротитровальных планшетов (Rectangular bucket for Microtitre plates)




Рисунок 84 Вспомогательное устройство для прямоугольного стакана (Removing aid for rectangular bucket)




Рисунок 85 ПК-крышка для прямоугольного стакана (PC-Lid for rectangular bucket)




Рисунок 86 Держатель для микротитровальных планшетов (Microtitre carrier)



Рисунок 87 Круглый стакан объемом 750 мл (Round bucket for 750 ml)




Рисунок 88 Завинчивающаяся ПК-крышка для круглого стакана (PC-Screw cap for round bucket)




Рисунок 89 Адаптер для пробирок объемом 1 x 225 мл (Adapter for 1 x 225 ml)




Рисунок 90 Адаптер для пробирок объемом 3 x 100 мл (Adapter for 3 x 100 ml)




Рисунок 91 Адаптер для пробирок объемом 3 x 100 мл (Adapter for 3 x 100 ml)




Рисунок 92 Адаптер для пробирок объемом 5 x 50 мл (Adapter for 5 x 50 ml Falcon)




Рисунок 93 Адаптер для пробирок объемом 7 x 50 мл Falcon (Adapter for 7 x 50 ml Falcon)




Рисунок 94 Адаптер для пробирок объемом 7 x 50 мл RB (Adapter for 7 x 50 ml RB)




Рисунок 95 Адаптер для пробирок объемом 8 х 30 мл (Adapter for 8 х 30 ml) 2 шт./уп.




Рисунок 96 Адаптер для пробирок объемом 14 x 15 Falcon (Adapter for 14 x 15 ml Falcon)




Рисунок 97 Адаптер для пробирок объемом 17 x 15 мл Falcon (Adapter for 17 x 15 ml Falcon)




Рисунок 98 Адаптер для пробирок объемом 18 x 15 мл RB (Adapter for 18 x 15 ml RB)




Рисунок 99 Адаптер для пробирок объемом 21 x 10 мл (Adapter for 21 x 10 ml)




Рисунок 100 Адаптер для пробирок объемом 32 x 7 мл (Adapter for 32 x 7 ml)




Рисунок 101 Адаптер для пробирок Vacutainer объемом 21 x 1,8-5 ml / 21 x 4-7 мл (Adapter for Vacutainer 21 x 1,8-5 ml / 21 x 4-7 ml)




Рисунок 102 Адаптер для пробирок Vacutainer объемом 18 x 5 мл / 18 x 6-10 мл (Adapter for Vacutainer 18 x 5 ml / 18 x 6-10 ml)




Рисунок 103 Адаптер для пробирок Sarstedt объемом 38 x 1,1-1,4 мл (Adapter for Sarstedt 38 x 1,1-1,4 ml)




Рисунок 104 Адаптер для пробирок Sarstedt объемом 21 x 2-3 мл / 3,5-5 мл (Adapter for Sarstedt 21 x 2-3 ml / 3,5-5 ml)




Рисунок 105 Адаптер для пробирок Sarstedt объемом 21 x 2,6-2,9 мл / 2,7-4,3 мл / 4,9 мл (Adapter for Sarstedt 21 x 2,6-2,9 ml / 2,7-4,3 ml / 4,9 ml)




Рисунок 106 Адаптер для пробирок объемом 18 x 4,0-5,5 мл / 7,5-8,2 мл (Adapter for 18 x 4,0-5,5 ml / 7,5-8,2 ml)




Рисунок 107 Адаптер для пробирок объемом 18 x 9-10 мл (Adapter for 18 x 9-10 ml)




Рисунок 108 Бакет ротор 2 x 3 держателя для микротитровальных планшетов (Swing out rotor with 2 x 3 carriers for microtitre plates)




Рисунок 109 Сменный держатель (Replacement carrier)




Рисунок 110 Адаптер 48 x 1,5/2,0 мл (Adapter for 48 x 1,5/2,0 ml)




Рисунок 111 Угловой ротор 30 x 1,5/(2,0) мл (Angle rotor 30 x 1,5/(2,0) ml)






Рисунок 112 Бакет-ротор четырехместный (Swing out rotor 4 place)



115

Рисунок 113 Прямоугольный стакан (Rectangular bucket)



116

Рисунок 114 Круглый стакан (Round bucket)




Рисунок 115 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 1 x 250 мл (Adapter for rectangular bucket 1 x 250 ml)




Рисунок 116 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом Falcon 1 x 190 мл (Adapter for rectangular bucket Falcon 1 x 190 ml)



Рисунок 117 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 1 x 100 мл (Adapter for rectangular bucket 1 x 100 ml)




Рисунок 118 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 1 x 85 мл (Adapter for rectangular bucket 1 x 85 ml)




Рисунок 119 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 1 x 80 мл (Adapter for rectangular bucket 1 x 80 ml)






Рисунок 120 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 2 x 50 мл (Adapter for rectangular bucket 2 x 50 ml)



123

Рисунок 121 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 2 x 50 мл (Adapter for rectangular bucket 2 x 50 ml)



Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Falcon объемом 2 x 50 мл (Adapter for rectangular bucket Falcon 2 x 50 ml)




Рисунок 122 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Falcon объемом 3 x 50 мл (Adapter for rectangular bucket Falcon 3 x 50 ml)




Рисунок 123 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 5 x 25 мл (Adapter for rectangular bucket 5 x 25 ml)




Рисунок 124 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 12 x 15 мл (Adapter for rectangular bucket 12 x 15 ml)




Рисунок 125 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Falcon объемом 6 x 15 мл (Adapter for rectangular bucket Falcon 6 x 15 ml)




Рисунок 126 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Falcon объемом 9 x 15 мл (Adapter for rectangular bucket Falcon 9 x 15 ml)




Рисунок 127 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок объемом 20 x 7 мл (Adapter for rectangular bucket 20 x 7 ml)




Рисунок 128 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок RIA объемом 20 x 5 мл (Adapter for rectangular bucket 20 x 5 ml RIA)




Рисунок 129 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Vacutainer объемом 12 x 6-10 мл
(Adapter for rectangular bucket Vacutainer 12 x 6-10 ml)




Рисунок 130 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Vacutainer объемом 12 x 5 мл
(Adapter for rectangular bucket Vacutainer 12 x 5 ml)





Рисунок 131 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Vacutainer объемом 14 x 1,8-5 мл
(Adapter for rectangular bucket Vacutainer 14 x 1,8-5 ml)






Рисунок 133 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Sarstedt объемом 8 x 9-10 мл (Adapter for rectangular bucket Sarstedt 8 x 9-10 ml)




Рисунок 134 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Sarstedt объемом 12 x 4-5,5 мл / 7,5-8,2 мл
(Adapter for rectangular bucket Sarstedt 12 x 4-5,5 / 7,5-8,2 ml)




Рисунок 135 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Sarstedt объемом 15 x 4,9 мл (Adapter for rectangular bucket Sarstedt 15 x 4,9 ml)




Рисунок 136 Адаптер для прямоугольного стакана для пробирок Sarstedt объемом 15 x 2-5 мл / 3,5-5 мл
(Adapter for rectangular bucket Sarstedt 15 x 2-5 ml / 3,5-5 ml)




Рисунок 137 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 190 мл (Adapter for round bucket 1 x 190 ml)




Рисунок 138 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 100 мл (Adapter for round bucket 1 x 100 ml)




Рисунок 139 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 85 мл (Adapter for round bucket 1 x 85 ml)




Рисунок 140 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 80 мл (Adapter for round bucket 1 x 80 ml)





Рисунок 141 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 50 мл (Adapter for round bucket 1 x 50 ml)



145

Рисунок 142 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 1 x 50 мл (Adapter for round bucket 1 x 50 ml)




Рисунок 143 Адаптер для круглого стакана для пробирок Falcon объемом 1 x 50 мл (Adapter for round bucket Falcon 1 x 50 ml)




Рисунок 144 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 2 x 25 мл (Adapter for round bucket 2 x 25 ml)



Рисунок 145 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 7 x 15 мл (Adapter for round bucket 7 x 15 ml)





Рисунок 146 Адаптер для круглого стакана для пробирок Falcon объемом 4 x 15 мл (Adapter for round bucket Falcon 4 x 15 ml)



150

Рисунок 147 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 12 x 7 мл (Adapter for round bucket 12 x 7 ml)




Рисунок 148 Адаптер для круглого стакана для пробирок RIA объемом 12 x 5 мл (Adapter for round bucket 12 x 5 ml RIA)




Рисунок 149 Адаптер для круглого стакана для пробирок Vacutainer объемом 7 x 6-10 мл (Adapter for round bucket Vacutainer 7 x 6-10 ml)




Рисунок 150 Адаптер для круглого стакана для пробирок Vacutainer объемом 7 x 5 мл (Adapter for round bucket Vacutainer 7 x 5 ml)





Рисунок 151 Адаптер для круглого стакана для пробирок Vacutainer объемом 8 x 1,8-5 мл (Adapter for round bucket Vacutainer 8 x 1,8-5 ml)



155

Рисунок 152 Адаптер для круглого стакана для пробирок Vacutainer объемом Vacutainer 8 x 4-7 мл (Adapter for round bucket Vacutainer 8 x 4-7 ml)




Рисунок 153 Адаптер для круглого стакана для пробирок Sarstedt объемом 5 x 9-10 мл (Adapter for round bucket Sarstedt 5 x 9-10 ml)




Рисунок 154 Адаптер для круглого стакана для пробирок Sarstedt объемом 7 x 4-5,5 мл / 7 x 7,5-8,2 мл
(Adapter for round bucket Sarstedt 7 x 4-5,5 ml / 7 x 7,5-8,2 ml)




Рисунок 155 Адаптер для круглого стакана для пробирок Sarstedt объемом 12 x 4,9 мл (Adapter for round bucket Sarstedt 12 x 4,9 ml)




Рисунок 156 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 12 x 2-5 мл / 12 x 3,5-5 мл
(Adapter for round bucket Sarstedt 12 x 2-5 ml / 12 x 3,5-5 ml)




Рисунок 157 Адаптер для круглого стакана для пробирок объемом 8 x 1,5 мл (Adapter for round bucket 8 x 1,5 ml)




Рисунок 158 Бакет ротор четырехместный (Swing out rotor 4 place)




Рисунок 159 Держатель микропланшетов (Mikrotitre carrier)



Рисунок 160 Бакет-адаптер для пробирок Falcon объемом 12 x 15 мл (Bucket/Adapter for 12 x 15 ml Falcon)




Рисунок 161 Бакет-адаптер для пробирок Falcon объемом 7 x 50 мл (Bucket/Adapter for 7 x 50 ml Falcon)




Рисунок 162 Бакет-адаптер для пробирок RB объемом 7 x 50 мл (Bucket/Adapter for 7 x 50 ml RB)




Рисунок 163 Бакет-адаптер для пробирок Falcon объемом 5 x 50 мл (Bucket/Adapter for 5 x 50 ml Falcon)




Рисунок 164 Бакет-адаптер для пробирок объемом 1 x 250 мл (Bucket/Adapter for 1 x 250 ml)



Рисунок 165 Бакет-адаптер для пробирок объемом 1 x 500 мл (Bucket 1 x 500)




Рисунок 166 Бакет-адаптер для пробирок RB объемом 7 x 25 мл (Bucket/Adapter 7 x 25 ml RB)



Рисунок 167 Бакет-адаптер для пробирок RB объемом 14 x 15 мл (Bucket/Adapter 14 x 15 ml RB)



Рисунок 168 Бакет-адаптер для пробирок Vacutainer объемом 22 x 1,8-5 мл (Bucket/Adapter for Vacutainer 22 x 1,8-5 ml)




Рисунок 169 Бакет-адаптер для пробирок Vacutainer объемом 22 x 4-7 мл (Bucket/Adapter for Vacutainer 22 x 4-7 ml)




Рисунок 170 Бакет-адаптер для пробирок Vacutainer объемом 19 x 5 мл (Bucket/Adapter for Vacutainer 19 x 5 ml)



Рисунок 171 Бакет-адаптер для пробирок Vacutainer объемом 19 х 6-10 мл (Bucket/Adapter for Vacutainer 19 х 6-10 ml)



Рисунок 172 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 14 x 4-5,5 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 14 x 4-5,5 ml)



Рисунок 173 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 14 x 7,5-8 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 14 x 7,5-8 ml)



Рисунок 174 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 14 x 9-10 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 14 x 9-10 ml)




Рисунок 175 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 19 x 2,6-2,9 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 19 x 2,6-2,9 ml)



Рисунок 176 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 19 x 2,7-4,3 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 19 x 2,7-4,3 ml)




Рисунок 177 Бакет-адаптер для пробирок Sarstedt объемом 19 x 4,9 мл (Bucket/Adapter for Sarstedt 19 x 4,9 ml)



Рисунок 178 Бакет-адаптер для пробирок объемом 19 x 5-7 мл (Bucket/Adapter 19 x 5-7 ml)



Рисунок 179 Бакет-адаптер для пробирок объемом 25 x 1,5/2,0 мл (Bucket/Adapter for 25 x 1,5/2,0 ml)




Рисунок 180 Бакет-адаптер для конических пробирок с ободом объемом 4 x50 мл (Bucket/Adapter 4 x50 ml conical with rim)




Рисунок 181 Бакет-адаптер для конических пробирок Falcon объемом 1 x 190 мл (Bucket/Adapter 1 x 190 ml Falcon conical)




Рисунок 182 Бакет-адаптер для пробирок объемом 3 x 100 мл (Bucket/Adapter 3 x 100 ml)




Рисунок 183 Бакет-адаптер для пробирок Centriprep объемом 3 x 50 мл (Bucket/Adapter 3 x Centriprep 50 ml)



Рисунок 184 Бакет-адаптер для пробирок Universal объемом 5 x 30 мл (Bucket/Adapter 5 x Universal 30 ml)




Рисунок 185 Бакет-адаптер для 2 х держателей для Цитоконтейнеров (Bucket/Adapter 2 x Carrier for Cyto-container)




Рисунок 186 Завинчивающаяся ПК-крышка для круглого стакана (PC-Screw cap for round bucket)




Рисунок 187 Угловой ротор 6 x 85 мл (Angle rotor 6 x 85 ml)




Рисунок 188 Адаптер для пробирок объемом 2 x 15мл (Adapter 2 x 15 ml)




Рисунок 189 Адаптер для пробирок объемом 1 x 15 мл (Adapter 1 x 15 ml)




Рисунок 190 Адаптер для пробирок объемом 1 x 30 мл (Adapter 1 x 30 ml)




Рисунок 191 Адаптер для пробирок объемом 1 x 50 мл (Adapter 1 x 50 ml)




Рисунок 192 Адаптер для пробирок Falcon объемом 1 x 50 мл (Adapter 1 x 50 ml Falcon)




Рисунок 193 Адаптер для пробирок Falcon объемом 1 x 15 мл (Adapter 1 x 15 ml Falcon)




Рисунок 194 Адаптер для пробирок Falcon объемом 1 x 16 мл (Adapter 1 x 16 ml Falcon)



Рисунок 195 Угловой ротор 4 x 85 мл (Angle rotor 4 x 85 ml)



Рисунок 196 Угловой ротор 6 x 250 мл (Angle rotor 6 x 250 ml)




Рисунок 197 Адаптер для пробирок объемом 8 x 1,5 мл (Adapter 8 x 1,5 ml)




Рисунок 198 Адаптер для пробирок объемом 5 x 10 мл (Adapter 5 x 10 ml)




Рисунок 199 Адаптер для пробирок Falcon объемом 4 x 15 мл (Adapter 4 x 15 ml Falcon)




Рисунок 200 Адаптер для пробирок объемом 2 x 30 мл (Adapter 2 x 30 ml)




Рисунок 201 Адаптер для пробирок объемом 1 x 50 мл (Adapter 1 x 50 ml)



Рисунок 202 Угловой ротор 6 x 50 мл (Angle rotor 6 x 50 ml)




Рисунок 203 Адаптер для пробирок объемом 1 x 30 мл (Adapter 1 x 30 ml)




Рисунок 204 Адаптер для пробирок объемом 1 x 16 мл (Adapter 1 x 16 ml)




Рисунок 205 Адаптер для пробирок объемом 1 x 15 мл (Adapter 1 x 15 ml)




Рисунок 206 Адаптер для пробирок Falcon объемом 1 x 15 мл (Adapter 1 x 15 ml Falcon)



Рисунок 207 Угловой ротор 20 x 10 мл (Angle rotor 20 x 10 ml)



Рисунок 208 Угловой ротор 4 x 500 мл (Angle rotor 4 x 500 ml)




Рисунок 209 Адаптер для пробирок объемом 1 x 250 мл (Adapter 1 x 250 ml)








Рисунок 210 Адаптер для пробирок Corning объемом 1 x 250 мл (Adapter 1 x 250 ml Corning)








216





217





























Комплектующие для всех центрифуг



229

Ключ для ротора (для всех центрифуг)



В настоящем документе прошито и пронумеровано _____ листов
Генеральный директор
ООО «Биосистемы»
Семенов А. В.

