

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»

Генеральный директор

Л.В. Григорьев



(подпись)

М.П.

Фотографические изображения общего вида

Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017 в составе:



- с лекарственным препаратом Инсулин гларгин, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл ЛП-004480-280917 (спусковая кнопка синего цвета);
- с лекарственным препаратом Инсулин лизпро, раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 МЕ/мл ЛП-004572-061217 (спусковая кнопка красного цвета).

производства



ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия.

2017 г.

Внешний вид изделия



I)



II)

Рисунок 1:

I) с лекарственным препаратом Инсулин гларгин

II) с лекарственным препаратом Инсулин лизпро


Внешний вид: 1 – колпачок, 2 – корпус, 3 – окно селектора дозы, 4 – селектор дозы, 5 – спусковая кнопка, 6 – держатель картриджа

Рисунок 2 Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017 в составе:

- с лекарственным препаратом Инсулин гларгин, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл ЛПИ-004480-280917 (спусковая кнопка синего цвета);



Рисунок 2.1 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 5 штук.



ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Состав на 1 мл

Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг);

вспомогательные вещества (цинк хлорид, глицерол, метакрилат, хлористоводородная кислота, натрий гидроксид, вода для инъекций)

Производитель: Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):

Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай

Упаковщик/Фасовщик (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:

ООО «Завод Медсинтез», Россия

Владелец РУ и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII

РУ № ЛП-004480

Шприц-ручка ЭндоПен® 1

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15, стр. 3

РУ РЗН №

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки

можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С

Хранить в недоступном для детей месте

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию

Нетоксично. Стерильно. Для индивидуального применения

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных

с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу

Место для штрихового кода

ИНСУЛИН ГЛАРГИН


раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл



ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Состав на 1 мл

Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг),
вспомогательные вещества (цинк хлорид, глицерол, метакрезол,
хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций)

Производитель: Улаковичи/Фасовщик (первичная упаковка)

Гань анд Ли Фармасьютикалс, Китай

Улаковичи/Фасовщик (вторичная/третья упаковка)

Выпускающий контроль качества: ООО «Завод Медсинтез», Россия

Владелец РУ и организация принимающая претензии:

ООО «ЭНДОФЕНИКС», Россия

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VII.

ИНН 50-004490

Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения
фкартриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по
ТУ 32.50.13.-001-16541809-2017

Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15,
РУ РЗН №

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки
можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока
годности. Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию

детально. Стерильно. Для индивидуального применения

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
с использованием шприц-ручек «Обращайтесь к врачу».


ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Серия: ШРГ0010917

Произведено: 09.2017

Годен до: 09.2019



Место для
штрихового-кода

ИНСУЛИН ГЛАРГИН


раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Рисунок 3 Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017 в составе:

- с лекарственным препаратом Инсулин лизпро, раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 МЕ/мл ЛП-004572-061217 (спусковая кнопка красного цвета).



Рисунок 3.1 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 5 штук.



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Состав на 1 мл

Действующее вещество: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг);

вспомогательные вещества (цинк оксид, натрия фосфат двузамещенный, глицерол, метакрезол, хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций)

Производитель/Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):

Гань энд Ли Фармасыютикакс, Китай

Упаковщик/Фасовщик (вторичная/ретичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:

ООО «Завод Медсинтез», Россия

Владелец РУ и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕИКС», Россия

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII.

РУ № ЛП-004572



ENDOGENICS

Шприц-ручка ЭндоПен® 1

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по

ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15.

РУ РЗН №

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С

Хранить в недоступном для детей месте

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию

Не токсично. Стерильно. Для индивидуального применения

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных

с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

Место для штрихового кода

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Серия:


Произведено:

Годен до:

Место для QR кода

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Состав на 1 мл

Действующее вещество: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг);

вспомогательные вещества: цинка оксид, натрий фосфат двузамещенный, глицерол, метакрезол, хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Производитель: Упаконцик/Фасовщик (первичная упаковка)

Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай

Упаконцик/Фасовщик (вторичная/третья упаковка)

Выпускающий контроль качества: ООО «Завод Медсинтез», Россия

Владелец РУ и организация, принимающая претензии:

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII

РУ № ЛП-004522

Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения

с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по
ТУ 32.50.12-001-16541809-2017

Адрес места производства: ООО «Завод Медсинтез», Россия

624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15.

РУ РЗН №

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки

можно применять в течение 4 недель, хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока

годности. Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию

Нетоксично. Стерильно. Для индивидуального применения

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных

с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и
подкожного введения 100 МЕ/мл

Место для
QR кода

Место для
штрихового кода

Макеты этикеток и макеты потребительской тары

Серия:
Произведено:
Годен до:

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

Стерильно
Нетоксично

Для индивидуального применения

3 мл 100 ЕД/мл

Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения
с картриджем емкостью 3 мл для инъекций
лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

РУ РЗН №

РУ № ЛП-004480



ENDOGENICS

Серия:
Произведено:
Годен до:

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Стерильно
Нетоксично
Для индивидуального применения

3 мл 100 МЕ/мл

Шприц-ручка ЭндоПен® 1 одноразового применения
с картриджем емкостью 3 мл для инъекций
лекарственных средств по ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

РУ РЗН №

РУ № ЛП-004572



ENDOGENICS



5 шприц-ручек по 3 мл

Для лечения сахарного диабета

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
в шприц-ручках ЭндоПен® 1

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл



Состав на 1 мл
Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг);
вспомогательные вещества (цинка хлорид, глицерол, метакрезол,
хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций)
Производитель/Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):
Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай
Упаковщик/Фасовщик (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Владелец РУ и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII.
РУ № ЛП-004480

Шприц-ручка ЭндоПен® 1

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по
ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15.
РУ РЗН №

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.
После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки
можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Не применять по истечении срока годности
Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию
Нетоксично. Стерильно. Для индивидуального применения
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

Место для штрихового-кода

Место для QR кода

Серия:
Произведено:
Годен до:

ИНСУЛИН ГЛАРГИН
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Место для штрихового кода

Шприц-ручка Эндопен® 1
одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по
ТУ 32.50.13-001-16541809-2017
Адрес места производства АО «Фармасинтез-Норд», Россия
194356, г. Санкт-Петербург, Лопота в Каменку, 74, пом. 1-Н
РФ 31Н №
Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.
После начала использования предварительно заполненные шприц-ручки можно применять в
течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
Некоторые стерильные инъекционные препараты могут вызывать аллергические реакции.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.



ИНСУЛИН ГЛАРГИН
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
Состав на 1 мл
Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг);
вспомогательные вещества (инсулин хлорид, глицерол, метакрезол,
хлорид натрия, натрия гидроксида, вода для инъекций).
Производитель/фасовщик (первичная упаковка):
Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай
Упаковщик/фасовщик (вторичная упаковка)/выпускающий контроль качества:
АО «Фармасинтез-Норд», Россия
Владелец РД и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII
РФ 17-004480

ИНСУЛИН ГЛАРГИН
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Серия:
Произведено:
годен до:

Место для QR кода

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
в шприц-ручках Эндопен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



ИНСУЛИНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Для лечения сахарного диабета

100 ЕД/мл в шприц-ручке ЭндоПен® 1

Место для
штрихового-кода

Место для
QR кода

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Место для штрихового кода

Шприц-ручка ЭндОпен® 1
дноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекции лекарственных средств по
ТУ 32.50.13-001-16541809-2017
Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15.
РУ 3Н №
Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.
После начала использования картриджа запечатывать шприц-ручку
можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
Применять по назначению врача. Откажется по рецепту.
Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
Немедленно прекратить применение.
Нестерильно. Для инъекций. При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.



ИНСУЛИН ЛИЗПРО
раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл
Состав на 1 мл
Действующее вещество: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг);
вспомогательные вещества (лимонная кислота, натрия фосфат, глицин, глицерин, метакрезол, хлоридоводородная кислота, натрий гидроксид, вода для инъекций).
Производитель/Импортер (первичная упаковка):
Гань энд (ш. фарм. индустрия, Китай)
Унькош/Фармсинтез (вспомогательные вещества)
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Владелец и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОГЕНЕТИКС», Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII
РУ № ЛП-004572

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного
введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках
ЭндОпен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



Серия:
Произведено:
годен до:

Место для QR кода

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Место для штрихового-кода

Шприц-ручка ЭндоПен® 1
одноразового применения, с картриджем емкостью 3 мл для инъекции лекарственных средств по
ТУ 32.50.13-001-16541809-2017
АО «Фармасинтез-Норд», Россия
Адрес места производства АО «Фармасинтез-Норд», Россия
194356, г. Санкт-Петербург, Дворца в Канонерском, 74, пом. 1-Н.
РФ № ПН-004572
Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать. После начала использования
предварительно запломбированные шприц-ручки можно применять в течение 4 недель, храня при
температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию.
Неосложненно. Стерильно. Для индивидуального применения.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного
введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках
ЭндоПен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



Серия:
Произведено:
Годен до:

Место для QR кода





ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Серия:
Произведено:
Годен до:

с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных
Неожиданно. Стерильно. Для индивидуального применения.
Перед применением внимательно прочтите инструкцию.
Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Не применять по истечении срока годности.
Хранить в недоступном для детей месте.

После начала использования предварительно замороженные шприц-ручки
можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °C.

Хранить при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать.

РУ РЗН №

624130, Саратовская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15.

Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия

ТУ 32.50.13-001-16541809-2017

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекции лекарственных средств по

Шприц-ручка ЭндоПен® 1

РУ № ЛП-004480

125424, г. Москва, Волжское шоссе, д. 108, помещение VIII.

Владелец РУ и организация, принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНЕКС», Россия

ООО «Завод Медсинтез», Россия

Улзкович/Фармацевт (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:

Улзкович/Фармацевт (вторичная/третичная упаковка).

(Промышленные/Упаковочные/Фармацевтические/Исследовательские)

хлорид натрия, вода для инъекций, натрий гидроксида, метакрезол,

вспомогательные вещества (цинк хлорид, глицин, метакрезол,

Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг).

Состав на 1 мл

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
в шприц-ручках ЭндоПен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



ИНСУЛИН ГЛАРГИН
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Место для штрихового кода

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Место для штрихового кода

Серия:
Производство:
Годен до:

Шприц-ручка ЭндоПен® 1

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекции лекарственных средств по

Адрес места производства АО «Фармасинтез-Норд», Россия
194356, г. Санкт-Петербург, Дворца в Каменку, 74, пом. 1-Н
Р/ЗН № 194356, г. Санкт-Петербург, Дворца в Каменку, 74, пом. 1-Н

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.
После начала использования предваздушить шприц-ручку можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию.
Неточно. Стрипано. Для индивидуального применения.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.



ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Состав на 1 мл

Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг);
вспомогательные вещества (цинк хлорид, глицерол, метакрезол,
хлорид водородной кислоты, натрия гидроксида, вода для инъекций)
Производитель/Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):
Гань нян Ли Фармасьютикалс, Китай
Упаковщик/Фасовщик (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:
АО «Фармасинтез-Норд», Россия
Владимир и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОПЕННИКС», Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII.
Р/ЗН № 1/17-004480

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
в шприц-ручках ЭндоПен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл





раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

[illegible][illegible]

Место для
штрихового-кода

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Для лечения сахарного диабета

1 шприц-ручка 3 мл

раствор для подкожного введения
100 ЕД/мл в шприц-ручке ЭндоПен® 1



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Место для штрихового кода

Шприц-ручка Эндопен® 1
Длительное действие: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг);
вспомогательные вещества (цинка фосфат, натрия фосфат, глицерол, метакрезол, хлористоводородная кислота, натрий гидроксида, вода для инъекций).
Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай.
Упаковщик/Фармацевтическая компания/Выпускающая компания/Контроль качества:
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Владенц РД и организация принимающая претензии ООО «ЭНДОДЖЕННИКС», Россия
175424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII,
РД № ЛП-004572
Адрес места производства ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15,
РД № 341 №
Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.
После начала использования предварительно заполнить шприц-ручку.
Хранить в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С.
Не применять в недостаточном для детей месте.
Применять по назначению врача. Отклонения по рецепту.
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию.
Нестерильно. Стерильно. Для индивидуального применения.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного
введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках
Эндопен® 1

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Место для штрихового кода

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать. После начала использования переполненные шприц-ручки можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности. Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту. Перед применением внимательно прочтите инструкцию. Неточно. Стерильно. Для индивидуального применения. При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

Регистрационный номер: ПН № 194356, г. Санкт-Петербург, Лопота в Каменку, 74, пом. 1-Н. Адрес места производства АО «Фармасит-Норд», Россия. Производитель: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия. ТУ 32.50.13-001-16541809-2017.

Шприц-ручка ЭндОпен® 1

Дополнительное применение с картриджами лекарственных средств по РН № ПН-004572.

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, помещение VIII. Владелец РН и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия. АО «Фармасит-Норд», Россия. Упаковка: флакон (вспомогательная упаковка) / Выпускающий контроль качества: г.н.д. для фармации / Фармация: Китай. Производитель: Упаковщик / Упаковщик (первичная упаковка):

Действующее вещество: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг). Вспомогательные вещества (цинк оксид, натрия фосфат дигидрат, глицерин, метакрезол, хлористоводородная кислота, натрия гидрооксид, вода для инъекций).



ИНСУЛИН ЛИЗПРО
раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках ЭндОпен® 1

Для лечения сахарного диабета


5 шприц-ручек по 3 мл



ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Серия:
Произведено:
Годен до:



[illegible]

Место для
штрихового-кода

Для лечения сахарного диабета

1 шприц-ручка 3 мл

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл в шприц-ручке ЭндоПен® 1



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 39 лист(ов)

Генеральный директор
ООО "ЭНДОДЖЕНИКС"

Григорьев Л.В.

" " 07 2018 г.

