

**Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80-01 с принадлежностями.
Внешний вид.**



AXION

Отсасыватель медицинский портативный
ОМП-5/80-01 с принадлежностями

ТУ32.50.50-238-49640047-2017



Q011180001
01.2018



220В 50Гц 80ВА

== 12В 4А/12В 4,5А·ч

ООО Концерн «Аксион»

426000, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, 90

Сделано в России

SLA



EAC

IP21

Шильдик, расположенный в нижней части корпуса
блока управления отсасывателя ОМП-5/80-01

AXION

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПОРТАТИВНЫЙ ОМП-5/80-01
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ЗАМЕНУ МЕМБРАНЫ ФИЛЬТРА
ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ
НАРАБОТКИ ОТСАСЫВАТЕЛЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 60 МИНУТ
ПЕРЕРЫВ - НЕ МЕНЕЕ 45 МИНУТ

ВЫСОКИЙ
ВАКУУМ

НИЗКИЙ
РАСХОД

АВТОНОМНАЯ
РАБОТА

Отсасыватель не пригоден для использования при температуре ниже плюс 5°C и выше плюс 35°C

отсасывателя ОМП-5/80-01

Шильдик, расположенный с лицевой стороны блока управления

**Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80-02 с принадлежностями.
Внешний вид.**




AXION

Отсасыватель медицинский портативный
ОМП-5/80-02 с принадлежностями

ТУ32.50.50-238-49640047-2017



Q021180001
01.2018



220В 50Гц 80ВА

== 12В 4А

ООО Концерн «Аксион»
426000, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, 90

Сделано в России



EAC

IP21

Шильдик, расположенный в нижней части корпуса блока управления
отсасывателя ОМП-5/80-02

AXION

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПОРТАТИВНЫЙ ОМП-5/80-02
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ЗАМЕНУ МЕМБРАНЫ ФИЛЬТРА
ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ
НАРАБОТКИ ОТСАСЫВАТЕЛЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 60 МИНУТ
ПЕРЕРЫВ - НЕ МЕНЕЕ 45 МИНУТ

ВЫСОКИЙ
ВАКУУМ



НИЗКИЙ
РАСХОД



Отсасыватель не пригоден для использования при температуре ниже плюс 5°C и выше плюс 35°C

отсасывателя ОМП-5/80-02

Шильдик, расположенный с лицевой стороны блока управления