




17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

ПОДТВЕРЖДАЮ



Фотографические изображения медицинского изделия:

*Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модели:
ZKB00, ZLB00*

ZKB00
+20.0D
+2.75D ADD

TECNIS®
Multifocal IOL

Johnson & Johnson VISION

2022-04-19

SN 8607641804



ZKB00
MULTIFOCAL (+2.75D ADD)

REF ZKB00I0200

TECNIS®
Multifocal IOL

DIOPTER

+20.0D +2.75D ADD

SUGGESTED "A" CONSTANT:

Optical Biometry

119.3

Ultrasound Biometry

118.8

OVERALL DIAMETER ($\varnothing_T$)

13 mm

OPTIC DIAMETER ($\varnothing_B$):

6 mm

USE BY (YYYY-MM-DD):

2022-04-19

SERIAL NUMBER (SN):

8607641804

MANUFACTURED ON (YYYY-MM-DD): 2018-04-19

One piece posterior chamber biconvex IOL


Acrylic aspheric/diffractive multifocal optic with UV absorber

PRODUCT OF THE NETHERLANDS

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
1700 E. St. Andrew Place
Santa Ana, CA 92705 USA

Production site

AMO Groningen BV, van Swietenlaan 5,
9728 NX Groningen, The Netherlands



CE
0344



(01)05050474558908(17)220419(11)180419(21)8607641804

Z353457 Rev. A Revision Date 04/2019

Фото 2. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модель ZKB00 – потребительская упаковка (обратная сторона) [Макет].



Фото 3. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модель ZKB00 – изделие в стерильной упаковке.



Фото 4. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модель ZKB00 – лепестковая упаковка.




Фото 5. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS[®], модель ZLB00 – потребительская упаковка [Макет].




Фото 6. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модель ZLB00 – потребительская упаковка (обратная сторона) [Макет].



Фото 7. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная **TECNIS** , модель **ZLB00** – изделие в стерильной упаковке



Фото 8. Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модель ZLB00 – лепестковая упаковка.

Линза интраокулярная акриловая мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модели: ZKB00

Номер и дата РУ: [] Date RC]

Назначение: Линза предназначена для визуальной коррекции зрения при афакии у взрослых пациентов, у которых пораженный катарактой хрусталик удален посредством экстракапсулярной экстракции катаракты. Это устройство помещается в [] мешок.



Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Джонсон & Джонсон [] Vision
[]
1700 East St. Andrew Pl., Santa Ana, California 92705, United States

**Уполномоченный
представитель
производителя в
РФ:**

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

**Место
производства:** [The Netherlands] Нидерланды или [Puerto-Rico(PR)] Пуэрто-Рико(ПР)
Production Site: []

Diopter

Диоптрия:

Suggested "A" constant:

Поправочный коэффициент («А»-
константа):

Optical biometry

Оптическая биометрия

Ultrasound biometry

Ультразвук

Overall diameter (D_o)

Общий диаметр (D_o)

Optic diameter (D_o)

Оптический диаметр (D_o)

Use by (YYYY-MM-DD): Срок годности (TTT-MM-DD):

Serial number (SN):

Серийный номер (BT):

Manufactured on (YYYY-MM-DD) (TTT-MM-DD): Дата производства (TTT-MM-DD):

Линза однокомпонентная двояковыпуклая имплантируемая в заднюю камеру: [] поглотителем УФ излучения

STERILE EO

Стерилизовано



Повторное
использование
запрещено



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкции по
применению



Верхний предел
температуры



Не использовать, если
упаковка повреждена



Хранить вдали от
солнечных лучей

RxOnly

Для продажи только
врачам

Акриловый
Нетоксично

Фото 9. Пример проекта маркировки на русском языке на примере модели ZKB00.

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 10 листа(ов).

Должность супервайзер по
регистрации
Кришанова Е.В.

ФИО Кришанова Е.В.

«Джонсон»
(подпись)

М.П. Джонсон 20 09 года