

ООО «Иммунохелс Рус»

117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 18

www.immunohealth.ru

Программа компьютерная диагностическая
«Иммунохелс ИТ» для статистической
обработки данных иммуносорбентного
ферментного анализа на иммуноглобулины
группы Г (ИФА ИГГ, ELISA IgG) теста на
скрытую «пищевую непереносимость»
по ТУ 58.29.29-001-29458919-2017 в составе»



Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

Версия 1.1

Дата выпуска – апрель 2017 г.

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Программное обеспечение «Иммунохелс ИТ» предназначено для статистической обработки данных иммуносорбентного ферментного анализа на иммуноглобулины группы Г (ИФА ИГГ, ELISA IgG) теста на скрытую «пищевую непереносимость» в составе», предназначенное для статистической обработки данных тестов на «пищевую непереносимость» по ТУ 58.29.29-001-29458919-2017 в составе», предназначенная для обработки массива данных иммуносорбентного ферментного анализа на иммуноглобулины группы Г (ИФА ИГГ или ELISA IgG), проводимого для N тестируемых пищевых антигенов, фиксируемых на стандартных иммунологических панелях (ИП)

Тип файла:	(.exe)	Производительность:	время проведения одного анализа 0,5 с	
Объем памяти:	700 Мб	Уровень точности:	Определяется точностью вводимых данных измерений	
Обновление версий происходит:		Скорость обработки:	среднее время обработки 1 Мб входящего файла 1 секунда	
Минимальная конфигурация серверной станции:			Объем памяти:	700 Мб
Операционная память		512 Мб		
Процессор Pentium 4		от 2 ГГц и выше		
Жесткий диск		не менее 40 Гб		
Операционная система		MS Windows 95 и выше		
Разрешение монитор		1280 x 920 и выше		
Устройство ввода		Клавиатура, мышь		
Веб-браузеры		Не требуются		
Скорость сетевого соединения		1 Мбит/сек и выше		
Заемствованные программные средства, используемые совместно с программным обеспечением, должны иметь действующие сертификаты и лицензии				
Использование с возможностью доступа к данным из публичной сети Internet допустимо только при настройке безопасного соединения с использованием протокола SSL				
Владельцем программы является: ООО «Иммунохелс РУС»				
В типовое оснащение, как правило, должно включаться: – программное обеспечение на CD-диске – 1 шт.; – пароль для активации полнофункционального действия – 1 шт.; – руководство пользователя – 1 экз.			ОТК _____	

