



Закрытое акционерное общество «ЛИДЕР»

(ЗАО «ЛИДЕР»)


117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр.1

Телефон: +7 (499) 130 43 71, info@med-leader.ru

ИНН/КПП: 7727797159 / 772701001 ОГРН: 1137746063840

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор ЗАО «ЛИДЕР»


Е. В. Бычкова

«19» октября 2018 г.




Проект

маркировки для рынка Российской Федерации на медицинское изделие


Электрокардиостимулятор наружный «rStim»

по ТУ 26.60.14-005-17119413-2017 в составе

Маркировочная таблица изделия содержит следующую информацию:

Наименование или обозначение изделия (его варианта исполнения)	Электрокардиостимулятор наружный «rStim*» * 11 или 21, в зависимости от варианта исполнения
Надпись	«Сделано в России»
Габаритные размеры изделия	* По требованию заказчика
Масса изделия	* По требованию заказчика
	Товарный знак предприятия-изготовителя
ТУ 26.60.14-005-17119413-2017	Обозначение технических условий
	Серийный номер изделия
	ЗАО «ЛИДЕР» , 117216, Москва, Грина, д. 7, стр. 1
	Дата выпуска изделия
	Внимание: Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
	Классификация изделия согласно ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0. Изделие типа CF
 2xAA	Эксплуатация батареек. Электропитание прибора осуществляется при помощи двух батареек типа AA.
IP44	Степень защиты оболочки изделия
	Класс изделия - Кардиостимулятор: Эксплуатировать только в подходящих окружающих условиях
	Хрупкое - обращаться с осторожностью
	Ограничение температуры и влажности
	«Беречь от влаги»
	Держать вдали от источника тепла и радиоактивного излучения

Маркировка упаковки (включая транспортную тару) электрокардиостимулятора наружного «rStim»:

Наименование или обозначение изделия (его варианта исполнения)	Электрокардиостимулятор наружный «rStim*» *11 или 21, в зависимости от варианта исполнения
Надпись	«Сделано в России»
Масса брутто	* По требованию заказчика
	Товарный знак предприятия-изготовителя
ТУ 26.60.14-005-17119413-2017	Обозначение технических условий
	Серийный номер изделия
	ЗАО «ЛИДЕР» , 117216, Москва, Грина, д. 7, стр. 1
	Дата производства
Сведения о приемке ОТК	Дата приемки (год и месяц)
	Температурный диапазон хранения и ограничение влажности
	«Беречь от влаги»
	Держать вдали от источника тепла и радиоактивного излучения
	Хрупкое - обращаться с осторожностью
	Внимание: Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
	Классификация изделия согласно ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0. Изделие типа CF
 2xAA	Эксплуатация батареек. Электропитание прибора осуществляется при помощи двух батареек типа AA.
	Класс изделия- Кардиостимулятор: Эксплуатировать только в подходящих окружающих условиях
IP44	Степень защиты оболочки изделия

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатно 3 листов.

1 генеральный директор

ЗАО "ЛИДЕР"

Бачкова Е.В.

МП.

2018 года





Закрытое акционерное общество «ЛИДЕР»
(ЗАО «ЛИДЕР»)

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр.1

Телефон: +7 (499) 130 43 71, info@med-leader.ru

ИНН/КПП: 7727797159 / 772701001 ОГРН: 1137746063840

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»

Е. В. Бычкова

«19» октября 2018 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Электрокардиостимулятор наружный «rStim»

по ТУ 26.60.14-005-17119413-2017 в составе




Электрокардиостимулятор наружный однокамерный rStim 11
(вид спереди)




Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный rStim 21
(вид спереди)


1



2



3




1. Электрокардиостимулятор наружный однокамерный rStim 11 (вид сверху)
2. Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный rStim 21 (вид сверху)
3. Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный rStim 21 (вид слева*)


*Вид слева электрокардиостимулятора наружного однокамерного rStim 11 аналогичен фото



Вид упаковки изделия
«Электрокардиостимулятор наружный rStim»



1. Фиксирующая манжета
2. Фиксатор для крепления ЭКС на руку пациента
3. Фиксатор для крепления ЭКС на кровать/штатив
4. Держатель элементов питания



Электрокардиостимулятор наружный однокамерный rStim 11
(вид сзади, маркировка)



Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный rStim 21
(вид сзади, маркировка)

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 3 листов.



Генеральный директор
ЗАО "ЛИДЕР"
Бычкова Е.В.

М.П.

2018 года