



Центр Перинатальной Медицины

Centre of Perinatal Medicine

109004, Москва, Товарищеский пер., 20-4
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
факс (495) 911 36 71

109004, Tovarishesky per. 20-4, Moscow, Russia
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
fax (495) 911 36 71

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетеры VASCO+ стерильные, одноразовые

Производитель:

BALT EXTRUSION SAS (БАЛТ ЭКСТРУЖИ САС), Франция


10 rue de la Croix Vigneron 95160 MONTMORENCY, France

Тел.: +33 (0)1 39 89 46 41

Факс: +33 (0) 1 37 17 03 46

quality.assistant@balt.fr

Рис. 1 Внешний вид медицинского изделия VASCO+10D, VASCO+10MH_D, VASCO+10MP, VASCO+10MH_MP, VASCO+18D, VASCO+18MP, VASCO+21D, VASCO+21MP, VASCO+25D, VASCO+25MP, VASCO+28D, VASCO+28MP, VASCO+35D, VASCO+35ASPI_D, VASCO+35MP, VASCO+35ASPI_MP



Примечание: визуально, все изделия идентичны и различаются только типоразмерами. На узел управления (хаб) нанесена маркировка содержащая модель изделия.

Рис. 2 Внешний вид изделия в защитном ободе VASCO+10D, VASCO+10MH_D, VASCO+10MP, VASCO+10MH_MP, VASCO+18D, VASCO+18MP, VASCO+21D, VASCO+21MP, VASCO+25D, VASCO+25MP, VASCO+28D, VASCO+28MP, VASCO+35D, VASCO+35ASPI_D, VASCO+35MP, VASCO+35ASPI_MP



Примечание: визуально, все изделия идентичны и различаются только типоразмерами. На узел управления (хаб) нанесена маркировка содержащая модель изделия.

Рис. 3 Внешний вид изделия в финишной упаковке для стерилизации



Рис. 4 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+10D

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

Этикетка упаковки

VASCO+10D


VASCO+10D

2023-02



(01) 03700481318973;17330228;10;00310601

1




VASCO+

Microcathéter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive suppleness
 Microcathéter armados con flexibilidad progresiva/Armaten Microcatheter mit progressive Flexibilität
 Microcatheteri armati con flessibilità progressiva/Microcatheteres armados com flexibilidade ogressiva
 Mikrokateteri strojene zmerljivostjo elastičnosti/Vydušané mikrokatetry, progresivné flexce
 Армированный микрокатетер, стерильный одноканальный
 Querschnitts progress elastisches mikrokatheter

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A : 155 см
- B : 149 см
- C : 0.72 мм /2.2 F
- D : 0.63 мм /1.9 F
- E : 0.41 мм /0.17"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство
0,30 мл

Использовать
с направлятелем
0.35 мм / 0.14"

20180241

REF **VASCO+10D**

LOT **00310501**

2023-02

2018-02



EAN13



Balt Extrusion (Балт Экструзия)
 10, rue de la Croix Vigneron
 95160 Montmorency - France
 Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France




Рис. 5 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+10MH_D

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

Этикетка упаковки

VASCO+10MH_D

2022-12



VASCO+

Microcathéter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive suppleness
Microcatheters armados con flexibilidad progresiva/Armaten Microcatheter mit progressive Flexibilität
Microcatheteri armati con flessibilità progressiva/Microcatheteres armados com flexibilidade progressiva
Mikrocatheteri zbrojeni z mieniaczą elastycznością/Vydušené mikrocatheterý, progresívne flexibilita
Армированный микрокатетер, сгруппированный однообразно
Gutendeflexible progressief versterkt microcatheter

Содержание: 1 x катетер
1 x мандрен


A : 155 cm

B : 149 cm

C : 0.72 mm /2.2 F

D : 0.63 mm /1.9 F

E : 0.41 mm /0.17"



Мертвое пространство
0.30 ml

Использовать
с направляющим
0.35 mm /0.14"

НЕ использовать с ДМСО

20171232

REF **VASCO+10MH_D**

LOT **00304378**

2022-12

2017-12



EA N13



Balt Extrusion (Балт Экструзи)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



Рис. 6 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+10MP

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+10MP

2023-02



1




VASCO+

Microcatheter armé à coque progressive/Microcatheter reinforced with progressive braid/Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit
Microcatheter armado con trenza progresiva/Microcatheter mit progressiver Flechtzeit

Contenu: 1 cathéter
1 cathéter

- A : 155 cm
- B : 149 cm
- C : 0.72 mm / 2.2F
- D : 0.63 mm / 1.9 F
- E : 0.41 mm / 0.17"



NE utiliser avec DMSO

Mortuo
prospacio

0.30 ml

Utiliser
cathéter

0.35 mm / 0.14"

20180231

REF **VASCO+10MP**

LOT **00309804** 2023-02

2018-02



EA13



Balt Extrusion (Balt Extrusion)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France





Рис. 7. Макетировка упаковки и коробки модели VASCO+10MH_МР

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+10MH_MP

VASCO+10MH_MP 2023-02



1



VASCO+

Versteetlander, S.W. is a full-time professor of Management Information Systems at the University of North Carolina at Charlotte. He has published articles in the areas of information systems, organizational behavior, and management. He is currently working on a book titled "Information Systems and the Future of Work".

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

- A: 155 cm
D: 149 cm
C: 0.72 mm / 22 F
D: 0.63 mm / 19 F
E: 0.41 mm / 017 F



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИМСО

Медведев
Игорь Иванович
0 30 22

0.30 ms

Историческая
и марксистская

0.35 mm / 014"

20180231

REF **VASCO+10MH_MP**



LOT 00309805



2023-02



2018-02

CEC
INTERSTATE 40



EAM13



⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



3 700481

326916



Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports

Balt Extrusion (Sant'Antonio)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



Рис. 8 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+18D

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

УТВЕРЖДЕНИЕ МАРКИРОВКИ

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+18D

2023-03



1




VASCO+

Microcatheter armé à souplesse progressive / Microcatheter mit progressiver Biegeflexibilität
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva / Microcatheter mit progressiver Flexibilität
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva / Microcatheter mit progressiver Flexibilität
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva / Microcatheter mit progressiver Flexibilität
Микрокатетер с прогрессивной эластичностью / Микрокатетер с прогрессивной эластичностью
Однорукавный микрокатетер, створчатый спонгиозный

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A 155 CM
- B 140 CM
- C 0.93 MM / 2.7 F
- D 0.71 MM / 2.1 F
- E 0.52 MM / 0.021"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

0.40 ml

Использовать с нагревателем

0.45 MM / 0.018"

20180311

REF **VASCO+18D**

LOT **00310896**



2023-03



2018-03



EAN13



3 700481 319000



Balt Extrusion (Балт Экструзия)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr





Рис. 9 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+18MP

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+18MP

2022-11




VASCO+

Microcatheter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive suppleeness
Microcatheter armé à souplesse progressive/Armerung Mikrocatheter mit progressive Flexibilität
Microcatheter armat cu flexibilitate progresivă/Microcathetera armada cu flexibilitate progresivă
Microcatheteri dovojele sponožlasy elastickosťVaskulární mikrocatheter, progresivně flexční
Quandarma progressif devriktli mikrocatheteri

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A : 155 cm
- B : 149 cm
- C : 0.93 mm / 2.7F
- D : 0.71 mm / 2.1F
- E : 0.52 mm / 0.021"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

0.40 mm

Использовать с нагревателем

0.45 mm / 0.018"

20171162

REF **VASCO+18MP**

LOT **00301820** 2022-11

2017-11



EA13



Balt Extrusion (Balt Экструзия)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France




Рис. 10 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+21D

AQ-FQ-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+21D

VASCO+21D

2023-02




VASCO+

Microcatheter armed & reinforced progressive catheter reinforced with progressive electrodes
Microcatheter armé et renforcé cathéte progressive renforcé avec électrodes progressives
Microcatheter armat con filo a filo progressive/Microcatheter armado con filamento progresivo
Микрокатетер зброєний дрітчастим електродом/Микрокатетер, прогрессивный Reinfort
Дрифтчастий катетерозбр. (Прогресивний) прогрессивный

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

CAN BE USED WITH A 10/14 COILING CATHETER
IN THE SAME GUIDE CATHETER (.070")



НЕ использовать с ДМСО

- A 155 cm
- B 149 cm
- C 0.94 mm / 2.7F
- D 0.81 mm / 2.4F
- E 0.80 mm / .024"

Мертвое пространство
0.52 mm

Использовать с направляющим
0.53 mm / .021"


20180231

PCR **VASCO+21D**

LOT **00310428**

2023-02

2018-02



EAN13



Balt Extrusion (Балт Экструзия)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France





Рис. 11 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+21MP

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+21MP

VASCO+21MP

2023-02



1




VASCO+

Vasocatheter avec à l'extrémité progressive Microcatheter reinforced with progressive supplemen-
Microcatheter mit am Ende des progressiven Arterien Microcatheter mit progressive Resor-
Microcatheter avec son Paveola progressive Microcatheter avec son Paveola progressive
Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya
Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya
Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya Microcatheter dengan ujungnya

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С 10/14 СПИРАЛЬНЫМ
КАТЕТЕРОМ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЯЮЩЕМ КАТЕТЕРЕ



НЕ использовать с ДМСО

A : 155 см

B : 140 см

C : 0.94 мм / 2.7"

D : 0.81 мм / 2.4F

E : 0.60 мм / 0.024"

Мертвое
пространство

0.52 мл

Использовать
с направляющей


0.53 мм / 0.021"

20180242

REF VASCO+21MP

LOT 00311774 2023-02

2018-02



EAN13



Balt Extrusion (Балт Экструзия)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



VASCO+21MP

00311774

VASCO+21MP

00311774

VASCO+21MP

00311774



Рис. 12 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+25D

AO-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+25D

2023-01



1




VASCO+

Vasometer armé à base d'une progressive/Microcatheter reinforced with progressive a.s.c. /
Vasometer armé avec une flexible progressive/Armer Microcatheter mit progressive flexible /
Vasometer armé con flessibile progressive/Microcatheter armado con flexível de a.s.c. /
Vasometeru armat cu flexibilitate progresivă/Microcatheter armado con flexível de a.s.c. /
Vasometeru armat cu flexibilitate progresivă /
Armer Microcatheter mit progressive flexible /
Armer Microcatheter mit progressive flexible /
Armer Microcatheter mit progressive flexible

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A : 155 см
- B : 149 см
- C : 1.10 мм /3.3F
- D : 0.99 мм /3.0F
- E : 0.74 мм /0.29"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

0.72 мл

Использовать с направителем

0.63 мм / 0.25"

20100181

REF **VASCO+25D**

Lot **00308228**



2023-01



2018-01



EAN13



3 700481 310078



Balt Extrusion (Балт Экструзии)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France





Рис. 13 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+25MP

AQ-FQ-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+25MP

2023-02



1



VASCO+

Vascoflex® est le seul cathéter progressif/rigidisable renforcé avec progressive élasticité.
Vascoflex® est le seul cathéter progressif/rigidisable renforcé avec progressive élasticité.
Vascoflex® est le seul cathéter progressif/rigidisable renforcé avec progressive élasticité.
Vascoflex® est le seul cathéter progressif/rigidisable renforcé avec progressive élasticité.
Vascoflex® est le seul cathéter progressif/rigidisable renforcé avec progressive élasticité.

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен


A : 155 cm

B : 149 cm

C : 1.10 mm /3.3F

D : 0.99 mm /3.0F

E : 0.74 mm /0.28"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое
пространство

0.72 ml


Использовать
с направителем

0.63 mm /0.25"

20180242

REF **VASCO+25MP**

LOT **00311903** 2023-02



FAN 13



Balt Extrusion (Balt Энструшн)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



Рис. 14 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+28D

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+28D

2022-04



1




VASCO+

Microcatheter armé à extrémité progressive/Microcatheter mit progressiver Spitze
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva/Microcatheter mit progressiva Flexibilität
Microcatheter armat cu flexibilitate progresivă/Microcatheter armado com flexibilitate a progresiva
Микрокатетер с прогрессивной эластичностью/Microcatheter mit progressiv flexibilität
Агрегатный катетер, с прогрессивной эластичностью
Зупордіть прогресивної еластичності

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A : 155 см
- B : 149 см
- C : 1,13 мм / 3,4F
- D : 1,03 мм / 3,3F
- E : 0,82 мм / 0,32"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

0,85 мл

Использовать с нагретым

0,71 мм / 0,028"

20170441

REF **VASCO+28D**

LOT **00287301** 2022-04

2017-04



EA N13



BALT Extrusion (Балт Экструзия)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



Рис. 15 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+28MP

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+28MP

VASCO+28MP

2023-02



1



VASCO+

Microcatheter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive suppleeness
Microcatetera armada por flexibilidade progressiva/Armerket Mikrocatheter mit progressiver Flexibilität
Microcatheter armat cu flexibilitate progresivă/Microcathetera armados com flexibilidade progressiva
Microcatheteri zadržuje zmienskajú elastickosť/Vysledné mikrocatheteri programová flexibilita
Armatorescătul microcatheterelor, menținându-și elasticitatea
Gumendörmsig, progressiv dehnhető mikrocatheter

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен


A : 155 см

B : 140 см

C : 1.13 мм /3.4"

D : 1.03 мм /3.3F

E : 0.82 мм /0.032"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое
пространство

0.85 мм

Использовать
с нагревателем

0.71 мм /0.028"

20180242

REF **VASCO+28MP**LOT **00310696**

2023-02



2018-02



EAN 13



3 700481 319123




Balt Extrusion (Balt Экструзия)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



VASCO+28MP 00310696



VASCO+28MP 00310696



VASCO+28MP 00310696



Рис. 16 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+35D

AQ-FO-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+35D

VASCO+35D

2022-11




1 

VASCO+

Microcatheter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive suppleeness
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva/Armadito Microcatheter mit progressive Biegekräft
Microcatheter armat cu flexibilitate progresivă/Microcatheter armado com flexibilidade a progressiva
Микрокатетер армированный эластичностью/Усиленный микрокатетер с прогрессивной гибкостью
Quindimite progressivamente reforçada

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

- A : 135 см
- B : 129 см
- C : 1.35 мм / 4 OF
- D : 1.25 мм / 3.8F
- E : 1.02 мм / 0.40"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство
1.2 мл

Использовать с направителем
0.89 мм / 0.35"

20171111

REF **VASCO+35D**

LOT **00299154**

2022-11

2017-11



EAN13



Balt Extrusion (Balt Extrusion)
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmirency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



Рис. 17 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+35ASPI D

AQ-FO-18 Rev. 0
Data contains 19 January 2017 mda

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+35ASPI.D

VASCO+35ASPI_D

2022-11



1




VASCO+

Mitochondrien sind die kleinen Organellen, in denen mit progressiver Blindheit verbundene Erbinheiten auf dem progressiv vererbten Mitochondrien-Genom lokalisiert werden können. Mitochondrien sind der Zellatmung progressiv erblich bedingte Erbinheiten zugeordnet. Mitochondrien gehören zu den Mitochondrien-Organellen und sind für die Zellatmung verantwortlich. Mitochondrien sind kleine Organellen, die in allen Zellen vorkommen. Sie sind für die Zellatmung verantwortlich.

Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен

УТВЕРЖДЕНИЕ МАРКИРОВКИ



НЕ использовать с ДМСО

A 140 CM
B 134 CM
C 1.70 MM / 5.1 F
D 1.70 MM / 5.1 F
E 1.02 MM / 0.40"

Мертвое пространство
1,2 м

Использовать
с направляющим
0.89 мм / 0.3

20171111

REF VASCO+35ASPI D



LOT 00299155



2022-11



2017-11



SAN 13




3 " 790481 " 321776



and Bar: Extrusion (Bar: 3000 rpm)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél. : +33 (0)1 39 89 46 41
www.dall.fr



YALCO+284871_0 00200165



VASCO-35A-241 0 00200156




VANCO-35A2P1 0 00720150



Рис. 18 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+35MP

AQ-FQ-18 Rev. 0
Дата создания 19 декабря 2017 года

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ




VASCO+

Microcatheter armé à souplesse progressive/Microcatheter reinforced with progressive supplemets
Microcatheter armado con flexibilidad progresiva/Microcatheter mit progressiver Flexibilität
Microcatheter armat cu flexibilită progresivă/Microcatheter armado com flexibilidade a progressiva
Microcatheteri zbrojeni zmienskajst elastycznosci/Microcatheteri armados com flexibilidade a progressiva
Арматурованный микрокатетер, ступенчатый упруговый
Quandarmes progressif armécat microcatheter

Содержание: 1 x катетер
1 x мандрон

- A : 135 см
- B : 129 см
- C 1 35 мм /4 0F
- D 1 25 мм /3,8F
- E 1 02 мм / 040"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

1,2 мл

Использовать с направителем

0,89 мм / 035"


20171111

REF **VASCO+35MP**

LOT **00299153**

2022-11

2017-11



EAN13



3 700481 319178



Balt Extrusion (Балт Экструзия)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tel : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



Внутренний документ

Рис. 19 Маркировка упаковки и коробки модели VASCO+35ASPI_MP

ЭТИКЕТКА УПАКОВКИ

VASCO+35ASPI_MP

VASCO+35ASPI_MP 2023-01



1




VASCO+

Microstatele sunt o succesiune progresivă de microstate care duc la o succesiune cu progresivă suprasensibilizare. Microstatele aparțin unei familii de programe / Arreții Microstatele nu programează însoțitorii și nu pot fi utilizați ca rețea cu programe Microstatele aparțin unei familii de programe cu o singură utilizare și programele sunt utilizate separat de utilizatori și nu sunt utilizate în comun. Microstatele sunt utilizate în mod separat și nu sunt utilizate în comun.

**Содержание: 1 х катетер
1 х мандрен**

A: 140 cm
B: 134 cm
C: 170 mm / 5.1F
D: 170 mm / 5.1F
F: 1.02 mm / .040"



НЕ использовать с ДМСО

Мертвое пространство

1.2. 1997

Использовать
с направляющим

0.89 mm / 0.35"

20160151

REF VASCO+35ASPI MP



LOT 00307824

 2023-01

2018-01



LAN13



● Salt Extrusion (Salt? Emulsion?)

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.darl.fr





Рис. 20 Макет коробки



Счито и заверено печатью 21
(Владимир Григорьевич) лист _____

Генеральный директор
Морозов В.В.

