



Принадлежности

Ресиверы: Roger 10, Roger 11, Roger 13, Roger 15, Roger 16, Roger X, Roger MyLink, Roger MyLink Short Loop. Ресиверы для слуховых аппаратов; в комплекте с микрофоном обеспечивают беспроводную передачу звука на индукционную катушку аппарата.	
Трансмиттеры: Roger DynaMic, Roger DigiMaster X. Служат для управления системой из нескольких удаленных микрофонов и ресиверов.	
Стержень для чистки микротрубочки СА от загрязнений (Cleaning Staves), 25 шт. в упаковке.	
Телефоны слухового аппарата в комплекте не более 10шт. Для обслуживания аппарата.	


Ремонтный модуль SEM.

Для обслуживания аппарата.



Комплект замены батарейного отсека: 1 шт. батарейный отсек, 1шт. защелка, 1шт. ручка регулятора громкости.

Для обслуживания аппарата.



Инструмент замены блокиратора батарейного отсека.



Набор для слухопротезирования:



16 телефонов СА,


90 вкладышей всех типоразмеров,

фиксатор выносного стандартного телефона -10 шт.,
фиксатор выносного мощного телефона -10 шт.,

измерительное лекало-1 шт.,

переходник адаптера выносного телефона-1 шт.,

инструмент замены штифта- 1шт.,



адаптер к СА устаревшего типа - 10 шт.




инструмент замены телефона СА-1шт.,



инструмент для извлечения телефона СА - 1шт.



Набор для маркировки Phonak: бумажная инструкция-10шт. и наклейка - 10 шт.



Набор для слухопротезирования:



звукопроводящие микротрубочки СА всех типоразмеров
20 шт.;



вкладыши всех типоразмеров-90 шт.;




стержень для чистки микротрубочки СА от загрязнений- 25
шт.;



переходник адаптера выносного телефона- 1шт.;



измерительное лекало - 1 шт.;



инструмент замены штифта- 1шт.	
Фиксатор для слухового аппарата Stick'n Stay.	
Адаптеры типа «Башмак»: Audio Shoe. Для подключения FM-аксессуаров Phonak.	
Микрофон EasyBoom. Всенаправленный микрофон, подключаемый к транзмиттерам Phonak.	

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами крытого транспорта при температуре от -20 до +60°C и относительной влажности воздуха не более 90%, без образования конденсата.

Хранение