


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий - индивидуальный
предприниматель
ООО «Дентекс»




А.В. Завалюк
" 25 " сентября 2017 г.

Фотографии изделия медицинского назначения


Компрессоры стоматологические Tornado 1, Tornado 1 с мембранным осушителем, Tornado 2, Tornado 2 с мембранным осушителем, Tornado 2+ с мембранным осушителем, Tornado 4, Tornado 4 с мембранным осушителем, Duo, Quattro P 20




Компрессор стоматологический Tornado 1



Компрессор стоматологический Tornado 1 с мембранным осушителем




Компрессор стоматологический Tornado 2



Компрессор стоматологический Tornado 2 с мембранным осушителем




Компрессор стоматологический Tornado 2+ с мембранным осушителем




Компрессор стоматологический Tornado 4



Компрессор стоматологический Tornado 4 с мембранным осушителем



Компрессор стоматологический Duo




Компрессор стоматологический Quattro P 20

Quattro P 20

CE 0297

SN J357119003



3/N/PE/ AC 380V ~ 50Hz 17,6A

S1 100%ED IP21 Medium:

n:1440 min⁻¹




DÜRR DENTAL AG

2017-3

**DÜRR
DENTAL**


Сделано в Германии




Пример расположения Символ «Предупреждение о самостоятельном запуске двигателя»,
символ «Предупреждение о высокой температуре»



Сетевой кабель



Поддон




Мембранный осушитель




Всасывающий фильтр




Входной фильтр




Фильтр тонкой очистки для мембранного осушителя



Фильтр глубокой очистки для мембранного осушителя




Вставка для всасывающего фильтра




Редукционный клапан




Глушители 2 шт.



Шумопоглощающий кожух



Сборник конденсата





Воздушная вытяжка для шумопоглощающего кожуха




Шланг

Листон






Манжета



Цилиндр




Обратный клапан




Кран слива конденсата



Переключатель давления





Спечённый фильтр для мембранного осушителя



Крышка верхней части мембраны

Tyscor Pulse


Программное обеспечение



Version: 3.2.6

Tyscor Pulse

Программное обеспечение



Version: 3.2.6
DÜRR DENTAL AG

DÜRR
DENTAL



© Copyright 2016 DÜRR DENTAL AG

Диск с программным обеспечением Tyscor Pulse

ООО «Дентекс»
Итого в настоящем документе

35 листа (ов)
Управляющий - индивидуальный
предприниматель
Завалюк А.В.

