

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЛЮС»


Фотографические изображения медицинского изделия

**Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01
по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017**

Производитель ООО «НПО «ПОЛЮС»

Юридический адрес: Россия, 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180


Адрес места производства: Россия, 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180




Фотография 1. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017. Общий вид.



Фотография 2. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017. Общий вид. Кузов-контейнер КК4.2.25.1 на шасси прицепа автомобильного ЧМЗАП-8335.200000.012




Фотография 3. Инсинератор ИНСИ-В-300 (установлен в кузове-контейнере КК4.2.25.1 установки для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017). Повернуто. Общий вид.




Фотография 4. Вентилятор инсинератора. Общий вид. Повернуто.




Фотография 5. Камера сжигания инсинератора ИНСИ-В-300 в открытом виде.



Фотография 6. Электроагрегат АД4-230-ВМ2.




Фотография 7. Бак топливный 250л.



Фотография 8. Электровентилятор вытяжной – 2 шт. (расположен на задней панели кузова-контейнера установки)




Фотография 9. Электровентилятор приточный (расположен на передней панели кузова-контейнера установки).




Фотография 11. Общий вид передней панели кузова-контейнера установки и расположенных на ней составных элементов.




Фотография 12. Общий вид. Повернуто. Стеллаж для ЗИП.



Фотография 13. Общий вид. Повернуто. Стеллаж для ЗИП (для горелок).



Фотография 14. Общий вид. Повернуто. Огнетушитель ОУ-5 с кронштейном. Стул складной – 2шт. (Стулья находятся в сложенном виде, закрепленные в транспортном положении.)




Фотография 15. Общий вид. Повернуто. Стол откидной. (Стол откидной изображен в сложенном и закрепленном виде, в транспортном положении.)



Фотография 16. Общий вид. Ранцевый дегазатор.




Фотография 17. Обиций вид. Ведро для золы



Фотография 18. Общий вид. Ящик для золы



Фотография 19. Общий вид. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017.



Канистра для топлива: канистра КС-10

Фотография 20. Общий вид. Канистра для топлива: канистра КС-10.

1



2



Фотография 21. Общий вид.

1. Контейнер многоразовый для сбора медицинских отходов класса А: Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса А МК-03 «МедКом» объемом 20,0 л, ТУ 9398-004-63102960-2012, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154, производитель ООО «НПФ «МедКом», Россия - 2шт.

2. Контейнер многоразовый для сбора медицинских отходов класса Б:

- Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Б МК-03 «МедКом» объемом 20,0 л, ТУ 9398-004-63102960-2012, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154, производитель ООО «НПФ «МедКом», Россия- 2шт.

1



2



Фотография 22. Общий вид.

1. Контейнер многоразовый для сбора медицинских отходов класса В:

- Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса В МК-03 «МедКом» объемом 20,0 л, ТУ 9398-004-63102960-2012, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154, производитель ООО «НПФ «МедКом», Россия - 2шт.

2. Контейнер многоразовый для сбора медицинских отходов класса Г:

- Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов класса Г МК-03 «МедКом» объемом 20,0 л, ТУ 9398-004-63102960-2012, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154, производитель ООО «НПФ «МедКом», Россия - 2шт.



Фотография 23. Общий вид. Аптечка противоожоговая:

- Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени «АППОЛО» по ТУ 9393-013-42965160-2005, № ФСР 2010/07696, производитель ООО «ТД АПОЛЛО», Россия



1



2



3




4


Фотография 24. Общий вид. 1. Фонарь аккумуляторный светодиодный (налобный). 2. Респиратор Спиротек VS2100. 3. Наушники COM3-3 ПУМА. 4. Очки защитные.



Фотография 25. Общий вид. Огнетушитель ОУ-2



Фотография 26. Общий вид. Знак аварийной остановки.



Фотография 27. Общий вид. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017, подготовлена для транспортирования.



Фотография 28. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017 в транспортном положении.

		ООО «НПО «ПОЛЮС» Адрес: Россия, 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180	
Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017			
№ <u>002</u>		Год выпуска <u>2017</u>	
			
Номинальные электрические характеристики:			
напряжение питания, В			~ 220
частота, Гц			50
мощность, кВт			4

Фотография 29. Маркировка установки для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017.

Генеральный директор ООО «НПО «Полюс»

В.А. Савватеев

Прошито и пронумеровано 30

тридцать листа (ов)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОЛЮС»

Фотографические изображения медицинского изделия
Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01
по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017

Дополнение


Производитель ООО «НПО «ПОЛЮС»

Юридический адрес: Россия, 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180

Адрес места производства: Россия, 394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180



а)



б)



в)

Фотография 30. Установка для утилизации опасных биологических и медицинских отходов УУМО-01 по ТУ 32.50.50-006-59563632-2017.
Общий вид составных частей: а) Выключатель автоматический 16А - 1шт.; б) Устройство защитного отключения 25А - 1шт.;
в) Реверсивный рубильник 25А - 1шт.



Фотография 31. Общий вид. Устройство (костюм) защитное противочумное «КВАРЦ-1М»: Устройство (костюм) защитное противочумное «КВАРЦ-1М» в следующей комплектации: комбинезон, шлем-маска (с панорамной маской «БРИЗ-4301(ППМ-88)»), бахилы прорезиненные, перчатки латексные, фильтр ФСУ-МБ, ТУ 9452-001-45508262-2007, регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01026, производитель ООО «Д-Медфарм», Россия - 2шт.

Генеральный директор ООО «НПО «Полюс»

В.А. Савватеев

Прошито и пронумеровано 3

12/04 листа (ов)