

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**
**Система дентальных имплантатов «Southern Implants»
производства
Southern Implants (Pty) Ltd
(«Саузерн Имплантс» (Пти) Лтд.)**

SOUTHERNIMPLANTS


REV: 06(L275B)

BAT 10

Ø5.0 x 10mm

IMPLANT, EXT HEX, TAPERED.

NOTE: FIXTURE MOUNT SCREW TSHZ3 1.22 HEX.



2019-07



BAT 10



USE IN DENTAL IMPLANT TREATMENT
STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED.

SOUTHERNIMPLANTS

BAT 10

Ø5.0 x 10mm

175G07d2

LOT


SOUTHERNIMPLANTS


BAT 10

Ø5.0 x 10mm

175G07d2

LOT





SOUTHERNIMPLANTS


REV: 05(L2930)

IBT12d-11.5

Ø4.0 x 11.5mm

IMPLANT, EXT. HEX. 12° CO-AXIS™

NOTE: FIXTURE MOUNT SCREW, TSHZ3 1.22 HEX.



2019-08



IBT12d-11.5

Rx

USE IN DENTAL IMPLANT TREATMENT
STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED

SOUTHERNIMPLANTS

IBT12d-11.5

Ø4.0 x 11.5mm

146G02d1

LOT

SOUTHERNIMPLANTS

IBT12d-11.5

Ø4.0 x 11.5mm

146G02d1

LOT

CAT-5009-03


SOUTHERNIMPLANTS

WARNING

IBT12d Implants must be used with the specific universal or "Z"-series prosthetic screws. Longer screws, may reach the bottom of the Implant's internal screw thread, before applying clamping force to the prosthesis. This can result in screw fracture.

(C676)

DATE: 22/05/2014



SOUTHERNIMPLANTS


REV: 06(L2921)

MAX-8-7

Ø8.0 x 7mm

IMPLANT, EXT. HEX, MAX-8™

NOTE: FIXTURE MOUNT SCREW, TSHZ3 1.22 HEX.



2019-10



MAX - 8 - 7

R_x

USE IN DENTAL IMPLANT TREATMENT
STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED.

SOUTHERNIMPLANTS

MAX-8-7

Ø8.0 x 7mm

113G07d1

LOT


SOUTHERNIMPLANTS


MAX-8-7

Ø8.0 x 7mm

113G07d1

LOT







SOUTHERNIMPLANTS

REV. 020.3315

DCC3011

Ø3.0 x 11mm

IMPLANT, DC CYLINDRICAL



2019-08



DCC3011

R_x

USE IN DENTAL IMPLANT TREATMENT
STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED

SOUTHERNIMPLANTS

DCC3011

Ø3.0 x 11mm

160G01d2

LOT


SOUTHERNIMPLANTS

DCC3011


Ø3.0 x 11mm


160G01d2

LOT



Имплантат цилиндрический DC 3x11 мм (артикул DCC3011)
без упаковки






SOUTHERNIMPLANTS

REV: 05(L2629)

IA-LH-43-8

Ø4.3 x 8.6mm

IMPLANT, TRI-NEX.



2018-11



IA-LH-43-8



Rx

USE IN DENTAL IMPLANT TREATMENT
STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED.

SOUTHERNIMPLANTS

IA-LH-43-8

Ø4.3 x 8.6mm

177F02d1

LOT


SOUTHERNIMPLANTS


IA-LH-43-8

Ø4.3 x 8.6mm

177F02d1

LOT








Имплантат корневидный M-Series 5x10 мм (артикул IM-T5010)












Формирователь десны (из 2-х частей) 4,3x5 мм для имплантатов IB (артикул HA-L-43-5)






СТЕРИЛЬНО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: САУЗЕРН ИМПЛАНТС» (ПТИ) ЛТД.
1 АЛЬБЕРТРОУД, ПИ. ОУ. БОКС 605, 0062 ИРЭН, ЮЖНАЯ
АФРИКА
ИМПОРТЕР: ООО «САУЗЕРН ИМПЛАНТС СИР»
127560, Г. МОСКВА, УЛИЦА КОНЁНКОВА 16-101
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №

STERILE	R
---------	---

Макет этикетки изделий с маркировкой
для поставок в Российскую Федерацию



[REF] CS-DC5

Coverscrew, Ø5.0 DC

1 2 STERILE R

LOT 083G00d1

2019-07



(01) 06009544002888

(17) 220317

(10) 065K00

R_x only

CE
0086

one
Southern
Implants (Pty) Ltd
- Africa (Pty)
- South Africa
- South Africa
[BC REP]
Bosham
Implants UK Ltd
Building 3
Cannock Park
585 Chelwood
High Road
London W14 5YA
United Kingdom
AMERICAS / ASIA:
225 Chimney
Corner Lane
Suite 3011, Jupiter
Florida 33458
USA



SOUTHERNIMPLANTS

ВИНТ-ЗАГЛУШКА 5,0 мм ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ DC
СТЕРИЛЬНО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «САУЗЕРН ИМПЛАНТС» (ПТИ) ЛТД.
1 АЛЬБЕРТ РОУД, ПИ. ОУ. БОКС 805, 0062 ИРЭН, ЮЖНАЯ
АФРИКА

ИМПОРТЕР: ООО «САУЗЕРН ИМПЛАНТС СИР»
127560, Г. МОСКВА, УЛИЦА КОНЕНКОВА 16-101
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №

CS-DC5

STERILE R

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

И.В. Ковашова (подпись) (исполн.)

Генеральный директор
ООО «САУЗЕРН ИМПЛАНТС СИР»
Ковашова И.В.

