




Томик В.В.
2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ «АЛЬФА»
по ТУ 32.50.13-001-59525502-2018

г. Санкт-Петербург
2018

Рукоятка - привод аккумуляторная, варианты исполнения:
Рукоятка - привод аккумуляторная АЛЬФА-1200



ALFA

ООО «АЛЬФА»
197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, дом 29,
литер А, пом. 12Н

СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ
«АЛЬФА»

Питание: 14,4 В = батарея 1200 mAh

SN 002

01.2018г.

УЗ2.50.13-001-59525502-2018




IP 24

10 мин. работа/

5 минут перерыв

Рукоятка - привод аккумуляторная АЛЬФА-1800






Насадки, варианты исполнения:


Насадка - дрель высокооборотная АЛЬФА-10.01




Насадка - дрель канюлированная АЛbФА-10.02



Насадка - дрель низкооборотная, силовая АЛЬФА-10.03




Насадка - бур краниальный АЛЬФА-10.04




Насадка - фреза краниальная АЛЬФА-10.05




Насадка - пила сагиттальная АЛЬФА-10.06



Насадка - пила-стернотом АЛЪФА-10.07



Насадка - пила реципрокная АЛЬФА-10.08



Режущий инструмент, варианты исполнения:

Сверло спиральное хирургическое (при необходимости), размеры:

1,5 x 70 мм АЛЬФА- 020.01; 1,5 x 80 мм АЛЬФА- 020.02; 1,6 x 80 мм АЛЬФА- 020.03; 1,6 x 100 мм АЛЬФА- 020.04; 2,0 x 100 мм АЛЬФА- 020.05; 2,0 x 120 мм АЛЬФА- 020.06; 2,0 x 150 мм АЛЬФА- 020.07; 2,5 x 115 мм АЛЬФА- 020.08; 2,5 x 115 мм АЛЬФА- 020.09; 2,5 x 120 мм АЛЬФА- 020.10; 2,5 x 150 мм АЛЬФА- 020.11; 2,7 x 120 мм АЛЬФА- 020.12; 2,7 x 150 мм АЛЬФА- 020.13; 2,8 x 115 мм АЛЬФА- 020.14; 3,0 x 115 мм АЛЬФА- 020.15; 3,0 x 115 мм АЛЬФА- 020.16; 3,0 x 125 мм АЛЬФА- 020.17; 3,0 x 400 мм АЛЬФА- 020.18; 3,1 x 120 мм АЛЬФА- 020.19; 3,2 x 115 мм АЛЬФА- 020.20; 3,2 x 150 мм АЛЬФА- 020.21; 3,5 x 115 мм АЛЬФА- 020.22; 3,5 x 115 мм АЛЬФА- 020.23; 4,0 x 115 мм АЛЬФА- 020.24; 4,0 x 120 мм АЛЬФА- 020.25; 4,0 x 150 мм АЛЬФА- 020.26; 4,0 x 180 мм АЛЬФА- 020.27; 4,0 x 200 мм АЛЬФА- 020.28; 4,0 x 280 мм АЛЬФА- 020.29; 4,0 x 300 мм АЛЬФА- 020.30; 4,0 x 350 мм АЛЬФА- 020.31; 4,5 x 115 мм АЛЬФА- 020.32; 4,5 x 120 мм АЛЬФА- 020.33; 4,5 x 150 мм АЛЬФА- 020.34; 4,0 x 180 мм АЛЬФА- 020.35.



Полотно для пилы сагиттальной (при необходимости), размеры:
 22x12x0,3 мм АЛЬФА-030.01; 22x15x0,5 мм АЛЬФА-030.02; 22x7,9x0,3 мм АЛЬФА-030.03;
 1,7x0,3 мм АЛЬФА-030.04; 25x6,6x0,5 мм АЛЬФА-030.05; 25x8x0,5 мм АЛЬФА-030.06; 25x10x0,5 мм
 АЛЬФА-030.07; 25x11,7x0,5 мм АЛЬФА-030.08; 28x7x0,5 мм АЛЬФА-030.09; 31x10x0,5 мм АЛЬФА-030.10;
 0x0,5 мм АЛЬФА-030.11; 40x15x0,5 мм АЛЬФА-030.12; 35x13x0,8 мм АЛЬФА-030.13; 48x15x0,5 мм
 АЛЬФА-030.14; 50x14x0,5 мм АЛЬФА-030.15; 45x32x1,2 мм АЛЬФА-030.16; 50x13x0,8 мм АЛЬФА-030.17;
 3x1,0 мм АЛЬФА-030.18; 50x13x1,2 мм АЛЬФА-030.19; 70x19x0,8 мм АЛЬФА-030.20; 70x20x0,8 мм
 АЛЬФА-030.21; 70x22x0,8 мм АЛЬФА-030.22; 70x24x1,0 мм АЛЬФА-030.23; 70x34x0,8 мм АЛЬФА-030.24;
 8x1,2 мм АЛЬФА-030.25; 70x24x1,2 мм АЛЬФА-030.26; 70x12,5x1,27 мм АЛЬФА-030.27; 70x22x1,27
 АЛЬФА-030.28; 83,5x12,4x1,0 мм АЛЬФА-030.29; 90x22x0,8 мм АЛЬФА-030.30; 90x12x1,0 мм АЛЬФА-
 31; 90x13x1,0 мм АЛЬФА-030.32; 90x19x1,0 мм АЛЬФА-030.33; 90x22x1,0 мм АЛЬФА-030.34;
 4x1,0 мм АЛЬФА-030.35; 90x19x1,2 мм АЛЬФА-030.36; 90x13x1,2 мм АЛЬФА-030.37; 90x22x1,2 мм
 АЛЬФА-030.38; 100x22x1,2 мм АЛЬФА-030.39; 90x25x1,2 мм АЛЬФА-030.40; 90x13x1,27 мм АЛЬФА-
 41; 90x19x1,27 мм АЛЬФА-030.42; 90x25x1,27 мм АЛЬФА-030.43; 100x13x1,0 мм АЛЬФА-030.44;
 22x1,0 мм АЛЬФА-030.45; 100x13x1,2 мм АЛЬФА-030.46; 100x22x1,2 мм АЛЬФА-030.47; 110x15x1,0
 АЛЬФА-030.48.




Полотно для стернотомы, пилы реципрокной (при необходимости), размеры:
40x10x1,0 мм АЛЬФА-040.01; 55x10x1,0 мм АЛЬФА-040.02; 68x12x1,0 мм АЛЬФА-040.03;
x1,27 мм АЛЬФА-040.04.




Фреза-ример (при необходимости), размеры:

36 мм АЛbФА-050.01; 38 мм АЛbФА-050.02; 40 мм АЛbФА-050.03; 42 мм АЛbФА-040.04; 44 мм АЛbФА-050.05; 46 мм АЛbФА-050.06; 48 мм АЛbФА-050.07; 50 мм АЛbФА-050.08; 52 мм АЛbФА-050.09; 54 мм АЛbФА-050.10; 56 мм АЛbФА-050.11; 58 мм АЛbФА-050.12; 60 мм АЛbФА-050.13; 62 мм АЛbФА-050.14; 64 мм АЛbФА-050.15.




5. Фреза краниальная (при необходимости), размеры:
5 мм АЛЬФА-060.01; 6 мм АЛЬФА-060.02; 7 мм АЛЬФА-060.03; 8 мм АЛЬФА-060.04; 9 мм АЛЬФА-060.05; 10 мм АЛЬФА-060.06; 11 мм АЛЬФА-060.07; 12 мм АЛЬФА-060.08; 13 мм АЛЬФА-060.09.




Бур краниальный (при необходимости), размеры:
2,5х47 мм АЛФА-070.01; 3,0х47 мм АЛФА-070.02; 3,5х47 мм АЛФА-070.03.




Фреза гибкая (при необходимости), размеры:
7,0 мм АЛЬФА-120.01; 7,5 мм АЛЬФА-120.02; 8,0 мм АЛЬФА-120.03; 8,5 мм АЛЬФА-120.04; 9,0 мм
АЛЬФА-120.05; 9,5 мм АЛЬФА-120.06; 10,0 мм АЛЬФА-120.07; 10,5 мм АЛЬФА-120.08; 11,0 мм АЛЬФА-
120.09; 11,5 мм АЛЬФА-120.10; 12,0 мм АЛЬФА-120.11; 12,5 мм АЛЬФА-120.12; 13,0 мм АЛЬФА-120.13;
14,0 мм АЛЬФА-120.14; 14,0 мм АЛЬФА-120.15.




Аккумуляторная батарея, варианты исполнения:
NI-MH аккумуляторная батарея (1200 мАч) АЛЬФА-080.01



NI-MH аккумуляторная батарея (1800 мАч) АЛЬФА-080.02



Зарядное устройство, варианты исполнения:
Зарядное устройство на одно гнездо АЛЬФА-090.01



ООО «АЛЬФА»
197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, дом 29,
литер А, пом. 12Н

ALFA

**СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ
«АЛЬФА»**


Устройство Зарядное

Питание: 220 В, 50 Гц. Не более 1,2 А.
Выходное напряжение: 14,4 В --- ; 1 А.


SN 001

01.2018г.

ГУ 32.50.13-001-59525502-2018



Зарядное устройство на два гнезда АЛЬФА-090.02



 ООО «АЛЬФА»

197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, дом 29,
литер А, пом. 12Н

ALFA

**СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ
«АЛЬФА»**


Устройство Зарядное

Питание: 220 В, 50 Гц. Не более 2,4 А.

Выходное напряжение: 14,4 В $\equiv$; 2x1 А.


 002

 01.2018г.




ГУ 32.50.13-001-59525502-2018

Транспортный кейс с ложементом АЛЬФА-100.01.




Адаптер для фиксации фрезы-римера (при необходимости), размеры:
218 мм АЛЬФА-110.01; 318 мм АЛЬФА-110.02.




Принадлежности:


Асептический переходник АЛЬФА-130.01.



2. Ключ зажимной АЛЬФА-140.01.



Патрон кулачковый АЛЬФА-150.01.





Патрон быстрозажимной АЛЬФА-160.01.



Стерилизационный контейнер, варианты исполнения:

250×175×55 мм АЛЬФА-170.01; 260×226×80 мм АЛЬФА-170.02; 300×246×73 мм АЛЬФА-170.03;
×250×75 мм АЛЬФА-170.04; 312×250×98 мм АЛЬФА-170.05; 390×246×60 мм АЛЬФА-170.06;
×270×75 мм АЛЬФА-170.07.





продлено, продлено, скреплено
исполнено 18 лист(ов)
Исполнитель: [подпись]
ООО «АМБРА»
Исполнитель: [подпись]
« 10 » 2018 г.
Исполнитель: [подпись]