


Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного
гормона в сыворотке (плазме) крови «ТТГ-ИФА»»


Комплект 1

Вариант 1: Набор упакован в пакет из прозрачного полиэтилена повышенной прочности




Комплект 1

Вариант 2: Набор упакован в коробку из прозрачного кортекса в комплекте с крышкой с блистером




Комплект 1

Вариант 3: Набор упакован в коробку из картона коробочного с вкладышем для флаконов из картона коробочного



Комплект 5

Набор упакован в ящик из картона, гофрированного



ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 5 ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

М.П.

Лебедин Ю.С.

« 02 » апреля 2018 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ «ТТГ-ИФА»

«ХЕМА» 125319, Москва, 4-я улица Восьмого Марта, д. 3, стр. 3, пом. 2
 PO Box 58, 105043 Moscow, Russia
 © (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ «ТТГ-ИФА»

REF **K201** LOT **802** Изготовлен  2018-04 Годен до  2020-04

Состав набора:		CONT	LOT
Планшет	1 шт/pcs	SORB MTP	P201Z 802
Калибровочные пробы	5 x 0,8 мл/ml, CAL1 – 2,0 мл/ml	CAL 1-6	C201Z 802
Контрольная сыворотка	1 x 0,8 мл/ml	CONTROL	Q201Z 802
Конъюгат	1 x 14 мл/ml	CONJ HRP	T201Z 802
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл/ml	SUBS TMB	R055Z 802
Концентрат отмывочного раствора	1 x 22 мл/ml	BUF WASH 26X	S008Z 802
Стоп-реагент	1 x 14 мл/ml	STOP	R050Z 802
Бумага для заклеивания планшета	2 шт/pcs		N003
Инструкция по применению	1 шт/pcs		K201I
Аналитический паспорт	1 шт/pcs		K201Q

«Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора инактивирована.

 143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В; IVD  +2-8°C  n 96     

ТУ 21.20.23-201-18619450-2018, РУ № ФСР 2007/00665 от _____

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ «ТТГ-ИФА»

REF K201.5 LOT 802 Изготовлен  2018-04 Годен до  2020-04

Состав набора:			CONT	LOT
Планшет	5 шт/pcs		SORB MTP	P201Z 802
Калибровочные пробы	5 x 4,0 мл/ml, CAL1 – 1x10 мл/ml		CAL 1-6	C201Z 802
Контрольная сыворотка	1 x 4,0 мл/ml		CONTROL	Q201Z 802
Конъюгат	2 x 30 мл/ml		CONJ HRP	T201Z 802
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	2 x 30 мл/ml		SUBS TMB	R055Z 802
Концентрат отмывочного раствора	1 x 250 мл/ml		BUF WASH 26X	S008Z 802
Стоп-реагент	2 x 30 мл/ml		STOP	R050Z 802
Бумага для заклеивания планшета	10 шт/pcs			N003
Инструкция по применению	1 шт/pcs			K201I
Аналитический паспорт	1 шт/pcs			K201Q

«Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют»

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора инаktivирована.

 143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В; IVD  +2-8°C  n 480     

ТУ 21.20.23-201-18619450-2018, РУ № ФСР 2007/00665 от _____

«ТТГ-ИФА» REF P201Z

ПЛАШЕТ SORB MTP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C IVD 

«ТТГ-ИФА» REF C201-1Z

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 1 0 мМЕ/л

готова к использованию 2,0 мл/ml

🕒 2020-04 LOT 802

🌡 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF C201-2Z

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 2 0,2 мМЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

🕒 2020-04 LOT 802

🌡 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF C201-3Z

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 3 1,0 мМЕ/л

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 0,8 мл/ml

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF C201-4Z

КАЛИБРОВочная ПРОБА

CAL 4 5,0 мМЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF C201-5Z

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 10 мМЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

🕒 2020-04 LOT 802

🧊 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF C201-6Z

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 6 20 мМЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

🕒 2020-04 LOT 802

🌡 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF Q201Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 0,9-1,8 мМЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

🕒 2020-04 LOT 802

🧊 +2-8°C IVD ⚠️

«ТТГ-ИФА» REF T201Z

КОНЬЮГАТ CONJ HRP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C IVD

ООО «ХЕМА»

«ТТГ-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА SUBS TMB

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/мл

🕒 2020-04 LOT 802

🌡️ +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 22 мл/ml

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C IVD

«ТТГ-ИФА» REF R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ STOP

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

 2020-04 LOT 802

 +2-8°C

IVD  

ПРОШУ
В КОЛИЧЕСТВЕ 15 ЛИСТОВ
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин

