

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МедТестКонсалтинг»



В.К.Бунзя




2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

«Инструменты для зуботехнической лаборатории (диски) с принадлежностями»

Производства «Гебр. Брасслер» ГмбХ и Ко. КГ/ Gebr. Brasseler GmbH & Co.
KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Germany







Рис. 2. Диск алмазный дисковидный, перфорированный, алмазное покрытие с обеих сторон.



















Рис. 3. Диск алмазный дисковидный, перфорированный, алмазное покрытие с обеих сторон.






























Рис. 12. Диск алмазный лисковидный, с частичным алмазным покрытием рабочей части с обеих сторон.






Рис. 13. Лиск алмазный лисковидный, с частичным алмазным покрытием рабочей части с обеих сторон.





Рис. 14. Диск алмазный дисковидный, с частичным алмазным покрытием рабочей части с обеих сторон.






Рис. 15. Диск алмазный дисковидный, с частичным алмазным покрытием рабочей части с обеих сторон.








Рис. 16. Диск алмазный дисковидный, с частичным алмазным покрытием рабочей части с обеих сторон.








Рис. 18. Диск алмазный дисковидный, с частичным алмазным покрытием верхней стороны рабочей части.






Рис. 19. Диск алмазный дисковидный, с частичным алмазным покрытием нижней стороны рабочей части.






Рис. 20. Диск алмазный дисковидный, с полным алмазным покрытием обеих сторон рабочей части.






Рис. 21. Диск алмазный дисковидный, с полным алмазным покрытием нижней стороны рабочей части.








Рис. 22. Диск алмазный колесовидный, с полным алмазным покрытием рабочей части.








Рис. 24. Диск алмазный с эпоксидной связкой, дисковидный.

Achtung! Das angezeigte
Bild ist ein Beispielbild!
Das Original kann von
diesem Bild abweichen!



Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo · Germany

REF
ISO
LOT

303 104
330 104 603391 050
848335



$\varnothing_{\text{max.}} 15000 \text{ min}^{-1}$



BRASSELER



+E226003494K50/S848335

Made in Germany



Рис. 26. Держатель: 303.104



24 листов