

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОТЭКС-ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Протэкс-центр»



В. Н. Чермянин
2011 г.

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ТУ 8820-037-53279025-2004

Памятка по пользованию

11

Обувь ортопедическая предназначена для взрослых и детей с деформациями и дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции и подразделяется на сложную и малосложную.

Обувь ортопедическая сложная назначается при выраженных анатомических изменениях стоп (эквинусная, эквино-варусная, полуварусная стопа, культя стоп, укорочение нижней конечности, на «слоновую» стопу и др.), а также для бездвуруких.

Обувь ортопедическая малосложная назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см и др.).

Описание изделия

Обувь ортопедическая изготавливается повседневной (летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная) и домашней для всех половозрастных групп населения по гипсовым слепкам с ноги пациента или по доработанным колодкам для ортопедической обуви.

Надевание изделия

Обувь ортопедическая одевается на ногу как обычная обувь.

Уход за изделием

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- сушить обувь ежедневно при комнатной температуре,
- чистить при необходимости с применением влажной мягкой ткани,
- не допускается сушить обувь на нагревательных поверхностях.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9397-037-53279025-2004 при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи потребителю или с начала сезона:

- на кожаной подошве – 40 дней,
- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней,
- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней,
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней,
- на детскую обувь – 45 дней,

В течении указанного гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Сброшюровано и
пронумеровано

2966

листо

Генеральный директор
Чермянин В.И.

