

NIKA Medical



Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-26



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д
30 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016, Использовать до 02.2018

Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней
Изделия нестерильные одноразовые

Sensor
Ag/AgCl






Doc 26.60.12



Фотографическое изображение 1. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-26




Инструкция по применению:
Электроды должны быть размещены на коже пациента врачом.



1. Проверьте целостность упаковки, содержащей электроды и гель. Если пакет имеет дефекты или визуальные повреждения, то такие электроды применять запрещается.
2. Выберите участок кожи без волосяного покрова, без повреждений и шрамов, складок кожи и выступающих костей.
3. Сбрейте (при необходимости) волосы, очистите поверхность кожи, просушите участок кожи, куда будет установлен электрод.
4. Не используйте растворители, так как они могут вызвать раздражение кожи и ухудшить контакт электрода с телом пациента.
5. Если для очистки кожи используется спирт, необходимо, чтобы он испарился, до того как будут установлены электроды.
6. Подсоедините электроды к кабелю пациента перед наложением его на кожу, для того чтобы избежать вытекания геля с датчика электрода.
7. Снимите защитную пластинку с электрода и закрепите его на выбранном участке кожи.
8. Отсоедините кабель от электрода, после снятия показаний, затем снимите электрод с участка кожи.
9. Утилизируйте использованное изделие.
10. Тщательно закройте пакет с неиспользованными электродами, чтобы избежать высыхания электродов.

Фотографическое изображение 2. Графическая информация по эксплуатации Электрода ЭКГ одноканального НИКА МЕДИКАЛ по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения

NIKA Medical



Sensor
Ag/AgCl

Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-45



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д

50 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016; Использовать до 02.2018

Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C

После вскрытия упаковки-пакет в срок хранения электродов - 30 дней

Изделия нестерильные одноразовые



— 45 —



Фотографическое изображение 3. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-45

NIKA Medical



Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001 0*539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-48



ООО «Ника»

Россия, 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д
50 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016, использовать до 02.2018


Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от -5°C до +40°C

После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней


Изделия нестерильные одноразовые

Sensor
Ag/AgCl



Фотографическое изображение 4. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-48

NIKA Medical



Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-48-1



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д
50 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016, Использовать до 02.2018


Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от -5°C до -40°C

После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней


Изделия нестерильные одноразовые

Sensor
Ag/AgCl



Фотографическое изображение 5. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-48-1

NIKA Medical



Sensor
Ag/AgCl

Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-49



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д

50 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016; Использовать до 02.2018

Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до -40°C
После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней
Изделия нестерильные одноразовые



Фотографическое изображение 6. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-49

NIKA Medical



Sensor
Ag/AgCl

Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001 07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-50



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д
30 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02.2016; Использовать до 02.2018


Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от -5°C до +40°C
После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней
Изделия нестерильные одноразовые



Фотографическое изображение 7. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-50

NIKA Medical



Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ
по ТУ 26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-55



ООО «Ника»

Россия, 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16а, литер Д
30 шт в упаковке Партия 001

Дата изготовления 02 2016; Использовать до 02 2018

Срок годности 2 года

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C
После вскрытия упаковки-пакета срок хранения электродов - 30 дней
Изделия нестерильные одноразовые

Sensor
Ag/AgCl



Фотографическое изображение 8. Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ по ТУ
26.60.12-001-07539541-2016 в вариантах исполнения:
Электрод ЭКГ одноразовый НИКА МЕДИКАЛ NM-55

Прошито, пронумеровано
8 (восемь) листов

Директор ООО «Ника»

Е.В. Амадэус

