

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕДОБОРУДОВАНИЕ»

Фотографические изображения медицинского изделия

**Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО»
по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017**


Производитель АО «Медоборудование»

Юридический адрес: 430904, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10


Адрес места производства: 430904, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10

2018


MicroSD разъем




Фотография 1. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО». Общий вид.




Фотография 2. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО». Вид сбоку.



Фотография 3. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО». Вид спереди.





Фотография 5. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО». Вид спереди, дверь открыта.



АО "Медоборудование"
Россия

Стерилизатор паровой с автоматическим управлением
процесса стерилизации

ГК-10 «СЗМО» по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017

220 В ~ 50Гц 1.2 кВт 0,21±0,01 МПа 134±1°C
объем камеры стерилизационной: 10,0 дм³ масса: 23 кг
УХЛ4.2 IP33

тип стерилизатора: паровой горизонтальный круглый односторонний


Год выпуска 20 17 № 001




Фотография 7. Пример упаковки и маркировки транспортной упаковки. Стерилизатор паровой с автоматическим
тизации ГК-10 «СЗМО».



Фотография 2. Принадлежность: Лоток. Обиций вид.



Фотография 9. Принадлежность: Подставка. Общий вид.





а)



б)

Фотография 11. Принадлежность: Картридер USB 2.0 для MicroSD:

а) TS-RDP5W, производитель Transcend, Китай; б) GR-411B, производитель Ginzzu Computer, Китай.


Пневмотрубка
PTFE 6/4

Лотки

Рассекатель

Захват в сборе

Подставка



Фотография 12. Принадлежности стерилизатора парового с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО»: Лоток – 2 шт., Подставка – 1 шт., Захват в сборе – 1 шт., Рассекатель – 1 шт., Пневмотрубка PTFE 6/4 – 1 шт.







Рисунок 12. Основные элементы стерилизатора парового с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО».




Фотография 14. Запасная часть: Уплотнитель




Фотография 15. Запасная часть: Вставка плавкая ВП 1-1, $I_n=1,0A$ – 2 шт.



Фотография 16. Запасная часть: ТЭН65D10/1.0-J-220.



Фотография 17. Запасная часть: Прокладка – 2 шт.



Фотография 18. Пример маркировки транспортной упаковки. Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО».

Генеральный директор
АО «Медоборудование»



В.В. Мазов

Прошито и пронумеровано 19
девятнадцать листа (ов)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕДОБОРУДОВАНИЕ»

Макеты маркировки медицинского изделия
Стерилизатор паровой с автоматическим управлением
процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО»
по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017

Производитель АО «Медоборудование»

2018

Маркировка медицинского изделия

Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-10 «СЗМО» по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017, производства АО «Медоборудование», Россия



АО «Медоборудование»

Россия

Стерилизатор паровой с автоматическим управлением
процесса стерилизации

ГК-10 «СЗМО» по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017

220 В ~ 50 Гц 1,2 кВт 0,21±0,01 Мпа 134±1°C
объем камеры стерилизационной: 10,0 дм³ масса: 23 кг
УХЛ4.2 IP33

тип стерилизатора: паровой горизонтальный круглый односторонний

Год выпуска 20

№

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Стерилизатор паровой с автоматическим управлением процесса
стерилизации ГК-10 «СЗМО» по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017,
производства АО «Медоборудование», Россия



АО «Медоборудование»

430904, Россия, Республика Мордовия,
г.Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10

Стерилизатор паровой с автоматическим управлением
процесса стерилизации

ГК-10 «СЗМО»

по ТУ 32.50.12-064-07614018-2017

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Штамп ОТК:

ОТК

Заводской №

Дата упаковывания:


месяц, год

Масса нетто: 23 кг

Масса брутто: 32 кг


Законсервировано до:

Условия транспортирования



Транспортировать при температуре от - 50°C до + 50°C;
относительной влажности воздуха не более 98%
при температуре + 25°C.

Условия хранения



Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C;
относительной влажности воздуха не более 80%
при температуре + 25°C.

Генеральный директор
АО «Медоборудование»

Акционерное
общество
«Медобору-
дование»

В.В. Мазов

Прочито и пронумеровано

3

листа (ов)