

## СПРАВКА

### об изделии медицинского назначения

**«Ёмкости –контейнеры и принадлежности полимерные стерильные и нестерильные для лабораторных исследований, сбора, хранения, транспортировки биоматериалов «ОЛДАНС» по ТУ 9398-003-55058819-2011**

#### 1. Наименование изделия:

«Ёмкости –контейнеры и принадлежности полимерные стерильные и нестерильные для лабораторных исследований, сбора, хранения, транспортировки биоматериалов «ОЛДАНС» по ТУ 9398-003-55058819-2011

#### 2. Описание изделия:

2.1 Код ОКП 93 9860

2.2. Назначение: предназначенные для исследования в лабораториях лечебно-профилактических учреждений

#### 3. Основные технические характеристики:

Ёмкости-контейнеры и принадлежности выпускаются следующих видов и наименований:

- контейнеры лабораторные и общемедицинские;
- чашки Петри;
- пробирки медицинские;
- штативы полимерные;
- наконечники;
- петли и шпатели;
- колбы;
- стаканы градуированные с носиком;
- цилиндры градуированные с носиком;
- воронка лабораторная;
- банки и бутылки для лабораторий;
- пипетки.

Ёмкости-контейнеры могут быть стерильные и нестерильные, одноразовые и многоразовые.

Ёмкости-контейнеры и принадлежности имеют гладкую однородную и одноцветную лицевую поверхность, без вздутий, расслоений, трещин, недоливов, раковин, сколов, дырок и порезов.

Этикетка, наклеенная на емкости-контейнеры прочно удерживается на поверхности.

Цвет емкостей-контейнеров и этикеток соответствует контрольному образцу.

Ёмкости-контейнеры и принадлежности прочные. Крышки, пробки плотно прилегают к корпусу емкостей-контейнеров.

Ёмкости-контейнеры и принадлежности удобны при переноске.

Габаритные размеры, масса, обозначения емкостей-контейнеров и принадлежностей соответствуют указанным в Приложении А.

Назначение, материал, стерильность (нестерильность), одноразовые, многоразовые, конструктивные особенности емкостей-контейнеров и принадлежностей соответствуют данным, указанным в Приложении Б.

#### 4. Комплектность.

Комплект поставки емкостей-контейнеров и принадлежностей должен соответствовать, указанному в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование                                                                                                                                                      | Обозначение документа     | Количество, шт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Емкости –контейнеры и принадлежности полимерные стерильные и нестерильные для лабораторных исследований, сбора, хранения, транспортировки биоматериалов «ОЛДАНС»: | ТУ 9398-003-55058819-2011 |                |
| Контейнер для биоматериалов КБл-ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                                                                                   | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер для транспортировки органов, тканей, биоптатов КБт- ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                                                     | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх - ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                     | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер – лоток полимерный КЛп- ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                                                                                 | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер гистологический с кассетами КБг- ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                                                                        | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод- ХХ- «Олданс» одного типоразмера                                                                    | ТУ 9398-003-55058819-2011 |                |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Чашка Петри ЧП-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                                                                     | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер-микропробирка для взятия проб капиллярной крови КПмк-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                     | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер -микропробирка коническая с резьбой КПмр- ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                                | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер-пробирка полимерная аналитическая круглодонная КПАкд-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                     | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер-пробирка полимерная круглодонная для микробиологических исследований КПкд-5мб-«Олданс» одного типоразмера                                               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер-пробирка полимерная центрифужная коническая КПцк-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                         | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |
| Контейнер-пробирка плоскодонная для отбора бактерий КПбп-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                                                                           | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                                                                                                          |                           | 1              |

Продолжение таблицы 1

| Наименование                                                                         | Обозначение документа     | Количество, шт |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Контейнер-криопробирка с крышкой<br>КПкр-ХХ-«Олданс» одного типоразмера              | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Пробка полиэтиленовая к пробиркам<br>ПК-ХХ-«Олданс» одного типоразмера               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Пробка универсальная к пробиркам ПУпц-ХХ/02-<br>«Олданс» одного типоразмера          | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Штатив полимерный Шп-ХХ-«Олданс» одного<br>типоразмера                               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Штатив для микропробирок открытый Шмо-«Олданс»<br>одного типоразмера                 | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Штатив для чашек Петри ШчП-«Олданс» одного<br>типоразмера                            | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Наконечник Н-01-«Олданс» одного типоразмера                                          | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Петля бактериологическая для засеивания культур<br>ПК-01-«Олданс» одного типоразмера | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Шпатель Дригальского полимерный ШД L-01-<br>«Олданс» одного типоразмера              | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Ложка Фолькмана ЛФ-«Олданс» одного типоразмера                                       | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Шпатель ларингологический Шл-1-«Олданс» одного<br>типоразмера                        | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Палочка лабораторная Пл-«Олданс» одного<br>типоразмера                               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Пинцет полимерный<br>Пп-ХХ-«Олданс» одного типоразмера                               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Пестик для микропробирок ПМ-«Олданс»                                                 | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Шпатель для растяжки мазков ШМ-«Олданс» ПМ-<br>«Олданс» одного типоразмера           | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Зонд уrogenитальный Пайпеля ЗуП-«Олданс» одного<br>типоразмера                       | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Колба коническая Эрленмейера КЭкг-ХХ-«Олданс»<br>одного типоразмера                  | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |
| Колба с пробкой КМп -ХХ-«Олданс» одного<br>типоразмера                               | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                             |                           | 1              |

## Продолжение таблицы 1

| Наименование                                                                        | Обозначение документа     | Количество, шт |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Стакан с носиком СГн-XX-«Олданс» одного типоразмера                                 | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Цилиндр с носиком ЦГн-XX-«Олданс» одного типоразмера                                | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Воронка лабораторная ВЛ-XX-«Олданс» одного типоразмера                              | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Банка цилиндрическая широкогорлая БЦш-XX-«Олданс» одного типоразмера                | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Бутылка узкогорлая БУ-XX-«Олданс» одного типоразмера                                | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Промывалка П-XX-«Олданс» одного типоразмера                                         | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Флакон с капельницей и крышкой ФБк-XX-«Олданс» одного типоразмера                   | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Фляга полиэтиленовая высокого давления Фп-XX-«Олданс» одного типоразмера            | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Пипетка глазная Пг-XX-«Олданс»                                                      | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Кювета для проводки и окраски гистологических препаратов КГ-«Олданс»                | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Штатив съемный для окрашивания мазков ШМ-«Олданс»                                   | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Приспособление для окраски мазков и сушки стекол Пос-XX-«Олданс» одного типоразмера | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           | 1              |
| Очки защитные ОЗ-01-«Олданс»                                                        | ТУ 9398-003-55058819-2011 | 1              |
| Этикетка                                                                            |                           |                |

Примечание: XX — обозначает соответствующий объем контейнера.

По требованию заказчика емкости-контейнеры и принадлежности могут поставляться как в полном комплекте, так и отдельными изделиями.



Генеральный директор  
ЗАО «ОЛДАНС»

С.Б.Бурков

**ЁМКОСТИ – КОНТЕЙНЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ  
ПРОБ И БИОМАТЕРИАЛОВ  
«ОЛДАНС»**

| №                                                                                   | Наименование изделия                                                       | Объем,<br>л | Габаритные<br>размеры,<br>(высота×Øгорлови<br>ны), мм | Масса<br>не более, г |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. КОНТЕЙНЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ</b>                                  |                                                                            |             |                                                       |                      |
| <b>1.1 Контейнеры для биоматериалов КБл-«ОЛДАНС»</b>                                |                                                                            |             |                                                       |                      |
| 1.1.1                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл-25-«Олданс»                                | 25,0        | 60,0×30,0                                             | 9,0                  |
| 1.1.2                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -30-«Олданс»»                              | 30,0        | 65,0×30,0                                             | 7,0                  |
| 1.1.3                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -40-«Олданс»                               | 40,0        | 73,0×30,0                                             | 8,0                  |
| 1.1.4                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -50-«Олданс»                               | 50,0        | 65,0×35,0                                             | 8,5                  |
| 1.1.5                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -60-«Олданс»                               | 60,0        | 70,0×35,0                                             | 9,0                  |
| 1.1.6                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -100-«Олданс»                              | 100,0       | 65,0×55,0                                             | 15,0                 |
| 1.1.7                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -125-«Олданс»                              | 125,0       | 73,0×55,0                                             | 17,0                 |
| 1.1.8                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -150-«Олданс»                              | 150,0       | 90,0×55,0                                             | 19,0                 |
| 1.1.9                                                                               | Контейнер для биоматериалов КБл -175-«Олданс»                              | 175,0       | 105,0×55,0                                            | 22,0                 |
| 1.1.10                                                                              | Контейнер для биоматериалов КБл -2000-«Олданс»                             | 2000,0      | 260,0×95,0                                            | 85,0                 |
| 1.1.11                                                                              | Контейнер для биоматериалов КБл -2600-«Олданс»                             | 2600,0      | 240,0×95,0                                            | 100,0                |
| 1.1.12                                                                              | Контейнер для биоматериалов КБл -3000-«Олданс»                             | 3000,0      | 260,0×95,0                                            | 125,0                |
| <b>1.2 Контейнеры для транспортировки органов, тканей, биоптатов – КБт-«Олданс»</b> |                                                                            |             |                                                       |                      |
| 1.2.1                                                                               | Контейнер для транспортировки органов, тканей, биоптатов КБт-05-«Олданс»   | 0,5         | 108,0×92,0                                            | 40,0                 |
| 1.2.2                                                                               | Контейнер для транспортировки органов, тканей, биоптатов КБт -1-«Олданс»   | 1,0         | 114,0×130,0                                           | 60,0                 |
| 1.2.3                                                                               | Контейнер для транспортировки органов, тканей, биоптатов КБт -2-«Олданс»   | 2,0         | 140,0×170,0                                           | 110,0                |
| 1.2.4                                                                               | Контейнер для транспорти-ровки органов, тканей, биоптатов КБт -3-«Олданс»  | 3,0         | 190,0×170,0                                           | 178,0                |
| 1.2.5                                                                               | Контейнер для транспорти-ровки органов, тканей, биоптатов КБт -5-«Олданс»  | 5,0         | 185,0×220,0                                           | 250,0                |
| 1.2.6                                                                               | Контейнер для транспор-тировки органов, тканей, биоптатов КБт -10-«Олданс» | 10,0        | 235,0×262,0                                           | 400,0                |
| 1.2.7                                                                               | Контейнер для транспор-тировки органов, тканей, биоптатов КБт -12-«Олданс» | 12,0        | 210,0×270,0                                           | 500,0                |
| 1.2.8                                                                               | Контейнер для транспор-тировки органов, тканей, биоптатов КБт -15-«Олданс» | 15,0        | 250,0×270,0                                           | 680,0                |
| 1.2.9                                                                               | Контейнер для транспортировки органов, тканей, биоптатов КБт -20-«Олданс»  | 20,0        | 311,0×320,0                                           | 1000,0               |

| №                                                                                                               | Наименование изделия                                                                                     | Объем, л | Габаритные размеры, (высота×Øгорловины), мм | Масса, г |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 1.3. Контейнеры-укладки для сбора, транспортировки, хранения контейнеров, пробирок, термометров К-Устх-«Олданс» |                                                                                                          |          |                                             |          |
| 1.3.1                                                                                                           | Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх -01-«Олданс» | 0,5      | 85,0×95,0                                   | 40,0     |
| 1.3.2                                                                                                           | Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх -02-«Олданс» | 1,0      | 145,0×95,0                                  | 60,0     |
| 1.3.3                                                                                                           | Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх -03-«Олданс» | 1,5      | 200,0×95,0                                  | 70,0     |
| 1.3.4                                                                                                           | Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх -04-«Олданс» | 2,0      | 260,0×95,0                                  | 85,0     |
| 1.3.5                                                                                                           | Контейнер для хранения и транспортировки пробирок с зондами-тампонами и термо-метров К-Устх -05-«Олданс» | 2,5      | 280,0×95,0                                  | 100,0    |
| 1.3.6                                                                                                           | Контейнер-укладка для сбора и транспортировки контейнеров с биоматериалами, пробирками К-УБл-06-«Олданс» | 10,0     | 330,0×230,0×160,0                           | 1000,0   |
| 1.3.7                                                                                                           | Контейнер-укладка для сбора и транспортировки контейнеров с биоматериалами, пробирками К-УБл-07-«Олданс» | 26,0     | 430,0×340,0×180,0                           | 1500,0   |
| 1.3.8                                                                                                           | Контейнер-укладка для сбора и транспортировки контейнеров с биоматериалами, пробирками К-УБл-08-«Олданс» | 40,0     | 430,0×340,0×270,0                           | 2000,0   |
| 1.3.9                                                                                                           | Контейнер-укладка для сбора и транспортировки контейнеров с биоматериалами, пробирками К-УБл-09-«Олданс» | 35,0     | 500,0×260,0×270,0                           | 2200,0   |
| 1.4 Контейнеры – лотки полимерные КЛп-«Олданс»                                                                  |                                                                                                          |          |                                             |          |
| 1.4.1                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-01-«Олданс»                                                             | 20,0     | 20,0×80,0×30,0                              | 5,0      |
| 1.4.2                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-02-«Олданс»                                                             | 25,0     | 26,0×1190,0×33,0                            | 10,0     |
| 1.4.3                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-03-«Олданс»                                                             | 150,0    | 30,0×143,0×80,0                             | 20,0     |
| 1.4.4                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный (почкообразный) КЛп-04-«Олданс»                                             | 200,0    | 30,0×150,0×100,0                            | 50,0     |
| 1.4.5                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный (почкообразный) КЛп-05-«Олданс»                                             | 370,0    | 35,0×200,0×150,0                            | 63,0     |
| 1.4.6                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный (почкообразный) КЛп-06-«Олданс»                                             | 1500,0   | 70,0×300,0×200,0                            | 140,0    |
| 1.4.7                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-07-«Олданс»                                                             | 400,0    | 40,0×225,0×175,0                            | 100,0    |
| 1.4.8                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-08-«Олданс»                                                             | 500,0    | 40,0×270,0×190,0                            | 120,0    |
| 1.4.9                                                                                                           | Контейнер – лоток полимерный КЛп-09-«Олданс»                                                             | 380,0    | 40,0×215,0×180,0                            | 80,0     |
| 1.4.10                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-10-«Олданс»                                                             | 550,0    | 40,0×215,0×260,0                            | 90,0     |
| 1.4.11                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-11-«Олданс»                                                             | 650,0    | 40,0×250,0×260,0                            | 100,0    |
| 1.4.12                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-12-«Олданс»                                                             | 1500,0   | 80,0×430,0×180,0                            | 120,0    |
| 1.4.13                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-13-«Олданс»                                                             | 2200,0   | 80,0×430,0×260,0                            | 130,0    |
| 1.4.14                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-14-«Олданс»                                                             | 2600,0   | 80,0×500,0×260,0                            | 140,0    |
| 1.4.15                                                                                                          | Контейнер – лоток полимерный КЛп-15-«Олданс»                                                             | 20,0     | 65,0× Ø 10,0×15,0<br>с носиком              | 60,0     |
| 1.5. Контейнеры гистологические КБг- «Олданс»                                                                   |                                                                                                          |          |                                             |          |
| 1.5.1                                                                                                           | Контейнер гистологический с кассетами КБг-01-«Олданс»                                                    | 1,0      | 5,0×35,0×27,0                               | 4,0      |
| 1.5.2                                                                                                           | Контейнер гистологический-держатель парафиновых блоков КБг-02-«Олданс»                                   | 1,0      | 5,0×10,0×10,0                               | 2,0      |

| №                                                                                                                         | Наименование изделия                                                                                                            | Объем, мл  | Габаритные размеры, (высота × длина × ширина), мм | Масса  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1.6. Контейнеры для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод-«Олданс»                                              |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 1.6.1                                                                                                                     | Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод-01-«Олданс»                                                       | 100,0      | 10,0×10,0×10,0                                    | 100,0  |
| 1.6.2                                                                                                                     | Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод-1-«Олданс»                                                        | 1000,0     | 90,0×220,0×160,0                                  | 450,0  |
| 1.6.3                                                                                                                     | Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод-3-«Олданс»                                                        | 3000,0     | 125,0×310,0×215,0                                 | 1100,0 |
| 1.6.4                                                                                                                     | Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции КПод-5-«Олданс»                                                        | 5000,0     | 155,0×400,0×250,0                                 | 1900,0 |
| 1.6.5                                                                                                                     | Контейнер длинномерный для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации длинномерных инструментов КПод-10д-«Олданс» | 10000,0    | 160,0×875,0×230,0                                 | 2750,0 |
| 2. Чашки Петри ЧП-«Олданс»                                                                                                |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 2.1                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-01-«Олданс»                                                                                                      |            | 7,0×40,0                                          | 5,0    |
| 2.2                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-02-«Олданс»                                                                                                      |            | 14,0×60,0                                         | 9,0    |
| 2.3                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-03-«Олданс»                                                                                                      |            | 14,0×90,0                                         | 14,0   |
| 2.5                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-04-«Олданс»                                                                                                      |            | 14,0×90,0<br>(2 секции)                           | 16,0   |
| 2.6                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-05-«Олданс»                                                                                                      |            | 14,0×90,0<br>(3 секции)                           | 17,0   |
| 2.4                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-06-«Олданс»                                                                                                      |            | 16,0×90,0                                         | 16,0   |
| 2.7                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-07-«Олданс»                                                                                                      |            | 20,0×100,0                                        | 20,0   |
| 2.8                                                                                                                       | Чашка Петри ЧП-08-«Олданс»                                                                                                      |            | 16,0×140,0                                        | 40,0   |
| 3. Контейнеры-пробирки КП-«ОЛДАНС»                                                                                        |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 3.1.1 Контейнеры-микропробирки для взятия проб капиллярной крови КПмк-«Олданс»(контейнер пробирка микрокапиллярная)       |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 3.1.1.1                                                                                                                   | Контейнер-микропробирка для взятия проб капиллярной крови КПмк-0,25-«Олданс»                                                    | 0.25<br>мл | 40,0×11,0/8,0                                     | 0,5    |
| 3.1.1.2                                                                                                                   | Контейнер-микропробирка для взятия проб капиллярной крови КПмк-0,5-«Олданс»                                                     | 0.5<br>мл  | 45,0×13,0/8,0                                     | 1,0    |
| 3.1.1.3                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка для взятия проб капиллярной крови КПмк -1-«Олданс»                                                     | 1,0<br>мл  | 45,0×13,0/8,0                                     | 1,5    |
| 3.1.2 Контейнеры-микропробирки центрифужные с интегрированной крышкой КПмц-«Олданс»(контейнер пробирка микроцентрифужная) |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 3.1.2.1                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка центрифужная с интегрированной крышкой КПмц-0,5-«Олданс»                                               | 0,5<br>мл  | 30,0×10,0                                         | 0,5    |
| 3.1.2.2                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка центрифужная с интегрированной крышкой КПмц-1,0-«Олданс»                                               | 1,0<br>мл  | 40,0×13,0                                         | 0,8    |
| 3.1.2.3                                                                                                                   | Контейнер –микропробирка центрифужная с интегрированной крышкой КПмц-1,5-«Олданс»                                               | 1,5<br>мл  | 45,0×14,0                                         | 0,9    |
| 3.1.2.4                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка центрифужная с интегрированной крышкой КПмц-2,0-«Олданс»                                               | 2,0<br>мл  | 55,0×15,0                                         | 1,2    |
| 3.1.3 Контейнеры-микропробирки конические с резьбой КПмр-«Олданс»(контейнер-пробирка микро с резьбой)                     |                                                                                                                                 |            |                                                   |        |
| 3.1.3.1                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка коническая с резьбой КПмр-0,5-«Олданс»                                                                 | 0,5<br>мл  | 30,0×10,0                                         | 0,5    |
| 3.1.3.2                                                                                                                   | Контейнер -микропробирка коническая с резьбой КПмр -1,5-«Олданс»                                                                | 1,5<br>мл  | 45,0×14,0                                         | 0,9    |

| №                                                                                                                               | Наименование изделия                                                                                     | Объем,<br>мл | Габаритные<br>размеры, (высота ×<br>длина<br>× ширина), мм | Масса, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1.3.3                                                                                                                         | Контейнер -микропробирка коническая с резьбой<br>КПмр -2,0-«Олданс»                                      | 2,0<br>мл    | 55,0×15,0                                                  | 1,0    |
| 3.2 Контейнеры-пробирки пластиковые аналитические круглодонные<br>КПАкд-«Олданс»(контейнер-пробирка аналитическая круглодонная) |                                                                                                          |              |                                                            |        |
| 3.2.1                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая аналитическая<br>круглодонная<br>КПАкд-3 Олданс»                          | 3,0<br>мл    | 55,0×12,0                                                  | 3,0    |
| 3.2.3                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая аналитическая<br>круглодонная<br>КПАкд-5 -«Олданс»                        | 5,0<br>мл    | 75,0×12,0                                                  | 4,0    |
| 3.2.4                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая аналитическая<br>круглодонная<br>КПАкд-7 -«Олданс»                        | 7,0<br>мл    | 100,0×13,0                                                 | 5,0    |
| 3.2.5                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая аналитическая<br>круглодонная<br>КПАкд -10-«Олданс»                       | 10,0<br>мл   | 100,0×16,0                                                 | 6,0    |
| 3.2.6                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая аналитическая<br>круглодонная<br>КПАкд-20 -«Олданс»                       | 20,0<br>мл   | 150,0×16,0                                                 | 8,0    |
| 3.3 Контейнеры -пробирки пластиковые круглодонные для микробиологических исследований КПмб-«Олданс»                             |                                                                                                          |              |                                                            |        |
| 3.3.1                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая круглодонная для<br>микробиологических исследований<br>КПкд-5мб-«Олданс»  | 5,0<br>мл    | 50,0×16,0                                                  | 4,0    |
| 3.3.2                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая круглодонная для<br>микробиологических исследований<br>КПкд-10мб-«Олданс» | 10,0<br>мл   | 100,0×16,0                                                 | 6,0    |
| 3.3.3                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая круглодонная для<br>микробиологических исследований<br>КПкд-15мб-«Олданс» | 15,0<br>мл   | 120,0×16,0                                                 | 7,0    |
| 3.3.4                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая круглодонная для<br>микробиологических исследований<br>КПкд-20мб-«Олданс» | 20,0<br>мл   | 150,0×16,0                                                 | 8,0    |
| 3.4 Контейнеры -пробирки пластиковые центрифужные конические<br>КПцк-«Олданс»                                                   |                                                                                                          |              |                                                            |        |
| 3.4.1                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая центрифужная<br>коническая КПцк-12-«Олданс»                               | 12,0<br>мл   | 100,0×16,0                                                 | 7,0    |
| 3.4.2                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая центрифужная<br>коническая КПцк-15-«Олданс»                               | 15,0<br>мл   | 120,0×17,0                                                 | 9,0    |
| 3.4.3                                                                                                                           | Контейнер-пробирка пластиковая центрифужная<br>коническая КПцк-50-«Олданс»                               | 50,0<br>мл   | 115,0×30,0                                                 | 15,0   |
| 3.5 Контейнеры-пробирки плоскодонные для отбора<br>бактериологических проб КПбп-«Олданс»                                        |                                                                                                          |              |                                                            |        |
| 3.5.1                                                                                                                           | Контейнер-пробирка плоскодонная для отбора<br>бактерий<br>КПбп-3-«Олданс»                                | 3,0<br>мл    | 56,0×12,0                                                  | 3,0    |
| 3.5.2                                                                                                                           | Контейнер-пробирка плоскодонная для отбора<br>бактерий<br>КПбп-5-«Олданс»                                | 5,0<br>мл    | 60×16                                                      | 5,0    |

| №                                                                                                  | Наименование изделия                                                                         | Объем, мл  | Габаритные размеры,<br>(высота × длина<br>× ширина), мм | Мас |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 3.6 Контейнеры- пробирки плоскодонные с завинчивающейся крышкой<br>для сбора крови КПК-зк-«Олданс» |                                                                                              |            |                                                         |     |
| 3.6.1                                                                                              | Контейнер-пробирка плоскодонная с завинчивающейся крышкой для сбора крови КПК-2,5зк-«Олданс» | 2,5<br>мл  | 45,0×10,0                                               | 2,0 |
| 3.6.2                                                                                              | Контейнер-пробирка плоскодонная с завинчивающейся крышкой для сбора крови КПК-5,0зк-«Олданс» | 5,0<br>мл  | 55,0×15,0                                               | 3,0 |
| 3.6.3                                                                                              | Контейнер-пробирка плоскодонная с завинчивающейся крышкой для сбора крови КПК-10зк-«Олданс»  | 10,0<br>мл | 90,0×15,0                                               | 5,0 |
| 3.6.4                                                                                              | Контейнер-пробирка плоскодонная с завинчивающейся крышкой для сбора крови КПК-15зк-«Олданс»  | 15,0<br>мл | 120,0×15,0                                              | 6,0 |
| 3.7 Контейнеры-криопробирки с крышкой КПКр-«Олданс»                                                |                                                                                              |            |                                                         |     |
| 3.7.1                                                                                              | Контейнер-криопробирка с крышкой КПКр-1.2-«Олданс»                                           | 1,2<br>мл  | 12,5×43,0                                               | 2,0 |
| 3.7.2                                                                                              | Контейнер-криопробирка с крышкой КПКр-2-«Олданс»                                             | 2,0        | 12,5×49,0                                               | 2,0 |
| 3.7.3                                                                                              | Контейнер-криопробирка с крышкой КПКр-5-«Олданс»                                             | 5,0        | 12,5×92,0                                               | 4,0 |
| 4. Пробки и крышки полиэтиленовые к пробиркам                                                      |                                                                                              |            |                                                         |     |
| 4.1 Пробки-крышки полиэтиленовые к пробиркам ПК-«ОЛДАНС»                                           |                                                                                              |            |                                                         |     |
| 4.1.1                                                                                              | Пробка полиэтиленовая к пробиркам ПК-01-«Олданс»                                             | -          | 18,0×10,0                                               | 0,0 |
| 4.1.2                                                                                              | Пробка полиэтиленовая к пробиркам ПК-02-«Олданс»                                             | -          | 23,0×10,0                                               | 1,0 |
| 4.1.3                                                                                              | Пробка полиэтиленовая к пробиркам ПК-03-«Олданс»                                             | -          | 30,0×11,0                                               | 1,0 |
| 4.1.4                                                                                              | Пробка полиэтиленовая к пробиркам ПК-04-«Олданс»                                             | --         | 10,0×12,0                                               | 0,0 |
| 4.1.5                                                                                              | Пробка полиэтиленовая к пробиркам ПК-05-«Олданс»                                             | -          | 23,0×16,0                                               | 1,0 |
| 4.1.6                                                                                              | Крышка полиэтиленовая резьбовая к пробиркам ПК-06-«Олданс»                                   | -          | 10,0×20,0                                               | 1,0 |
| 4.1.7                                                                                              | Крышка полиэтиленовая резьбовая к пробиркам ПК-07-«Олданс»                                   | -          | 12,0×30,0                                               | 2,0 |
| 4.2 ПРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ к пробиркам ПУ-«ОЛДАНС»                                                   |                                                                                              |            |                                                         |     |

| №<br>п/п | Тип                 | Диаметр, мм | Цвет       |
|----------|---------------------|-------------|------------|
| 4.2.1    | ПУпц-11/02-«Олданс» | 11,0        | бесцветная |
| 4.2.2    | ПУпц-16/02-«Олданс» | 16,0        | бесцветная |
| 4.2.3    | ПУпц-12/02-«Олданс» | 12,0        | бесцветная |
| 4.2.4    | ПУпю-11602-«Олданс» | 16,0        | бесцветная |
| 4.2.5    | ПУпю-12/02-«Олданс» | 12,0        | бесцветная |
| 4.2.6    | ПУпю-13/02-«Олданс» | 13,0        | бесцветная |
| 4.2.7    | ПУпц-16/02-«Олданс» | 16,0        | бесцветная |
| 4.2.8    | ПУпц-12/06-«Олданс» | 12,0        | красная    |
| 4.2.9    | ПУпц-11/02-«Олданс» | 11,0        | бесцветная |
| 4.2.10   | ПУпц-11/02-«Олданс» | 11,0        | бесцветная |
| 4.2.11   | ПУпц-11/06-«Олданс» | 11,0        | красная    |
| 4.2.12   | ПУпц-11/07-«Олданс» | 11,0        | зеленая    |

| №<br>п/п | Тип                         | Диаметр, мм | Цвет       |
|----------|-----------------------------|-------------|------------|
| 4.2.13   | ПУпц-11/08-«Олданс»         | 11,0        | сиреневый  |
| 4.2.14   | ПУпю-16/02 –«Олданс»        | 16,0        | бесцветная |
| 4.2.15   | ПУпю-16/05 –«Олданс»        | 16,0        | синяя      |
| 4.2.16   | ПУпю-16/07 –«Олданс»        | 16,0        | зеленая    |
| 4.2.17   | ПУпю-16/06 –«Олданс»        | 16,0        | розовая    |
| 4.2.18   | ПУпк-12/02 –«Олданс»        | 12,0        | бесцветная |
| 4.2.19   | ПУпк-12/11 –«Олданс»        | 12,0        | желтая     |
| 4.2.20   | ПУпк-12/06 –«Олданс»        | 12,0        | красная    |
| 4.2.21   | ПУпк-12/07 –«Олданс»        | 12,0        | зеленая    |
| 4.2.22   | ПУпц-16/06-«Олданс»         | 16,0        | красная    |
| 4.2.23   | ПУпц-16/06-«Олданс»         | 16,0        | красная    |
| 4.2.24   | ПУпю-12/05 –«Олданс»        | 12,0        | синяя      |
| 4.2.25   | ПУпю-12/06 –«Олданс»        | 12,0        | красная    |
| 4.2.26   | ПУпю-12/07 –«Олданс»        | 12,0        | зеленая    |
| 4.2.27   | ПУпю-12/06 –«Олданс»        | 12,0        | сиреневая  |
| 4.2.28   | ПУпю-12/09 –«Олданс»        | 12,0        | черная     |
| 4.2.29   | ПУпю-15/02 –«Олданс»        | 15,0        | бесцветная |
| 4.2.30   | ПУпю-15/05 –«Олданс»        | 15,0        | синяя      |
| 4.2.31   | ПУпю-15/06 –«Олданс»        | 15,0        | красная    |
| 4.2.32   | ПУпю-15/07 –«Олданс»        | 15,0        | зеленая    |
| 4.2.33   | ПУпк-15/02 –«Олданс»        | 15,0        | бесцветная |
| 4.2.34   | ПУпк-15/06 –«Олданс»        | 15,0        | красная    |
| 4.2.35   | ПУпк-15/07 –«Олданс»        | 15,0        | зеленая    |
| 4.2.36   | ПУпю-12/02(13/02) –«Олданс» | 12,0 / 13,0 | бесцветная |
| 4.2.37   | ПУпу-12/06(13/06) –«Олданс» | 12,0 / 13,0 | красная    |
| 4.2.38   | ПУпу-15/02(16/02) –«Олданс» | 15,0 / 16,0 | бесцветная |
| 4.2.39   | ПУпу-15/06(16/06) –«Олданс» | 15,0 / 16,0 | красная    |
| 4.2.40   | ПУпу-12/02-16/02 –«Олданс»  | 12,0 - 16,0 | бесцветная |
| 4.2.41   | ПУпу-12/05-16/05 –«Олданс»  | 12,0 - 16,0 | синяя      |
| 4.2.42   | ПУпу-12/06-16/06 –«Олданс»  | 12,0 - 16,0 | красная    |
| 4.2.43   | ПУпу-12/02(13/02) –«Олданс» | 12,0 / 13,0 | бесцветная |
| 4.2.44   | ПУпу-15/02(16/02) –«Олданс» | 15,0 / 16,0 | бесцветная |

(Обозначения, маркирующие цвет пробки: 02 – бесцветная, 05 – синяя, 06 – красная /розовая, 07 – зеленая, 08 – фиолетовая/сиреневая, 09 – черная, 11- желтая

## 5. ШТАТИВЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

### 5.1 Штативы пластиковые Шп-«Олданс»

| №     | Наименование изделия              | Кол-во<br>гнезд. | Диаметр гнезда | Габаритные<br>размеры, мм | Масс |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------|
| 5.1.1 | Штатив пластиковый Шп-01-«Олданс» | 10               | 18,0           | 130,0x68,0x80,0           | 100  |
| 5.1.2 | Штатив пластиковый Шп-02-«Олданс» | 20               | 18,0           | 247,0x68,0x80,0           | 150  |
| 5.1.3 | Штатив пластиковый Шп-03-«Олданс» | 40               | 18,0           | 241,0x116,0x75,0          | 180  |
| 5.1.4 | Штатив пластиковый Шп-04-«Олданс» | 90               | 13,0           | 250,0x105,0x68,0          | 130  |
| 5.1.5 | Штатив пластиковый Шп-05-«Олданс» | 60               | 16,0           | 250,0x105,0x68,0          | 140  |
| 5.1.6 | Штатив пластиковый Шп-06-«Олданс» | 40               | 20,0           | 300,0x111,0x83,0          | 150  |

| №      | Наименование изделия                              | Кол-во гнезд. | Диаметр гнезда | Габаритные размеры, мм | Масса, |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------|
| 5.1.7  | Штатив пластиковый Шп-07-«Олданс»                 | 24            | 30,0           | 246,0x104,0x64,0       | 180,0  |
| 5.1.8  | Штатив пластиковый Шп-08-«Олданс»                 | 21            | 30,0           | 246,0x104,0x64,0       | 250,0  |
| 5.1.9  | Штатив пластиковый комбинированный Шп-09-«Олданс» | 20<br>30      | 30,0<br>17,0   | 170,0x205,0x60,0       | 130,0  |
| 5.1.10 | Штатив пластиковый Шп-10-«Олданс»                 | 50            | 13,0           | 218,0x108,0x61,0       | 100,0  |

5.2. Штативы для микропробирок со съёмной или интегрированной крышкой с замком Шм-«Олданс»

|       |                                                                                         |          |              |                  |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|-------|
| 5.2.1 | Штатив для микропробирок со съёмной или интегрированной крышкой с замком Шм-01-«Олданс» | 9x9      | 12,0x42,0    | 130,0x130,0x45,0 | 120,0 |
| 5.2.2 | Штатив для микропробирок со съёмной или интегрированной крышкой с замком Шм-02-«Олданс» | 10x5     | 12,0x40,0    | 140,0x73,0x42,0  | 120,0 |
| 5.2.3 | Штатив для микропробирок со съёмной или интегрированной крышкой с замком Шм-03-«Олданс» | 5x10     | 12,0x40,0    | 153,0x71,0x53,0  | 135,0 |
| 5.2.4 | Штатив для микропробирок со съёмной или интегрированной крышкой с замком Шм-04-«Олданс» | 10x10    | 12,0x40,0    | 153,0x140,0x53,0 | 200,0 |
| 5.2.5 | Штатив для микропробирок с откидной крышкой Шм-05-«Олданс»                              | 4x12     | 10,0x15,0    | 238,0x85,0x60,0  | 200,0 |
| 5.2.6 | Штатив двусторонний для микропробирок с крышкой Шм-06-«Олданс»                          | 64<br>64 | 12,0<br>08,0 | 125,0x131,0x49,0 | 150,0 |

5.3 Штативы для микропробирок открытые Шмо-«Олданс»

|       |                                                           |         |              |                                   |                |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 5.3.1 | Штатив для микропробирок открытый Шмо-01-«Олданс»         | -       | -            | 210x90x48                         | 70,0           |
| 5.3.1 | Штатив для микропробирок открытый круглый Шмо-02-«Олданс» | 8<br>20 | 10.8<br>10.8 | Диаметр 67,0мм<br>Диаметр 106,0мм | 100,0<br>120,0 |

5.4 Штативы для контейнеров с биоматериалами Шкб-«Олданс»

|       |                                                         |      |           |                  |       |
|-------|---------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-------|
| 5.4.1 | Штатив для контейнеров с биоматериалами Шкб-01-«Олданс» | 10x5 | 28,0x30,0 | 315,0x160,0x60,0 | 280,0 |
| 5.4.2 | Штатив для контейнеров с биоматериалами Шкб-02-«Олданс» | 6x4  | 47,0x50,0 | 315,0x210,0x45,0 | 325,0 |
| 5.4.3 | Штатив для контейнеров с биоматериалами Шкб-03-«Олданс» | 6x2  | 58,0x63,0 | 393,0x132,0x45,0 | 280,0 |

5.5. Штативы для чашек Петри ШчП-«Олданс»

|       |                                     |    |       |                   |       |
|-------|-------------------------------------|----|-------|-------------------|-------|
| 5.5.1 | Штатив для чашек Петри ШчП-«Олданс» | 42 | 100,0 | 330,0x210,0x178,0 | 250,0 |
|-------|-------------------------------------|----|-------|-------------------|-------|

5.6. Штативы для серологических пипеток Шсп-«Олданс»

|       |                                                |    |      |                                   |       |
|-------|------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------|-------|
| 5.6.1 | Штатив для серологических пипеток Шсп-«Олданс» | 94 | 10,0 | Диаметр основания 230, высота 470 | 300,0 |
|-------|------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------|-------|

5.7 Штативы для пипетаторов и автоматических дозаторов Шпд-«Олданс»

|       |                                                                 |  |   |                   |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--|---|-------------------|-------|
| 5.7.1 | Штатив для пипетаторов и автоматических дозаторов Шпад-«Олданс» |  | - | 109,0x208,0x144,0 | 120,0 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--|---|-------------------|-------|

6. НАКОНЕЧНИКИ Н –«Олданс»

| №   | Наименование изделия     | Объем, мкл   | Габаритные размеры, мм | Масса |
|-----|--------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 6.1 | Наконечник Н-01-«Олданс» | 5,0-200,0    | 50,0x8,0               | 0.36  |
| 6.2 | Наконечник Н-02-«Олданс» | 100,0-1000,0 | 70,0x10,0              | 0.67  |

## 7. ПЕТЛИ, ШПАТЕЛИ, ПИНЦЕТЫ

| №                                                               | Наименование изделия                                           | Объем, мкл | Габаритные размеры, мм                          | Масса |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|
| 7.1 Петли бактериологические для засеивания культур ПК-«Олданс» |                                                                |            |                                                 |       |
| 7.1.1                                                           | Петля бактериологическая для засеивания культур ПК-01-«Олданс» | 1мкл       | Длина 195мм<br>Толщина 3мм<br>Диаметр петли 1мм | 1,0   |
| 7.1.2                                                           | Петля бактериологическая для засеивания культур ПК-01-«Олданс» | 10мкл      | Длина 195мм<br>Толщина 3мм<br>Диаметр петли 3мм | 1,1   |

## 7.2 Шпатели Дригальского пластиковые ШД-«Олданс»

| №     | Наименование изделия                              | Кол-во гнезд. | Диаметр гнезда | Габаритные размеры, мм | Масса |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------|
| 7.2.1 | Шпатель Дригальского пластиковый ШД L-01-«Олданс» | 3,0-5,0       | 25,0-35,0      | 145,0мм                | 3,0   |
| 7.2.2 | Шпатель Дригальского пластиковый ШД Т-02-«Олданс» | 3,0-5,0       | 25,0-35,0      | 145,0мм                | 4,0   |

## 7.3 Шпатели гинекологические Эйра ШГ-«Олданс»

|       |                                                       |   |   |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------|---|---|------------|-----|
| 7.3.1 | Шпатель гинекологический Эйра ШГ-«Олданс»-01-«Олданс» | - | - | 170,0x15,0 | 4,0 |
|-------|-------------------------------------------------------|---|---|------------|-----|

## 7.4 Ложка Фолькмана ЛФ-«Олданс»

|       |                                           |   |            |       |     |
|-------|-------------------------------------------|---|------------|-------|-----|
| 7.4.1 | Ложка Фолькмана ЛФ-«Олданс»               | - | 212,0x15,0 | 6,0   | 0,5 |
| 7.4.2 | Ложка для забора биоматериала ЛБ-«ОЛДАНС» | - | -          | 65x10 |     |

## 7.5 Шпатели ларингологические ШЛ-«Олданс»

|       |                                         |   |   |             |     |
|-------|-----------------------------------------|---|---|-------------|-----|
| 7.5.1 | Шпатель ларингологический ШЛ-1-«Олданс» | - | - | 150,0x 18,0 | 5,0 |
| 7.5.2 | Шпатель ларингологический ШЛ-2-«Олданс» | - | - | 160,0x 18,0 | 6,0 |

## 7.6 Палочки лабораторные ПЛ-«Олданс»

|       |                                  |   |   |             |     |
|-------|----------------------------------|---|---|-------------|-----|
| 7.6.1 | Палочка лабораторная Пл-«Олданс» | - | - | 120,0xØ 3,0 | 0,7 |
|-------|----------------------------------|---|---|-------------|-----|

## 7.7 Пинцеты пластиковые ПП-«Олданс»

|       |                                   |   |   |       |     |
|-------|-----------------------------------|---|---|-------|-----|
| 7.7.1 | Пинцет пластиковый Пп-01-«Олданс» | - | - | 115,0 | 6,0 |
| 7.7.2 | Пинцет пластиковый Пп-02-«Олданс» | - | - | 145,0 | 10, |
| 7.7.3 | Пинцет пластиковый Пп-03-«Олданс» | - | - | 250,0 | 16, |

## 7.8 Пестики для микропробирок ПМ-«Олданс»

| №     | Наименование изделия                 | Габаритные размеры, мм             | Масса |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 7.8.1 | Пестик для микропробирок ПМ-«Олданс» | Длина 80,0 диаметр основания 5,0мм | 5,0   |

## 7.9 Шпатели для растяжки мазков ШМ-«Олданс»

|       |                                         |           |     |
|-------|-----------------------------------------|-----------|-----|
| 7.9.1 | Шпатель для растяжки мазков ШМ-«Олданс» | 80,0x25,0 | 1,4 |
|-------|-----------------------------------------|-----------|-----|

## 7.10 Зонд уrogenитальный Пайпеля ЗПУ-«Олданс»

|        |                                          |       |     |
|--------|------------------------------------------|-------|-----|
| 7.10.1 | Зонд уrogenитальный Пайпеля ЗПУ-«Олданс» | 275,0 | 10, |
|--------|------------------------------------------|-------|-----|

## 8. Колбы К-«Олданс»

## 8.1. Колбы конические Эрленмейера КЭкг-«Олданс»

| №                                 | Наименование изделия                           | Объем,<br>мл | Масса, г |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8.1.1                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг-01-«Олданс»  | 50,0         | 100,0    |
| 8.1.2                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг -02-«Олданс» | 125,0        | 125,0    |
| 8.1.3                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг -03-«Олданс» | 250,0        | 150,0    |
| 8.1.4                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг -04-«Олданс» | 500,0        | 175,0    |
| 8.1.5                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг -05-«Олданс» | 1000,0       | 200,0    |
| 8.1.6                             | Колба коническая Эрленмейера КЭкг -06-«Олданс» | 2000,0       | 250,0    |
| 8.2. Колбы с пробкой КМп-«Олданс» |                                                |              |          |
| 8.2.1                             | Колба с пробкой КМп -01-«Олданс»               | 25,0         | 50,0     |
| 8.2.2                             | Колба с пробкой КМп -02-«Олданс»               | 50,0         | 75,0     |
| 8.2.3                             | Колба с пробкой КМп -03-«Олданс»               | 100,0        | 100,0    |
| 8.2.4                             | Колба с пробкой КМп -04-«Олданс»               | 250,0        | 150,0    |
| 8.2.5                             | Колба с пробкой КМп -05-«Олданс»               | 500,0        | 250,0    |
| 8.2.6                             | Колба с пробкой КМп -06-«Олданс»               | 1000,0       | 350,0    |

## 9. Стаканы с носиком СГн-«Олданс»

| №   | Наименование изделия             | Объем, мл | Габаритные размеры,<br>(высота×диаметр)мм | Масса, г |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|
| 9.1 | Стакан с носиком СГн-01-«Олданс» | 30,0      | 50,0×35,0                                 | 3,0      |
| 9.2 | Стакан с носиком СГн-02-«Олданс» | 50,0      | 60,0×42,0                                 | 17,0     |
| 9.3 | Стакан с носиком СГн-03-«Олданс» | 100,0     | 72,0×53,0                                 | 28,0     |
| 9.4 | Стакан с носиком СГн-04-«Олданс» | 250,0     | 96,0×71,0                                 | 45,0     |
| 9.5 | Стакан с носиком СГн-05-«Олданс» | 500,0     | 120,0×90,0                                | 72,0     |
| 9.6 | Стакан с носиком СГн-06-«Олданс» | 1000,0    | 149,0×110,0                               | 160,0    |
| 9.7 | Стакан с носиком СГн-07-«Олданс» | 2000,0    | 184,0×135,0                               | 250,0    |
| 9.8 | Стакан с носиком СГн-08-«Олданс» | 3000,0    | 200,0×160,0                               | 440,0    |
| 9.9 | Стакан с носиком СГн-09-«Олданс» | 5000,0    | 230,0×191,0                               | 690,0    |

## 10. Цилиндры с носиком ЦГн-«Олданс»

|      |                                   |        |            |        |
|------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| 10.1 | Цилиндр с носиком ЦГн-01-«Олданс» | 25,0   | 169,0×21,0 | 68,0   |
| 10.2 | Цилиндр с носиком ЦГн-02-«Олданс» | 50,0   | 199,0×28,0 | 95,0   |
| 10.3 | Цилиндр с носиком ЦГн-03-«Олданс» | 100,0  | 260,0×34,0 | 160,0  |
| 10.4 | Цилиндр с носиком ЦГн-04-«Олданс» | 250,0  | 315,0×47,0 | 240,0  |
| 10.5 | Цилиндр с носиком ЦГн-05-«Олданс» | 500,0  | 350,0×61,0 | 308,0  |
| 10.6 | Цилиндр с носиком ЦГн-06-«Олданс» | 1000,0 | 415,0×76,0 | 355,0  |
| 10.7 | Цилиндр с носиком ЦГн-07-«Олданс» | 2000,0 | 482,0×97,0 | 1083,0 |

## 11. Воронки лабораторные ВЛ-«Олданс»

| №    | Наименование изделия                | Диаметр<br>раструба, мм | Диаметр<br>слива, мм | Масса, г |
|------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 11.1 | Воронка лабораторная ВЛ-01-«Олданс» | 25,0                    | 4,0                  | 3,0      |
| 11.2 | Воронка лабораторная ВЛ-02-«Олданс» | 50,0                    | 7,0                  | 5,0      |
| 11.3 | Воронка лабораторная ВЛ-03-«Олданс» | 75,0                    | 6,0                  | 10,0     |
| 11.4 | Воронка лабораторная ВЛ-04-«Олданс» | 100,0                   | 11,0                 | 25,0     |
| 11.5 | Воронка лабораторная ВЛ-05-«Олданс» | 120,0                   | 11,0                 | 30,0     |

## 12 Банки, бутылки, флаконы, фляги «Олданс»

## 12.1 Банки цилиндрические широкогорлые БЦш-«Олданс»

| №       | Наименование изделия                                 | Объем, мл | Высота, мм | Диаметр<br>(горловины<br>× банки), мм | Масса, г |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|
| 12.1.1  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-01-«Олданс» | 30,0      | 53,0       | 25,0×32,0                             | 10,0     |
| 12.1.2  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-02-«Олданс» | 60,0      | 38,0       | 52,0×48,0                             | 20,0     |
| 12.1.3  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-03-«Олданс» | 90,0      | 51,0       | 51,0×60,0                             | 25,0     |
| 12.1.4  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-04-«Олданс» | 125,0     | 62         | 51×60                                 | 25,0     |
| 12.1.5  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-05-«Олданс» | 170,0     | 80,0       | 51,0×60,0                             | 29,0     |
| 12.1.6  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-06-«Олданс» | 200,0     | 94,0       | 49,0×64,0                             | 33,0     |
| 12.1.7  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-07-«Олданс» | 250,0     | 100,0      | 54,0×67,0                             | 37,0     |
| 12.1.8  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-08-«Олданс» | 500,0     | 93,0       | 86,0×103,0                            | 90,0     |
| 12.1.9  | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-09-«Олданс» | 750,0     | 127,0      | 86,0×103,0                            | 100,0    |
| 12.1.10 | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-10-«Олданс» | 1000,0    | 157,0      | 86,0×103,0                            | 115,0    |
| 12.1.11 | Банка цилиндрическая широкогорлая<br>БЦш-11-«Олданс» | 2000,0    | 283,0      | 86,0×103,0                            | 165,0    |

## 12.2 Банки прямоугольные широкогорлые БПш-«Олданс»

|        |                                                     |        |       |                 |      |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------|
| 12.2.1 | Банка прямоугольная широкогорлая<br>БПш-01-«Олданс» | 150,0  | 37,0  | 88,0×51,0×51,0  | 22,0 |
| 12.2.2 | Банка прямоугольная широкогорлая<br>БПш-02-«Олданс» | 250,0  | 37,0  | 103,0×58,0×58,0 | 27,0 |
| 12.2.3 | Банка прямоугольная широкогорлая<br>БПш-03-«Олданс» | 500,0  | 51,0  | 116,0×77,0×77,0 | 55,0 |
| 12.2.4 | Банка прямоугольная широкогорлая<br>БПш-04-«Олданс» | 1000,0 | 51,0  | 172,0×96,0×75,0 | 71,0 |
| 12.3.1 | Бутылка узкогорлая<br>БУ-01-«Олданс»                | 75,0   | 98,0  | 16,0×39,0       | 11,0 |
| 12.3.2 | Бутылка узкогорлая<br>Бу-02-«Олданс»                | 125,0  | 106,0 | 16,0×45,0       | 18,0 |
| 12.3.3 | Бутылка узкогорлая<br>Бу-03-«Олданс»                | 250,0  | 135,0 | 16,0×58,0       | 30,0 |
| 12.3.4 | Бутылка узкогорлая<br>Бу-04-«Олданс»                | 500,0  | 160,0 | 16,0×73,0       | 48,0 |
| 12.3.5 | Бутылка широкогорлая Бш-05-«Олданс»                 | 1000,0 | 230,0 | 25,0×82,0       | 80,0 |

## 12.3 Бутылки узкогорлые и широкогорлые «Олданс»

| №                          | Наименование изделия     | Объем, мл | Высота, мм | Диаметр<br>(горловины×<br>банки), мм | Масса, г |
|----------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|
| 12.4 Промывалка П-«Олданс» |                          |           |            |                                      |          |
| 12.4.1                     | Промывалка П-01-«Олданс» | 250,0     | 140,0      | 40,0×60,0                            | 80,0     |
| 12.4.2                     | Промывалка П-02-«Олданс» | 500,0     | 165,0      | 40,0×75,0                            | 90,0     |
| 12.4.3                     | Промывалка П-03-«Олданс» | 1000,0    | 222,0      | 40,0×90,0                            | 130,0    |

## 12.5 Флаконы и бутылки с крышкой-ФБк-«Олданс»

| №       | Наименование изделия                           | Объем, мл                 | Габаритные<br>размеры, мм | Масса, г |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 12.5.1  | Флакон с капельницей и крышкой ФБк-01-«Олданс» | Рабочий 10,<br>полный 15. | 63×Ø24                    | 20,0     |
| 12.5.2  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-1-«Олданс»         | 10,0мл.                   | 12,5см.кв.                | 5,0      |
| 12.5.3  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-5-«Олданс»         | 50,0мл.                   | 25,0см.кв.                | 10,0     |
| 12.5.4  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-25-«Олданс»        | 250,0мл.                  | 75,0см.кв.                | 20,0     |
| 12.5.5  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-50-«Олданс»        | 500,0мл.                  | 125,0см.кв.               | 25,0     |
| 12.5.6  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-60-«Олданс»        | 600,0мл.                  | 150,0см.кв.               | 30,0     |
| 12.5.7  | Флакон (матрас, пакет)<br>Ф-65-«Олданс»        | 650,0мл.                  | 175,0см.кв.               | 40,0     |
| 12.5.8  | Бутылка для питательных сред БС-10-«Олданс»    | 100,0мл                   | 45,0х45,0х90,0            | 15,0     |
| 12.5.9  | Бутылка для питательных сред<br>БС-25-«Олданс» | 250,0мл                   | 60,0х60,0х120,0           | 25,0     |
| 12.5.10 | Бутылка для питательных сред<br>БС-50-«Олданс» | 500,0мл                   | 65,0х65,0х160,0           | 45,0     |

## 12.6 Фляги полиэтиленовые высокого давления Фп-«Олданс»

| №      | Наименование изделия                                     | Объем, л | Высота,<br>мм | Диаметр<br>(горловины<br>×фляги), мм | Масса, |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 12.6.1 | Фляга полиэтиленовая высокого давления<br>Фп-01-«Олданс» | 5,0      | 305,0         | 90,0×165,0                           | 450,0  |
| 12.6.2 | Фляга полиэтиленовая высокого давления<br>Фп-02-«Олданс» | 10,0     | 420,0         | 53,0×210,0                           | 950,0  |
| 12.6.3 | Фляга полиэтиленовая высокого давления<br>Фп-03-«Олданс» | 10,0     | 395,0         | 65,0×240,0                           | 1140,0 |

## 13. Пипетки

| №    | Наименование изделия              | Объем, мл | Длина, мм | Масса, г |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 13.1 | Пипетка глазная<br>Пг-01-«Олданс» | 1,7       | 87,0      | 2,0      |
| 13.2 | Пипетка П-5-«Олданс»              | 5,0       | 154,0     | 3,0      |
| 13.3 | Пипетка П-7-«Олданс»              | 7,0       | 154,0     | 4,5      |
| 13.4 | Пипетка П-8,5-«Олданс»            | 8,5       | 216,0     | 5,0      |

## 14 Приспособления для окраски мазков и сушки стекол Пос-01-«Олданс»

| Наименование изделия                                                 | Размер/кол-во стекол       | Масса, г |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Кювета для проводки и окраски гистологических препаратов КГ-«Олданс» | 64,0х76,0х92,0-12,0 стекол | 80,0     |
| Штатив съемный для окрашивания мазков ШМ-«Олданс»                    | 60,0х64,0х97,0             | 20,0     |
| Приспособление для окраски мазков и сушки стекол Пос-01-«Олданс»     | 170,0х120,0 – 56,0 стекол  | 100,0    |
| Приспособление для окраски мазков и сушки стекол Пос-02-«Олданс»     | 310,0х120,0 – 112,0 стекол | 160,0    |
| Приспособление для окраски мазков и сушки стекол Пос-03-«Олданс»     | 454,0х120,0 – 168,0 стекол | 400,0    |

## 15 Очки защитные ОЗ-«Олданс»

| №    | Наименование изделия         | Габаритные размеры, мм | Масса, г |
|------|------------------------------|------------------------|----------|
| 15.1 | Очки защитные ОЗ-01-«Олданс» | 140,0х140,0х140,0      | 25,0     |

| Обозначение                                                                                                                                                                                                                                | Назначение                                                                                                                                                                                                                         | Материал                                              | Стерильность                                          | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КОНТЕЙНЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ И ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.1 Контейнеры для биоматериалов КБл-«ОЛДАНС»</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| КБл-25-«Олданс»<br>КБл-30-«Олданс»<br>КБл-40-«Олданс»<br>КБл-50-«Олданс»<br>КБл-60-«Олданс»<br>КБл-100-«Олданс»<br>КБл-125-«Олданс»<br>КБл-150-«Олданс»<br>КБл-175-«Олданс»<br>КБл-2000-«Олданс»<br>КБл-2600-«Олданс»<br>КБл-3000-«Олданс» | Предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, жидких и твердых образцов для лабораторных исследований: моча, кал, мокрота, ликвор, выпотные жидкости, патоморфологический материал и т.д. | полистирола (ПС), полипропилен (ПП), полиэтилена (ПЭ) | Асептически изготовленные стерильные и не стерильные. | Контейнеры снабжены герметичной закручивающейся крышкой или крышкой с вмонтированной шпатель-ложкой для забора биоматериала.<br>Дно может быть плоское или коническое<br>Контейнеры, мл, 2000, 2600, 3000 предназначены для сбора суточной мочи<br>Контейнеры могут быть стерильными и нестерильными, Контейнеры имеют градуировку, матовое информационное окно для маркировки биоматериалов, а также могут дополнительно комплектоваться этикеткой. |
| <b>1.2 Контейнеры для транспортировки органов, тканей, биопатов КБт-«Олданс»</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| КБт-05-«Олданс»<br>КБт-1-«Олданс»<br>КБт-2-«Олданс»<br>КБт-3-«Олданс»<br>КБт-5-«Олданс»<br>КБт-10-«Олданс»<br>КБт-12-«Олданс»<br>КБт-15-«Олданс»<br>КБт-20-«Олданс»                                                                        | для транспортировки секционного или операционного материала в патоморфологическую лабораторию. Органы и ткани могут транспортироваться как в сухом контейнере, так и в формалиновом фиксаторе.                                     | Полиэтилена или полипропилена                         | Стерильные и не стерильные                            | Крышка закрывается герметично.<br>Имеется ручка для переноса, этикетка с информационным окном с указанием: материала, ФИО ответственного за забор, проба, дата.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.3 Контейнеры –укладки для сбора, транспортировки, хранения контейнеров, пробирок, термометров К-Устх-«Олданс»</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| К-Устх-01-«Олданс»<br>К-Устх -02-«Олданс»<br>К-Устх -03-«Олданс»<br>К-Устх -04-«Олданс»,<br>К-Устх -05-«Олданс».                                                                                                                           | для безопасной транспортировки зондов-тампонов в пробирках и для хранения термометров                                                                                                                                              | Полипропилен, полистирол, полиэтилен.                 | Не стерильные                                         | Многоразового использования<br>Могут комплектоваться крышками, специальными лотками-штативами, ручками для переноса, маркировочной этикеткой                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Обозначение                                                                                                                                                                                                        | Назначение                                                                                                                                                         | Материал                        | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К-УБл-06-«Олданс»<br>К-УБл-07-«Олданс»<br>К-УБл-08-«Олданс»<br>К-УБл-09-«Олданс»                                                                                                                                   | Для безопасной транспортировки контейнеров с биоматериалами,                                                                                                       | Полипропилен, полиэтилен.       | Не стерильные              | Комплектуются специальными лотками-штативами, также может комплектоваться крышками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 Контейнеры-лотки полимерные КЛп-«Олданс»                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КЛп-01-«Олданс»<br>КЛп-02-«Олданс» КЛп-03-«Олданс» КЛп-04-«Олданс» КЛп-05-«Олданс» КЛп-06-«Олданс» КЛп-07-«Олданс» КЛп-08-«Олданс» КЛп-09-«Олданс» КЛп-10-«Олданс» КЛп-11-«Олданс» КЛп-12-«Олданс» КЛп-13-«Олданс» | Лотки почкообразные используются в терапевтических и хирургических отделениях для выполнения лабораторных исследований и медицинских процедур при заборе анализов. | Полипропилен или полистирол     | Стерильные и не стерильные | Имеют коническое дно, что способствует эффективному использованию дозируемых жидкостей и их минимальной потере, Могут быть с крышками и без крышек, с градуировкой, с перегородками, различных цветов.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Чашки Петри ЧП-«Олданс»                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЧП-01-«Олданс»<br>ЧП-02-«Олданс»<br>ЧП-03-«Олданс»<br>ЧП-04-«Олданс»<br>ЧП-05-«Олданс»<br>ЧП-06-«Олданс»<br>ЧП-07-«Олданс»<br>ЧП-08-«Олданс»                                                                       | Используются для выращивания микробиологических культур                                                                                                            | полистирол высокой прозрачности | Не стерильные и стерильные | Состоят из 2-х частей: основание и крышка. Чашки могут быть 2-х, 3-х секционные чашки, чашки Петри диаметром 90мм подходят для разлива сред в автоматах. Чашки имеют специализированные вентиляционные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов. Применяется 2 способа достижения стерильности: асептическое производство, чашки формируются при 250гр.С и упаковываются в строго асептических условиях и стерилизация физическим способом, радиационным |

| Обозначение                                                                                                                              | Назначение                                                          | Материал                               | Стерильность                                                                     | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. КОНТЕЙНЕРЫ-ПРОБИРКИ КП-«ОЛДАНС»</b>                                                                                                |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1.1 Контейнеры- микропробирки для взятия проб капиллярной крови КПмк-«Олданс»<br/>(контейнер пробирка микрокапиллярная)</b>         |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КПмк-0,25-«Олданс»<br>КПмк-0,5-«Олданс»<br>КПмк-1-«Олданс»                                                                               | Используется для взятия пробы капиллярной крови на различные объемы | Полистерол с полиэтиленовой-крышкой    | Не стерильные и стерильные                                                       | В крышке может быть закреплен капилляр емкостью 80 или 200 мкл( в некоторых случаях капилляры поставляются отдельно)                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.1.2 Контейнеры-микропробирки центрифужные с интегрированной крышкой КПмц-«Олданс»<br/>(контейнер пробирка центрифужная)</b>         |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КПмц-0,5-«Олданс»<br>КПмц-1,0-«Олданс»<br>КПмц-1,5-«Олданс»<br>КПмц-2,0-«Олданс».                                                        | Используется для взятия пробы капиллярной крови на различные объемы | Полипропилен высокой чистоты           | Не стерильные и стерильные                                                       | Крышка пробирки легко закрывается и открывается одной рукой, без угрозы распыливания жидкости. При нагревании в бане самопроизвольного вскрытия пробирок не происходит. Пробирки могут производиться с градуировкой и без градуировки.                                                                          |
| <b>3.1.3 Контейнеры-микропробирки конические с резьбой КПмр-«Олданс»<br/>(контейнер-пробирка микро с резьбой)</b>                        |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КПмр-0,5-«Олданс»<br>КПмр-1,5-«Олданс»<br>КПмр-2,0-«Олданс»                                                                              | Используется для взятия пробы капиллярной крови на различные объемы | Ультрарастительный полипропилен (УЧПП) | Стерильные и не стерильные                                                       | Температура от -90 до + 121 С. С юбкой устойчивости и без юбки устойчивости. Градуировка 0.1 мл.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.2 Контейнеры-пробирки пластиковые аналитические круглодонные КПАкд-«Олданс»<br/>(контейнер-пробирка аналитическая круглодонная)</b> |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КПАкд-3-«Олданс»<br>КПАкд-5-«Олданс»<br>КПАкд-7-«Олданс»<br>КПАкд-10-«Олданс»<br>КПАкд-20-«Олданс»                                       | Используется для взятия пробы капиллярной крови на различные объемы | Полистирол                             | Не стерильные и стерильные                                                       | Прозрачность уступает стеклу от полупрозрачного до слегка опалесцирующего, обладают высокой механической прочностью и устойчивостью к деформации, выдерживают нагрузку при центрифугировании до 15000 g. Могут комплектоваться пробками соответствующего размера и этикетками. Колпачки приобретаются отдельно. |
| <b>3.3 Контейнеры-пробирки пластиковые круглодонные для микробиологических исследований КПкд-мб-«Олданс»</b>                             |                                                                     |                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| КПкд-5мб-«Олданс»<br>КПкд-10мб -«Олданс»<br>КПкд-15мб -«Олданс»<br>КПкд-20мб -«Олданс»                                                   | Используются для массовых поточных микробиологических исследований  | Полистирол полипропилен                | Стерильные упаковываются в индивидуальную или групповую упаковку и не стерильные | С закручивающимися крышками, с юбкой устойчивости и без нее. с градуировкой, крышка из ПЭВД.                                                                                                                                                                                                                    |

| Обозначение                                                                                           | Назначение                                                                                                                                                        | Материал                            | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 Контейнеры-пробирки пластиковые центрифужные конические КПцк-«Олданс»</b>                      |                                                                                                                                                                   |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КПцк-12-«Олданс»<br>КПцк-15-«Олданс»<br>КПцк-50-«Олданс»                                              | Предназначены для использования в иммунологии, микробиологии и других лабораторных областях.                                                                      | Полистирол, полипропилен            | Стерильные и не стерильные | С градуировочными кольцами , отмечающие объем 0.5 мл., 1 мл., 3мл., 5мл., и без, Пробирки из полистирола предназначены для центрифугирования до 7500 g, из полипропилена до 15000 g.<br>Пробирки имеют расширительное кольцо на горловине. Могут комплектоваться пробкой и этикеткой. Пробирки конические с завинчивающимися крышками. |
| <b>3.5 Контейнеры-пробирки плоскодонные для отбора бактериологических проб КПбп-«Олданс»</b>          |                                                                                                                                                                   |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КПбп-3-«Олданс»<br>КПбп-5-«Олданс»                                                                    | Применяются при культивировании хламидий и других внутриклеточных микроорганизмов в культуре клеток, широко используются в научно-исследовательской деятельности. | Полистирол, полипропилен.           | Стерильные и не стерильные | Имеют ободок для установки в центрифугу                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.6 Контейнеры-пробирки плоскодонные с завинчивающейся крышкой для сбора крови КПк-зк-«Олданс»</b> |                                                                                                                                                                   |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КПк-2,5зк-«Олданс»<br>КПк-5,0зк -«Олданс»<br>КПк-10зк -«Олданс»<br>КПк-15зк -«Олданс»                 | применяются для сбора крови при различных лабораторных анализах.                                                                                                  | Полипропилен, крышки из полиэтилена | Стерильные и не стерильные | Имеют герметично завинчивающиеся крышки из полиэтилена, градуированные, простые или с особым антикоагулянтом. Цветная крышка и этикетка из антикоагулянта                                                                                                                                                                              |
| <b>3.7 Контейнеры-криопробирки с крышкой КПкр-«Олданс»</b>                                            |                                                                                                                                                                   |                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КПкр-1,2-«Олданс»<br>КПкр-2-«Олданс» КПкр-5 -«Олданс»                                                 | применяются для сбора крови при различных лабораторных анализах.                                                                                                  | Полипропилен                        | Стерильные и не стерильные | Имеют герметично завинчивающиеся крышки из полиэтилена, градуированные, простые или с особым антикоагулянтом. Цветная крышка и этикетка из антикоагулянта                                                                                                                                                                              |

## 4. ПРОБКИ И КРЫШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ПРОБИРКАМ.

## 4.1 Пробки-крышки полиэтиленовые к пробиркам ПК-«Олданс»

| Обозначение                                                                                                       | Назначение                        | Материал                     | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-01-«Олданс»<br>ПК-02-«Олданс» ПК-03-«Олданс» ПК-04-«Олданс»<br>ПК-05-«Олданс» ПК-06-«Олданс»<br>ПК-07-«Олданс» | Для закрывания различных пробирок | Полиэтилен высокого давления | Стерильные и не стерильные | Три группы:<br>- пробки с гладким внутренним цилиндром, вплотную прилегающим к внутренней стороне пробирки и более широкой верхней частью, прикрывающей горловины пробирки сверху.<br>-пробки, на внутреннем цилиндре которых располагаются 2 тонкие эластичные «юбки», обеспечивающие плотное герметичное укупоривание пробирки; допус-кают использование для пробирок с небольшим колебанием внутреннего диаметра. пробка универсальная(ПУ), может использоваться как с пластиковыми аналитическими пробирками, так и с вакуумными, стеклянными пробирками. Охватывают большой диапазон диаметров пробирок.<br>11,12,13,16. Разного цвета. |

## 4.2. ПРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ к пробиркам ПУ-«Олданс»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| ПУпц-11/02-«Олданс»<br>ПУпц-16/02-«Олданс»<br>ПУпц-12/02-«Олданс»<br>ПУпю-11/02-«Олданс»<br>ПУпю-11202-«Олданс» ПУпю-13/02-«Олданс»<br>ПУпц-16/02-«Олданс»<br>ПУпц-12/06«Олданс»<br>ПУпц-11/02-«Олданс» ПУпц-11/02-«Олданс»<br>ПУпц-11/06-«Олданс» ПУпц-11/07-«Олданс»<br>ПУпц-11/08-«Олданс» ПУпю-16/02-«Олданс»<br>ПУпю-16/05-«Олданс» ПУпю-16/07-«Олданс»<br>ПУпю-16/06-«Олданс» ПУпк-12/02-«Олданс»<br>ПУпк-12/06-«Олданс» ПУпю-12/05-«Олданс»<br>ПУпю-12/06-«Олданс» ПУпю-12/07-«Олданс»<br>ПУпю-12/06-«Олданс» ПУпю-12/09-«Олданс»<br>ПУпю-15/02-«Олданс» | Для закупоривания пробирок и микропробирок | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Крышки имеют резьбу |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПУпю-15/05-«Олданс»<br>ПУпю-15/06-«Олданс»<br>«Олданс»<br>ПУпк-15/02-«Олданс»<br>ПУпк-15/06-«Олданс»<br>ПУпк-15/07-«Олданс»<br>ПУпю-12/02(13/02)«Олданс»<br>ПУпу-12/06(13/06-«Олданс»<br>Пупу-15/02(16/02)«Олданс»<br>Пупу-15/06(16/06-«Олданс»<br>ПУпу-12/02-16/02-«Олданс»<br>ПУпу-12/05-16/05-«Олданс»<br>ПУпу-12/06-16/06-«Олданс»<br>ПУпу-12/02(13/02)«Олданс»<br>ПУпу-15/02(16/02)«Олданс» |                              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. ШТАТИВЫ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1 Штативы пластиковые Шп-«Олданс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Шп-01-«Олданс»<br>Шп-02-«Олданс»<br>Шп-03-«Олданс»<br>Шп-04-«Олданс»<br>Шп-05-«Олданс»<br>Шп-06-«Олданс»<br>Шп-07-«Олданс»<br>Шп-08-«Олданс»<br>Шп-09-«Олданс»<br>Шп-10-«Олданс»                                                                                                                                                                                                                 | Штативы для пробирок.        | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Имеют высокую механическую прочность. Штативы сборные для пробирок диаметром от 13 до 30мм., легко разбираются для мытья и транспортировки, имеют алфавитно-цифровую нумерацию гнезд на верхней панели, для идентификации образцов. Штативы имеют гнезда квадратной формы. Некоторые оборудуются распорками, которые надежно фиксируют пробирку в штативе и предотвращают выпадение образцов при транспортировке. Цвет штативов разный. |
| 5.2 Штативы для микропробирок открытые Шмо-«Олданс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Шмо-«Олданс»<br>(открытый)<br>Шмо-«Олданс»<br>(открытый круглый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Для размещения микропробирок | Полипропилен | Не стерильны               | В зависимости от модели штатива пробирки располагаются на двух или трех уровнях по 10 и 6 штук, соответственно и расстояние между ними достаточно велико Штативы имеют боковые замки, что позволяет их скреплять в ряд.                                                                                                                                                                                                                 |

| Обозначение                                                                                           | Назначение                                                                                    | Материал     | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штативы для водной бани Швб-«Олданс» (нужно ли)                                                       |                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Швб-«Олданс»                                                                                          | предназначен для культивирования образцов в микропробирках                                    | Полипропилен | Не стерильные              | предназначен для культивирования образцов в микропробирках на 1.5, 0,5мл. на водяной бане при постановке биохимических тестов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.3. Штативы для микропробирок со съемной или интегрированной крышкой с замком Шм-«Олданс»            |                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шм-01-«Олданс»<br>Шм-02-«Олданс»<br>Шм-03-«Олданс»<br>Шм-04-«Олданс»<br>Шм-05-«Олданс» Шм-06-«Олданс» | Предназначены для хранения проб в микро и криопробирках, в том числе при низких температурах. | Полипропилен | Не стерильные              | Шм-01-«Олданс» съемная крышка<br>Шм-02-«Олданс» съемная крышка<br>Шм-03-«Олданс» интегрированная крышка, Шм-04-«Олданс» интегрированная крышка, имеют полупрозрачную крышку и может эксплуатироваться при низких температурах                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.4 Штативы для контейнеров с биоматериалами Шкб-«Олданс»                                             |                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шкб-01-«Олданс»<br>Шкб-02-«Олданс»<br>Шкб-03-«Олданс»                                                 | Предназначены для размещения контейнеров                                                      | Полипропилен | Не стерильные              | Имеют различное количество гнезд и разные диаметры контейнеров от 28 до 63 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.5 Штативы для чашек Петри ШчП-«Олданс»                                                              |                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ШчП-«Олданс»                                                                                          | Предназначены для переноски чашек диаметром 90мм.                                             | Полипропилен | Не стерильные              | Имеют ручки для переноски. Каждое из 6 делений штатива вмещает 7 чашек. Штативы универсальные, могут ставиться друг на друга, рекомендуется не более 4 по высоте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6 Штативы для серологических пипеток Шсп-«Олданс»                                                   |                                                                                               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шсп-«Олданс»                                                                                          | Предназначен для хранения пипеток                                                             | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Состоит из 2-х дисков, вращающихся вокруг центральной вертикальной оси, располагающейся на неподвижном основании. Конструкция позволяет выбирать необходимую пипетку не задевая соседние. На нижнем вращающемся диске концентрически расположены борозды с коническим дном, фиксирующие носики пипеток, бороздки не позволяют растекаться жидкости остающейся в носике пипетки. Штативы легко разбираются, моются Штатив рассчитан на все типы пипеток, за исключением пипеток на 25мл. Штатив поворотный на 94 места. |

| Обозначение                                                          | Назначение                                                                  | Материал                    | Стерильность                | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.7. Штативы для пипетаторов и автоматических дозаторов Шпд-«Олданс» |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Шпд-«Олданс»                                                         | Предназначен для размещения пипетаторов и автоматических дозаторов          | Полипропилен                | Не стерильные               | 4-х местный штатив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. НАКОНЕЧНИКИ Н –«Олданс»                                           |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Н-01-«Олданс»<br>Н-02-«Олданс»                                       | Предназначены для пипеток                                                   | Полипропилен                | стерильные                  | Наконечники универсальные, подходят ко многим пипеткам: 0.5-50;1-100;1-200;2-200;5-200;1-300;2-300;100-1000.Макро: 1000-5000; 2000-10000;10-1000мкл(1000х16); 5-200<br>Универсально подходят к любому дозатору( герметично насаживаются на дозатор, легко сбрасываются)                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. ПЕТЛИ, ШПАТЕЛИ, ПИНЦЕТЫ                                           |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1 Петли бактериологические для засеивания культур ПК-«Олданс»      |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ПК-01-«Олданс»<br>ПК-02-«Олданс»                                     |                                                                             | Полистерол,<br>полипропилен | стерильные                  | Калиброваны на 2 объема 1мкл и 10мкл. Высокая точность калибровки позволяет производить количественную перевивку жидких культур. Петли на разные объемы маркированы разными цветами. Противоположный петле конец заострен благодаря чему петля может использоваться для засеивания косога агара проколом, либо для счета колоний. Гибкие петли из полипропилена, применяются для переноса микроорганизмов на питательные среды или на предметные стекла для окрашивания                       |
| 7.2 Шпатели Дригальского пластиковые ШД-«Олданс»                     |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ШД L-01-«Олданс»<br>ШД T-02-«Олданс»                                 | Шпатели предназначены для засеивания материала на плотные питательные среды | Полипропилен                | Стерильные и не стерильные. | Выпускаются 2-х видов: L-форма и T-форма длина 170-180мм, диаметр 3-5мм, ширина ножки для мазка 25-35мм, вес 6-8гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.3 Шпатели гинекологические Эйра ШГ-«Олданс»                        |                                                                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ШГ-01-«Олданс»                                                       | Предназначены для взятия эктоцервикальных образцов                          | Полистирол                  | Стерильные и не стерильные. | Двусторонние плоские шпатели сложной формы. На одном конце шпатель Эйра имеет два закругленных окончания разного размера: одно более плоское и широкое( с большим радиусом), а другое более узкое и длинное(с меньшим радиусом). Второй конец шпателя представляет собой суженное тупое окончание малого радиуса с односторонним расширением. Выбор того или иного конца шпателя для получения цитологического образца определяется клинической картиной заболевания и задачами исследования. |

| Обозначение                                        | Назначение                                                                                                                                                                                                           | Материал                       | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4 Ложка Фолькмана ЛФ-«Олданс»                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ЛФ-«Олданс»<br>ЛБм-«Олданс»                        | Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование флоры слизистой влагалища, шейки матки, уретры.                                                                                                   | Полистирол                     | Стерильные и не стерильные | Представляет собой полимерную двухстороннюю ложку. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разные диаметры (2 и 4мм), необходимый для выполнения различных манипуляций. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и с легкостью отдавать его на стекло или в питательную среду. |
| 7.5 Шпатели ларингологические ШЛ-«Олданс»          |                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ШЛ-1-«Олданс»<br>ШЛ-2-«Олданс»                     | Предназначены для смещения тканей при ларингологическом обследовании. Часто используются для взятия соскоба со слизистой ротовой полости, а также для нанесения мазей, бальзамов, перемешиваний жидкостей, порошков. | Полистирол, полипропилен       | Стерильные и не стерильные | Края их закруглены и обработаны тщательно. На одном из концов шпателя имеется углубление с шероховатой поверхностью для пальца                                                                                                                                                                                                           |
| 7.6 Палочки лабораторные ПЛ-«Олданс»               |                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПЛ-«Олданс»                                        | Используются в качестве вспомогательного изделия при проведении иммунологических реакций в лунке планшета, для перемешивания проб, реактивов.                                                                        | Полистирол                     | Стерильные и не стерильные | Уплотненный кончик палочки позволяет использовать ее в качестве ложки-шпателя для взвешивания сыпучих веществ, точечного отбора полужидких и твердых клинических, пищевых проб.                                                                                                                                                          |
| 7.7 Пинцеты пластиковые ПП-«Олданс»                |                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПП-01-«Олданс»<br>ПП-02-«Олданс»<br>ПП-03-«Олданс» | Используется для захвата мелких предметов                                                                                                                                                                            | Полипропилен и полиоксиметилен | Стерильные и не стерильные | Высокая механическая прочность и хорошая химическая устойчивость.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.8 Пестики для микропробирок ПМ-«Олданс»          |                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПМ-«Олданс»                                        | Предназначены для гомогенизации содержимого в микропробирках                                                                                                                                                         | Полипропилен                   | Стерильные и не стерильные | при работе с бактериальными клетками, неоднородными пробами                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Обозначение                                                                                                                       | Назначение                                                                           | Материал     | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.9 Шпатели для растяжки мазков ШМ-«Олданс»                                                                                       |                                                                                      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| ШМ-«Олданс»                                                                                                                       | Предназначены для растяжения мазков                                                  | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | имеет 2 конца, отличающихся шириной рабочей зоны: полноразмерный конец шпателя предназначен для изготовления мазка во всю ширину стекла, а конец со срезанными углами – для изготовления мазка на 4 мм уже. |
| 7.10 Зонд урогенитальный Пайпеля ЗПу-«Олданс»                                                                                     |                                                                                      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| ЗПу-«Олданс»                                                                                                                      | Предназначен для внутриматочной биопсии эндометрия для гистологического исследования | Полипропилен | Стерильный                 | Общая длина 275 мм                                                                                                                                                                                          |
| 8. КОЛБЫ К-«Олданс» 8.1 Колбы конические градуированные Эрленмейера КЭкг-«Олданс»                                                 |                                                                                      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| КЭкг-01-«Олданс»<br>КЭкг -02-«Олданс»<br>КЭкг -03-«Олданс»<br>КЭкг -04-«Олданс»<br>КЭкг -05-«Олданс»<br>КЭкг -06-«Олданс»         | Предназначены для измерения жидких сред                                              | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Имеют рельефную градуировку, притертую пробку.<br>Мерный уровень сделан графически.                                                                                                                         |
| 8.2 Колбы мерные с пробкой КМп-«Олданс»                                                                                           |                                                                                      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| КМп-01-«Олданс»<br>КМп-02-«Олданс»<br>КМп-03-«Олданс»<br>КМп-04-«Олданс»<br>КМп-05-«Олданс»<br>КМп-06-«Олданс»                    | Предназначен для измерения, хранения, переноски жидких сред                          | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Мерный уровень сделан графически.                                                                                                                                                                           |
| 9. Стаканы градуированные с носиком СГн-«Олданс»                                                                                  |                                                                                      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |
| СГн-01-«Олданс»<br>СГн-02-«Олданс»<br>СГн-03-«Олданс»<br>СГн-04-«Олданс»<br>СГн-05-«Олданс»<br>СГн-06-«Олданс»<br>СГн-07-«Олданс» | Предназначен для измерения жидких сред                                               | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Градуировка рельефная. Стаканы автоклавируются при 121 гр.С.                                                                                                                                                |

| Обозначение                                                                                                                                                                                                   | Назначение                                             | Материал     | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Цилиндры градуированные с носиком Цгн-«Олданс»                                                                                                                                                            |                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                              |
| Цгн-01-«Олданс»<br>Цгн-02-«Олданс»<br>Цгн-03-«Олданс»<br>Цгн-04-«Олданс»<br>Цгн-05-«Олданс»<br>Цгн-06-«Олданс»<br>Цгн-07-«Олданс»                                                                             | Предназначены для измерения и работы с жидкими средами | Полипропилен | Стерильные                 | Градуировка рельефная.                                                                                                                                                       |
| 11. Воронки лабораторные ВЛ-«Олданс»                                                                                                                                                                          |                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                              |
| ВЛ-01-«Олданс»<br>ВЛ-02-«Олданс»<br>ВЛ-03-«Олданс»<br>ВЛ-04-«Олданс»<br>ВЛ-05-«Олданс»                                                                                                                        | предназначены для перелива жидкостей в лабораториях    | Полипропилен | Стерильные и не стерильные | Производятся с удлиненным сливом и с короткой сливной трубкой                                                                                                                |
| 12. Банки, бутылки, флаконов, фляги «Олданс»                                                                                                                                                                  |                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                              |
| 12.1 Банки цилиндрические широкогорлые БЦш-«Олданс»                                                                                                                                                           |                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                              |
| БЦш-01-«Олданс»<br>БЦш-02-«Олданс»<br>БЦш-03-«Олданс»<br>БЦш-04-«Олданс»<br>БЦш-05-«Олданс»<br>БЦш-06-«Олданс»<br>БЦш-07-«Олданс»<br>БЦш-08-«Олданс»<br>БЦш-09-«Олданс»<br>БЦш-10-«Олданс»<br>БЦш-11-«Олданс» | Используются при транспортировке и хранении.           | Полиэтилен   | Стерильные и не стерильные | Полупрозрачные, укупориваются полиэтиленовой крышкой, что обеспечивает высокую герметичность и надежность                                                                    |
| 12.2 Банки прямоугольные широкогорлые БПш-«Олданс»                                                                                                                                                            |                                                        |              |                            |                                                                                                                                                                              |
| БПш-01-«Олданс»<br>БПш-02-«Олданс»<br>БПш-03-«Олданс»<br>БПш-04-«Олданс»                                                                                                                                      | Используется при транспортировке и хранении.           | Полиэтилен   | Стерильные и не стерильные | Полупрозрачные, крышки имеют внешнюю насечку для удобства работы в перчатках. Полупрозрачные стенки и градуировка позволяют визуально контролировать объем материала в банке |

| Обозначение                                                                                                                                                               | Назначение                                                                                                                             | Материал          | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3 Ёмкости-бутылки узкогорлые и широкогорлые «Олданс»                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Бу-01-«Олданс»<br>Бу-02-«Олданс»<br>Бу-03-«Олданс»<br>Бу-04-«Олданс»<br>Бш-05-«Олданс»                                                                                    | Предназначены для транспортировки и хранения жидких материалов, сред                                                                   | Полиэтилена, ПЭТФ | Стерильные и не стерильные | По форме цилиндрические и прямоугольные с градуировкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.4 Ёмкость- промывалка П-«Олданс»                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| П-01-«Олданс»<br>П-02-«Олданс»<br>П-03-«Олданс»                                                                                                                           | Используются для создания струи жидкости различной жесткости для промывки кювет, емкостей ,различных частей лабораторного оборудования | Полиэтилен        | Стерильные и не стерильные | Ёмкость имеет носик для промывки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.5 Ёмкости-флаконы с капельницей и крышкой ФБк-«Олданс»                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ФБк-01-«Олданс»<br>Ф-1-«Олданс»<br>Ф-5-«Олданс»<br>Ф-25-«Олданс»<br>Ф-50-«Олданс»<br>Ф-60-«Олданс»<br>Ф-65-«Олданс»<br>БС-10-«Олданс»<br>БС-25-«Олданс»<br>БС-50-«Олданс» | Предназначены для расфасовки жидких реактивов, предназ-наченных для капель-ного дозирования.                                           | Полиэтилен        |                            | Флаконы с капельницей и крышкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.6 Фляги полиэтиленовые высокого давления Фп-«Олданс»                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фп-01-«Олданс»<br>Фп-02-«Олданс»<br>Фп-03-«Олданс»                                                                                                                        | Предназначены для жидких сред                                                                                                          | Полипропилен      | Стерильные и не стерильные | Обладают высокой механической прочностью. Фляги имеют закручивающуюся крышку с уплотнителем, обеспечивающую им надежную укупорку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. Пипетки П-«Олданс»                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Пг-01-«Олданс»<br>П-5-«Олданс»<br>П-7-«Олданс»<br>П-8,5-«Олданс»                                                                                                          | Предназначены для размещения жидкости при измерении капель.                                                                            | Полиэтилен        | Стерильные и не стерильные | Низкие адгезивные свойства материала обеспечивают полный слив жидкости из пипетки. Легко выдерживают замораживание в жидком азоте. Основной особенностью пипеток является стандартная капля, т.е. постоянный диаметр носика обеспечивает каплю постоянного объема. Второй особенностью этих пипеток является замкнутый резервуар обеспечивает безопасность работы данной пипеткой в связи с тем, что образование аэрозолей и контоминация ими любых устройств для заполнения пипеток исключены. Градуируются. |

| Обозначение                                                                         | Назначение                                                                                                             | Материал                                | Стерильность               | Конструктивные особенности                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Приспособления для окраски мазков и сушки стекол                                |                                                                                                                        |                                         |                            |                                                                                                                                                                                              |
| КГ-«Олданс»<br>ШМ-«Олданс»<br>Пос-01-«Олданс»<br>Пос-02-«Олданс»<br>Пос-03-«Олданс» | Предназначены для фиксации и окрашивания микропрепаратов на предметных стеклах, а также их хранения и транспортировки. | Полипропилен                            | Стерильные и не стерильные | Пос-«Олданс»<br>Емкость с крышкой, 1 или 2 штатива рамки с ручкой на 20 стекол каждая, толщиной 1 и 2 мм, цвет белый. Выдерживает автоклавирование при 121 гр.С и одной добавочной атмосфере |
| 15 Очки защитные ОЗ-«Олданс»                                                        |                                                                                                                        |                                         |                            |                                                                                                                                                                                              |
| ОЗ-«Олданс»                                                                         | Применяются для индивидуальной защиты глаз при проведении лечебных процедур и профилактических осмотров.               | Изготавливаются из прозрачных полимеров | Стерильные и не стерильные | Индивидуальные                                                                                                                                                                               |