


Фотографические изображения
медицинского изделия

**Модуль автоматический для радиохимического
синтеза «Synthera®+» с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Ай.Би.Эй.»

_____ К.В. Макаренко





Номер Регистрационного удостоверения: РЗН 2015/3231

**Наименование: Модуль автоматический для радиохимического синтеза
«Synthera®+» с принадлежностями**

Производитель:

Ion Beam Applications S.A. / Ион Бим Аппликаэйшнс С.А.


**Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
(Бельгия)**


Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Ай. Би. Эй.»

119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, д. 15

Телефон: +7(495) 648-69-00



2. Блок управления Synthera[®] + – 1 шт.


3. Персональный компьютер с программным обеспечением Synthera[®] + и блоком питания – 1 шт.



4. Центральный процессорный блок - 1 шт.




5. Эксплуатационная документация – не более 2 комплектов.



II. Принадлежности:

1. Маршрутизатор с блоком питания – 1 шт.




2. Блок синтеза Synthera + ВЭЖХ - не более 5 шт.




3. Блок управления Synthera® + ВЭЖХ - не более 5 шт.



4. Блок синтеза Synthera[®] Extension с блоком питания - не более 5 шт.




5. Блок управления Synthera® Extension с блоком питания - не более 5 шт.



6. Персональный компьютер с программным обеспечением Synthera + и блоком питания - не более 5 шт.



7. Устройство загрузки "IFP Loader" - не более 2 шт.



8. Устройство для настройки Fixed IFP - не более 20 шт.



9. Набор для установки Synthera[®] +

9.2. Кабель питания - не более 5 шт.


Iba




9.3. Кабель для передачи данных - не более 5 шт.



9.4. Муфта EFTE для трубки с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 30 шт.



9.5. Муфта EFTE для трубки с внешним диаметром 1/8" (0,32 см) - не более 20 шт.



9.6. Гайка для трубки с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 30 шт.




9.7. Гайка для трубки с внешним диаметром 1/8" (0,32 см) - не более 20 шт



9.8. Трубка Tefzel с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 50 шт.



9.9. Трубка Tefzel с внешним диаметром 1/8" (0,32 см) - не более 50 шт.



9.10. Сетевой кабель - не более 5 шт.



9.11. Инструмент для закручивания фланцевой гайки Delrin - не более 5 шт.




Synthera accessories:

80.10.04.0008


Delrin flangeless nut
tightening tool

1 PCE

9.12. Переходник male Luer на 1/4-28 male Tefzel - не более 5 шт.



9.13. Предохранитель 250 В - не более 5 шт.



9.14. Трубка полиуретановая, голубая, с внешним диаметром 6 мм - не более 10 шт.




9.15. Трубка полиуретановая, голубая, с внешним диаметром 4 мм - не более 10 шт.




9.16. Трубка полиуретановая, голубая, с внешним диаметром 3 мм - не более 10 шт.



9.17. Переходник Peek luer male на 1/4-28 female - не более 10 шт.




9.18. Переходник Peek luer female на 1/4-28 female - не более 10 шт.



9.19. Контейнер для отбора проб газа 24"(61см) х 30"(76см), 56 л - не более 2 шт.



9.20. Переходник из нержавеющей стали с внешним диаметром 1/8" (0,32 см) - не более 2 шт.



9.21. V-образный флакон 20/400 с винтовой крышкой - не более 10 шт.



9.22. Встраиваемый переходник, внешний диаметр с 4 мм на 6 мм - не более 4 шт.



9.23. Встраиваемый переходник, внешний диаметр с 3 мм на 4 мм - не более 4 шт.



9.24. Т-образный переходник с 3 мм на 4 мм - не более 10 шт.



9.25. Флакон 100 мл с пробкой на резьбе - не более 4 шт.



9.26. Флакон GL45, 250 мл, с пробкой на резьбе - не более 4 шт.




9.27. Пробка для флакона GL25 с 2 выходами - не более 4 шт.




9.28. Пробка для флакона GL25 с 3 выходами - не более 4 шт.




9.29. Пробка для флакона GL25 с 4 выходами - не более 4 шт.




9.30. Держатель флаконов - не более 2 шт.



9.31. Пластиковая лента для стяжки с этикеткой - не более 100 шт.



9.32. Переходник M5, внешний диаметр 4 мм - не более 4 шт.



10. Набор для установки Synthera + ВЭЖХ:
10.1. Кабель заземления - не более 5 шт.



10.2. Кабель питания - не более 5 шт.




10.3. Кабель для передачи данных - не более 5 шт.



10.4. Сетевой кабель - не более 5 шт.



10.5. Предохранитель 250 В - не более 5 шт.



10.6. Влагопоглощающий пакет - не более 2 шт.



10.7. Трубка полиуретановая 3 x 0,50 мм - не более 10 шт.




10.8. Трубка полиуретановая 4 x 0,75мм - не более 10 шт.




10.9. Трубка полиуретановая 6 x 1,00 мм - не более 10 шт.




10.10. Переходник I-образный, с 6 мм на х 4 мм - не более 4 шт.



10.11. Переходник I-образный, с 6 мм на х 3 мм - не более 4 шт.



10.12. Переходник Т-образный, 4 мм - не более 4 шт.




10.13. Переходник Т-образный, 3 мм - не более 4 шт.




10.14. Флакон GL45, 250 мл, с пробкой на резьбе - не более 2 шт.



10.15. Флакон GL45, 2 л, с пробкой на резьбе - не более 4 шт.



10.16. Флакон GL45, 5 л, с пробкой на резьбе - не более 2 шт.



10.17. Пробка для флакона GL25 с 2 выходами - не более 4 шт.



10.18. Пробка для флакона GL25 с 3 выходами - не более 4 шт.



10.19. Пробка для флакона GL25 с 4 выходами - не более 4 шт



10.20. Стекланный фильтр - не более 5 шт.



10.21. Держатель флакона для растворителя - не более 2 шт.




10.22. Предколонка - не более 2 шт.



10.23. Колонка ВЭЖХ - не более 2 шт.



10.24. Блок вспомогательного клапана с кабелем - не более 2 шт.




10.25. Трубка РЕЕК 1/16"(0,16 см) х 0.030"(0,076 см) - не более 15 шт.



10.26. Трубка ETFE 1/16" (0,16 см) x 0.020" (0,050 см) - не более 15 шт.




10.27. Трубка ETFE 1/8"(0,32 см) х 0.062"(0,157 см) - не более 15 шт.




10.28. Образец петли PEEK 10 мл - не более 2 шт.



10.29. Переходник конусообразный, 1/16" (0,16 см) - не более 20 шт.




10.30. Переходник РЕЕК, 1/16"(0,16 см) - не более 20 шт.



10.31. Переходник РЕЕК, 1/8''(0,32 см) - не более 20 шт.




10.32. Муфта EFTE для трубки с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 20 шт.



10.33. Муфта EFTE для трубки с внешним диаметром 1/8" (0,32 см) - не более 20 шт.

Iba



10.34. Хроматографический датчик Кнауер, ультрафиолетовый - не более 2 шт.




10.35. Оптическое волокно Клаецг - не более 4 шт.




10.36. Насос ВЭЖХ Клауер - не более 2 шт.



10.37. Аналитический блок Кнауер - не более 2 шт.



11. Набор для установки Synthera™ Extension:
11.1. Кабель DB25, 5 м - не более 5 шт.



11.2. Сетевой кабель, 10м - не более 5 шт.



11.3. Предохранитель 2,5 А, 5 х 20 - не более 5 шт.




11.4. Трубка полиуретановая, голубая, с внешним диаметром 4 мм - не более 5 шт.



11.5. Трубка полиуретановая, голубая, с внешним диаметром 3 мм - не более 5 шт.



11.6. Отвертка, ESD TORX T6 x 40 - не более 5 шт.



11.7. Отвертка, ESD 2.0 мм - не более 5 шт.






11.8. Трубка Tefzel с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 5 шт.




11.9. Гайка для трубки с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 20 шт.




11.10. Муфта EFTE для трубки с внешним диаметром 1/16" (0,16 см) - не более 20 шт.



11.11. Двухсторонний переходник Luer (F Panel 1/4-28 - 1/16"ID PVDF) - не более 20 шт.




11.12. Шприц с наконечником Льюэ, 5 мл - не более 20 шт.



11.13. Силиконовая трубка с внешним диаметром 3 мм - не более 5 шт.



11.14. Зубчатый переходник на 1/16" (0,16 см) PVDF - не более 20 шт.



12.1. Набор для фтор-дезоксиглюкозы:

- Набор реагентов для фтор-дезоксиглюкозы – не более 200 шт.



- Набор вспомогательный для фтор-дезоксиглюкозы – не более 200 шт.



12.2. Набор для NaF:

- Набор реагентов для NaF – не более 200 шт.




- Набор вспомогательный для NaF – не более 200 шт.



12.3. Набор для фтор-L-тимидина:

- Набор реагентов для фтор-L-тимидина – не более 200 шт.



- Набор вспомогательный для фтор-L-тимидина – не более 200 шт.



12.4. Набор для F-MISO:

- Набор реагентов для F-MISO – не более 200 шт.



- Набор вспомогательный для F-MISO – не более 200 шт.



12.5. Набор для фтор-холина:

- Набор реагентов для фтор-холина – не более 200 шт.




- Набор вспомогательный для фтор-холина – не более 200 шт.




12.6. Набор для F-DOPA:

- Набор реагентов для F-DOPA – не более 200 шт.



12.7. Картриджи IFP сменные к модулю синтеза – не более 2000 шт.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

107 листов

Генеральный директор ООО «Ай.Би.Эй.»

/К.В. Макаренко

