

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «ЮСАР+»

С.Ю. Робский

«11» января 2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

В.В. Вайтх / Вайтов В.В.
(личная подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2018 г.

Программное обеспечение

"JEMYS: DICOM - сервер приема, обработки и хранения изображений" (версия 4.0.) по ТУ 58.29.32-007-45327610-2018

Фотографии медицинского изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: **АО «ЮСАР+»**

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**JEMYS: DICOM – сервер приёма, обработки и
хранения изображений (версия 4.0.)**

по ТУ 58.29.32-007-45327610-2018

Условия хранения диска в упаковке изготовителя

При температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С)

Версия: 4.0. от 10.11.2011 г

ОКПД2: 58 29 32.000

Ключевые слова: DICOM

Назначение и область применения

Система предназначена для представления, обработки и анализа информации, в виде файлов исследований любого размера и модальности, а также должна обеспечивать обмен информацией с другими рабочими станциями или серверами. Поддерживается работа со следующими DICOM-модальностями: CR - компьютерная рентгенография; CT - компьютерная томография; DX - цифровая рентгенография; MG - маммография; MR - магнитно-резонансная томография; NM - медицинская радиология; PT - позитронно-эмиссионная томография; RF - рентгенофлюороскопия; US - ультразвуковая диагностика; XA - ангиография; ES - эндоскопия.

Условия эксплуатации / требования к техническим средствам

- Процессор: двухъядерный 64-битный процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц.- Оперативная память: не менее 16 ГБ.- Дисковая память: не менее 100 ГБ.- Монитор SVGA с разрешением не менее 1024x768. - Сетевая карта с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек. - Манипулятор типа «мышь» и устройство ввода «клавиатура»,- Привод оптических дисков DVD-ROM;
- Операционная система: серверная 64-битная Windows 7 или выше;

Гарантийный срок эксплуатации:

см. лицензионный договор и/или договор поставки Системы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«JEMYS: DICOM – сервер приёма,
обработки и хранения изображений»
(версия 4.0.)

по ТУ 58.29.32-007-45327610-2018

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+. Все права защищены

указания по транспортировке и хранению:

Транспортирование дистрибутива Системы может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде.
Предельные условия транспортирования дистрибутива: частота вибраций: 4 – 72 Гц, максимальное ускорение вибраций: 30 м/с², число ударов в минуту: 80-120, максимальное ускорение ударов: 30 м/с².

Климатические воздействия при транспортировании. Температура окружающей среды: от -40 до +50 °С; максимальная относительная влажность, при 25°С: 90%.

Дистрибутивный комплект должен обеспечивать возможность хранения в отапливаемых помещениях в течение двух лет без переконсервации. Дистрибутивный комплект должен храниться в упаковке изготовителя при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С).

В помещениях для хранения необходимо исключить возможность попадания в воздух паров агрессивных веществ (кислот, щелочей), вызывающих коррозию носителей дистрибутивного комплекта. По согласованию с заказчиком допускается не проводить испытания изделий, не имеющих электрических цепей, по тем видам климатических и механических воздействий, устойчивость к которым обеспечивается конструкцией изделия.

Указания по эксплуатации:

К работе с Системой должны быть допущены пользователи, имеющие высшее медицинское образование, в достаточной степени владеющие навыками работы на ПК, в частности, под управлением операционных систем семейства Windows, предварительно ознакомившись с прилагаемой эксплуатационной документацией.

Пользователи получают право работать с Системой после назначения им идентификатора и пароля на доступ к системе, которые определяют уровень полномочий пользователя. Передавать эту информацию посторонним лицам запрещается.

Установка Системы производится представителями Изготовителя.

Дистрибутивный комплект должен обеспечивать возможность эксплуатации при температуре воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С).

По согласованию с заказчиком допускается не проводить испытания изделий, не имеющих электрических цепей, по тем видам климатических и механических воздействий, устойчивость к которым обеспечивается конструкцией изделия.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«JEMYS: DICOM – сервер приёма,
работки и хранения изображений»
(версия 4.0.)

по ТУ 58.29.32-007-45327610-2018

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+. Все права защищены.



Всего прошито и пронумеровано
и скреплено печатью
(Четыре) листов(а)

Директор АО «ЮСАР+»
С.Ю. Рибский