



УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «ЮСАР+»


С.Ю. Робский

«11» января 2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

 
(личная подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2018 г.

Программное обеспечение

«JEMYS: Цифровая система обработки и ведения эндоскопических исследований «Эндоскопия»

(версия 5.0.)»

по ТУ 58.29.32-008-45327610-2018

Фотографии медицинского изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: **АО «ЮСАР+»**

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

***JEMYS: Цифровая система обработки и
ведения эндоскопических исследований
«Эндоскопия» (версия 5.0.)***

по ТУ 58.29.32-008-45327610-2018

Условия хранения диска в упаковке изготовителя

При температуре воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °C)

Версия: 5.0. от 17.10.2013 г.

ОКПД2: 58.29.32.000

Ключевые слова: RIS, PACS, DICOM, ES

Назначение и область применения

Система предназначена для представления, обработки и анализа визуальной информации, поступающей с различных типов диагностического оборудования. Она должна обеспечивать обмен информацией по протоколу DICOM с рабочими станциями или серверами. Предназначена для работы с диагностическим изображением (видео) модальности ES – эндоскопия.

Условия эксплуатации / требования к техническим средствам

- Процессор: 64-битный процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц, рекомендуется Intel Core i5 и выше; - Оперативная память: не менее 16 ГБ; - Дисковая память: рекомендуется SSD 1 TB, но не менее 30 ГБ; Сетевая карта: не менее 100 Мбит/с; - Стандартный монитор с разрешением не менее 1280x1024; - Видеокарта: - интерфейс PCI-E 16x 2.0; - количество поддерживаемых мониторов: не менее 2; - максимальное разрешение: не хуже 2560x1600; - объем видеопамати: не менее 1024 Мб; - тип видеопамати: не хуже GDDR3; - разъемы DVI-I, поддержка HDCP, HDMI, VGA; - поддержка стандартов DirectX 11, OpenGL 4;

- Операционная система: 64-битная Windows 7 или выше;

Гарантийный срок эксплуатации:

см. лицензионный договор и/или договор поставки Системы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
JEMYS: Цифровая система обработки и
ведения эндоскопических исследований
«Эндоскопия» (версия 5.0.)
по ТУ 58.29.32-008-45327610-2018

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+. Все права защищены

Указания по транспортировке и хранению:

Транспортирование дистрибутива Системы может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде.

Предельные условия транспортирования дистрибутива: частота вибраций: 4 – 72 Гц; максимальное ускорение вибраций: 30 м/с²; число ударов в минуту: 80-120; максимальное ускорение ударов: 30 м/с².

Климатические воздействия при транспортировании: Температура окружающей среды: от -40 до +50 °С; максимальная относительная влажность, при 25°С: 90%.

Дистрибутивный комплект должен обеспечивать возможность хранения в отапливаемых помещениях в течение двух лет без переконсервации. Дистрибутивный комплект должен храниться в упаковке изготовителя при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С).

В помещениях для хранения необходимо исключить возможность попадания в воздух паров агрессивных веществ (кислот, щелочей), вызывающих коррозию носителей дистрибутивного комплекта. По согласованию с заказчиком допускается не проводить испытания изделий, не имеющих электрических цепей, по тем видам климатических и механических воздействий, устойчивость к которым обеспечивается конструкцией изделия.

Указания по эксплуатации:

К работе с Системой должны быть допущены пользователи, имеющие высшее медицинское образование, в достаточной степени владеющие навыками работы на ПК, в частности, под управлением операционных систем семейства Windows, предварительно ознакомившиеся с прилагаемой эксплуатационной документацией.

Пользователи получают право работать с Системой после назначения им идентификатора и пароля на доступ к системе, которые определяют уровень полномочий пользователя. Передавать эту информацию посторонним лицам запрещается.

Установка Системы производится представителями Изготовителя.

Дистрибутивный комплект должен обеспечивать возможность эксплуатации при температуре воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С). По согласованию с заказчиком допускается не проводить испытания изделий, не имеющих электрических цепей, по тем видам климатических и механических воздействий, устойчивость к которым обеспечивается конструкцией изделия.

АММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
фровая система обработки и
доскопических исследований
оскопия» (версия 5.0.)
8.29.32-008-45327610-2018

Акционерное общество «ЮСАР+»

© 1996-2018 АО ЮСАР+. Все права защищены.

Всего прошито и пронумеровано
и скреплено печатью
4 (Четыре) листов(а)
Директор АО «ЮСАР+»
С.Ю. Робский

