



Фото общего вида проволоки алюминиевой (в упаковке)





Полимер-Стоматология

ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ

**для шинирования зубов
при переломах челюстей**

Длина 5 м

Диаметр 2 мм

Хранить при температуре от +5°C до +30°C

Гарантийный срок хранения - 10 лет.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C



Изготовитель:
Общество с ограниченной
ответственностью

«Полимер-Стоматология»
(ООО «Полимер-Стоматология»)

308023, г. Белгород,
ул. Студенческая, 52
тел. +7/4722/200-555
postmaster@vladmiva.ru

ТУ 9391-009-66884762-2010

«Проволока для шинирования
зубов при переломах челюстей»

ПУ № ФСР 2011/10212 от 05.03.2011г.

Фото маркировки проволоки алюминиевой

НАЗНАЧЕНИЕ

Проволока предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Проволока алюминиевая предназначена для шинирования зубов при переломах челюстей.

Область применения — стоматология.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проволока изготовлена из проволоки тянутой алюминиевой, в нагартованном состоянии, марки СвАК5 по ГОСТ 7871-75. Проволока алюминиевая имеет чистую поверхность без плен, трещин, закатов, вмятин, заусенцев, расслоений и резких перегибов. Диаметр 2 мм, длина 5 м.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Проволока выпускается в комплекте:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - моток проволоки (5 м) | - 1 шт. |
| - пакет п/э | - 1 шт. |
| - этикетка | - 1 шт. |

По согласованию с потребителем допускается выпуск другой комплектности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Принцип действия — шинирование зубов в полости рта. Применяется по назначению в соответствии с общепринятыми в ортопедической стоматологии методиками.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки относят к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки проволоки и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Упаковщик Партия Дата изготовления

75 19 08 2017

Фото маркировки проволоки алюминиевой (оборотная сторона)

НАЗНАЧЕНИЕ

Проволока предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Проволока лигатурная предназначена для шинирования зубов при переломах челюстей. Область применения – стоматология.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проволока изготовлена из проволоки тянутой из латуни марки Л63 по ГОСТ 1066-2015, состав по ГОСТ 15527-2004. Проволока лигатурная имеет чистую поверхность без плен, трещин, окислов, вмятин, заусенцев, расслоений и резких перегибов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Проволока должна выпускаться в комплекте:

- моток проволоки (5 м)
- пакет п/э
- этикетка

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

По согласованию с потребителем допускается выпуск другой комплектности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Принцип действия – шинирование зубов в полости рта. Применяется по назначению в соответствии с общепринятыми в ортопедической стоматологии методиками.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки относят к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки проволоки и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Упаковщик Партия Дата изготовления

81 18 04 2018

Фото общего вида проволоки лигатурной (в упаковке)



Полимер-Стоматология

ПРОВОЛОКА ЛИГАТУРНАЯ

**для шинирования зубов
при переломах челюстей**

Длина 5 м

Диаметр 0,5 мм



Изготовитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Полимер-Стоматология»
(ООО «Полимер-Стоматология»)

308023, г. Белгород,
ул. Студенческая, 52
тел. +7/4722/200-555
postmaster@vladmiva.ru

Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°C до +30°C.
Гарантийный срок хранения - 10 лет.

ТУ 9391-009-66884762-2010

«Проволока для шинирования
зубов при переломах челюстей»

ПУ № ФСР 2011/10212 от 05.03.2011г.

Фото маркировки проволоки лигатурной

НАЗНАЧЕНИЕ

Проволока предназначена для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Проволока лигатурная предназначена для шинирования зубов при переломах челюстей. Область применения – стоматология.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проволока изготовлена из проволоки тянутой из латуни марки Л63 по ГОСТ 1066-2015, состав по ГОСТ 15527-2004. Проволока лигатурная имеет чистую поверхность без плен, трещин, закатов, вмятин, заусенцев, расслоений и резких перегибов. Длина проволоки 5 м, диаметр: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Проволока должна выпускаться в комплекте:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - моток проволоки (5 м) | - 1 шт. |
| - пакет п/э | - 1 шт. |
| - этикетка | - 1 шт. |

По согласованию с потребителем допускается выпуск другой комплектности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Принцип действия – шинирование зубов в полости рта. Применяется по назначению в соответствии с общепринятыми в ортопедической стоматологии методиками.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки относят к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки проволоки и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Упаковщик Партия Дата изготовления

81 18 04 2018

Фото маркировки проволоки лигатурной (оборотная сторона)

