



ИНСТРУКЦИЯ
по применению проволоки алюминиевой для шинирования зубов при
переломах челюстей «Медполимер»

(ТУ 9391-009-66884762-2010)

НАЗНАЧЕНИЕ

Проволока алюминиевая «Медполимер» предназначена для шинирования зубов при переломах челюстей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Проволока должна быть тянущая, в нагартованном состоянии, марки СвАК5 по ГОСТ 7871. Проволока должна иметь чистую поверхность без плен, трещин, закатов, вмятин, заусенцев, расслоений и резких перегибов.

Проволока должна выпускаться диаметром $2_{-0,08}$ мм и длиной $(5,0 \pm 0,05)$ м.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Принцип действия – шинирование зубов в полости рта.

Применяется по назначению в соответствии с общепринятыми в ортопедической стоматологии методиками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проволока должна выпускаться в комплекте:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - моток проволоки (5 м) | - 1 шт. |
| - картонная коробка (или пакет п/э) | - 1 шт. |

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Проволока хранится по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Срок годности проволоки - 3 года дня выпуска.