

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



М.Р. Юсеев

2014

Кровать медицинская больничная
ТУ 9452-001-54967336-2014

наименование изделия

ПАСПОРТ
ПС 001-01 КМБ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кровать медицинская больничная (далее по тексту — кровать) предназначена эксплуатации в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, для оснащения отделений общетерапевтического, хирургического, кардиологического, реанимационного и др. профилей.

1.2 Варианты исполнения кроватей: КМБ - 0101, КМБ - 0101К; КМБ - 0201, КМБ - 0201К; КМБ - 0301, КМБ - 0301К; КМБ - 0401, КМБ - 0401К; КМБ - 0501, КМБ - 0501К; КМБ - 0102, КМБ - 0102К; КМБ - 0202, КМБ - 0202К; КМБ - 0302, КМБ - 0302К; КМБ - 0402, КМБ - 0402К; КМБ - 0502, КМБ - 0502К; КМБ - 0103, КМБ - 0103К; КМБ - 0203, КМБ - 0203К; КМБ - 0303, КМБ - 0303К; КМБ - 0403, КМБ - 0403К; КМБ - 0503, КМБ - 0503К; КМБ - 0104, КМБ - 0104К; КМБ - 0204, КМБ - 0204К; КМБ - 0304, КМБ - 0304К; КМБ - 0404, КМБ - 0404К; КМБ - 0504, КМБ - 0504К; КМБ - 0105, КМБ - 0105К; КМБ - 0205, КМБ - 0205К; КМБ - 0305, КМБ - 0305К; КМБ - 0405, КМБ - 0405К; КМБ - 0505, КМБ - 0505К.

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати - 1 2 3 4 Наличие колес

где:

Вид кровати: КМБ – кровать медицинская больничная

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

0 – кровать с единым ложем

2 – цифровой шифр типа ложа:

1 – сетка

2 – лист металлический

3 – пластик

4 – профиль металлический

5 – ламели

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

0 – без регулировки

4 – цифровой шифр вида спинки:

1 – дугообразные спинки

2 – П – образные спинки

3 – спинки со вставками

4 – спинки пластиковые

5 – спинки деревянные

Наличие колес:

К – колёса входят в комплектацию наличие колес

- - колёса не входят в комплектацию отсутствие колес

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблице 1

Таблица 1

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальная нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматрачной рамы		
КМБ - 0101	КМБ – 0101К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0201	КМБ – 0201К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0301	КМБ – 0301К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0401	КМБ – 0401К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0501	КМБ – 0501К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0102	КМБ – 0102К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0202	КМБ – 0202К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0302	КМБ – 0302К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0402	КМБ – 0402К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0502	КМБ – 0502К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0103	КМБ – 0103К	2000x800	800	450	25	130

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальная нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматрацной рамы		
КМБ – 203	КМБ – 203К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0303	КМБ – 0303К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0403	КМБ – 0403К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0503	КМБ – 0503К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0104	КМБ –0104К	2000x800	800	450	25	130
КМБ – 0204	КМБ – 204К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0304	КМБ – 0304К	2000x800	800	450	25	130
КМБ - 0404	КМБ – 0404К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0504	КМБ –0504К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0105	КМБ –0105К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0205	КМБ –0205К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0305	КМБ –0305К	2000x800	800	450	25	130
КМБ–0405	КМБ–0405К	2000x800	800	450	25	130
КМБ –0505	КМБ –0505К	2000x800	800	450	25	130

- 2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 1771 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.
- 2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21 МУ 287-113.
- 2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.
- 2.1.4 Кровати упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ 50444.
- 2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- 2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.
- 2.1.7 Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.
- 2.2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблицах 2.1 и 2.2
- 2.3 Таблица 2.1 Параметры принадлежностей: матрацев и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраца (чехла), мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК 0	для кроватей (кроме КФДМ) с единым ложем	10 - поставляется без чехла	-	2000x800
		11П	клеенка ПВХ	2000x800
		11К	искусственная кожа	2000x800
		11М	ткань полиуретановой мембраной	2000x800

Матрацы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 100мм, плотности не менее 30 кг/м³.

Таблица 2.2 Параметры принадлежностей, кроме матрацев и чехлов

Наименование	Обозначение	Материал	Габаритные размеры, мм ±0,5 мм	Масса, кг ±0,05кг
Боковые ограждения металлические (пара)	ММК-201	Труба металлическая диаметром 19-мм	1500х50х600	5
Боковые ограждения пластиковые (пара)	ММК-202	Пластик ABS	1020х35х260	5
Боковые ограждения деревянные (пара)	ММК-203	Бук с покрытием лака на водной основе	1950х25х150	10
Штанга для подвески ручных опор напольная	ММК-211	Труба металлическая диаметром 32	1260х600х1850	10
Штанга для подвески ручных опор навесная	ММК-212	Труба металлическая диаметром 32	высота 1500	5
Рама двухопорная:	ММК-221	Труба металлическая диаметром 32	2120х110х1300	15
Штатив медицинский для вливаний, с креплением на кровать	ММК-231	Труба металлическая диаметром 19	300х100х1500	5
Штатив медицинский для вливаний напольный	ММК-232	Труба металлическая 25х25	600х60х1800	8
Подставка для судна	ММК-241	Пруток металлический 7 мм	250х300х460	1
Кассета для мочеприемника	ММК-242	Пруток металлический 7 мм	230х270х250	0,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.		
	Спинки: дугообразная, П-образная, со вставками	Спинка деревянная	Спинка пластиковая
Ложе	1		
Спинка (в комплекте с крепежом винт М8х60)	2		
Ножка (в комплекте с крепежом винт М8х60)	-	2	2
Колесо или заглушка, в зависимости от варианта исполнения	4		
Паспорт	1		
Принадлежности, указанные в таблицах 2.1 и 2.2 *	*		

Примечание: *– комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

Базовая конструкция состоит из узлов: подматрачной рамы, 2-х спинок, болтов, гаек (для кроватей с дугообразными спинками, П-образными спинками и спинками со вставками) и 2-х ножек (кроватей с деревянными и пластиковыми спинками).

4.2 Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной каждого варианта исполнения согласно таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.3 Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво.

4.4 Усилие, прикладываемое к механизму опускания боковых ограждений, должно быть не более 20 Н (2 кг/с).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Прикрепите ложе к спинкам при помощи болтов М8х60, гаек и шайб.

В варианте исполнения кроватей с пластиковыми и деревянными спинками– прикрепите ножки к ложе при помощи болтов М8х60, гаек и шайб, а затем установите спинки на посадочные штыри расположенные на раме.

7.3 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установит кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов и деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ конструкцию кроватей.

5.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Прикрепите ложе к спинкам при помощи болтов М8х60, гаек и шайб.

В варианте исполнения кроватей с пластиковыми и деревянными спинками – прикрепите ножки ложе при помощи болтов М8х60, гаек и шайб, а затем установите спинки на посадочные штыри расположенные на раме.

7.3 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов и деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

2 Утилизация

12.1 Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным утилизации бытовых отходов.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать	условное обозначение кровати
Дата выпуска	
Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.	
Дата приёмки	М.П. подпись лица, ответственного за приемку

14 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:	наименование и обозначение изделия
Нормативный документ:	обозначение технических условий
серийный номер и дата выпуска	
Приобретен	дата приобретения

Всего прошито , пронумеровано
скреплено печатью



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Капсоль»



Кровать медицинская больничная усиленной конструкции
ТУ 9452-001-54967336-2014
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ
ПС 001-02 КМББ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кровать медицинская больничная усиленной конструкции (далее по тексту — кровать) предназначена для эксплуатации в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, для оснащения отделений общетерапевтического, хирургического, кардиологического, реанимационного и других профилей.

1.2 Варианты исполнения кроватей: КМББ – 0101, КМББ – 0201, КМББ – 0102, КМББ – 0202

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати - 1 2 3 4

где:

Вид кровати:

КМББ – кровать медицинская больничная усиленной конструкции

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

0 – кровать с единым ложем

2 – цифровой шифр типа ложа:

1 – сетка

2 – лист металлический

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

0 – без регулировки

4 – цифровой шифр вида спинки:

1 – дугообразные спинки

2 – П – образные спинки

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблице 1

Таблица 1

Условное обозначение кровати	Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальная нагрузка на кровать, кг
		кровати	подматрачной рамы		
КМББ – 0101	2000x800	800	450	80	500
КМББ – 0201	2000x800	800	450	80	500
КМББ – 0102	2000x800	850	450	80	500
КМББ – 0202	2000x800	850	450	80	500

2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором моноклорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.1.4 Кровати упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.

2.1.7 Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным

показателям.

2.2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблицах 2.1 и 2.2

2.3 Таблица 2.1 Параметры принадлежностей: матрацев и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраца (чехла), мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК 0	для кроватей (кроме КФДМ) с единым ложем	10 - поставляется без чехла	-	2000x800
		11П	клеенка ПВХ	2000x800
		11К	искусственная кожа	2000x800
		11М	ткань с полиуретановой мембраной	2000x800

Матрацы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 100мм, плотности не менее 22 кг/м³.

Таблица 2.2 Параметры принадлежностей, кроме матрацев и чехлов

Наименование	Обозначение	Материал	Габаритные размеры, мм ±0,5 мм	Масса, кг ±0,05кг
Боковые ограждения металлические (пара)	ММК-201	Труба металлическая диаметром 19 мм	1500x50x600	5
Боковые ограждения пластиковые (пара)	ММК-202	Пластик ABS	1020x35x260	5
Боковые ограждения деревянные (пара)	ММК-203	Бук с покрытием лака на водной основе	1950x25x150	10
Штанга для подвески ручных опор напольная	ММК-211	Труба металлическая диаметром 32	1260x600x1850	10
Штанга для подвески ручных опор навесная	ММК-212	Труба металлическая диаметром 32	высота 1500	5
Рама двухопорная:	ММК-221	Труба металлическая диаметром 32	2120x110x1300	15
Штатив медицинский для вливаний, с креплением на кровать	ММК-231	Труба металлическая диаметром 19	300x100x1500	5
Штатив медицинский для вливаний напольный	ММК-232	Труба металлическая 25x25	600x60x1800	8
Подставка для судна	ММК-241	Пруток металлический 7 мм	250x300x460	1
Кассета для мочеприемника	ММК-242	Пруток металлический 7 мм	230x270x250	0,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.
Ложе	1
Спинка (в комплекте с крепежом болт М8х60, гайка, шайба)	2
Паспорт	1
Принадлежности, указанные в таблицах 2.1 и 2.2 *	*

Примечание: * – комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

4.2 Базовая конструкция состоит из следующих узлов: подматрачной рамы, 2-х спинок болтов, гаек.

4.3 Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной

и каждого варианта исполнения согласно таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.4 Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво.

4.5 Усилие, прикладываемое к механизму опускания боковых ограждений, должно быть не более 20 Н (2 кг/с).

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Прикрепите ложе к спинкам при помощи болтов М8х60, гаек и шайб.

7.3 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов или деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12 Утилизация

12.1 Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные для восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным для утилизации бытовых отходов.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать

условное обозначение кровати

Дата выпуска

Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата приёмки

М.П.

подпись лица, ответственного за приемку

14 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:

наименование и обозначение изделия

Нормативный документ:

обозначение технических условий

серийный номер и дата выпуска

Приобретен

дата приобретения

Всего прошито , пронумеровано и
скреплено печатью



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «КАПСОЛЬ»



М.Р. Юсеев

014

Кровать медицинская больничная с подголовником

ТУ 9452-001-54967336-2014

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ПС 001-03 КМБП

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кровать медицинская больничная с подголовником (далее по тексту — кровать) предназначена для эксплуатации в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, для оснащения отделений —общетерапевтического, хирургического, кардиологического, реанимационного и других профилей.

1.2 Варианты исполнения кроватей указаны в приложении 1.

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати - 1 2 3 4 Наличие колес

где:

Вид кровати:

КМБП - кровать медицинская больничная с подголовником

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

1 – кровать с подголовником или односекционная кровать

2 – цифровой шифр типа лежа:

1 - сетка

2 – лист металлический

3 – пластик

4 – профиль металлический

5 - ламели

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

1 – механическая регулировка

2 – винтовая регулировка

3 – пневморегулировка

4 - гидрорегулировка

4 – цифровой шифр вида спинки:

1 – дугообразные спинки

2 – П – образные спинки

3 – спинки со вставками

4 – спинки пластиковые

5 – спинки деревянные

Наличие колес:

К – колёса входят в комплектацию наличие колес

-- колёса не входят в комплектацию отсутствие колес

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в Приложении 2.

2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.1.4 Кровати упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.

2.1.7 Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерии

предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблицах 2.1 и 2.2

2.3 Таблица 2.1 Параметры принадлежностей: матрацев и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраца (чехла), мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК 0	для кроватей (кроме КФДМ) с единым ложем и кроватей с подголовником	10 - поставляется без чехла	-	2000x800
		11П	клеенка ПВХ	2000x800
		11К	искусственная кожа	2000x800
		11М	ткань с полиуретановой мембраной	2000x800

Матрацы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 100мм, плотности не менее 22 кг/м³.

Таблица 2.2 Параметры принадлежностей, кроме матрацев и чехлов

Наименование	Обозначение	Материал	Габаритные размеры, мм ±0,5 мм	Масса, кг ±0,05кг
Боковые ограждения металлические (пара)	ММК-201	Труба металлическая диаметром 19 мм	1500x50x600	5
Боковые ограждения пластиковые (пара)	ММК-202	Пластик ABS	1020x35x260	5
Боковые ограждения деревянные (пара)	ММК-203	Бук с покрытием лака на водной основе	1950x25x150	10
Штанга для подвески ручных опор напольная	ММК-211	Труба металлическая диаметром 32	1260x600x1850	10
Штанга для подвески ручных опор навесная	ММК-212	Труба металлическая диаметром 32	высота 1500	5
Рама двухопорная:	ММК-221	Труба металлическая диаметром 32	2120x110x1300	15
Штатив медицинский для вливаний, с креплением на кровать	ММК-231	Труба металлическая диаметром 19	300x100x1500	5
Штатив медицинский для вливаний напольный	ММК-232	Труба металлическая 25x25	600x60x1800	8
Подставка для судна	ММК-241	Пруток металлический 7 мм	250x300x460	1
Кассета для мочеприемника	ММК-242	Пруток металлический 7 мм	230x270x250	0,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.		
	Спинки: дугообразная П-образная, со вставками	Спинка деревянная	Спинка пластиковая
Ложе	1		
Спинка (в комплекте с крепежом болт М8х60)	2		
Ножка (в комплекте с крепежом винт М8х60)	-	2	2
Колесо или заглушка, в зависимости от варианта исполнения	4		
Паспорт	1		
Принадлежности, указанные в таблицах 2.1 и 2.2	**		

Примечание: * – комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

Базовая конструкция состоит из следующих узлов: подматрачной рамы, 2-х спинок, болтов, гаек (для кроватей с дугообразными спинками, П – образными спинками и спинками со вставками) и 2-х ножек (для кроватей с деревянными и пластиковыми спинками).

4.2 Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной для каждого варианта исполнения согласно таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.3 Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво.

4.4 Усилие, прикладываемое к механизму опускания боковых ограждений, должно быть не более 20 Н (2 кг/с).

4.5 Усилие, прилагаемое к рукояткам раздвижных металлических упоров для изменения углов наклона секций с номинальной нагрузкой, должно быть не более 100 Н (10 кг/с). Усилие, прилагаемое к рукояткам газовых пружин при опускании секций, должно быть не более 300 Н (кг/с).

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Прикрепите ложе к спинкам с помощью болтов М8х60, гаек и шайб.

В вариантах исполнения кроватей с пластиковыми и деревянными спинками – прикрепите ножки к ложе при помощи болтов М8х60, гаек и шайб, а затем установите спинки на посадочные штыри, расположенные на раме.

7.3 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеют простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов или деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12 Утилизация

12.1 Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные для восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным для утилизации бытовых отходов.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать

условное обозначение кровати

Дата выпуска

Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата приёмки

М.П.

подпись лица, ответственного за приемку

14 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:

наименование и обозначение изделия

Нормативный документ:

обозначение технических условий

серийный номер и дата выпуска

Приобретен

дата приобретения

Приложение 1
Варианты исполнения кроватей:

Кровать медицинская больничная с подголовником: КМБП – 1111, КМБП – 1111К; КМБП – 1121, КМБП – 1121К; КМБП – 1122, КМБП – 1122К; КМБП – 1123, КМБП – 1123К; КМБП – 1124, КМБП – 1124К; КМБП – 1125, КМБП – 1125К; КМБП – 1131, КМБП – 1131К; КМБП – 1132, КМБП – 1132К; КМБП – 1133, КМБП – 1133К; КМБП – 1134, КМБП – 1134К; КМБП – 1135, КМБП – 1135К; КМБП – 1141, КМБП – 1141К; КМБП – 1142, КМБП – 1142К; КМБП – 1143, КМБП – 1143К; КМБП – 1144, КМБП – 1144К; КМБП – 1145, КМБП – 1145К; КМБП – 1112, КМБП – 1112К; КМБП – 1113, КМБП – 1113К; КМБП – 1114, КМБП – 1114К; КМБП – 1115, КМБП – 1115К; КМБП – 1211, КМБП – 1211К; КМБП – 1212, КМБП – 1212К; КМБП – 1213, КМБП – 1213К; КМБП – 1214, КМБП – 1214К; КМБП – 1215, КМБП – 1215К; КМБП – 1221, КМБП – 1221К; КМБП – 1231, КМБП – 1231К; КМБП – 1232, КМБП – 1232К; КМБП – 1233, КМБП – 1233К; КМБП – 1234, КМБП – 1234К; КМБП – 1235, КМБП – 1235К; КМБП – 1241, КМБП – 1241К; КМБП – 1242, КМБП – 1242К; КМБП – 1243, КМБП – 1243К; КМБП – 1244, КМБП – 1244К; КМБП – 1245, КМБП – 1245К; КМБП – 1222, КМБП – 1222К; КМБП – 1223, КМБП – 1223К; КМБП – 1224, КМБП – 1224К; КМБП – 1225, КМБП – 1225К; КМБП – 1311, КМБП – 1311К; КМБП – 1312, КМБП – 1312К; КМБП – 1313, КМБП – 1313К; КМБП – 1314, КМБП – 1314К; КМБП – 1315, КМБП – 1315К; КМБП – 1321, КМБП – 1321К; КМБП – 1331, КМБП – 1331К; КМБП – 1341, КМБП – 1341К; КМБП – 1322, КМБП – 1322К; КМБП – 1323, КМБП – 1323К; КМБП – 1324, КМБП – 1324К; КМБП – 1325, КМБП – 1325К; КМБП – 1332, КМБП – 1332К; КМБП – 1333, КМБП – 1333К; КМБП – 1334, КМБП – 1334К; КМБП – 1335, КМБП – 1335К; КМБП – 1342, КМБП – 1342К; КМБП – 1343, КМБП – 1343К; КМБП – 1344, КМБП – 1344К; КМБП – 1345, КМБП – 1345К; КМБП – 1411, КМБП – 1411К; КМБП – 1412, КМБП – 1412К; КМБП – 1413, КМБП – 1413К; КМБП – 1414, КМБП – 1414К; КМБП – 1415, КМБП – 1415К; КМБП – 1421, КМБП – 1421К; КМБП – 1431, КМБП – 1431К; КМБП – 1441, КМБП – 1441К; КМБП – 1422, КМБП – 1422К; КМБП – 1423, КМБП – 1423К; КМБП – 1424, КМБП – 1424К; КМБП – 1425, КМБП – 1425К; КМБП – 1432, КМБП – 1432К; КМБП – 1433, КМБП – 1433К; КМБП – 1434, КМБП – 1434К; КМБП – 1435, КМБП – 1435К; КМБП – 1442, КМБП – 1442К; КМБП – 1443, КМБП – 1443К; КМБП – 1444, КМБП – 1444К; КМБП – 1445, КМБП – 1445К; КМБП – 1511, КМБП – 1511К; КМБП – 1512, КМБП – 1512К; КМБП – 1513, КМБП – 1513К; КМБП – 1514, КМБП – 1514К; КМБП – 1515, КМБП – 1515К; КМБП – 1521, КМБП – 1521К; КМБП – 1531, КМБП – 1531К; КМБП – 1541, КМБП – 1541К; КМБП – 1522, КМБП – 1522К; КМБП – 1523, КМБП – 1523К; КМБП – 1524, КМБП – 1524К; КМБП – 1525, КМБП – 1525К; КМБП – 1532, КМБП – 1532К; КМБП – 1533, КМБП – 1533К; КМБП – 1534, КМБП – 1534К; КМБП – 1535, КМБП – 1535К; КМБП – 1542, КМБП – 1542К; КМБП – 1543, КМБП – 1543К; КМБП – 1544, КМБП – 1544К; КМБП – 1545, КМБП – 1545К

Приложение 2

Технические характеристики кроватей

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номиналь- ная нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматраци- ной рамы		
КМБП – 1111	КМБП – 1111К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1121	КМБП – 1121К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1122	КМБП – 1122К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1123	КМБП – 1123К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1124	КМБП – 1124К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1125	КМБП – 1125К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1131	КМБП – 1131К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1132	КМБП – 1132К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1133	КМБП – 1133К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1134	КМБП – 1134К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1135	КМБП – 1135К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1141	КМБП – 1141К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1142	КМБП – 1142К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1143	КМБП – 1143К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1144	КМБП – 1144К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1145	КМБП – 1145К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1112	КМБП – 1112К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1113	КМБП – 1113К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1114	КМБП – 1114К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1115	КМБП – 1115К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1211	КМБП – 1211К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1212	КМБП – 1212К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1213	КМБП – 1213К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1214	КМБП – 1214К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1215	КМБП – 1215К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1221	КМБП – 1221К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1231	КМБП – 1231К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1232	КМБП – 1232К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1233	КМБП – 1233К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1234	КМБП – 1234К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1235	КМБП – 1235К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1241	КМБП – 1241К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1242	КМБП – 1242К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1243	КМБП – 1243К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1244	КМБП – 1244К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1245	КМБП – 1245К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1222	КМБП – 1222К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1223	КМБП – 1223К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1224	КМБП – 1224К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1225	КМБП – 1225К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1311	КМБП – 1311К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1312	КМБП – 1312К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1313	КМБП – 1313К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1314	КМБП – 1314К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1315	КМБП – 1315К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1321	КМБП – 1321К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1331	КМБП – 1331К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1341	КМБП – 1341К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1322	КМБП – 1322К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1323	КМБП – 1323К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1324	КМБП – 1324К	2000x800	850	450	55	130

словное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальн ая нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматраци ой рамы		
КМБП – 1325	КМБП – 1325К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1332	КМБП – 1332К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1333	КМБП – 1333К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1334	КМБП – 1334К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1335	КМБП – 1335К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1342	КМБП – 1342К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1343	КМБП – 1343К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1344	КМБП – 1344К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1345	КМБП – 1345К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1411	КМБП – 1411К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1412	КМБП – 1412К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1413	КМБП – 1413К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1414	КМБП – 1414К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1415	КМБП – 1415К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1421	КМБП – 1421К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1431	КМБП – 1431К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1441	КМБП – 1441К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1422	КМБП – 1422К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1423	КМБП – 1423К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1424	КМБП – 1424К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1425	КМБП – 1425К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1432	КМБП – 1432К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1433	КМБП – 1433К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1434	КМБП – 1434К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1435	КМБП – 1435К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1442	КМБП – 1442К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1443	КМБП – 1443К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1444	КМБП – 1444К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1445	КМБП – 1445К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1511	КМБП – 1511К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1512	КМБП – 1512К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1513	КМБП – 1513К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1514	КМБП – 1514К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1515	КМБП – 1515К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1521	КМБП – 1521К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1531	КМБП – 1531К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1541	КМБП – 1541К	2000x800	800	450	55	130
КМБП – 1522	КМБП – 1522К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1523	КМБП – 1523К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1524	КМБП – 1524К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1525	КМБП – 1525К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1532	КМБП – 1532К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1533	КМБП – 1533К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1534	КМБП – 1534К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1535	КМБП – 1535К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1542	КМБП – 1542К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1543	КМБП – 1543К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1544	КМБП – 1544К	2000x800	850	450	55	130
КМБП – 1545	КМБП – 1545К	2000x800	850	450	55	130

Всего прошито , пронумеровано и
скреплено печатью



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Капсоль»
_____ М.Р. Юсеев



Кровати медицинские с принадлежностями:
кровати для беспокойных и психических больных
ТУ 9452-001-54967336-2014

наименование изделия

ПАСПОРТ
ПС 001-04 КБПБ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кровать для психоневрологических больных (далее по тексту — кровать) предназначена для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях и специализированных психоневрологических клиниках.

1.2 Варианты исполнения кроватей: КБПБ – 0202, КБПБ – 0203.

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати - 1 2 3 4

где:

Вид кровати:

КБПБ – кровать для беспокойных и психических больных

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

0 – кровать с единым ложем

2 – цифровой шифр типа ложа:

2 – лист металлический

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

0 – без регулировки

4 – цифровой шифр вида спинки:

2 – П – образные спинки

3 – спинки со вставками

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблице 1

Таблица 1

Условное обозначение кровати	Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальная нагрузка на кровать, кг
		кровати	подматрачной рамы		
КБПБ - 0202	2000x800	850	450	50	130
КБПБ - 0203	2000x800	850	450	50	130

2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.1.4 Кровати упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.

2.1.7 Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблице 2.

4.3 Таблица 2 Параметры принадлежностей: матрасов и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраса (чехла), мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК 0	для кроватей (кроме КФДМ) с единым ложем и кроватей с подголовником	10 - поставляется без чехла	-	2000x800
		11П	клеенка ПВХ	2000x800
		11К	искусственная кожа	2000x800
		11М	ткань с полиуретановой мембраной	2000x800

Матрасы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 100мм, плотности не менее 22 кг/м³.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.
Ложе	1
Спинка (в комплекте с крепежом болт М8х60)	2
Саморезы 4х30	8
Паспорт	1
Принадлежности, указанные в таблице 2	*

Примечание: *– комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

4.2 Базовая конструкция состоит из следующих узлов: подматрацной рамы, 2-х спинок, болтов, гаек.

4.3 Панели спинок и подматрацной рамы выполнены из сплошного стального листа, без отверстий, пазов и щелей. На подматрацной раме имеются шесть креплений для ремней.

4.4 Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной для каждого варианта исполнения согласно таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.5 Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.2 Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2 Прикрепите ложе к спинкам при помощи болтов М8х60, гаек и шайб.

7.3. Прикрепите кровать к полу при помощи саморезов 4х30

7.4. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления болтовых соединений.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов или деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12 Утилизация

12.1 Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные для восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным для утилизации бытовых отходов.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать

условное обозначение кровати

Дата выпуска

Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата приёмки

М.П.

подпись лица, ответственного за приемку

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:

наименование и обозначение изделия

Нормативный документ:

обозначение технических условий

серийный номер и дата выпуска

Приобретен

дата приобретения

Всего прошито , пронумеровано
скреплено печатью



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор



Кровать функциональная медицинская
ТУ 9452-001-54967336-2014

наименование изделия

ПАСПОРТ
ПС 001-05 КФМ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 Кровать функциональная медицинская (далее по тексту — кровать) предназначена для эксплуатации в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, для оснащения отделений общетерапевтического, хирургического, кардиологического, реанимационного и других профилей.

1.2 Варианты исполнения кроватей указаны в приложении 1.

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати - 1 2 3 4 Наличие колес

где:

Вид кровати:

КФМ – кровать медицинская функциональная

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

1 – кровать с подголовником или односекционная кровать

2 – кровать двухсекционная

3 – кровать трехсекционная

2 – цифровой шифр типа лежа:

1 – сетка

2 – лист металлический

3 – пластик

4 – профиль металлический

5 – ламели

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

1 – механическая регулировка

2 – винтовая регулировка

3 – пневморегулировка

4 – гидрорегулировка

4 – цифровой шифр вида спинки:

1 – дугообразные спинки

2 – П – образные спинки

3 – спинки со вставками

4 – спинки пластиковые

5 – спинки деревянные

Наличие колес:

К – колёса входят в комплектацию наличие колес

- - колёса не входят в комплектацию отсутствие колес

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в Приложении 2.

2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.1.4 Кровати упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.

/ Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

..2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблицах 2.1 и 2.2

2.3 Таблица 2.1 Параметры принадлежностей: матрацев и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраца (чехла), мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК 1	для кроватей (кроме КФДМ) с единым ложем и кроватей с подголовником	20 - поставляется без чехла	-	2000x850
		21П	клеенка ПВХ	2000x850
		21K	искусственная кожа	2000x850
		21M	ткань с полиуретановой мембраной	2000x850
ММК 2	для кроватей (кроме КФДМ) двухсекционных	30-поставляется без чехла	-	2000x850
		31П	клеенка ПВХ	2000x850
		31K	искусственная кожа	2000x850
		31M	ткань с полиуретановой мембраной	2000x850
ММК 3	для кроватей (кроме КФДМ) трёхсекционных	40-поставляется без чехла	-	2000x850
		41П	клеенка ПВХ	2000x850
		41K	искусственная кожа	2000x850
		41M	ткань с полиуретановой мембраной	2000x850

Матрацы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 1Q0мм, плотности не менее 22 кг/м³.

Таблица 2.2 Параметры принадлежностей, кроме матрацев и чехлов

Наименование	Обозначение	Материал	Габаритные размеры, мм ±0,5 мм	Масса, кг ±0,05кг
Боковые ограждения металлические (пара)	ММК-201	Труба металлическая диаметром 19 мм	1500x50x600	5
Боковые ограждения пластиковые (пара)	ММК-202	Пластик ABS	1020x35x260	5
Боковые ограждения деревянные (пара)	ММК-203	Бук с покрытием лака на водной основе	1950x25x150	10
Штанга для подвески ручных опор напольная	ММК-211	Труба металлическая диаметром 32	1260x600x1850	10
Штанга для подвески ручных опор навесная	ММК-212	Труба металлическая диаметром 32	высота 1500	5
Рама двухопорная:	ММК-221	Труба металлическая диаметром 32	2120x110x1300	15
Штатив медицинский для вливаний, с креплением на кровать	ММК-231	Труба металлическая диаметром 19	300x100x1500	5
Штатив медицинский для вливаний напольный	ММК-232	Труба металлическая 25x25	600x60x1800	8
Подставка для судна	ММК-241	Пруток металлический 7 мм	250x300x460	1
Кассета для мочеприемника	ММК-242	Пруток металлический 7 мм	230x270x250	0,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.	
	Спинки: дугообразная, П-образная, со вставками	Спинки: деревянные, пластиковые
Ложе	-	1
Спинка (в комплекте с крепежом болт М10х40)	2	
Ножка (в комплекте с крепежом винт М8х60)	2	
Пластиковый бампер	4	-
Паспорт	1	
Принадлежности, указанные в таблицах 2.1 и 2.2 **	**	

Примечание:

* - комплектуются в зависимости от варианта исполнения кровати;

** – комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

4.2 Базовая конструкция состоит из: ложе, ножки, спинки, механизмы регулирования положения секций.

4.3 Кровати в зависимости от модели, имеют одну, две или три подъемные секции, позволяющие придать больному наиболее удобное положение.

4.4. Ножка кровати выполнена в виде рамной конструкции на двух опорах. На опорах ножки, в зависимости от варианта исполнения, установлены заглушки или колеса.

4.5. Кровать (в вариантах исполнения с дугообразными, П-образными и спинками со вставками) оснащена пластиковыми бамперами для смягчения контакта при столкновении во время перемещения кровати с преградами. Выступ бамперов не превышает 50 мм от габаритных размеров кровати.

4.6. Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной для каждого варианта исполнения согласно таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.7. Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво.

4.8. Усилие, прикладываемое к механизму опускания боковых ограждений, должно быть не более 20 Н (2 кг/с).

4.9. Усилие, прилагаемое к рукояткам раздвижных металлических упоров для изменения углов наклона секций с номинальной нагрузкой, должно быть не более 100 Н (10 кг/с). Усилие, прилагаемое к рукояткам газовых пружин при опускании секций, должно быть не более 300 Н (кг/с).

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.4. К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.5. При подъеме и опускании секций следите за тем, чтобы пальцы рук не попадали между рамой и секцией.

5.3. Перемещение кроватей на колесах производить только с отключенным тормозом. Перемещение кровати в включенном тормозом колес приводит к их поломке.

5.6. Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

6.5. Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

6.6. Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.4. Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.5. Если в комплект кровати входят колеса - колеса с тормозом расположить диагонально.

7.6. Прикрепить ножки к раме при помощи болтов M8x60, шайб и гаек.

4.5 Установить спинки и закрепить их вместе с пластиковыми бамперами при помощи болтов M10x40 и шайб 10.

В вариантах исполнения кроватей с пластиковыми и деревянными спинками: спинки устанавливаются на штыри ложа, их положение фиксируется защелкой.

4.6 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.4. Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.5. Периодический осмотр включает в себя:

- осмотр колес, работоспособность тормозов, надежность крепления колес к ножкам, проверку легкости вращения колес вокруг своей оси

- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций)

- осмотр ножек кровати (надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок.

8.6. В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

8.4. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, очищать их от грязи, производить смазку подшипников и затяжку винтов.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.4. Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов или деталей используемого изделия.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.4. Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.5. Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C.

10.6. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.4. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и

нения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.5. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.6. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12. Утилизация

12.4. Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные для восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным для утилизации бытовых отходов.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать

условное обозначение кровати

Дата выпуска

Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата приёмки

М.П.

подпись лица, ответственного за приемку

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:

наименование и обозначение изделия

Нормативный документ:

обозначение технических условий

серийный номер и дата выпуска

Приобретен

дата приобретения

Варианты исполнения кроватей

Кровать функциональная медицинская:

[illegible]

 ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение 2

Технические характеристики кроватей

Таблица 2.1 «Основные параметры и размеры кроватей»

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальн ая нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматрачной рамы		
КФМ – 1111	КФМ – 1111К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1211	КФМ – 1211К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1311	КФМ – 1311К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1411	КФМ – 1411К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1511	КФМ – 1511К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1121	КФМ – 1121К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1221	КФМ – 1221К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1321	КФМ – 1321К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1421	КФМ – 1421К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1521	КФМ – 1521К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1131	КФМ – 1131К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1231	КФМ – 1231К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1331	КФМ – 1331К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1431	КФМ – 1431К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1531	КФМ – 1531К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1141	КФМ – 1141К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1241	КФМ – 1241К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1341	КФМ – 1341К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1441	КФМ – 1441К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1541	КФМ – 1541К	2000x900	800	450	55	130
КФМ – 1112	КФМ – 1112К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1212	КФМ – 1212К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1312	КФМ – 1312К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1412	КФМ – 1412К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1512	КФМ – 1512К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1122	КФМ – 1122К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1222	КФМ – 1222К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1322	КФМ – 1322К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1422	КФМ – 1422К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1522	КФМ – 1522К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1132	КФМ – 1132К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1232	КФМ – 1232К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1332	КФМ – 1332К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1432	КФМ – 1432К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1532	КФМ – 1532К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1142	КФМ – 1142К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1242	КФМ – 1242К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1342	КФМ – 1342К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1442	КФМ – 1442К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1542	КФМ – 1542К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1113	КФМ – 1113К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1213	КФМ – 1213К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1313	КФМ – 1313К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1413	КФМ – 1413К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1513	КФМ – 1513К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1123	КФМ – 1123К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1223	КФМ – 1223К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1323	КФМ – 1323К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1423	КФМ – 1423К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1523	КФМ – 1523К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1133	КФМ – 1133К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1233	КФМ – 1233К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1333	КФМ – 1333К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1433	КФМ – 1433К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1533	КФМ – 1533К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1143	КФМ – 1143К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1243	КФМ – 1243К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1343	КФМ – 1343К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1443	КФМ – 1443К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1543	КФМ – 1543К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1114	КФМ – 1114К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1214	КФМ – 1214К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1314	КФМ – 1314К	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1414	КФМ – 1414К	2000x900	850	450	55	130

Основное обозначение кровати		Габаритные размеры лежа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номиналь- ная нагрузка на кровать, кг
			кровати	подматрачной рамы		
КФМ – 1514	КФМ – 1514K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1124	КФМ – 1124K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1224	КФМ – 1224K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1324	КФМ – 1324K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1424	КФМ – 1424K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1524	КФМ – 1524K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1134	КФМ – 1134K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1234	КФМ – 1234K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1334	КФМ – 1334K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1434	КФМ – 1434K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1534	КФМ – 1534K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1144	КФМ – 1144K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1244	КФМ – 1244K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1344	КФМ – 1344K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1444	КФМ – 1444K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1544	КФМ – 1544K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1115	КФМ – 1115K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1215	КФМ – 1215K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1315	КФМ – 1315K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1415	КФМ – 1415K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1515	КФМ – 1515K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1125	КФМ – 1125K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1225	КФМ – 1225K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1325	КФМ – 1325K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1425	КФМ – 1425K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1525	КФМ – 1525K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1135	КФМ – 1135K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1235	КФМ – 1235K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1335	КФМ – 1335K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1435	КФМ – 1435K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1535	КФМ – 1535K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1145	КФМ – 1145K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1245	КФМ – 1245K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1345	КФМ – 1345K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1445	КФМ – 1445K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 1545	КФМ – 1545K	2000x900	850	450	55	130
КФМ – 2111	КФМ – 2111K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2211	КФМ – 2211K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2311	КФМ – 2311K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2411	КФМ – 2411K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2511	КФМ – 2511K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2121	КФМ – 2121K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2221	КФМ – 2221K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2321	КФМ – 2321K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2421	КФМ – 2421K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2521	КФМ – 2521K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2131	КФМ – 2131K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2231	КФМ – 2231K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2331	КФМ – 2331K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2431	КФМ – 2431K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2531	КФМ – 2531K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2141	КФМ – 2141K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2241	КФМ – 2241K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2341	КФМ – 2341K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2441	КФМ – 2441K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2541	КФМ – 2541K	2000x900	800	450	80	150
КФМ – 2112	КФМ – 2112K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2212	КФМ – 2212K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2312	КФМ – 2312K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2412	КФМ – 2412K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2512	КФМ – 2512K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2122	КФМ – 2122K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2222	КФМ – 2222K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2322	КФМ – 2322K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2422	КФМ – 2422K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2522	КФМ – 2522K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2132	КФМ – 2132K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2232	КФМ – 2232K	2000x900	850	450	80	150

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровать, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровать, кг, не более	Номинальн ая нагрузка на кровать, кг
			кровать	подматрацной рамы		
КФМ – 2332	КФМ – 2332K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2432	КФМ – 2432K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2532	КФМ – 2532K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2142	КФМ – 2142K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2242	КФМ – 2242K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2342	КФМ – 2342K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2442	КФМ – 2442K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2542	КФМ – 2542K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2113	КФМ – 2113K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2213	КФМ – 2213K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2313	КФМ – 2313K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2413	КФМ – 2413K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2513	КФМ – 2513K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2123	КФМ – 2123K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2223	КФМ – 2223K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2323	КФМ – 2323K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2423	КФМ – 2423K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2523	КФМ – 2523K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2133	КФМ – 2133K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2233	КФМ – 2233K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2333	КФМ – 2333K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2433	КФМ – 2433K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2533	КФМ – 2533K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2143	КФМ – 2143K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2243	КФМ – 2243K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2343	КФМ – 2343K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2443	КФМ – 2443K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2543	КФМ – 2543K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2114	КФМ – 2114K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2214	КФМ – 2214K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2314	КФМ – 2314K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2414	КФМ – 2414K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2514	КФМ – 2514K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2124	КФМ – 2124K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2224	КФМ – 2224K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2324	КФМ – 2324K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2424	КФМ – 2424K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2524	КФМ – 2524K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2134	КФМ – 2134K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2234	КФМ – 2234K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2334	КФМ – 2334K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2434	КФМ – 2434K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2534	КФМ – 2534K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2144	КФМ – 2144K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2244	КФМ – 2244K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2344	КФМ – 2344K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2444	КФМ – 2444K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2544	КФМ – 2544K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2115	КФМ – 2115K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2215	КФМ – 2215K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2315	КФМ – 2315K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2415	КФМ – 2415K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2515	КФМ – 2515K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2125	КФМ – 2125K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2225	КФМ – 2225K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2325	КФМ – 2325K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2425	КФМ – 2425K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2525	КФМ – 2525K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2135	КФМ – 2135K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2235	КФМ – 2235K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2335	КФМ – 2335K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2435	КФМ – 2435K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2535	КФМ – 2535K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2145	КФМ – 2145K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2245	КФМ – 2245K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2345	КФМ – 2345K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2445	КФМ – 2445K	2000x900	850	450	80	150
КФМ – 2545	КФМ – 2545K	2000x900	850	450	80	160

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровать, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровать, кг, не более	Номинальн ая нагрузка на кровать, кг
			кровать	подматрачной рамы		
КФМ – 3111	КФМ – 3111К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3211	КФМ – 3211К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3311	КФМ – 3311К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3411	КФМ – 3411К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3511	КФМ – 3511К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3121	КФМ – 3121К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3221	КФМ – 3221К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3321	КФМ – 3321К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3421	КФМ – 3421К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3521	КФМ – 3521К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3131	КФМ – 3131К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3231	КФМ – 3231К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3331	КФМ – 3331К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3431	КФМ – 3431К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3531	КФМ – 3531К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3141	КФМ – 3141К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3241	КФМ – 3241К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3341	КФМ – 3341К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3441	КФМ – 3441К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3541	КФМ – 3541К	2000x900	800	450	135	160
КФМ – 3112	КФМ – 3112К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3212	КФМ – 3212К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3312	КФМ – 3312К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3412	КФМ – 3412К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3512	КФМ – 3512К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3122	КФМ – 3122К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3222	КФМ – 3222К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3322	КФМ – 3322К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3422	КФМ – 3422К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3522	КФМ – 3522К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3132	КФМ – 3132К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3232	КФМ – 3232К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3332	КФМ – 3332К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3432	КФМ – 3432К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3532	КФМ – 3532К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3142	КФМ – 3142К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3242	КФМ – 3242К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3342	КФМ – 3342К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3442	КФМ – 3442К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3542	КФМ – 3542К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3113	КФМ – 3113К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3213	КФМ – 3213К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3313	КФМ – 3313К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3413	КФМ – 3413К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3513	КФМ – 3513К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3123	КФМ – 3123К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3223	КФМ – 3223К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3323	КФМ – 3323К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3423	КФМ – 3423К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3523	КФМ – 3523К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3133	КФМ – 3133К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3233	КФМ – 3233К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3333	КФМ – 3333К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3433	КФМ – 3433К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3533	КФМ – 3533К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3143	КФМ – 3143К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3243	КФМ – 3243К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3343	КФМ – 3343К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3443	КФМ – 3443К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3543	КФМ – 3543К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3114	КФМ – 3114К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3214	КФМ – 3214К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3314	КФМ – 3314К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3414	КФМ – 3414К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3514	КФМ – 3514К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3124	КФМ – 3124К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3224	КФМ – 3224К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3324	КФМ – 3324К	2000x900	850	450	135	160

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры лежа кровать, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровать, кг, не более	Номиналь ная нагрузка на кровать кг
			кровать	подматрацной рамы		
КФМ – 3424	КФМ – 3424К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3524	КФМ – 3524К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3134	КФМ – 3134К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3234	КФМ – 3234К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3334	КФМ – 3334К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3434	КФМ – 3434К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3534	КФМ – 3534К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3144	КФМ – 3144К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3244	КФМ – 3244К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3344	КФМ – 3344К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3444	КФМ – 3444К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3544	КФМ – 3544К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3115	КФМ – 3115К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3215	КФМ – 3215К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3315	КФМ – 3315К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3415	КФМ – 3415К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3515	КФМ – 3515К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3125	КФМ – 3125К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3225	КФМ – 3225К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3325	КФМ – 3325К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3425	КФМ – 3425К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3525	КФМ – 3525К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3135	КФМ – 3135К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3235	КФМ – 3235К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3335	КФМ – 3335К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3435	КФМ – 3435К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3535	КФМ – 3535К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3145	КФМ – 3145К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3245	КФМ – 3245К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3345	КФМ – 3345К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3445	КФМ – 3445К	2000x900	850	450	135	160
КФМ – 3545	КФМ – 3545К	2000x900	850	450	135	160

ВНИМАНИЕ! в таблицу не включены варианты исполнений кроватей с колёсами. Ввиду полного соответствия их параметров параметрам кроватей с тем же цифровым шифром, но без колёс.

Таблица 2.2 «Параметры регулируемых секций кроватей»

Условное обозначение кровати	Размер секций, мм ± 1 мм				Углы наклона, град $\pm 2^\circ$				
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга
КФМ – 1111	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1211	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1311	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1411	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1511	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1121	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1221	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1321	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1421	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1521	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1131	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1231	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1331	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1431	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1531	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1141	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1241	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1341	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1441	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1541	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1112	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1212	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1312	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1412	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1512	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1122	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1222	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1322	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1422	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1522	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1132	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1232	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1332	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1432	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1532	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1142	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1242	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1342	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1442	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1542	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20
КФМ – 1113	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1213	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1313	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1413	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1513	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1123	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1223	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1323	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1423	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1523	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-
КФМ – 1133	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-

Код назначен кровати	Размер секций, мм ± 1 мм				Углы наклона, град $\pm 2^\circ$					
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга	Антреленбурга
КФМ - 1233	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1333	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1433	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1533	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1143	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0-20
КФМ - 1243	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0-20
КФМ - 1343	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0-20
КФМ - 1443	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0-20
КФМ - 1543	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0-20
КФМ - 1114	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1214	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1314	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1414	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1514	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1124	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1224	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1324	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1424	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1524	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1134	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1234	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1334	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1434	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1534	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1144	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ - 1244	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ - 1344	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ - 1444	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ - 1544	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ - 1115	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1215	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1315	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1415	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1515	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1125	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1225	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1325	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1425	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1525	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1135	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1235	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1335	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1435	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1535	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФМ - 1145	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	-
КФМ - 1245	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	-
КФМ - 1345	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	-
КФМ - 1445	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	-
КФМ - 1545	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	-
КФМ - 2111	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2211	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2311	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2411	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2511	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2121	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2221	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2321	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2421	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ - 2521	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-

Новое назначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°					
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга	А Т Д н
КФМ – 1233	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1333	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1433	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1533	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1143	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1243	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1343	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1443	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1543	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1114	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1214	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1314	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1414	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1514	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1124	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1224	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1324	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1424	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1524	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1134	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1234	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1334	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1434	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1534	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1144	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1244	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1344	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1444	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1544	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1115	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1215	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1315	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1415	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1515	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1125	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1225	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1325	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1425	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1525	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1135	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1235	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1335	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1435	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1535	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	-	
КФМ – 1145	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1245	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1345	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1445	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 1545	757x804	-	-	-	0-45	-	-	-	0-20	0
КФМ – 2111	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2211	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2311	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2411	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2511	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2121	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2221	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2321	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2421	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	

Основное назначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°					
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга	Андреевского
КФМ – 2521	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2131	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2231	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2331	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2431	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2531	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2141	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2241	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2341	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2441	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2541	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2112	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2212	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2312	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2412	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2512	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2122	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2222	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2322	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2422	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2522	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2132	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2232	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2332	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2432	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2532	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2142	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2242	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2342	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2442	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2542	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2113	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2213	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2313	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2413	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2513	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2123	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2223	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2323	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2423	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2523	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2133	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2233	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2333	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2433	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2533	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2143	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2243	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2343	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2443	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2543	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	-
КФМ – 2114	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2214	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2314	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2414	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2514	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2124	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФМ – 2224	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-

Основное обозначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°					А т д н
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга	
КФМ – 2324	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2424	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2524	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2134	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2234	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2334	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2434	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2534	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2144	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2244	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2344	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2444	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2544	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2115	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2215	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2315	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2415	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2515	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2125	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2225	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2325	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2425	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2525	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2135	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2235	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2335	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2435	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2535	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	-	
КФМ – 2145	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2245	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2345	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2445	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 2545	757x804	1054x804	-	-	0-45	0-30	-	-	0-20	
КФМ – 3111	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3211	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3311	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3411	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3511	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3121	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3221	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3321	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3421	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3521	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3131	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3231	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3331	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3431	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3531	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3141	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	
КФМ – 3241	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	
КФМ – 3341	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	
КФМ – 3441	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	
КФМ – 3541	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	
КФМ – 3112	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3212	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3312	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3412	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3512	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	

Основное назначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°				
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга
КФМ – 3122	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3222	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3322	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3422	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3522	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3132	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3232	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3332	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3432	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3532	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3142	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3242	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3342	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3442	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3542	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3113	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3213	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3313	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3413	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3513	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3123	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3223	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3323	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3423	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3523	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3133	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3233	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3333	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3433	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3533	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3143	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3243	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3343	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3443	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3543	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3114	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3214	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3314	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3414	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3514	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3124	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3224	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3324	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3424	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3524	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3134	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3234	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3334	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3434	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3534	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3144	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3244	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3344	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3444	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3544	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20
КФМ – 3115	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3215	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-
КФМ – 3315	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-

Основное обозначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°					
	Спинной секции	Тазобедр енной секции	Бедрен ной секции	Ножной секции	Спин- ной секци и	Тазо бедр енно й секц ии	Бед ренн ой секц ии	Нож- ной секц ии	Трен деле нбур га	А т д н
КФМ – 3415	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3515	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3125	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3225	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3325	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3425	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3525	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3135	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3235	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3335	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3435	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3535	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	-	
КФМ – 3145	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	С
КФМ – 3245	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	С
КФМ – 3345	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	С
КФМ – 3445	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	С
КФМ – 3545	757x804	-	475x804	554x804	0-45	-	0-30	0-30	0-20	С

Всего прошито , пронумеровано и
скреплено печатью

(18 листов в 4 части)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Капсоль»



Кровать функциональная детская медицинская
ТУ 9452-001-54967336-2014

наименование изделия

ПАСПОРТ
ПС 001-06 КФДМ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кровать функциональная детская медицинская (далее по тексту — кровать) предназначена для эксплуатации в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, для оснащения отделений общетерапевтического, хирургического, кардиологического, реанимационного и других профилей.

1.2 Варианты исполнения кроватей: КФДМ - 0100, КФДМ - 0100К; КФДМ - 0200, КФДМ - 0200К; КФДМ - 0300, КФДМ - 0300К; КФДМ - 0400, КФДМ - 0400К; КФДМ - 0500, КФДМ - 0500К; КФДМ - 0110, КФДМ - 0110К; КФДМ - 0210, КФДМ - 0210К; КФДМ - 0310, КФДМ - 0310К; КФДМ - 0410, КФДМ - 0410К; КФДМ - 0510, КФДМ - 0510К; КФДМ - 1110, КФДМ - 1110К; КФДМ - 1210, КФДМ - 1210К; КФДМ - 1310, КФДМ - 1310К; КФДМ - 1410, КФДМ - 1410К; КФДМ - 1510, КФДМ - 1510К; КФДМ - 1110, КФДМ - 1110К; КФДМ - 1210, КФДМ - 1210К; КФДМ - 1310, КФДМ - 1310К; КФДМ - 1410, КФДМ - 1410К; КФДМ - 1510, КФДМ - 1510К; КФДМ - 2110, КФДМ - 2110К; КФДМ - 2210, КФДМ - 2210К; КФДМ - 2310, КФДМ - 2310К; КФДМ - 2410, КФДМ - 2410К; КФДМ - 2510, КФДМ - 2510К; КФДМ - 3110, КФДМ - 3110К; КФДМ - 3210, КФДМ - 3210К; КФДМ - 3310, КФДМ - 3310К; КФДМ - 3410, КФДМ - 3410К; КФДМ - 3510, КФДМ - 3510К.

Номер вариантов исполнения кроватей включает в себя:

Вид кровати	-	1	2	3	4	Наличие колес
-------------	---	---	---	---	---	---------------

где:

Вид кровати:

КФДМ – кровать функциональная детская медицинская

1 – цифровой шифр количества секций кроватей:

0 – кровать с единым ложем

1 – кровать с подголовником или односекционная кровать

2 – кровать двухсекционная

3 – кровать трехсекционная

2 – цифровой шифр типа ложа:

1 - сетка

2 – лист металлический

3 – пластик

4 – профиль металлический

5 - ламели

3 – цифровой шифр вида механизма регулировки угла наклона:

0 – без регулировки

1 – механическая регулировка

4 – цифровой шифр вида спинки:

0 – для детских кроватей

Наличие колес:

К – колёса входят в комплектацию наличие колес

- - колёса не входят в комплектацию отсутствие колес

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры кроватей указаны в Приложении 1 таблица 1.1.

2.1.1 Наружные поверхности кроватей устойчивы к дезинфекции 1%-ным раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

2.1.2 Кровати устойчивы к дезинфекции средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

2.1.3 Кровати при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

2.1.4 Кровати, упакованные в транспортную тару, при транспортировании должны сохранять

работоспособность после механических воздействий и обладать вибропрочностью по ГОСТ Р 50444.

2.1.5 Кровати при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.1.6 Кровати при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и должны обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444.

2.1.7 Полный средний срок службы кроватей до списания не менее 6 лет. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.2 Основные параметры и размеры принадлежностей указаны в таблицах 2.1 и 2.2

Таблица 1 Параметры принадлежностей: матрацев и чехлов

Матрац медицинский		Чехол		Размеры матраца (чехла) мм
Обозначение	Применение	Обозначение в записи при заказе	Материал	
ММК Д1	для КФДМ с единым ложем	50-поставляется без чехла	-	1200x600
		51П	клеенка ПВХ	1200x600
		51К	искусственная кожа	1200x600
		51М	ткань с полиуретановой мембраной	1200x600
ММК Д2	для КФДМ с подголовником или односекционных	60-поставляется без чехла	-	1400x640
		61П	клеенка ПВХ	1400x640
		61К	искусственная кожа	1400x640
		61М	ткань с полиуретановой мембраной	1400x640
ММК Д3	для КФДМ одно-, двух- и трехсекционных	70-поставляется без чехла	-	1800x640
		71П	клеенка ПВХ	1800x640
		71К	искусственная кожа	1800x640
		71М	ткань с полиуретановой мембраной	1800x640

Матрацы изготовлены из полиуретана толщиной не менее 100мм, плотности не менее 22 кг/м³.

Таблица 2 Параметры принадлежностей, кроме матрацев и чехлов

Наименование	Обозначение	Материал	Габаритные размеры, мм ±0,5 мм	Масса, кг ±0,05кг
Штатив медицинский для вливаний, с креплением на кровать	ММК-231	Труба металлическая диаметром 19	300x100x1500	5
Штатив медицинский для вливаний напольный	ММК-232	Труба металлическая 25x25	600x60x1800	8
Подставка для судна	ММК-241	Пруток металлический 7 мм	250x300x460	1
Кассета для мочеприемника	ММК-242	Пруток металлический 7 мм	230x270x250	0,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кроватей указан в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт.		
	Кровать с единым ложе		Кровать с регулируемыми секциями
	Кровать без регулировки ложа	Кровать с механической регулировкой ложа	
Ложе	1	1	1
Спинка	2	2	2
Боковые ограждения	2	2	2
Продольные штанги	2	2	-
Болт М10х40	4	4	-
Шайба усиленная 10	4	4	-
Винт М6х30	-	4	-
Винт фиксатор	8	8	-
Механизм подъема ложа	-	2	-
Паспорт	1		
Принадлежности, указанные в таблицах 1 и 2 *	*		

Примечание:

* – комплектуется по желанию заказчика.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кровати представляют собой сборно-разборную конструкцию.

4.2 Базовая конструкция состоит из следующих узлов: ложе, спинки, боковые ограждения, механизм подъема ложа.

4.3 Кровати в зависимости от модели, имеют одну, две или три подъемные секции, позволяющие придать больному наиболее удобное положение.

4.3 Кровати должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой, указанной для каждого варианта исполнения согласно таблице 1.1 (Приложение 1).

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную нагрузку кровати.

4.4 Кровати должны стоять на поверхности пола устойчиво.

4.5 Усилие, прикладываемое к механизму опускания боковых ограждений, должно быть не более 20 Н (2 кг/с).

4.6 Усилие, прилагаемое к рукояткам раздвижных металлических упоров для изменения углов наклона секций с номинальной нагрузкой, должно быть не более 100 Н (10 кг/с).
Усилие, прилагаемое к рукояткам газовых пружин при опускании секций, должно быть не более 300 Н (кг/с).

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий документ и конструкцию кроватей.

5.2 При подъеме и опускании секций следите за тем, чтобы пальцы рук не попадали между рамой и секцией.

5.3. Перемещение кроватей на колесах производить только с отключенным тормозом. Перемещение кровати в включенном тормозом колес приводит к их поломке.

5.4. Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования кроватей в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.

3 Произведите дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1 Перед сборкой выполните все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2. Собираем кровать

7.2.1 Кровать с единым ложе без регулировки (Варианты исполнения КФДМ - 0100, КФДМ - 0100К; КФДМ - 0200, КФДМ - 0200К; КФДМ - 0300, КФДМ - 0300К; КФДМ - 0400, КФДМ - 0400К; КФДМ - 0500, КФДМ - 0500К)

Скрепить спинки кровати с боковыми ограждениями. Между собой спинки скрепить двумя продольным штангами при помощи болтов M10x40, шайб усиленных 10.

Поместить основание в получившийся контур между спинками и боковыми ограждениями.

7.2.2 Кровать с единым ложе с механической регулировкой (Варианты исполнения КФДМ - 0110, КФДМ - 0110К; КФДМ - 0210, КФДМ - 0210К; КФДМ - 0310, КФДМ - 0310К; КФДМ - 0410, КФДМ - 0410К; КФДМ - 0510, КФДМ - 0510К)

Скрепить спинки кровати с боковыми ограждениями. Между собой спинки скрепить двумя продольным штангами при помощи болтов M10x40, шайб усиленных 10. Винтами M6x30 зафиксировать нижние края боковых ограждений с левой и с правой стороны. Винты фиксаторы установить в спинки кровати.

Поместить основание в получившийся контур между спинками и боковыми ограждениями.

Механизм подъема ложа прикрепить к ложе со стороны спинок в специальные отверстия.

7.2.3 Кровать с регулируемыми секциями (Варианты исполнения ; КФДМ - 1110, КФДМ - 1110К; КФДМ - 1210, КФДМ - 1210К; КФДМ - 1310, КФДМ - 1310К; КФДМ - 1410, КФДМ - 1410К; КФДМ - 1510, КФДМ - 1510К; КФДМ - 1110, КФДМ - 1110К; КФДМ - 1210, КФДМ - 1210К; КФДМ - 1310, КФДМ - 1310К; КФДМ - 1410, КФДМ - 1410К; КФДМ - 1510, КФДМ - 1510К; КФДМ - 2110, КФДМ - 2110К; КФДМ - 2210, КФДМ - 2210К; КФДМ - 2310, КФДМ - 2310К; КФДМ - 2410, КФДМ - 2410К; КФДМ - 2510, КФДМ - 2510К; КФДМ - 3110, КФДМ - 3110К; КФДМ - 3210, КФДМ - 3210К; КФДМ - 3310, КФДМ - 3310К; КФДМ - 3410, КФДМ - 3410К; КФДМ - 3510, КФДМ - 3510К)

Спинки кровати соединить с основанием кровати при помощи самозажимного клинового соединения.

Манеж кровати одевается в вертикальные пазы в спинках кровати и устанавливается на фиксирующихся крючках.

7.3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8.2 Периодический осмотр включает в себя:

- осмотр колес, работоспособность тормозов, надежность крепления колес к ножкам, проверку легкости вращения колес вокруг своей оси
- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных рамок и самих секций)
- проверку надежности крепления спинок.

8.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

4. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, очищать их от грязи, производить смазку подшипников и затяжку винтов.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Текущий ремонт производится по мере необходимости или при выходе из строя узлов или деталей используемого изделия.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида,

10.2 Транспортировать кровати допускается при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

10.3 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кроватей в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12 Утилизация

12.1 Отработавшие свой срок службы или списанные, как экономически нецелесообразные для восстановления, кровати и принадлежности подлежат утилизации по правилам, установленным для утилизации бытовых отходов.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать

условное обозначение кровати

Дата выпуска

Соответствует ТУ 9452-001-54967336-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата приёмки

М.П.

подпись лица, ответственного за приемку

14 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:

наименование и обозначение изделия

Нормативный документ:

обозначение технических условий

серийный номер и дата выпуска

Приобретен

дата приобретения

Приложение 1

Технические характеристики кроватей

Таблица 1.1 «Основные параметры и размеры кроватей»

Условное обозначение кровати		Габаритные размеры ложа кровати, мм, ±5 мм	Высота от уровня пола, мм, ±5 мм		Масса кровати, кг, не более	Номинальная нагрузка на кровать, кг
без колёс	с колёсами		кровать	подматрацной рамы		
КФДМ - 0100	КФДМ - 0100К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0200	КФДМ - 0200К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0300	КФДМ - 0300К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0400	КФДМ - 0400К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0500	КФДМ - 0500К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0110	КФДМ - 0110К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0210	КФДМ - 0210К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0310	КФДМ - 0310К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0410	КФДМ - 0410К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 0510	КФДМ - 0510К	1300x730	1200	350	30	60
КФДМ - 1110	КФДМ - 1110К	1500x730	1200	350	35	80
КФДМ - 1210	КФДМ - 1210К	1500x730	1200	350	35	80
КФДМ - 1310	КФДМ - 1310К	1500x730	1200	350	35	80
КФДМ - 1410	КФДМ - 1410К	1500x730	1200	350	35	80
КФДМ - 1510	КФДМ - 1510К	1500x730	1200	350	35	80
КФДМ - 1110	КФДМ - 1110К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 1210	КФДМ - 1210К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 1310	КФДМ - 1310К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 1410	КФДМ - 1410К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 1510	КФДМ - 1510К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 2110	КФДМ - 2110К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 2210	КФДМ - 2210К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 2310	КФДМ - 2310К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 2410	КФДМ - 2410К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 2510	КФДМ - 2510К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 3110	КФДМ - 3110К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 3210	КФДМ - 3210К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 3310	КФДМ - 3310К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 3410	КФДМ - 3410К	1900x730	1200	350	40	100
КФДМ - 3510	КФДМ - 3510К	1900x730	1200	350	40	100

Продолжение приложения 1

ВНИМАНИЕ! в таблицу не включены варианты исполнений кроватей с колёсами ввиду полного соответствия их параметров параметрам кроватей с тем же цифровым шифром но без колёс.

Таблица 1.2 «Параметры регулируемых секций кроватей»

Условное обозначение кровати	Размер секций, мм ±1мм				Углы наклона, град ±2°					
	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Спинной секции	Тазобедренной секции	Бедренной секции	Ножной секции	Тренделенбурга	Антреленбурга
КФДМ - 0100	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0200	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0300	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0400	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0500	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0110	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0210	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0310	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0410	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 0510	1200x600	-	-	-	-	-	-	-	0-20	0-20
КФДМ - 1110	600x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1210	600x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1310	600x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1410	600x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1510	600x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1110	700x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1210	700x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1310	700x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1410	700x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 1510	700x570	-	-	-	0-45	-	-	-	-	-
КФДМ - 2110	700x570	880x570	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФДМ - 2210	700x570	880x570	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФДМ - 2310	700x570	880x570	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФДМ - 2410	700x570	880x570	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФДМ - 2510	700x570	880x570	-	-	0-45	0-30	-	-	-	-
КФДМ - 3110	700x570	-	350x570	500x570	0-45	-	0-30	0-30	-	-
КФДМ - 3210	700x570	-	350x570	500x570	0-45	-	0-30	0-30	-	-
КФДМ - 3310	700x570	-	350x570	500x570	0-45	-	0-30	0-30	-	-
КФДМ - 3410	700x570	-	350x570	500x570	0-45	-	0-30	0-30	-	-
КФДМ - 3510	700x570	-	350x570	500x570	0-45	-	0-30	0-30	-	-

Всего прошито , пронумеровано и
скреплено печатью

