

Руководитель

Отдела по управлению качеством ООО "ФИЛИПС"




Бахвалова О.В.


«31» августа 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Система магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5T, варианты исполнения:
Prodiva 1.5T CX, Prodiva 1.5T CS, с принадлежностями».**




Общий вид медицинского изделия «Система магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5T, вариант исполнения: Prodiva 1.5T CS.




Общий вид медицинского изделия «Система магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5T, вариант исполнения: Prodiva 1.5T CX.


Базовый состав:




1. Магнит




2. Система градиентная.







4 Система градиентная (градиентный усилитель).




3а. РЧ-система.




36. РЧ-система.






32. РЧ-система.



46. РЧ-усилитель.




5а. Стол пациента.




56. Стол пациента.






ба. Модуль пользовательского интерфейса UIM



66. Модуль пользовательского интерфейса UIM



7а. Лазерное устройство светового визирования




76. Лазерное устройство светового визирования.




8а. Пульт оператора.




86. Пульт оператора: Компьютерная система (системный блок с предустановленными оперативной системой Windows и ПО МР-системы версии R 5.1 и выше).




8в. Пульт оператора: Программные обеспечения для программных приложений к системе МР томографа, на оптических или электронных носителях.




82. Пульт оператора: Программные обеспечения для программных приложений к системе МР томографа, на оптических или электронных носителях.




8д. Пульт оператора: *Внешнее устройство записи DVD.*




8е. Пульт оператора: Широкоэкранные дисплеи с USB-разъемами.




8ж. Пульт оператора: **Клавиатура.**




83. Пульт оператора: **Мышь**



8и. Пульт оператора: Система связи «оператор-пациент».



9а. Система сбора и управления данными DACC



96. Система сбора и управления данными DACC




EMERGENCY SWITCH


Operation of this switch will
de-energize the magnet

ATTENTION !

Energizing the magnet is a
long and very costly process




11. Кожухи магнита



12а. Системный фильтрующий блок



126. Системный фильтрующий блок




13а. Система охлаждения с нулевым выкипанием гелия




136. Система охлаждения с нулевым выкипанием гелия




14. Система вытяжки гелия




15. Низкотемпературный компрессор.




16. Универсальный электрораспределительный щит uMDU



17. Кабели питания




18а. Кабели соединительные




186. Кабели соединительные.




18в. Кабели соединительные.



18г. Кабели соединительные.



18д. Кабели соединительные.



Руководство по
эксплуатации


Русский

Release 5

Prodiva 1.5T CS/CX

PHILIPS

19a. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях.



Техническое
описание

Русский


Release 5

Prodiva 1.5T CS/CX

PHILIPS

196. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях.


Принадлежности:




1а. Деки стола.



16. Деки стола.




2. Кнопка вызова медсестры.




3. Наушники.

4. РЧ-катушки:




1


2




4.1. Катушка dS NVS Head Base 1.5T




4.2 Катушка dS NVS Head Top 1.5T.




4.3 Камушка dS NVS Spine 1.5T




4.4 Камушка dS TorsoCardiac 1.5T.




4.5 Катушка dS Flex L 1.5T.




4.6 Катушка dS Flex M 1.5T.




4.7 Катушка dS Flex S 1.5T.




4.8 Катюшка dS MSK S 1.5T



4.9 Катюшка dS MSK M 1.5T.



4.10 Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX.




4.10a. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: подушка накладка для катушки.



4.106. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: опора для головы.



4.10в. Камушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: подушка опоры для головы.




4.10г. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: подушка опоры для груди.




4.10д. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: опора для голени с застёжками-липучками на нижней стороне.



4.10е. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: Наклонная опора с застёжками-липучками на нижней стороне.



4.10ж. Катушка dS Breast Coil 7ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: опора-накладка для тела.




11а. Катушка dS Shoulder Coil 8ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX.



116. Катушка dS Shoulder Coil 8ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: Опора накладка нижняя, опора накладка верхняя и нижний матрас, входящие в комплект катушки dS Shoulder Coil 8ch.



12а. Катушка dS Knee Coil 8ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX.




126. Катушка dS Knee Coil 8ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: опоры-накладки, входящие в комплект катушки dS Knee Coil 8ch 1.5T.




12в. Катушка dS Knee Coil 8ch 1.5T для Prodiva 1.5T CX: подушка для колена, входящая в комплект катушки dS Knee Coil 8ch 1.5T.




5. Блок для катушек.




ба. Двусторонний СС набор для иммобилизации.




66. Двусторонний СС набор для иммобилизации в сборе.




6в. Двусторонний СС набор для иммобилизации встроенный в катушку.




7. Односторонний СС набор для иммобилизации.



8а. Двусторонний М-Л набор для иммобилизации.



86. Двусторонний М-Л набор для иммобилизации в сборе.



8в. Двусторонний М-Л набор для иммобилизации встроенный в катушку.



9а. Ящик для фантомов.




96. Ящик для фантомов.




9в. Ящик для фантомов.

10. Фантомы:



- Фантом тела (400 мл);



- Фантом головы (200 мл);




- Бутылочные фантомы;




- Бутылочные фантомы (АЦПК);




- Протонные сферические фантомы А;




11а. Интерфейс dS Interface.



116. Интерфейс dS Interface, подсоединенный к деке стола.




12. Разделители кабелей



13. Зеркало.

14. Беспроводная система передачи физиологических данных:






- Датчик дыхания (а).



- Датчик дыхания (б).




- Беспроводной модуль ВКГ (а).




- Беспроводной модуль ВКГ (б).




- Беспроводной модуль PPU (а).




- Беспроводной модуль PPU (б).



- Беспроводной модуль PPU (в).



- Беспроводной модуль базовой синхронизации (а).



- Беспроводной модуль базовой синхронизации (б).



- Многоразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для детей.



- Многоразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для взрослых.




- Одноразовый датчик *SPO2* с охватывающим зажимом для новорожденных.



- Одноразовый датчик *SpO2* с охватывающим зажимом для грудных детей.



- Одноразовый датчик SPO2 с охватывающим зажимом для детей.



- Одноразовый датчик *SPO2* с охватывающим зажимом для взрослых.



Assembled for **Made in USA** 2016-01-15
Invivo, a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA

[REF] 9065 Rev R 3.7V Rechargeable Li-Polymer



CAUTION: Do not disassemble. Do not put in fire or short circuit. Only use specified manufacturer's charger. Replace with same **[REF]** only.

ATTENTION: Ne pas démonter la batterie. Ne pas provoquer de court-circuit sur la batterie et ne pas la jeter au feu. Utilisez uniquement le chargeur indiqué par le fabricant. Remplacer la batterie par le même numéro de référence uniquement.



M-177425


1ICP5/35/81 Watt-hour rating 3.1Wh



- Аккумулятор для беспроводных модулей (б).




- Зарядное устройство.




15. Дисплей в помещении для исследований.


16. Средства позиционирования пациента:




- Прокладка для головы.




- Прокладка для стоп.



- *Mampac Head Base.*




- Мамас Spine.




- Матрас для головы.




- Матрас для стоп.




- Прокладочный матрас.




- Мягкий матрас для нейроваскулярных исследований позвоночника.




- Матрас для исследований молочной железы.




- Накладка на матрас для исследований молочной железы.




- Блок из пеноматериала для шеи.



- Универсальное устройство позиционирования.




- Универсальное устройство позиционирования и ногодержатель.




- Устройство позиционирования для плечевого сустава.




- Мешки с песком 3,6 кг.




- Клинья 30°.




- Клинья 15°.




- Клинья из пеноматериала.




- Ремень для плеча/бедра.




- Ремень для катушки ds NVS Spine.



- Опора для колен (а).



- Опора для колен (б).



- Опора для рук (а).




4002 142 100-11
4th Support
Pneum. Transducer
MADE IN HOLLAND
Serial Date 10-2014


- Опора для рук (б).




17. Принтер медицинский.



18. Источники бесперебойного питания.



19. Портативный металлодетектор.




20. Кабина радиочастотная для защитного экранирования помещения.



21. Блоки охлаждения МР томографа.



22. Немагнитная каталка для пациента.



23. Специальное немагнитное противопожарное устройство.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)

