


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
«Система цифровая рентгенографии образцов, модели:
PathVision, CoreVision, BioVision и BioVision+, с
принадлежностями»

Кищенко И.М

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица,
имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

"16" августа 2018 г.



М.П.

(Подпись)


Система цифровая рентгенографии образцов, модели: BioVision




Система цифровая рентгенографии образцов, модели: BioVision +




Трубка рентгеновская BioVision и BioVision+




Детектор цифровой .



Монитор специальный.(для моделей BioVison/BioVision+)




Кронштейн монитора с зажимом, винтами и шестигранным ключом




Система цифровая рентгенографии образцов, модели: CoreVision



Трубка рентгеновская.




Детектор цифровой 5х10.



Монитор для рабочей станции. (для модели CoreVision)




Рабочая станция для оцифровки изображений.




Система цифровая рентгенографии образцов, модели: PathVision




Трубка рентгеновская.



Детектор цифровой 23х29




Рабочая станция для оцифровки изображений



Монитор для рабочей станции (для модели PathVision)



Кронштейн монитора с зажимом, винтами и шестигранным ключом




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Клавиатура и Указатель шаровой (для модели BioVision и BioVision+)




Лоток для размещения образца




Контейнер для размещения образца




Контейнер для размещения образца с крышкой




Сетевой кабель питания




Кабель подключения монитора




Кабель USB




Кабель для подключения к компьютерной сети



Кабель оптоволоконный



Источник питания высоковольтный



Источник питания 24В



Источник бесперебойного питания аппарата

Oxford Instruments X-Ray Technology, Inc.
360 El Pueblo Road,
Scotts Valley, CA 95066 USA
Phone: +1 (831) 439-9729
www.oxford-instruments.com/xt

Model Number: OX12-503-01 Part Number: 9700007

Serial Number: 255994

MOD Number: ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15


Input: +24V $\overline{\text{---}}$ 3A MAX
HV Output: +50kV $\overline{\text{---}}$ 1mA (15W Max. Power Limited)
Fil Output: +7V $\overline{\text{---}}$ 1A (Factory set to 500mA)
Grid 1 Output: -10V $\overline{\text{---}}$ 100 μ A (Factory set to -10V)
Grid 2 Output: +500V $\overline{\text{---}}$ 100 μ A
Grid 3 Output: +500V $\overline{\text{---}}$ 100 μ A (Factory set G3H to 370V)
(Factory set G3L to 79V)




SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY RoHS




Покрытие для лотка размещения образцов




Кабель высоковольтный




Комплект низковольтных кабелей




Кабель питания детектора




Matra PCIe




Ручка дверцы




Детектор цифровой 5х10.




Клавиатура (для моделей PathVision и CoreVision)




Мышь компьютерная.




Кабель оптоволоконный для подключения рабочей станции.



Сетевой фильтр



Ключ включения системы,



Тележка



Копия верна.
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 44
срок четыре л.
Генеральный директор
ООО «ЮРМЕД»
 Кищенко И.М.
« » Г.

