

ДИЗАЙНЫ УПАКОВКИ

Экспресс-тест для определения времени овуляции, тест-полоска Eviplan In-time

1. Потребительская/вторичная упаковка

1.1. Старая редакция:



2.1. Старая редакция:

ЭВИПЛАН

5 ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕНИ ОВУЛЯЦИИ.
СРЯЖАЕМЫЙ ТЕСТ.

ЭВИПЛАН

ДЛЯ БЫСТРОГО И ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭВИПЛАН

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОВУЛЯЦИИ**

ЭВИПЛАН

- 1 ТОЧНЫЙ**
Точность определения времени овуляции составляет **99%*** в определении **2 лучших дней** для зачатия.
* По результатам исследований в клинических условиях.
- 2 УДОБНЫЙ**
Не нужно собирать мочу. Просто подставьте помеченный стрипкой абсорбирующий кончик струйного теста под струю мочи на **10 секунд**.
- 3 БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**
При появлении **двух** полосок в течение **5 минут** ваш результат — «Оплодотворительный», одной полоски — «Отрицательный».

Тесты Eviplan являются тестами быстрого реагирования, они предназначены для домашнего использования. Не используйте тесты Eviplan при беременности, приеме гормональных препаратов или других лекарственных средств. Если вы беременны, не пользуйтесь тестом Eviplan. Всегда соблюдайте правила и инструкции к применению.

Eviplan Comfort





всего прошито и скреплено
печатью 04 лист а