


Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna
Treviso-Italy



tel. +39 0423 6125
fax +39 0423 612680
info@favero.it
www.favero.it



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат,
производство Favero Health Projects S.p.A. Италия**

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
MS. FRANCESCA FAVERO



Repertorio N. 01600

terzo originale

----- AUTENTICA DI FIRMA -----

Io sottoscritto, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna (Provincia di Treviso - Italia), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso (Italia) -----

----- CERTIFICO -----

che la signora: -----


- **FAVERO FRANCESCA**, nata a Montebelluna (Provincia di Treviso - Italia) il giorno 14 ottobre 1963, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, Consigliere delegato e legale rappresentante della società di nazionalità italiana: -----

"FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (Provincia di Treviso - Italia), Via Schiavonesca Priula n. 20, capitale sociale Euro 4.536.000,00 (quattromilioni cinquecentotrentaseimila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso (Italia) 00175410265, -----

munita dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e della delibera di delega adottata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 23 (ventitre) giugno 2014 (duemilaquattordici); -----

della cui identità personale, qualità suddetta e poteri io Notaio sono certo, ha sottoscritto, alla fine e a margine del foglio intermedio, il suesteso atto alla mia presenza. --

In Montebelluna (Provincia di Treviso - Italia), nel mio studio in Via Buzzati n. 3, Il dodici Dicembre del -----
duemiladiciotto (il 12 Dicembre 2018).-----



1 - НАИМЕНОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат:

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №1:

1. Высокий модуль (шкаф-колонна) одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1000,
2. Модуль настенный с глухой дверью. AL 5311, AL 2311
3. Модуль настенный с прозрачной дверью. AL 2312, AL 5312
4. Модуль колонна - 4 глухие двери. XE 0363, XE 0463
5. Шкаф для хранения с отделом для одежды 1 дверь 9AD0008
6. Тумба прикроватная 9CR5322,
7. Тумба прикроватная 9CR0050,
8. Тумба прикроватная 9COM0005,
9. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1166,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №2:

1. Модуль свободностоящий, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1001,
2. Модуль настенный с глухой дверью +полки AL 2431, AL 2831, AL 5431,AL 5831
3. Модуль колонна - 8 глухих дверей. XE 3363, XE 3463
4. Шкаф для хранения с отделом для одежды 2 двери 9AD0009
5. Тумба прикроватная 9CR5324,
6. Тумба прикроватная 9CR0051
7. Тумба прикроватная 9COM0007,
8. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1065,
9. Столик с ванной для больницы 9ZERO1121,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №3:

1. Модуль для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1002,
2. Модуль настенный с прозрачной дверью +полки AL 2432, AL 2832, AL 5432, AL 5832
3. Модуль колонна - без дверей + полки XE 1360, XE 1460, XE 1860, XE 2360, XE 2460, XE 2860, XE 5360, XE 5460, XE 5860
4. Шкаф для хранения с отделом для одежды 3 двери 9AD0010
5. Тумба прикроватная 9CR6322,
6. Тумба прикроватная 9COM0105,
7. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1185,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №4:

1. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1600 9ZERO1003
2. Модуль с 4 ящиками AL 2437, AL 2837
3. Модуль колонна - глухая дверь + полки XE 1361, XE 1461, XE 1861, XE 2361, XE 2461, XE 2861
4. Шкаф навесной 9AD0035, 9AD0321
5. Тумба прикроватная 9CR6324,
6. Тумба прикроватная 9COM0107,
7. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1191.

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №5:

1. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1200 9ZERO1004
2. Модуль колонна глухая дверь + полки AL 2461, AL 2861, AL 5461, AL 5861
3. Модуль колонна – двухстворчатый (две глухие дверцы) + полки XE 5361, XE 5461, XE 5861
4. Шкаф навесной 2 двери 9AD0036, 9AD0322
5. Тумба прикроватная 9CR5422,
6. Тумба прикроватная 9COM1005,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №6:

1. Высокий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1050
2. Модуль колонна прозрачная дверь + полки AL 2462, AL 2862, AL 5862, AL 5462
3. Модуль колонна - дверь со стеклом+ полки. XE 1362, XE 1462, XE 1862, XE 2362, XE 2462, XE 2862
4. Шкаф навесной 3 двери 9AD0037, 9AD0323
5. Тумба прикроватная 9CR5424,
6. Тумба прикроватная 9COM1007,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №7:

1. Средний передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1051,
2. Модуль под раковину с глухой дверью AL 2834
3. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5362, XE 5462, XE 5862
4. Шкаф для хранения и тумба. 9AD0316
5. Тумба прикроватная 9CR6422,
6. Тумба прикроватная 9COM1105,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №8:

1. Высокий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором 9ZERO1060,
2. Модуль под раковину 2 глухие двери AL 5434, AL 5834
3. Модуль колонна -глухая дверь + внутренние боковые панели. XE 1465, XE 2865
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 1 дверца 9AD0311
5. Тумба прикроватная 9CR6424,
6. Тумба прикроватная 9COM1107.

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №9:

1. Средний передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1061,
2. Модуль с 4 ящиками для лотков AL 2839
3. Модуль колонна - дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1466, XE 2866
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 2 дверцы 9AD0312
5. Тумба прикроватная 9CR5122,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №10:

1. Низкий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1062,
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью AL 2865
3. Модуль колонна - глухая дверь + платяной шкаф XE 2463, XE 2863

4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 3 дверцы 9AD0313
5. Тумба прикроватная 9CR5124,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №11:

1. Низкий передвижной модуль, три роллерные двери с затвором. 9ZERO1063.
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью AL 2866
3. Модуль колонна глухая дверь с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2867
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 4 дверцы 9AD0314
5. Тумба прикроватная 9CR5222,
6. Столешница для рабочего стола /кореан/глубина 600 TCM6 (при необходимости)
7. Комод-3 ящика 9ZERO9100 (при необходимости)
8. Вертикальный держатель Блока ПК 9ZERO9127 (при необходимости)
9. Верхний держатель вспомогательного оборудования 9ZERO9110, 9ZERO9111 (при необходимости)
10. Стойка из нержавеющей стали, 9ZERO9120, 9ZERO9121 (при необходимости)
11. Стойка для кабеля 9ZERO9129 (при необходимости)
12. Пластиковый лоток 9ZERO9125 (при необходимости)
13. Полка для рабочего стола 9ZERO9126 (при необходимости)
14. Распределитель на стойке 9ZERO9080 (при необходимости)
15. Двойной распределитель 4+5 отсеков 9ZERO9001 (при необходимости)
16. Распределитель шприцов 4 отделения, высокий распределитель, низкий 9ZERO9002 (при необходимости)
17. Распределитель труб низкий 9ZERO9003 (при необходимости)

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №12:

1. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5464, XE 5864
2. Базовый настенный модуль без двери +полка XE 1310, XE 1330, XE 1430, XE 1830, XE 2310, XE 2330, XE 2430, XE 2830, XE 5310, XE 5330, XE 5430, XE 5830
3. Базовый настенный модуль с глухой дверью +полка XE 1311, XE 1331, XE 1431, XE 1831, XE 2311, XE 2331, XE 2431, XE 2831, XE 2611,
4. Базовый настенный модуль дверь со стеклом +полка XE 1312, XE 1332, XE 1432, XE 1832, XE 2312, XE 2332, XE 2432, XE 2832
5. Базовый модуль под раковину – глухая дверь XE 1434, XE 1834, XE 2834
6. Базовый модуль -глухая дверь + внутренние боковые панели XE 1435, XE 2835
7. Модуль колонна – дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1436, XE 2836
8. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками . XE 1437, XE 1837, XE 2437, XE 2837, XE 2617
9. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками под лотки . XE 1439, XE 2839
10. Базовый модуль – с 2 большими выдвижными ящиками XE 2838
11. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5311, XE 5331, XE 5431, XE 5831, XE 5611
12. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5312, XE 5332, XE 5432, XE 5832

13. Базовый модуль под раковину - с двумя глухими дверцами XE 5834, XE 5434, XE 1614
14. Высокий базовый модуль – без двери + полки . XE 1340, XE 1440, XE 1840, XE 2340, XE 2440, XE 2840, XE 5340, XE 5440, XE 5840

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №13:

1. Низкий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1064 .
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью и телескопическими направляющими AL 2868
3. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью и телескопическими направляющими AL 2867
4. Модуль колонна - дверь со стеклом с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2868
5. Тумба прикроватная 9CR5224
6. Лоток CM 60X40X5 VP 5 (при необходимости)
7. Лоток CM 60x40x5 с разделителями VP 5D (при необходимости)
8. Лоток CM 60X40X10 VP 10 (при необходимости)
9. Лоток CM 60x40x10 с разделителями VP 10D (при необходимости)
10. Лоток CM 60X40X20 VP 20 (при необходимости)
11. Лоток CM 60x40x20 с разделителями VP 20D (при необходимости)
12. Полка в пластике.60x40 9ZERO9035 (при необходимости)
13. Держатель катетеров / датчиков 9ZERO9040 (при необходимости)
14. Полка -держатель катетеров выдвижная 9ZERO9041 (при необходимости)
15. Полка с 4 крючками для эндоскопа / бронхоскопа 9ZERO9051 (при необходимости)
16. Вертикальный держатель с лотком 9ZERO9042 (при необходимости)
17. Опора для держателей катетеров 9ZERO9045 (при необходимости)
18. Держатель катетера карманный 9ZERO9046 (при необходимости)
19. Держатель катетера карманный 9ZERO9047 (при необходимости)
20. Держатель для шовного материала 9ZERO9070 (при необходимости)
21. Шкаф для лекарств 9ZERO9088 (при необходимости)
22. Вертикальные перегородки 9ZERO9030 (при необходимости)
23. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 8 отсеков 9ZERO9085 (при необходимости)
24. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 12 отсеков 9ZERO9086 (при необходимости)
25. Основание из нержавеющей стали с колесами размер 1ML BR1 BR1,5 BR2 (при необходимости)
26. Верхняя часть из кориана. TC 4, TC 67 (при необходимости)
27. Раковины из кориана VC 1, VC 2, VC 3 VC 4, VC 5 (при необходимости)
28. Верхняя часть из нержавеющей стали TA 4, TA 67 (при необходимости)
29. Раковины из нержавеющей стали VX 1, VX 2, VX 3, VX 4, VX 5, VX 6 (при необходимости)
30. Смеситель RB 1, RB 2, RB 3, RB 4 (при необходимости)
31. Верхняя часть из постформинга TP 4, TP 6 (при необходимости)
32. Раковина из нержавеющей стали VI 1, VI 2 (при необходимости)
33. Вертикальный держатель катетеров/эндоскопов SPV40, SPV60, SPV4667 (при необходимости)
34. Вертикальный лоток VPS (при необходимости)
35. Опора для держателей катетеров SPV9045 (при необходимости)
36. Карманный держатель катетера SPV9046, SPV9047 (при необходимости)
37. Полка эндоскопа / бронхоскопа BAR40, BAR60 (при необходимости)
38. Держатель эндоскопа -левый блок GPE (при необходимости)

39. Держатель бронхоскопа GPB (при необходимости)
40. Полка из слоистого пластика RA 60 (при необходимости)
41. Короб для лекарств MSA (при необходимости)
42. Перегородки для открытого пространства RA9030 (при необходимости)
43. Держатель шовного материала. RA9070 (при необходимости)

2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	Favero Health Projects S.p.A
АДРЕС КОМПАНИИ	Via Schiavonesca Priula 20 31044 Montebelluna (TV) Italy
ТЕЛЕФОН	+39 0423 6125
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА	Via Schiavonesca Priula 20 31044 Montebelluna (TV) Italy
Уполномоченный представитель производителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Дентекс" (ООО "Дентекс")
Адрес:	115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, эт. 3, пом. 14
Телефон/факс:	+7(495)9743030

3 - ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОКАЗАНИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат: Модульные системы для хранения, шкафы, прикроватные тумбы, передвижные модули с рабочей поверхностью, предназначены для оборудования кабинетов и палат (медицинских учреждений и иных медицинских организаций), в том числе хранения медицинских изделий и предметов здравоохранения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отсутствуют

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат (медицинских учреждений и иных медицинских организаций) является нестерильным оборудованием для обеспечения деятельности в области здравоохранения, направленная на заботу и помощь пациентам в кабинетах больницы, больничных палатах, в домах престарелых и в кабинете врача.

Учитывая гибкость конструкции, которую гарантирует специальная предрасположенность оборудования и наличием большого количества фурнитуры, она может использоваться для конкретных целей.

4 – КЛАССИФИКАЦИЯ

Продукция, которая является медицинскими изделиями, во всех вариантах должна быть классифицирована как Класс I.

НОМЕНКЛАТУРА ПО СЕРИЯМ:

I Модульные системы для хранения, серии ZEROFIRE:

В составе

1. Высокий модуль (шкаф-колонна) одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1000,
2. Модуль свободностоящий, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1001,
3. Модуль для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1002,
4. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1600 9ZERO1003,
5. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1200 9ZERO1004,
6. Высокий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1050,
7. Средний передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1051,
8. Высокий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором 9ZERO1060,
9. Средний передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1061,
10. Низкий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1062,
11. Низкий передвижной модуль, три роллерные двери с затвором. 9ZERO1063.
12. Низкий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1064 .
1. Лоток CM 60X40X5 VP 5
2. Лоток CM 60x40x5 с разделителями VP 5D
3. Лоток CM 60X40X10 VP 10
4. Лоток CM 60x40x10 с разделителями VP 10D
5. Лоток CM 60X40X20 VP 20
6. Лоток CM 60x40x20 с разделителями VP 20D
7. Верхняя часть из кориана. TC 67
8. Раковины из кориана VC 1, VC 2, VC 3 VC 4, VC 5
9. Смеситель RB 1, RB 2, RB 3, RB 4
10. Полка в пластике.60x40 9ZERO9035
11. Держатель катетеров / датчиков 9ZERO9040
12. Полка -держатель катеторов выдвигающаяся 9ZERO9041
13. Полка с 4 крючками для эндоскопа / бронхоскопа 9ZERO9051
14. Вертикальный держатель с лотком 9ZERO9042
15. Опора для держателей катетеров 9ZERO9045
16. Держатель катетера карманный 9ZERO9046
17. Держатель катетера карманный 9ZERO9047
18. Держатель для шовного материала 9ZERO9070
19. Шкаф для лекарств 9ZERO9088
20. Вертикальные перегородки 9ZERO9030
21. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 8 отсеков 9ZERO9085
22. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 12 отсеков 9ZERO9086

серии ALIEN:

1. Модуль настенный с глухой дверью. AL 5311, AL 2311
2. Модуль настенный с прозрачной дверью. AL 2312, AL 5312
3. Модуль настенный с глухой дверью +полки AL 2431, AL 2831, AL 5431,AL 5831
4. Модуль настенный с прозрачной дверью +полки AL 2432, AL 2832, AL 5432, AL 5832
5. Модуль с 4 ящиками AL 2437, AL 2837
6. Модуль колонна глухая дверь + полки AL 2461, AL 2861, AL 5461, AL 5861

7. Модуль колонна прозрачная дверь + полки AL 2462, AL 2862, AL 5862, AL 5462
8. Модуль под раковину с глухой дверью AL 2834
9. Модуль под раковину 2 глухие двери AL 5434, AL 5834
10. Модуль с 4 ящиками для лотков AL 2839
11. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью AL 2865
12. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью AL 2866
13. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью и телескопическими направляющими AL 2867
14. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью и телескопическими направляющими AL 2868
 1. Лоток CM 60X40X5 VP 5
 2. Лоток CM 60x40x5 с разделителями VP 5D
 3. Лоток CM 60X40X10 VP 10
 4. Лоток CM 60x40x10 с разделителями VP 10D
 5. Лоток CM 60X40X20 VP 20
 6. Лоток CM 60x40x20 с разделителями VP 20D
 7. Основание из нержавеющей стали с колесами размер 1ML BR1, BR1.5, BR2
 8. Верхняя часть из кориана. TC 4, TC 67
 9. Раковины из кориана VC 1, VC 2, VC 3 VC 4, VC 5
 10. Верхняя часть из нержавеющей стали TA 4, TA 67
 11. Раковины из нержавеющей стали VX 1, VX 2, VX 3, VX 4, VX 5, VX 6
 12. Смеситель RB 1, RB 2, RB 3, RB 4
 13. Верхняя часть из постформинга TP 4, TP 6
 14. Раковина из нержавеющей стали VI 1, VI 2
 15. Вертикальный держатель катетеров/эндоскопов SPV40, SPV4667
 16. Вертикальный лоток VPS
 17. Опора для держателей катетеров SPV9045
 18. Карманный держатель катетера SPV9046, SPV9047
 19. Полка эндоскопа / бронхоскопа BAR40
 20. Держатель эндоскопа -левый блок GPE
 21. Держатель бронхоскопа GPB
 22. Полка из слоистого пластика RA 60
 23. Короб для лекарств MSA
 24. Перегородки для открытого пространства RA9030
 25. Держатель шовного материала. RA9070

серии PRAXIS:

1. Модуль колонна - 4 глухие двери. XE 0363, XE 0463
2. Модуль колонна - 8 глухих дверей. XE 3363, XE 3463
3. Модуль колонна - без дверей + полки XE 1360, XE 1460, XE 1860, XE 2360, XE 2460, XE 2860, XE 5360, XE 5460, XE 5860
4. Модуль колонна - глухая дверь + полки XE 1361, XE 1461, XE 1861, XE 2361, XE 2461, XE 2861
5. Модуль колонна – двухстворчатый (две глухие дверцы) + полки XE 5361, XE 5461, XE 5861
6. Модуль колонна - дверь со стеклом+ полки. XE 1362, XE 1462, XE 1862, XE 2362, XE 2462, XE 2862
7. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5362, XE 5462, XE 5862
8. Модуль колонна -глухая дверь + внутренние боковые панели. XE 1465, XE 2865
9. Модуль колонна - дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1466, XE 2866
10. Модуль колонна - глухая дверь + платяной шкаф XE 2463, XE 2863

11. Модуль колонна глухая дверь с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2867
12. Модуль колонна - дверь со стеклом с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2868
13. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5464, XE 5864
14. Базовый настенный модуль без двери +полка XE 1310, XE 1330, XE 1430, XE 1830, XE 2310, XE 2330, XE 2430, XE 2830, XE 5310, XE 5330, XE 5430, XE 5830
15. Базовый настенный модуль с глухой дверью +полка XE 1311, XE 1331, XE 1431, XE 1831, XE 2311, XE 2331, XE 2431, XE 2831, XE 2611,
16. Базовый настенный модуль дверь со стеклом +полка XE 1312, XE 1332, XE 1432, XE 1832, XE 2312, XE 2332, XE 2432, XE 2832
17. Базовый модуль под раковину – глухая дверь XE 1434, XE 1834, XE 2834
18. Базовый модуль -глухая дверь + внутренние боковые панели XE 1435, XE 2835
19. Модуль колонна – дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1436, XE 2836
20. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками . XE 1437, XE 1837, XE 2437, XE 2837, XE 2617
21. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками под лотки . XE 1439, XE 2839
22. Базовый модуль – с 2 большими выдвижными ящиками XE 2838
23. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5311, XE 5331, XE 5431, XE 5831, XE 5611
24. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5312, XE 5332, XE 5432, XE 5832
25. Базовый модуль под раковину - с двумя глухими дверцами XE 5834, XE 5434, XE 1614
26. Высокий базовый модуль – без двери + полки . XE 1340, XE 1440, XE 1840, XE 2340, XE 2440, XE 2840, XE 5340, XE 5440, XE 5840

1. Лоток CM 60X40X5 VP 5
2. Лоток CM 60x40x5 с разделителями VP 5D
3. Лоток CM 60X40X10 VP 10
4. Лоток CM 60x40x10 с разделителями VP 10D
5. Лоток CM 60X40X20 VP 20
6. Лоток CM 60x40x20 с разделителями VP 20D
7. Основание из нержавеющей стали с колесами размер 1ML BR1 BR1,5 BR2
8. Верхняя часть из кориана. TC 4, TC 67
9. Раковины из кориана VC 1, VC 2, VC 3 VC 4, VC 5
10. Верхняя часть из нержавеющей стали TA 4, TA 67
11. Раковины из нержавеющей стали VX 1, VX 2, VX 3, VX 4, VX 5, VX 6
12. Смеситель RB 1, RB 2, RB 3, RB 4
13. Верхняя часть из постформинга TP 4, TP 6
14. Раковина из нержавеющей стали VI 1, VI 2
15. Вертикальный держатель катетеров/эндоскопов SPV40, SPV60, SPV4667
16. Вертикальный лоток VPS
17. Опора для держателей катетеров SPV9045
18. Карманный держатель катетера SPV9046, SPV9047
19. Полка эндоскопа / бронхоскопа BAR40, BAR60
20. Держатель эндоскопа -левый блок GPE
21. Держатель бронхоскопа GPB
22. Полка из слоистого пластика RA 60
23. Короб для лекарств MSA
24. Перегородки для открытого пространства RA9030

II Шкафы с тумбами для больничных палат, серии WARDROBES

1. Шкаф для хранения с отделом для одежды 1 дверь 9AD0008
2. Шкаф для хранения с отделом для одежды 2 двери 9AD0009
3. Шкаф для хранения с отделом для одежды 3 двери 9AD0010
4. Шкаф навесной 9AD0035, 9AD0321
5. Шкаф навесной 2 двери 9AD0036, 9AD0322
6. Шкаф навесной 3 двери 9AD0037, 9AD0323
7. Шкаф для хранения и тумба. 9AD0316
8. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 1 дверца 9AD0311
9. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 2 дверцы 9AD0312
10. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 3 дверцы 9AD0313
11. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 4 дверцы 9AD0314

III Тумбы прикроватные, серии ROTOMOULDING

Варианты исполнения: 9CR5322, 9CR5324, 9CR6322, 9CR6324, 9CR5422, 9CR5424, 9CR6422, 9CR6424, 9CR5122, 9CR5124, 9CR5222, 9CR5224

IV Тумбы прикроватные, серии EUROFUTURA:

Варианты исполнения: 9CR0050, 9CR0051

V Тумбы прикроватные, серии TENDER:

Варианты исполнения: 9COM0005, 9COM0007, 9COM0105, 9COM0107, 9COM1005, 9COM1007, 9COM1105, 9COM1107

VI Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью, серии ZEROFIREWORKSTATION:

Варианты исполнения: 9ZERO1166, 9ZERO1065, 9ZERO1185, 9ZERO1191

1. Столешница для рабочего стола /кориян/глубина 600 TCM6
2. Комод-3 ящика 9ZERO9100
3. Вертикальный держатель Блока ПК 9ZERO9127
4. Верхний держатель вспомогательного оборудования 9ZERO9110, 9ZERO9111
5. Стойка из нержавеющей стали, 9ZERO9120, 9ZERO9121
6. Стойка для кабеля 9ZERO9129
7. Пластиковый лоток 9ZERO9125
8. Полка для рабочего стола 9ZERO9126
9. Распределитель на стойке 9ZERO9080
10. Двойной распределитель 4+5 отсеков 9ZERO9001
11. Распределитель шприцов 4 отделения, высокий распределитель, низкий 9ZERO9002
12. Распределитель труб низкий 9ZERO9003


5 – ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат: Модульные системы для хранения, шкафы, прикроватные тумбы, передвижные модули с рабочей поверхностью ,

предназначены для оборудования кабинетов и палат, в том числе хранения и транспортировки медицинских изделий и предметов здравоохранения.

6 –ОПИСАНИЕ

ОБЩИЙ ВИД ZEROFIRE -




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ (ШКАФ-КОЛОННА)
2	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
3	МОДУЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
4	ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЛЕШНИЦЫ
5	СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ МОДУЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ
6	ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ ДВЕ СТВОРКИ С ЗАТВОРОМ

ОБЩИЙ ВИД ALIEN



НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ (ШКАФ-КОЛОННА)
2	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ДВЕРЯМИ
3	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ
4	МОДУЛЬ ДВОЙНОЙ ШИРИНЫ (ТУМБА) МОБИЛЬНЫЙ

ОБЩИЙ ВИД PRAXIS




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ (ШКАФ-КОЛОННА)
2	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ДВЕРЯМИ
3	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ
4	МОДУЛЬ СТЕНОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
5	МОДУЛЬ ДВОЙНОЙ ШИРИНЫ (ТУМБА)

Шкафы с тумбами для больничных палат, серии WARDROBES




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ШКАФ НАВЕСНОЙ 2 ДВЕРИ
2	РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 150ММ
3	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2 ДВЕРИ

Тумбы прикроватные, серии ROTOMOULDING




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	НАДКРОВАТНЫЙ СТОЛИК
2	ВСТРОЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА
3	4 ДВОЙНЫХ КОЛЕСА
4	2 ДВЕРИ С ПОЛЫМИ РУЧКАМИ
5	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК
6	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
7	ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Тумбы прикроватные, серии EUROFUTURA.




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛКА 10ММ ТОЛЩИНОЙ
2	ВСТРОЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА
3	ОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНО БАМПЕРАМИ И ДВОЙНЫМИ КОЛЕСАМИ
4	ДВЕРЬ ПЕТЛИ ДВЕРИ ПОЗВОЛЯЮТ ОТКРЫВАТЬСЯ ДО 230 ГРАДУСОВ
5	ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
6	НИЖНЯЯ ПОЛКА ПРОСВЕРЛЕННАЯ СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Тумбы прикроватные, серии TENDER.




НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛКА
2	ВСТРОЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА
3	ОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНО БАМПЕРАМИ И ДВОЙНЫМИ КОЛЕСАМИ
4	ДВЕРЬ С ВНУТРЕННИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ
5	НАДКРОВАТНЫЙ СТОЛ
6	ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью, серии ZEROFIREWORKSTATION.



НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ДВОЙНЫЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
2	ВСТРОЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА
3	ДЕРЖАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4	КОМОД ИЗ ТРЕХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
5	РАМА ПЕРЕДВИЖНОГО МОДУЛЯ
6	12 ПЛАСТИКОВЫХ ЛОТКОВ С 3 РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ И ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ

Стол для пеленания, серии ZEROFIREBABYSWADDLE



НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	ДВОЙНЫЕ КОЛЕСА С ТОРМОЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
2	ВАННА ДЛЯ МЫТЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
3	ВЫДВИЖНОЙ КРАН С ВИЗУАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
4	ТРИ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА
5	ШКАФ С РОЛЛЕРНОЙ ДВЕРЬЮ
6	РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

7. - ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЙ
• Сталь с эпоксидным покрытием
• Нержавеющая сталь
• Оцинкованная сталь
• Штампованный алюминий с эпоксидным покрытием или анодированный алюминий
• Латунь
• Цинк
• Полиэтилен
• Плексиглас
• Полиуретан и/или Baydur
• Акрил

• АВС-пластик
• ПВХ-пластик
• Нейлон
• Corian
• Дерево и/или облицованное шпоном дерево и/или двухслойное дерево и/или МДФ и/или ламинит высокого давления (HPL)

8- МАРКИРОВКА И УПАКОВКА



ВНИМАНИЕ
 Перед любого рода действиями, необходимо свериться с данными, содержащимися на табличке идентификации, расположенной на несущей поверхности корпуса мебели.

A

B

C



2015/01

D

E



A

B

C


Favero Health Projects
 VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20
 31044 MONTEBELLUNA (TV) ITALY

MODELLO
MODEL

AL 2311

SN

XXXXXXXXXXXXXX

2015/10

D

E

A	Производитель
B	Модель
C	Серийный номер
D	Дата производства
E	Обратиться к инструкции по эксплуатации

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	Обратиться к инструкции по эксплуатации
SN	Серийный номер
	Дата производства
	Безопасная рабочая нагрузка
CE	Маркировка соответствия «CE»

ТРАНСПОРТНАЯ МАРКИРОВКА ГРУЗОВЫХ МЕСТ

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.

Манипуляционные знаки - изображения, указывающие на способы обращения с грузом.

Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки.

Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают дробью: в числителе - порядковый номер места в партии, в знаменателе - количество мест в партии.

Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать при перевозке следующих грузов:

- разнородных или разнотипных грузов в однотипной таре (например, разные сорта хлопка в кипах);
- однородных грузов в разнотипной таре;
- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;
- комплектов оборудования;
- грузов в одном вагоне мелкими отправлениями.

Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления с указанием железнодорожной станции отправления и сокращенное наименование дороги отправления;

- надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных министерств).

Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию;

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

Габаритные размеры не указывают, если ни один из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом подвижном составе, 1,2 м - в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным транспортом.

При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должны быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи. При этом вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии наносят:

в числителе - общее количество пакетов в партии;

в знаменателе - количество грузовых мест в пакете, в скобках порядковый номер пакета.

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы брутто и нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет.

На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упаковки, необходимость нанесения общего количества пакетов в партии, количества грузовых мест в пакете и порядкового номера пакета устанавливают в нормативном документе на конкретные виды продукции.

По согласованию между торговыми партнерами и транспортными организациями на упаковку (транспортный пакет), груз может быть нанесена дополнительная маркировка с использованием машиночитаемых носителей данных (символов линейного штрихового кода, двумерных символов, а также радиочастотных меток).

Примечание - Указанная маркировка предназначена для автоматизации управленческих операций, связанных с процессами отгрузки, транспортирования и приемки грузов.

Информация на машиночитаемом носителе данных служит ключом для доступа к соответствующей базе данных, содержащей детальную информацию о транспортируемой единице, включая информацию, передаваемую путем электронного обмена данными.

Каждой транспортируемой единице рекомендуется присваивать уникальный идентификатор транспортируемых единиц по МЭК 15459-1. Порядок присвоения идентификатора должен соответствовать МЭК 15459-2.

УПАКОВКА

Мебель должна быть упакована:

- при междугородных перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта - в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, при выполнении требований манипуляционных знаков, нанесенных на тару;

Влажность древесины тары для упаковывания мебели не должна превышать 22%.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий мебели при транспортировании.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, старой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Мебель, подлежащую пакетированию, транспортируют пакетами в соответствии с требованиями нормативной документации, устанавливающей способы и средства пакетирования мебели.

Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (защитные) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Съемную фурнитуру и комплектующие изделия по согласованию с потребителем допускается поставлять отдельно упакованной с этой же партией изделий мебели, гарнитура, набора с соответствующими указаниями в товаросопроводительной документации.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании должны быть заперты на замок или, при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

Один из ключей от запертого отделения должен быть прикреплен к задней стенке или другой невидимой при нормальной эксплуатации поверхности мебели.

На упаковку мебели, в том числе с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла, должны быть нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Бережь от влаги"

Допускается по согласованию с потребителем не наносить манипуляционный знак: "Верх" на упаковку изделий мебели, конструкция которых допускает хранение и транспортирование их

в любом положении, в том числе попарно.

При транспортировании мебели в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправлениями допускается наносить основные и дополнительные надписи не на всех грузовых местах, но не менее чем на четырех.

9 – ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

- значение усилия, необходимого для включения тормозной системы изделия – не более 100 Н;
- значение усилия для передвижения/перемещения изделий, имеющих колеса – не более 160 Н;
- Предельные отклонения от габаритных размеров единичных изделий мебели, а также блокируемых по длине и высоте, не должны превышать указанных в таблице:

Габаритный размер					Предельное отклонение
Св.		До	2000	включ.	±4,00
	2000	до	3150	"	±5,00
	"	3150	"	5000	±8,00
	"	5000	"	8000	±12,00

- Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать:

2,0 мм - для дверей;

1,5 мм - для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.

- Покоробленность щитовых деталей длиной и (или) шириной 300 мм и менее не нормируется.

Покоробленность щитовых деталей в изделии не должна превышать:

для дверей:

длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм	- 0,2 мм;
длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм	- 1,2 мм;
длиной и шириной более 600 мм	- 2,2 мм;

для крышек столов:

длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм	- 0,3 мм;
длиной более 600 мм, шириной менее 600 мм	- 1,5 мм;
длиной и шириной более 600 мм	- 2,7 мм;

для других деталей:

длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм	- 0,4 мм;
длиной более 600 мм, шириной менее 600 мм	- 2,0 мм;
длиной и шириной более 600 мм	- 3,5 мм.

- Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно.

Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

- Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены.

- Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделий и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание.
- Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.
- Номинальная толщина полок из стекла устанавливается в зависимости от их длины в соответствии с таблице:

					В миллиметрах
Длина полки					Номинальная толщина стекла, не менее
		До	500	включ.	4
Св.	500	до	650	"	5
"	650	"	900	"	6

Допускается применение стекла толщиной 5 мм для полок длиной свыше 650 мм при условии использования промежуточных опор.

Толщина дверей из стекла должна быть установлена в технической документации на изделие.

Толщина раздвижных дверей из стекла должна быть не менее 4 мм.

В раздвижных дверях из стекла при отсутствии ручек должна быть шлифованная пальцевая выточка, форма и размеры которой должны быть установлены в технической документации на изделие.

На лицевых поверхностях изделия могут быть здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие.

На лицевых поверхностях изделия мебели может быть одновременно не более трех видов нормируемых пороков.

В шиповых соединениях и деталях сечением менее 20х30 мм, несущих силовые нагрузки, не допускаются пороки древесины

Рекомендуется, чтобы размеры червоточин, кармашков и пробок для их заделки в деталях из массивной древесины не превышали 1/3 толщины или ширины детали. Ребровые сучки рекомендуется допускать только сросшиеся в размере 1/5 ширины или толщины детали, но не более 10 мм.

Сучки размером более 15 мм на деталях, предназначенных под облицовывание или непрозрачную отделку, могут заделываться вставками или пробками, кроме здоровых сросшихся сучков на деталях, предназначенных под непрозрачную отделку.

Вставки и пробки для заделок должны быть изготовлены из древесины той же породы, что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и установлены плотно на клею.

В изделии на лицевых поверхностях не допускается более двух заделок. По цвету заделки должны соответствовать цвету поверхности, на которой они расположены.

Размер каждой из заделок должен быть не более 5 см для облицованных деталей и 1,5 см - для деталей из массивной древесины.

На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются.

Облицовочные материалы и детали из массива древесины для пластей фасадных и рабочих поверхностей единичного изделия или изделий набора, гарнитура и изделий, блокируемых по длине и высоте, должны быть подобраны по породе, текстуре (рисунку) и цвету.

В пределах одной пласти или кромки лицевых поверхностей детали из массива древесины или облицованные должны быть одной породы, одного цвета и вида среза.

Художественным решением может быть предусмотрен другой подбор облицовки и деталей из массива древесины.

На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

На рабочей поверхности обеденных и кухонных столов, облицованных синтетическим декоративным материалом, не допускаются стыки облицовки.

Видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов, кроме поверхностей разделочных досок, наружных боковых стенок ящиков и полужащиков, и наружные невидимые горизонтальные поверхности мебели из древесины и древесных материалов, расположенные на высоте 1700 мм и более, должны иметь защитно-декоративные покрытия, отвечающие требованиям нормативной документации на эти покрытия. Наружные невидимые горизонтальные поверхности, расположенные на высоте 1700 мм и более, могут вместо защитно-декоративных покрытий иметь облицовку или защитное покрытие, допускающее влажную уборку.

Допускается отсутствие покрытия, если металлические детали изготовлены из специальных коррозионно-стойких сплавов (например, нержавеющей стали и др.).

Параметр шероховатости видимых при эксплуатации поверхностей деталей из древесины и древесных материалов R_m не более 63 мкм.

Рекомендуется, чтобы накладные задние стенки не выступали за наружные пласти боковых и верхних горизонтальных щитов изделий, кроме случаев, специально предусмотренных конструкторской документацией.

Мебель должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной).

После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности (высокостойкие поверхности) или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности (стойкие поверхности).

Наименование показателя	Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели		
		для общественных помещений	
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ [2] Прочность и деформируемость корпуса: циклы нагружения деформация, мм, не более Прочность основания, циклы нагружения Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины, мм, не более		600 3,0 500 5,0	
	Расчетная нагрузка по ГОСТ 19882		
		10 24	
		5000 10000	
	Расчетная нагрузка, зависящая от функционального назначения изделия		
ДВЕРИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ [2] Жесткость крепления дверей, характеризующаяся остаточной деформацией, мм, не более: вкладных накладных Прочность крепления дверей, циклы нагружения Долговечность крепления дверей: циклы нагружения остаточная деформация, мм, не более: вкладных накладных		1,0 2,0 10 40000 1,5 2,5	
ДВЕРИ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ [2] Прочность крепления: циклы нагружения деформация под нагрузкой, мм, не более остаточная деформация, мм, не более		10 50,0 20,0	

Долговечность крепления, циклы нагружения РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ-ШТОРКИ [2]	10000	
Усилие раздвигания, даН, не более	3,0	
Прочность крепления, даН	4,0	
Долговечность крепления, циклы нагружения ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВЕРИ-ШТОРКИ [2]	20000	
Усилие раздвигания, даН, не более	3,0	
Прочность, циклы нагружения ЯЩИКИ (ПОЛУЯЩИКИ) [2]	30	
Усилие выдвигания ящиков (полуящиков), даН, не более	5,0	
Прочность ящиков (полуящиков): при нагружении дна ящика (полуящика), даН	Q+6,0	
	(Q - расчетная нагрузка по <u>ГОСТ 28105</u>)	
при вертикальном нагружении передней стенки ящика (полуящика), циклы	10	
при горизонтальном динамическом нагружении ящика (полуящика), циклы	50	
Долговечность ящиков (полуящиков): циклы нагружения	40000	
деформация, мм, не более	2,0	
ШТАНГИ [2]		
Прогиб эталонной стационарной штанги длиной 1 метр, мм, не более	8,0	
Усилие выдвигания штанг, даН, не более	5,0	
Долговечность выдвижных штанг: циклы нагружения	20000	
при этом прогиб, мм, не более	5,0	
Прочность выдвижных штанг, даН	Q+5,0	
Прочность штангодержателей, даН	Расчетная нагрузка (Q) в зависимости от длины штанги - по <u>ГОСТ 28102</u>	
НОЖКИ*		
Прочность крепления подсадной ножки длиной до 170 мм в зависимости от массы изделия (кг) в нагруженном состоянии, даН, не менее**:		
До 30 включ.	30	
Св. 30 до 60 "	50	
" 60 " 90 "	70	
" 90 " 300 "	90	
" 300	120	
НАСТЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
Прочность корпуса и крепления подвесок, даН	Расчетная нагрузка по <u>ГОСТ 28136</u> , зависящая от функционального назначения изделия	
ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ (РАБОЧИЕ) [4]		

Устойчивость, даН, не менее:			
вертикальная нагрузка (на крышку)		15,0	
горизонтальная нагрузка (на крышку)		5,0	
вертикальная нагрузка изделий с ящиками и дверями:			
на дверь		2,0	
на ящик		4,0	
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки:			
циклы нагружения		10	
прогиб, мм, не более		10,0	
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки:			
деформация под нагрузкой (прогиб), %, не более		1,0	
остаточная деформация, мм, не более		2,0	
Прочность под действием ударной нагрузки:			
высота падения груза, мм		140,0	
Жесткость:			
циклы нагружения		10	
деформация***, мм, не более		20,0	
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки:			
циклы нагружения		15000	
деформация***, мм, не более		25,0	
Долговечность под действием вертикальной нагрузки:			
циклы нагружения		10000	
деформация, мм, не более		5,0	
Прочность при падении:			
число падений		10	
высота падения, мм		200,0	
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:			
при длине хода (500±50) мм		5000	
при длине хода (250±25) мм		10000	

* Определяется при типовых испытаниях.


** При длине ножек более 170 мм прочность крепления пересчитывается в соответствии с ГОСТ 19194.


*** Деформация столов с гнutoкклееными опорами и на металлических ножках, а также столов из пластмасс не нормируется, наличие дефектов оценивается визуально.

Модульные системы для хранения серии ZEROFIRE

Код	Описание	Габаритные размеры Ш x Г x В, мм	Вес, кг	Материалы	Фото
9ZERO1000	ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ (ШКАФ-КОЛОННА) ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ. Колонна из формованного алюминия, окрашенная эпоксидными порошками, с легко снимаемой дверцей из тамбура из полипропилена. Полностью съемные литые алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полки.	673x500x1887	44,5	Алюминиевая рама + пластиковая дверь	
9ZERO1001	МОДУЛЬ СВОБОДНОСТОЯЩИЙ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ. Базовый модуль из алюминия, литого под давлением, окрашенного эпоксидными порошками, с легко снимаемым затвором в полипропилене. Полностью съемные литые алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок	673x500x663	17,5	Алюминиевая рама + пластиковая дверь	
9ZERO1002	МОДУЛЬ НАСТЕННЫЙ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ. МОДУЛЬ выполнен из алюминия, литого под давлением, окрашенного эпоксидными порошками, с легко снимаемым затвором в полипропилене. Полностью съемные литые алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок	673x500x663	17,5	Алюминиевая рама + пластиковая дверь	

9ZERO1003	МОДУЛЬ-КОЛОННА НАСТЕННЫЙ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ 1600. Колонна из формованного алюминия, окрашенная эпоксидными порошками, с легко снимаемой дверцей из тамбура из полипропилена. Полностью съемные литые алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полки.	673x500x1683	45,0	Алюминиевая рама + пластиковая дверь	
9ZERO1004	МОДУЛЬ-КОЛОННА НАСТЕННЫЙ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ 1200. Колонна из формованного алюминия, окрашенная эпоксидными порошками, с легко снимаемой дверцей из тамбура из полипропилена. Полностью съемные литые алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полки.	673x500x1275	31,4	Алюминиевая рама + пластиковая дверь	
9ZERO1050	ВЫСОКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ Модуль сделан из алюминия, оснащен одной створкой роликовой дверцы из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок. Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика. Размер рамки: мм 673x500x1684.	810x630x1927	58,0	Алюминиевая рама и ручка+ пластиковая дверь	

9ZERO1051	СРЕДНИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ. Модуль сделан из алюминия, оснащен одной створкой роликовой дверцы из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика. Размер рамки (мм) : 673x500x1275	810x630x1518	50	Алюминиевая рама и ручка+пластиковая дверь	
9ZERO1060	ВЫСОКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ДВЕ РОЛЛЕРНЫЕ ДВЕРИ С ЗАТВОРОМ Модуль сделан из алюминия, оснащен одной створкой роликовой дверцы из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика Размеры рамы, мм 1346x500x1684	1482x630x1927	101,50	Алюминиевая рама и ручка+пластиковая дверь	
9ZERO1061	СРЕДНИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ДВЕ РОЛЛЕРНЫЕ ДВЕРИ С ЗАТВОРОМ. Модуль сделан из алюминия, оснащен двумя створками роликовых дверей из полипропилена. Полностью съемные	1482x630x1518	106	Алюминиевая рама и ручка+пластиковая дверь	

	алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика Размеры рамы, мм 1346x500x1275.				
9ZERO1062	НИЗКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ДВЕ РОЛЛЕРНЫЕ ДВЕРИ С ЗАТВОРОМ. Модуль сделан из алюминия, оснащен двумя створками роликовых дверей из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика Размеры рамы,мм 1346x500x663.	1482x630x919	55,0	Алюминиевая рама и ручка+пластиковая дверь	
9ZERO1063	НИЗКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ТРИ РОЛЛЕРНЫЕ ДВЕРИ С ЗАТВОРОМ. Модуль сделан из алюминия, оснащен тремя створками роликовых дверей из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого.	2155x630x919	75,0	Алюминиевая рама и ручка+пластиковая дверь	


	Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика Размеры рамы, мм 2019x500x663.				
9ZERO1064	НИЗКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ, ОДНА РОЛЛЕРНАЯ ДВЕРЬ С ЗАТВОРОМ Модуль сделан из алюминия, оснащен одной створкой роликовой дверцы из полипропилена. Полностью съемные алюминиевые боковые стороны для поддержки лотков и полок Поставляется с ручкой для перемещения модуля из литого алюминия и системой замков. Основание выполнено из литого под давлением алюминия очень стойкого. Установлены бамперы и 4 двойные колеса диаметром 125 мм, на 2 колесах установлен тормоз на остальных антистатика Размеры рамы, мм 673x500x663.	809x630x919	50,0	Алюминиевая рама + Пластмассовая дверь	

Модульные системы для хранения серии ALIEN

ОПИСАНИЕ	Выбор модели	Модель	Габаритные размеры, Д x Г x В, мм	Вес, кг	Материалы
МОДУЛЬ НАСТЕННЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ. Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из окрашенного закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемыми по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2311	460X350X635	14	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 5311	920X350X635	23	

МОДУЛЬ НАСТЕННЫЙ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ. Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемые по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2312	460X350X635	14	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 5312	920X350X635	23	
МОДУЛЬ НАСТЕННЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ +ПОЛКИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из окрашенного закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемые по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°.		AL 2431	460X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	16	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 2831	460X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	26	
		AL 5431	920X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	26	
		AL 5831	920X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	84	
МОДУЛЬ НАСТЕННЫЙ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ +ПОЛКИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемые по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°.		AL 2432	460X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	16	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 2832	46X67X72H (+150 мм основание) Общая высота 870мм	26	
		AL 5432	920X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	26	
		AL 5832	920X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	44	

МОДУЛЬ С 4 ЯЩИКАМИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Лицевые панели и интегрированные ручки из DuPont™ Corian®. Благодаря выдвижным ящикам No.4 на телескопических рельсах смягчает закрытие. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2437	460X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	18	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 2837	460X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	45	
МОДУЛЬ КОЛОННА ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ПОЛКИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из окрашенного закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемые по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2461	460X460X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	26	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 2861	46X67X205H (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	64	
		AL 5461	920X460X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	34	
		AL 5861	920X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	92	
МОДУЛЬ КОЛОННА ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ + ПОЛКИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемые по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2462	460X460X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	28	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 2862	460X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	64	
		AL 5862	920x670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	92	
		AL 5462	920X460X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	84	

МОДУЛЬ ПОД РАКОВИНУ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемыми по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 2834	460X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870мм	24	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
МОДУЛЬ ПОД РАКОВИНУ 2 ГЛУХИЕ ДВЕРИ. Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оснащен полками, регулируемыми по высоте. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм.		AL 5434	920X460X720 (+150 мм основание) Общая высота 870 мм	30	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
		AL 5834	920X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870 мм	24	
Модуль с 4 ЯЩИКАМИ ДЛЯ ЛОТКОВ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Оборудован ящиками пр.4, подготовленными для размещения лотков (серия VP) с выдвижными рельсами. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм. также модуль можно установить на основание с колесами.		AL 2839	460X670X720 (+150 мм основание) Общая высота 870 мм	48	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери

МОДУЛЬ КОЛОННА С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из окрашенного закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Внутри оборудованы боковыми панелями из алюминия для хранения лотков. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм. также модуль можно установить на основание с колесами..		AL 2865	460X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	66	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
МОДУЛЬ КОЛОННА С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Внутри оборудованы боковыми панелями из алюминия для хранения лотков. Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм, модуль можно установить на основание с колесами.		AL 2866	460X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	66	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери
МОДУЛЬ КОЛОННА С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из окрашенного закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Внутри в верхней части оборудованы боковыми панелями из алюминия для хранения лотков, в то время как		AL 2867	460X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	70	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери

нижняя часть, включает пг.4 извлекаемые рамы на телескопических направляющих (которые обеспечивают равномерное распределение веса и увеличение уровня нагрузки), чтобы держать лотки (серии VP). Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм, модуль можно установить на основание с колесами.					
МОДУЛЬ КОЛОННА С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ. Каркас из сложенного и отполированного листа алюминия с обработкой эпоксидной порошковой отделкой. Дверь выполнена из закаленного стекла и встроенные ручки выполнены из DuPont™. Внутри в верхней части оборудованы боковыми панелями из алюминия для хранения лотков, в то время как нижняя часть, включает пг.4 извлекаемые рамы на телескопических направляющих (которые обеспечивают равномерное распределение веса и увеличение уровня нагрузки). Петли выполнены из алюминиевого сплава, позволяют открывать дверцы на 270°. Крепление на стене, на раме с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или манжете из нержавеющей стали высотой 150 мм, модуль можно установить на основание с колесами.		AL 2868	460X670X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	70	Каркас из сложенного отполированного листа алюминия + Кориан и закаленные стеклянные двери

Модульные системы для хранения серии PRAXIS:

Описание	Материалы	Код	Габаритные размеры (Ш x Г x В, мм)	Вес, кг	Материалы
МОДУЛЬ КОЛОННА - 4 ГЛУХИЕ ДВЕРИ. Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Петли позволяют открывать дверцы на 270°.Замки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 0363	310X350X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	24	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		XE 0463	310X460X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	26	
МОДУЛЬ КОЛОННА - 8 ГЛУХИХ ДВЕРЕЙ. Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: 8 Дверей изготовлены из MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Петли позволяют открывать дверцы на 270°.Замки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 3363	610X350X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	66	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		XE 3463	61X46X190H (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	68	

МОДУЛЬ КОЛОННА - БЕЗ ДВЕРЕЙ + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Устанавливается на п. 4 регулируемых полки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 1360	660X330X1900 (+150 мм основание) Общая высота 2050 мм	64	Биоламинат
		XE 1460	66X44X190H (+150 мм основание) общая высота 2050	66	
		XE 1860	660X650X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	62	
		XE 2360	460X330X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	48	
		XE 2460	460X440X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	51	
		XE 2860	460X650X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	54	
		XE 5360	920X330X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	78	
		XE 5460	920X440X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	79	
		XE 5860	920X650X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	80	
МОДУЛЬ КОЛОННА - ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Устанавливается на п. 4 регулируемых полки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или		XE 1361	660X350X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	64	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		XE 1461	660X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	66	
		XE 1861	660X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	64,5	
		XE 2361	460X350X1900 (+150 мм основание) общая высота	52	

цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.			2050		
		XE 2461	460X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	54,5	
		XE 2861	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	58	
МОДУЛЬ КОЛОННА – ДВУХСТВОРЧАТЫЙ (ДВЕ ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ) + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Устанавливается на регулируемых полки. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене		XE 5361	920X350X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	74	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		XE 5461	920X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	76	
		XE 5861	920X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	80	
МОДУЛЬ КОЛОННА - ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ+ ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Закаленное стекло. Устанавливается на п. 4 регулируемых полки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		XE 1362	660X350X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	63,5	Каркас-Биламинат, Двери – МДФ и закаленное стекло, ручки - Алюминий
		XE 1462	660X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	66	
		XE 1862	660X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	66	
		XE 2362	460X350X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	56	
		XE 2462	460X460X190H (+150 мм основание) общая высота 2050	58	
		XE 2862	460X670X1900 (+150 мм	60	

			основание) общая высота 2050		
МОДУЛЬ КОЛОННА – ДВУХСТВОРЧАТЫЙ (ДВЕ ДВЕРЦЫ СО СТЕКЛОМ) + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Закаленное стекло. Устанавливается на регулируемых полки. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене		XE 5362	920X350X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	75	Каркас-Биламинат, Двери – MDF и закаленное стекло , ручки - Алюминий
		XE 5462	920X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	76	
		XE 5862	920X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	82	
МОДУЛЬ КОЛОННА - ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ВНУТРЕННИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		XE 1465	660X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	64	Каркас-Биламинат, Двери - MDF , ручки - Алюминий
		XE 2865	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	58	

МОДУЛЬ КОЛОННА - ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ + ВНУТРЕННИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Закаленное стекло. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 1466	660X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	62	Каркас-Биламинат, Двери – МДФ и закаленное стекло, ручки - Алюминий
		ХЕ 2866	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	59	
МОДУЛЬ КОЛОННА - - ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ПЛАТЯНОЙ ШКАФ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Устанавливается на п. 2 полки + рейка для одежды. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 2463	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	58	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		ХЕ 2863	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	61	


МОДУЛЬ КОЛОННА ГЛУХАЯ ДВЕРЬ С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Дверь MDF покрыта пластиковой моющей пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок, в то время как нижняя часть, включает 4 извлекаемые рамы на телескопических направляющих (которые обеспечивают равномерное распределение веса и увеличение уровня нагрузки), чтобы держать лотки (серии VP). Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 2867	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	61	Каркас- Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
МОДУЛЬ КОЛОННА- ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ С ВНУТРЕННИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Дверь MDF покрыта пластиковой моющей пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Закаленное стекло. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок, в то время как нижняя часть, включает 4 извлекаемые рамы на телескопических направляющих (которые обеспечивают равномерное		ХЕ 2868	460X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	64	Каркас- Биламинат, Двери – МДФ и закаленное стекло, ручки - Алюминий

распределение веса и увеличение уровня нагрузки), чтобы держать лотки (серии VP). Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.					
МОДУЛЬ КОЛОННА – ДВУХСТВОРЧАТЫЙ (ДВЕ ДВЕРЦЫ ГЛУХИЕ) + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: 2 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. N. 4 регулируемые полки, 10 + 10 боксов из АБС пластика на внутренней части двери, с замком. 20 + 20 боксов из из АБС пластика, с замком. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 5464	920X460X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	80	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
		XE 5864	920X670X1900 (+150 мм основание) общая высота 2050	84	
БАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ БЕЗ ДВЕРИ +ПОЛКА Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Установлена 1 регулируемая полка. Крепление на стене. Так же доступно напольное размещение в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм , основание с колесами.		XE 1310	660X330X635	18	Каркас-Биламинат
		XE 1330	660X330X720 (+150 мм основание) общая высота 870	24	
		XE 1430	660X440X720H (+150 мм основание) общая высота 870	25	
		XE 1830	660X650X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26	
		XE 2310	460X330X635	22	
		XE 2330	460X330X720 (+150 мм основание) общая высота	26	

			870		
		XE 2430	460X440X720 (+150 мм основание) общая высота 870		
		XE 2830	46X65X72H (+150 мм основание) общая высота 870	28	
		XE 5310	920X330X635	48	
		XE 5330	920X330X720 (+150 мм основание) общая высота 870	46	
		XE 5430	920X440X720 (+150 мм основание) общая высота 870	48	
БАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ +ПОЛКА Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Дверь MDF покрыта пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Установлена 1 регулируемая полка. Крепление на стене. Так же доступно напольное размещение в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм, основание с колесами.		XE 1311	660X350X635	27	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		XE 1331	660X350X720 (+150 мм основание) общая высота 870	31	
		XE 1431	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	34	
		XE 1831	660X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	36	
		XE 2311	460X350X635	22	
		XE 2331	460X350X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26	
		XE 2431	460X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	28	
		XE 2831	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	29	
		XE 2611	460X600X635 (+150 мм основание) общая высота 785	38	

БАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ +ПОЛКА Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Дверь MDF покрыта пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Закаленное стекло Установлена 1 регулируемая полка. Крепление на стене. Так же доступно напольное размещение в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм, основание с колесами.		XE 1312	660X350X635	31	Каркас-Биламинат, Двери – MDF и закаленное стекло, ручки - Алюминий
		XE 1332	660X350X720 (+150 мм основание) общая высота 870	34,5	
		XE 1432	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26	
		XE 1832	66X67X72H (+150 мм основание) общая высота 870	27,5	
		XE 2312	46X35X635	27	
		XE 2332	46X35X720 (+150 мм основание) общая высота 870	23	
		XE 2432	46X46X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26	
		XE 2832	46X67X720 (+150 мм основание) общая высота 870	28	
		XE 1434	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	24,5	
		XE 1834	660X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26	
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ПОД РАКОВИНУ – ГЛУХАЯ ДВЕРЬ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Дверь MDF покрыта пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Внутри модуля место для раковины и для водопроводных труб. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 2834	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	27,5	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ - ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ВНУТРЕННИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм.,		XE 1435	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	27	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
		XE 2835	460X670X720 (+150 мм	28	

задняя стенка - 10 мм. Оснащен: Дверь MDF, покрытая пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.			основание) общая высота 870		
МОДУЛЬ КОЛОННА – ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ + ВНУТРЕННИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.4 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Закаленное стекло. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		XE 1436	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	36,5	Каркас-Биламинат, Двери – МДФ и закаленное стекло, ручки - Алюминий
		XE 2836	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	28	
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С 4 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Четыре выдвижных ящика изготовлены из МДФ, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашенной в серый RAL		XE 1437	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	42,5	Каркас-Биламинат, выдвижные ящики– МДФ, ручки - Алюминий
		XE 1837	660X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	42,5	
		XE 2437	460X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	24	


9006. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 2837	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	26,5	
		ХЕ 2617	460X600X635 (+150 мм основание) общая высота 785	40	Каркас-Биламинат, выдвижные ящики- МДФ, ручки - Алюминий
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ С 4 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ПОД ЛОТКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Передние части ящиков выполнены из МДФ, покрыты пластиковой пленкой, моющиеся и с закругленными краями. Эргономичная ручка из литого под давлением алюминия окрашенного в серый серый 9006. Лотки для хранения устанавливаются на металлические направляющие ящика. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 1439	660X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	43	Каркас-Биламинат, выдвижные ящики- МДФ, ручки - Алюминий
		ХЕ 2839	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	28	
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ – С 2 БОЛЬШИМИ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Два больших выдвижных ящика изготовлены из МДФ, покрыты пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия и окрашенной в серый RAL 9006. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами		ХЕ 2838	460X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	27	Каркас-Биламинат, выдвижные ящики- МДФ, ручки - Алюминий

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ – ДВУХСТВОРЧАТЫЙ (ДВЕ ДВЕРЦЫ ГЛУХИЕ) + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Устанавливается на регулируемых полки. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 5311	920X350X635	44	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
		XE 5331	920X350X720 (+150 мм основание) общая высота 870	46	
		XE 5431	920X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	48	
		XE 5831	920X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	49	
		XE 5611	920X600X635 (+150 мм основание) общая высота 785	49	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ – ДВУХСТВОРЧАТЫЙ (ДВЕ ДВЕРЦЫ СО СТЕКЛОМ) + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Закаленное стекло. Устанавливается на регулируемых полки. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.		XE 5312	920X350X635	44,5	Каркас-Биламинат, Двери – MDF и закаленное стекло, ручки - Алюминий
		XE 5332	920X350X720 (+150 мм основание) общая высота 870	48	
		XE 5432	920X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	46,5	
		XE 5832	920X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	48	
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ПОД РАКОВИНУ - С ДВУМЯ ГЛУХИМИ ДВЕРЦАМИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Двери MDF покрыты пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной		XE 5834	920X670X720 (+150 мм основание) общая высота 870	50	Каркас-Биламинат, Двери - MDF, ручки - Алюминий
		XE 5434	920X460X720 (+150 мм основание) общая высота 870	49	
		XE 1614	770X600X635	42	

ручкой из алюминия и окрашена в серый RAL 9006. Петли позволяют открывать дверцы на 270°. Внутри модуля место для раковины и для водопроводных труб. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене.			(+150 мм основание) общая высота 785		
ВЫСОКИЙ БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ – БЕЗ ДВЕРИ + ПОЛКИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Устанавливается на п. 2 регулируемые полки. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		XE 1340	660X330X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	52	Каркас-Биламинат
		XE 1440	660X440X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330		
		XE 1840	660X650X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	56	
		XE 2340	460X330X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	44	
		XE 2440	460X440X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	46	
		XE 2840	460X650X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	47	
		XE 5340	920X330X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	60	
		XE 5440	920X440X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	64	
		XE 5840	920X650X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	62	


БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ - ГЛУХАЯ ДВЕРЬ + ВНУТРЕННИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ Каркас из биламината верхняя, боковая и нижняя стены толщиной 20 мм., задняя стенка - 10 мм. Оснащен: п.2 Двери MDF, покрытые пластиковой моющейся пленкой с закругленными краями и встроенной эргономичной ручкой из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006. Внутренние пластиковые боковые панели для лотков или полок. Основание доступно в разных исполнениях: с регулируемыми ножками высотой 150 мм, или цоколем высотой 150 мм так же возможно крепление на стене и на основании с колесами.		ХЕ 1445	660X460X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	62	Каркас-Биламинат, Двери - МДФ, ручки - Алюминий
		ХЕ 2845	460X670X1180 (+150 мм основание) общая высота 1330	46	

Шкафы с тумбами, серии *WARDROBES*


9AD0008	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1 ДВЕРЬ. Каркас выполнен из ламината. Дверь из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Петли позволяют открывать дверь на 230 градусов. Литые ручки и цилиндрический замок. Внутри шкафа расположена верхняя полка и вешалка для одежды, нижняя полка. Основание выполнено из окрашенной стали с регулируемыми ножками.	460x500x2050	32 Kg	
9AD0009	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2 ДВЕРИ. Каркас выполнен из ламината. Двери из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Петли позволяют открывать двери на 230 градусов. Литые ручки и цилиндрический замок. Внутри шкафа расположена верхняя полка и вешалка для одежды, нижняя полка. Основание выполнено из окрашенной стали с регулируемыми ножками	920x500x2050	42	
9AD0010	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 3 ДВЕРИ. Каркас выполнен из ламината. Двери из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Петли позволяют открывать двери на 230 градусов. Литые ручки и цилиндрический замок. Внутри шкафа расположена верхняя полка и вешалка для одежды, нижняя полка. Основание выполнено из окрашенной стали с регулируемыми ножками	1380x500x2050	55	
9AD0035	ШКАФ НАВЕСНОЙ Каркас выполнен из ламината. Дверь из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Внутри полка.	460x500x635	11	

9AD0036	ШКАФ НАВЕСНОЙ 2 ДВЕРИ Каркас выполнен из ламината. Двери из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Внутри полка.	920x500x635	24	
9AD0037	ШКАФ НАВЕСНОЙ 3 ДВЕРИ Каркас выполнен из ламината. Двери из моющихся, огнеупорных жестких технополимеров. Дезинфицируемая краска. Внутри полка.	1380x500x635H	36	
9AD0316	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТУМБА. Каркас шкафа и тумбочки выполнен из огнестойкой материала с пластиковым покрытием. Прикроватная тумбочка оснащена выдвижным ящиком, дверью и полкой, вентиляционной решеткой на нижней стороне, верхним покрытием и держателем бутылок снаружи на боковой стороне. В шкафу внутри вешалки для одежды и нижняя и верхняя полки. Передняя часть выдвижного ящика, дверца прикроватной тумбочки и дверца шкафа выполнены в моющегося и огнестойкого МДФ с пленкой из полимерного материала. Верхнее покрытие и боковые держатели бутылочек выполнены из пластмассы термоусадочного материала. Основание выполнено из окрашенной стали с 4 колесиками диаметром 100, 2 из которых с тормозом, с возможностью вставки обслуживающего стола. Эта конфигурация оснащена небольшим замком с ключом.	800x500x1950	52	
9AD0311	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / ДЛЯ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ / С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 1 ДВЕРЦА Каркас выполнен биламината толщиной 20 мм, оснащена пылезащитным краем. Дверь MDF покрыта моющейся пластиковой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. Мягкая ручка с антибликовым покрытием с легким захватом и замком. Внутри установлена металлическая вешалка в	460x500x1900 +150 мм основание, общая высота 2050	32	

	верхней части и фиксированная полка в нижней части. Основание из окрашенной стали с регулируемыми ножками высотой 150 мм			
9AD0312	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / ДЛЯ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ / С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 2 ДВЕРЦЫ Каркас выполнен биламината толщиной 20 мм, оснащена пылезащитным краем. Двери MDF покрыты моющейся пластиковой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. Мягкие ручки с антибликовым покрытием с легким захватом и замком. Внутри установлена металлическая вешалка в верхней части и фиксированная полка в нижней части. Основание из окрашенной стали с регулируемыми ножками высотой 150 мм	920x500x1900 +150 мм основание, общая высота 2050	42	
9AD0313	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / ДЛЯ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ / С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 3 ДВЕРЦЫ Каркас выполнен биламината толщиной 20 мм, оснащена пылезащитным краем. Двери MDF покрыты моющейся пластиковой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. Мягкие ручки с антибликовым покрытием с легким захватом и замком. Внутри установлена металлическая вешалка в верхней части и фиксированная полка в нижней части. Основание из окрашенной стали с регулируемыми ножками высотой 150 мм	1380x500x1900 +150 мм основание, общая высота 2050	55	



9AD0314	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ / ДЛЯ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ / С ОТДЕЛОМ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 4 ДВЕРЦЫ Каркас выполнен биламината толщиной 20 мм, оснащена пылезащитным краем. Двери MDF покрыты моющейся пластиковой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. Мягкие ручки с антибликовым покрытием с легким захватом и замком. Внутри установлена металлическая вешалка в верхней части и фиксированная полка в нижней части. Центральные шкафчики пустые. Основание или периметрическая рама из окрашенной стали или регулируемые ножки высотой 150 мм.	1380x500x1900 +150 мм основание, общая высота 2050	48	
9AD0321	ШКАФ НАВЕСНОЙ Каркас из биламината толщиной 20мм, оснащен пылезащитным краем. Дверь MDF покрытая с моющейся полиэтиленовой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. ручка мягкая с легким сжатием. Внутри установлены полки.	460x500x700	12	
9AD0322	ШКАФ НАВЕСНОЙ 2 ДВЕРЦЫ Каркас из биламината толщиной 20мм, оснащен пылезащитным краем. Двери MDF покрыты моющейся полиэтиленовой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. ручки мягкие с легким сжатием. Внутри установлены полки.	920x500x700	24	
9AD0323	ШКАФ НАВЕСНОЙ 3 ДВЕРЦЫ Каркас из биламината толщиной 20мм, оснащен пылезащитным краем. Двери MDF покрыты моющейся полиэтиленовой пленкой, петли позволяют открыть дверь 110 градусов. ручки мягкие с легким сжатием. Внутри установлены полки.	1380x500x1380	36	


Тумбы прикроватные, серии ROTOMOULDING

9CR5322	ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА ROTOMOULDING НА КОЛЕСАХ, ДВУХСТОРОНЯЯ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Съемная полка и вентиляционная решетка. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban и круглыми краями для облегчения очистки. Встроенная столешница с поднятыми краями для хранения жидкостей. Дверь и передняя часть выдвижного ящика, изготовленного из пластика с полым ручкой. Ящик с внутренним лотком. Встроенная столешница в пластмассовом материале. Основание оснащено бамперами и двойными колесами. Предназначен для установки надкроватного стола. (вариант исполнения 9CR5324 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)	540x470x780	15,5	
9CR5324	Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Съемная полка и вентиляционная решетка. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban и круглыми краями для облегчения очистки. Встроенная столешница с поднятыми краями для хранения жидкостей. Дверь и передняя часть выдвижного ящика, изготовленного из пластика с полым ручкой. Ящик с внутренним лотком. Встроенная столешница в пластмассовом материале. Основание оснащено бамперами и двойными колесами. Предназначен для установки надкроватного стола. (вариант исполнения 9CR5322 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)	540x470x780	16	
9CR6322	ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА ROTOMOULDING НА КОЛЕСАХ, ДВУХСТОРОНЯЯ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Съемная полка и вентиляционная решетка. Каркас из пластика с антибактериальной защитой	540x470x780/980-1160	18	


9CR6324	Microban и круглыми краями для облегчения очистки. Встроенная столешница с поднятыми краями для хранения жидкостей Дверь и передняя часть выдвижного ящика, изготовленного из пластика с полым ручкой. Ящик с внутренним лотком. Встроенная столешница в пластмассовом материале. Стол для сервировки может регулироваться по высоте на стойке. Эта телескопическая колонка выполнена из хромированной стали и регулируется сервоуправлением. Столешница может поворачивать по горизонтали. Основание оснащено бамперами и двойными колесами. (вариант исполнения 9CR6324 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)	540x470x780/980-1160	19 Kg	
9CR5422	ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА ROTOMOULDING НА КОЛЕСАХ, ДВУХСТОРОНЯЯ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Съемная полка и вентиляционная решетка. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban и круглыми краями для облегчения очистки. Встроенная столешница с поднятыми краями для хранения жидкостей Дверь и передняя часть выдвижного ящика, изготовленного из пластика с полым ручкой. Ящик с внутренним лотком.	540x470x780	16,5	
9CR5424	Оснащен сейфом для личных вещей. Встроенная столешница в пластмассовом материале. Основание оснащено бамперами и двойными колесами. Предназначен для установки надкроватного стола. (вариант исполнения 9CR5424 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)		17 Kg	

				
9CR6422	ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА ROTOMOULDING НА КОЛЕСАХ, ДВУХСТОРОНЯЯ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Съемная полка и вентиляционная решетка. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban и круглыми краями для облегчения очистки. Встроенная столешница с поднятыми краями для хранения жидкостей. Дверь и передняя часть выдвижного ящика, изготовленного из пластика с полым ручкой. Ящик с внутренним лотком. Встроенная столешница в пластмассовом материале.	540x470x780/980-1160	19,5	 
9CR6424	Оснащен сейфом для личных вещей. Стол для сервировки может регулироваться по высоте на стойке. Эта телескопическая колонка выполнена из хромированной стали и регулируется сервоуправлением. Столешница может поворачивать по горизонтали. Основание оснащено бамперами и двойными колесами. (вариант исполнения 9CR6424 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)		20,5	 

9CR5122	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ROTOMOULDING, НАСТЕННАЯ. Каркас крепится к стене. Каркас из пластика в светло-сером цвете, округлый дизайн без какого-либо углов. Встроенные боковые стеллажи для бутылок и полотенцесушители являются частью стандартной поставки. Настенная опора, выполненная из того же материала и цвета рамы: крепление прикроватной тумбы обеспечивается за счет четырех деталей на стене, на которые крепится тумба с помощью двух простых ручек: таким образом, тумбу можно быстро снять для глубокой очистки и дезинфекции. Материал каркаса изготавливается в антибактериальной технологии Microban, которая защищает поверхности от развития бактерий. Дверь и передняя часть выдвижного ящика выполнены из формованного пластика со встроенной ручкой. Ящик снабжен внутренним делителем. Встроенная столешница с поднятыми краями с 4 сторон. Оборудовано: внутренняя полка. (вариант исполнения 9CR5124 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)	540x420x600	11,5	
9CR5124	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ROTOMOULDING, НАСТЕННАЯ. Каркас крепится к стене. Каркас из пластика в светло-сером цвете, округлый дизайн без какого-либо углов. Встроенные боковые стеллажи для бутылок и полотенцесушители являются частью стандартной поставки. Настенная опора, выполненная из того же материала и цвета рамы: крепление прикроватной тумбы обеспечивается за счет четырех деталей на стене, на которые крепится тумба с помощью двух простых ручек: таким образом, тумбу можно быстро снять для глубокой очистки и дезинфекции. Материал каркаса изготавливается в антибактериальной технологии Microban, которая защищает поверхности от развития бактерий. Дверь и передняя часть выдвижного ящика выполнены из формованного пластика со встроенной ручкой. Ящик снабжен внутренним делителем. Встроенная столешница с поднятыми краями с 4 сторон. Оборудовано: внутренняя полка. (вариант исполнения 9CR5124 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)	540x420x600	12	
9CR5222	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ ROTOMOULDING, НАСТЕННАЯ. Каркас крепится к стене. Каркас из пластика в светло-сером цвете, округлый дизайн без какого-либо углов. Встроенные боковые стеллажи для бутылок и полотенцесушители являются частью стандартной поставки. Настенная опора, выполненная из того же материала и цвета рамы: крепление прикроватной	540x420x600	12,5	


	тумбы обеспечивается за счет четырех деталей на стене, на которые крепится тумба с помощью двух простых ручек: таким образом, тумбу можно быстро снять для глубокой очистки и дезинфекции. Материал каркаса изготавливается в антибактериальной технологии Microban, которая защищает поверхности от развития бактерий. Дверь и передняя часть выдвижного ящика выполнены из формованного пластика со встроенной ручкой. Ящик снабжен внутренним делителем. Встроенная столешница с поднятыми краями с 4 сторон. Оборудовано: внутренняя полка. Сейф для хранения личных вещей (вариант исполнения 9CR5224 оснащен встроенными эргономичными ручками из алюминия окрашенной в серый цвет RAL 9006.)			
9CR5224		540x420x600	12	 


Тумбы прикроватные, серии EUROFUTURA:

9CR0050	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ EUROFUTURA НА КОЛЕСАХ Каркас выполнен из огнестойкого материала и обработан краской стойкой к очистке и дезинфекции. Оборудованный держателем для бутылок, встроенная столешница имеет приподнятые края. Верхний ящик с разделителями. Петли двери позволяют открываться до 230 градусов. Внутренняя центральная полка 10mm толщиной, Нижняя полка просверленная съемная решетка тонколистовой стали. Основание оснащено бамперами и двойными колесами.	430x430x780	17	 


9CR0051	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ EUROFUTURA НА КОЛЕСАХ / С ПРИКРОВАТНЫМ СТОЛИКОМ Каркас выполнен из огнестойкого материала и обработан краской стойкой к очистке и дезинфекции. Оборудован держателем для бутылок, встроенная столешница имеет приподнятые края. Верхний ящик с разделителями. Петли двери позволяют открываться до 230 градусов. Внутренняя центральная полка 10mm толщиной, Нижняя полка просверленная съемная решетка тонколистовой стали. Регулируемая высота и гибкость в качестве стола для чтения. Телескопическая стойка и нижняя хромированная сталь. Оснащена вспомогательной пружиной. Основание оснащено бамперами и двойными колесами	430x430x780/950-112cm	20	
---------	---	-----------------------	----	---

Тумбы прикроватные, серии *TENDER*:

9COM0005 9COM0007 9COM0105 9COM0107	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ TENDER НА КОЛЕСАХ / С ПРИКРОВАТНЫМ СТОЛИКОМ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Усовершенствованные размеры, гармоничные формы и округлые поверхности делают этот продукт уникальным. Эта конкретная линия предлагает увеличенное внутреннее пространство, в то время как отсутствие труднодоступных областей и острых краев обеспечивает ее тщательную очистку и дезинфекцию с минимальными усилиями. Поставляется с надкроватным столиком. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban в стандартной	54x42x60H 780/980 1160	17	
--	---	------------------------------	----	---

	комплектации, а двери и ящики доступны по запросу. Основание оснащено бамперами и двойными колесами.			
9COM1005 9COM1007 9COM1105 9COM1107	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ TENDER НА КОЛЕСАХ Двухсторонняя прикроватная тумбочка с дверьми и выдвижным ящиком, двумя держателями для бутылок и дугой для полотенец. Усовершенствованные размеры, гармоничные формы и округлые поверхности делают этот продукт уникальным. Эта конкретная линия предлагает увеличенное внутреннее пространство, в то время как отсутствие труднодоступных областей и острых краев обеспечивает ее тщательную очистку и дезинфекцию с минимальными усилиями. Без надкроватного столика. Каркас из пластика с антибактериальной защитой Microban в стандартной комплектации, а двери и ящики доступны по запросу. Основание оснащено бамперами и двойными колесами.	540x420x600	14	

**Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью, серии
ZEROFIREWORKSTATION:**


9ZERO1065	ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ZEROFIREWORKSTATION - это модуль для медицинского осмотра с очень большим контейнером, идеально подходящим для хранения лекарств и различных инструментов и оборудования. Стандартное оборудование: - Основание из прессованного алюминия, оснащено бамперами и четырьмя двойными колесами диаметром 125 мм, 2 из них с тормозами и 2 антистатическими. Буферы на 4 углах. - столешница из кориана, глубина мм 600 - Внутренние боковые панели выполнены из прессованного алюминия и быстро удаляются. Направляющие рельсы были сделаны со стороны панелей для поддержки лотков и различных аксессуаров. - Дверь сделана термоформованием листа пластика - его можно вытянуть и снабдить системой замка. - 1 листовая стальная рама, окрашенная специальным эпоксидным порошком, нагретым в туннеле, для удержания аксессуаров, ширина мм 677. - 3 стержня из нержавеющей стали 25x10, ширина мм 677. - 5 пластиковых бункеров с 3 комплектами разделителей и прозрачной крышкой - 1 полка с выдвинутыми краями на 3-х сторонах из окрашенной стали - 1 высокий дозатор шприца с 4 небольшими отсеками. Размер рамки: мм 673x500x663h.	809x630x1715	65,0	Алюминиевая рама + Пластмассовая дверь + столешница из кориана	
9ZERO1066	ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ ДВОЙНОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ZEROFIREWORKSTATION – это модуль для медицинского осмотра с очень большим контейнером идеально подходящим для хранения лекарств и различных	1483x630x171	70,0	Алюминиевая стмассовая лешница из	

	инструментов и оборудования. Стандартное оборудование: - Основание из прессованного алюминия, оснащено бамперами и четырьмя двойными колесами диаметром 125 мм, 2 из них с тормозами и 2 антистатическими. - верхняя часть Corian, глубина мм 600 - Двойная тележка. Внутренние боковые панели изготовлены из прессованного алюминия и быстро удаляются. Направляющие рельсы были сделаны со стороны панелей для поддержки различных аксессуаров. - Дверь сделана термоформованием листа пластика - его можно вытянуть и снабдить системой замка. - 1 комод с особым покрытием эпоксидной порошковой краской в тепловом туннеле для хранения аксессуаров, ширина мм 1350 - 3 стержня из нержавеющей стали 25x10, ширина 1350 мм. - 12 пластиковых бункеров с 3 комплектами partiton и прозрачной крышкой - 1 высокий дозатор шприца с 4 бункерами. Размер рамки: мм 1346x500x663h.				
9ZERO1185	ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И РАБОЧИМ МЕСТОМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ. ZEROFIREWORKSTATION Модуль , оснащенный многофункциональной системой выдвижных ящиков, позволяющая сотрудникам удобно работать в сидячем положении. Стандартное оборудование: - Нержавеющая сталь и алюминиевая рама, ширина мм 1580. Оборудованы двойными колесами с тормозами диаметром 100 мм. Бамперы задние. - Столешница из Corian®, глубина мм 600. - Многофункциональная система тумбы с 3 выдвижными ящиками и фронтальной частью, сделанной из полиуритана марки Baydur® , с системой блокировки для блокировки всех трех ящиков. - Алюминиевый держатель	mm 715h	72,0	Алюминиевая лешница из	


	процессора. - Окрашенный стержень из нержавеющей стали. - Приподнятая секция из нержавеющей стали порошковой покраски для удержания аксессуаров, ширина мм 1350. - 3 стержня из нержавеющей стали 25x10, ширина 1350 - 12 пластиковых лотков с 3 разделителями и прозрачной крышкой - поддон с приподнятыми краями на 3-х сторонах из окрашенной стали - высокий распределитель шприцов с 4 контейнерами				
9ZERO1191	Рабочий стол ZEROFIREWORKSTATION Рабочее место многофункционально и оно сконструировано для удобства использования компьютера и другого высокотехнологичного оборудования в больнице. Стандартное оборудование: - Каркас изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. Оснащен двумя колесиками с тормозом, диаметр 100 мм, и задними бамперами. - Рабочая поверхность в Corian mm 600 - 3 ящика из полиуритана марки Baydur® с ручкой в комплекте - 1 металлический кабель - Стандартная высота рабочей поверхности 750 мм	1562x616x782	66,0	Алюминиевая лешница из	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НИЖЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ALIEN и PRAXIS

Наименование	Описание	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	Высота, мм	Материал	Фото
BR1	ОСНОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КОЛЕСАМИ РАЗМЕР 1ML Каркас из нержавеющей стали, оснащены 4 одинарными моющимися антистатическими колесами диам. 125 мм., на двух колесах тормоза	920x600x190	12,2	Каркас из нержавеющей стали	
BR1,5	ОСНОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КОЛЕСАМИ РАЗМЕР 1ML Каркас из нержавеющей стали, оснащены 4 одинарными моющимися антистатическими колесами диаметром 125 мм., на двух колесах тормоза	1370x600x190	16,2	Каркас из нержавеющей стали	
BR2	ОСНОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КОЛЕСАМИ РАЗМЕР 1ML Каркас из нержавеющей стали, оснащены 4 одинарными моющимися антистатическими колесами диаметром 125 мм., на двух колесах тормоза	1840x600x190	18,4	Каркас из нержавеющей стали	
ТС 4	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, ГхВ мм 460X30 Сверху специальный материал, устойчивый к кислотам, нетоксичный, огнезащитный, антибактериальный. Без соединений острых углов. Белый цвет.	Дх460x30	3,8	Кориан	
ТА 4	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Верх изготовлен из нержавеющей листовой стали AISI 304 толщиной 40 мм. Содержащий край мм 50 для жидкостей.	Wx460x30	6	Нержавеющая сталь	
ТА 67	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Верх изготовлен из нержавеющей листовой стали AISI 304 толщиной 40 мм.	Wx670x30	7,2	Нержавеющая сталь	

	Содержащий край мм 50 для жидкостей.				
VX 1	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	400x340x160	4,2	Нержавеющая сталь	
VX 2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	400x340x250	5	Нержавеющая сталь	
VX 3	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	500x400x250	5,20	Нержавеющая сталь	
VX 4	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	500x400x250h	5,80	Нержавеющая сталь	
VX 5	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	600x500x300h	4,80	Нержавеющая сталь	
VX 6	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ РАКОВИНА Раковина из нержавеющей стали должна быть установлена в верхнюю часть из нержавеющей стали.	800x500x375h	6	Нержавеющая сталь	
ТР 4	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ из ПОСТФОРМИНГА толщиной 30 мм и выступом 30 мм. Покрытие в огнестойкой пластмассовой ламинате 1-го класса с отделкой от царапин. Передняя кромка защита от падения цвет - серый		12 кг на каждый метр	Ламинат (слоистый пластик)	
ТР 6	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ из ПОСТФОРМИНГА толщиной 30 мм и выступом 30 мм. Покрытие в огнестойкой пластмассовой ламинате 1-го класса с отделкой от царапин. Передняя кромка защита от		12 кг на каждый метр	ламинат	


	падения цвет - серый				
VI 1	РАКОВИНА Раковина с одной чашей из нержавеющей стали для верхней части ТР 4 ТР 6 Размеры раковины мм 340х390х180h.	435х500х180h	3	Нержавеющая сталь	
VI 2	ДВОЙНАЯ РАКОВИНА Раковина двойная из нержавеющей стали для постформинг-вершин. Размеры раковины мм 340х390х160h.	790х500х160h	3,4	Нержавеющая сталь	
SPV40	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ/ЭНДОСКОПО В ПОЛКИ С 15 КРЮКАМИ 40Х60 изготовлен в ЛДСП установлены п. 3 проводниками с 5 крючками. Для колонки с шириной 46 см и глубиной 67 см.	400х600х85	2,5	Пластика + Нержавеющая сталь	
SPV4667	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ/ЭНДОСКОПО В ПОЛКИ С 15 КРЮКАМИ 40Х60 изготовлен в ЛДСП установлены п. 3 проводниками с 5 крючками. Для колонки с шириной 46 см и глубиной 67 см.	400х600х45	2,8	Нержавеющая сталь	
VPS	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛОТОК	600х400х578	4,8	ABS и окрашенный алюминий	
SPV9045	ОПОРА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАТЕТЕРОВ, N. 16 МЕСТА Опора из нержавеющей стали AISI 304. Он оснащен п. 4 бара с размерами: 25х10. Эта поддержка позволяет исправить максимум п. 16 держателей.	400х600х90h	2,8	нержавеющая сталь AISI 304	


SPV9046	КАРМАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРА 120x60x600h Изготовлен из окрашенного стального листа с эпоксидными порошками. Легко передвигаться и повесить трубку. Его можно зафиксировать на стандартной панели принадлежностей секции 25 × 10 мм.	120x60x600	3	окрашенная сталь	
SPV9047	КАРМАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРА 120x60x600 Изготовлен из окрашенного стального листа с эпоксидными порошками. Легко перемещаться и вешать трубку Его можно зафиксировать на стандартной панели принадлежностей секции 25 × 10 мм	120x60x900	3,4	окрашенная сталь	
BAR40	ПОЛКА ЭНДОСКОПА / БРОНХОСКОПА С 4 КРЮЧКАМИ Полка сделанная в нержавеющей стали с N. 5 крючков для эндоскопов / бронхоскопов.	400x600x210	8,8	Нержавеющая сталь + пластик	
GPE	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭНДОСКОПА -ЛЕВЫЙ БЛОК	180x50x250	6,2	пластик	
GPB	ДЕРЖАТЕЛЬ БРОНХОСКОПА	180x50x250	6,2	пластик	
RA 60	ПОЛКА ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА 40X60 CM	mm 400x600x10	2,2		



MSA	КОРОБКА ДЛЯ ЛЕКАРСТВ Окрашенная стальная конструкция. Внутренняя полка. Нет блокировки.	360x290x355h	4,4	окрашенная сталь	
RA9030	ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА Стойки для открытого пространства выполнены из алюминия, окрашенного эпоксидными порошками. Н. 3 вертикальных делителя, всего п. 4 отсека.	400x600x220	2,0	алюминий	
RA9070	ДЕРЖАТЕЛЬ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА. Реализуется в окрашенном алюминиевом листе с шести полками с резьбой	400x600x422H	3,8	окрашенная сталь	


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НИЖЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ALIEN и PRAXIS, ZEROFIRE**

ТС 67	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, ГxВ мм 670X30. Изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	Дx670x30	1,2	Кориан	
VC 1	РАКОВИНА ОВАЛЬНАЯ КОРИАН Раковина изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	414x330x140	3,2	Кориан	
VC 2	РАКОВИНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КОРИАН Раковина изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	440x340x200	4,00	Кориан	

VC 3	РАКОВИНА КВАДРАТНАЯ КОРИАН Раковина изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	400x400x210	4,20	Кориан	
VC 4	РАКОВИНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КОРИАН Раковина изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	533x400x187	4,60	Кориан	
VC 5	РАКОВИНА КОРИАН Раковина изготовлена из специального материала, устойчивого к кислотам, нетоксичного, огнезащитного, антибактериального. Без соединений острых углов. Белый цвет.	mm 701x450x190h	3,50	Кориан	
RB 1	СМЕСИТЕЛЬ Кран смесителя, хромированный однорычажной.	160	1	хромированная сталь	
RB 2	ОДНОРЫЧАЖНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СМЕСИТЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ: он не поворачивается, а фиксируется, подходит для одиночной раковины.	400	1	хромированная сталь	
RB 3	СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ПОРУЧНЕМ Смеситель, хромированный с поворотный и выдвижной поручень.	330x225x245	1	хромированная сталь	
RB 4	СМЕСИТЕЛЬ Однорычажный смеситель, с термостатом для контроля необходимой температуры. Установите ограничение с помощью кнопки на ручке, чтобы не преодолеть 40 градусов. Устанавливается блокирующее устройство, если подача холодной или	270x150x185	0,8	хромированная сталь	

	теплой воды заблокирована.				
VP 5	Лоток СМ 60Х40Х5 Лоток из стойкого пластика, полупрозрачный с бегунами для разделителей	600х400х50	0,8	Пластик	
VP 5D	ЛОТОК СМ 60Х40Х5 С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ. Лоток из очень стойкого пластика, полупрозрачный материал с бегунами для разделителей. Оборудовано разделителями: 1 продольный 2 поперечных, изготовлен из полупрозрачного пластика.	600х400х50	1,4	Пластик	
VP 10	ЛОТОК СМ 60Х40Х10 Лоток из стойкого пластика, полупрозрачный с бегунами для разделителей.	600х400х100	1,2	пластик	
VP 10D	ЛОТОК СМ 60Х40Х10 С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ. Лоток из очень стойкого пластика, полупрозрачный материал с бегунами для разделителей. Оборудовано разделителями: 1 продольный 2 поперечных, изготовлены из полупрозрачного пластика.	600х400х100	1,8	пластик	
VP 20	ЛОТОК СМ 60Х40Х20 Лоток из стойкого пластика, полупрозрачный с бегунами для разделителей.	600х400х200	2	пластик	
VP 20D	ЛОТОК СМ 60Х40Х20 С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ. Лоток из очень стойкого пластика, полупрозрачный материал с бегунами для разделителей. Оборудовано разделителями: 1 продольный 2 поперечных, изготовлены из полупрозрачного пластика.	600х400х200	2,6	пластик	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЛЬКО ДЛЯ PRAXIS мм Д660хГ460					
SPV60	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ/ЭНДОСКОПО В ПОЛКИ С 16 КРЮКАМИ 60Х40 изготовлен в ЛДСП установлены п. 4 направляющие с 4-мя крючками. Для колонки с шириной 66 см и глубиной 46 см.	600х400х85	5	Пластика + Нержавеющая сталь	

BAR60	ПОЛКА ЭНДОСКОПА / БРОНХОСКОПА С 4 КРЮЧКАМИ Полка сделанная в нержавеющей стали с N. 5 крючков для эндоскопов / бронхоскопов.	600x400x210H	8,8	Нержавеющая сталь + пластик	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЛЬКО ДЛЯ ZEROFIRE					
9ZERO9035	ПОЛКА В ПЛАСТИКЕ. 60x40 Полка в пластмассовой материи, съемная или частично извлекаемая с системой блокировки.	600x400x20	2,0	пластик	
9ZERO9040	ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ / ДАТЧИКОВ Полка из нержавеющей стали с п. 6 фиксирующих стержней для удержания зондов катетеров. Максимальная грузоподъемность - 1 кг для каждой штанги.	600x400x45	2,5	нержавеющая сталь	
9ZERO9041	ПОЛКА -ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРОВ ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ Полка изготовлена из стали, окрашенной эпоксидными порошками. Укомплектована 4 выдвижными направляющими для крепления зондов / катетеров. N. 4 крючка для каждого бегуна, в общей сложности п. 16 крючков. Максимальная грузоподъемность 5 кг.	600x400x140	6	нержавеющая сталь	
9ZERO9051	ПОЛКА С 4 КРЮЧКАМИ ДЛЯ ЭНДОСКОПА / БРОНХОСКОПА Полка сделанная из нержавеющей стали с N. 4 крючка для эндоскопов / бронхоскопов.	600x400x210	8,8	нержавеющая сталь	
9ZERO9042	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ С ЛОТКОМ Держатель для коробок с лекарствами длиной 1/1,5 мл. Дно ABS, стержни и верхняя решетка в покрашенном алюминии.	600x400x578	3,6	ABS и окрашенный алюминий	
9ZERO9045	Опора для держателей КАТЕТЕРОВ, N. 16 мест Опора из нержавеющей стали AISI 304. Он оснащен н. 4 бара с	600x390x90	3,5	нержавеющая сталь AISI 304	



	размеры: 25x10. Эта поддержка позволяет зафиксировать максимум п. 16 держателей.				
9ZERO9046	ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРА КАРМАННЫЙ Сделанный из покрашенного стального листа с порошками эпоксидной смолы. Легко сдвинуть и повесить. Возможно зафиксировать его на стандартном панели принадлежностей (секции 25x10)	120x60x600	2,8	окрашенная сталь	
9ZERO9047	ДЕРЖАТЕЛЬ КАТЕТЕРА КАРМАННЫЙ Изготовлен из окрашенного стального листа с эпоксидными порошками. Легко сдвинуть и повесить. Его можно зафиксировать на стандартной панели принадлежностей секции 25 × 10 мм.	120x60x900	3,0	окрашенная сталь	
9ZERO9070	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА, ШИРИНА 66СМ И ГЛУБИНА 46СМ. Реализуется в окрашенном алюминиевом листе с шести полками с резьбой.	600x400x422Н	5,0	окрашенная сталь	
9ZERO9088	ZEROFIRE ШКАФ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ	536x340x186	6	окрашенная сталь и МДФ	
9ZERO9030	Вертикальные перегородки 60X40, 5 шт Вертикальные стойки выполнены из алюминия, окрашенного эпоксидными порошками. N. 5 вертикальных разделителей, всего п. 6 отсеков	600x400x220	6,7	алюминий и пластик	
9ZERO9085	ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВ - 8 ОТСЕКОВ Аксессуар для раздачи однократных лекарств, содержащий 8 отсеков с полезным размером 273x108x72 мм. Отсеки расположены в трех слоях	mm 600x375x228Н	7,8	алюминий и пластик	

	и опираются на пластиковые лотки. Стандартные отсеки изготовлены из ударопрочного пластика и оснащены 3 внутренними разделителями и прозрачной крышкой. Метка (не прилагается) может быть вставлена на переднюю часть ящиков и на внутренние разделители. Широкие направляющие для разделителей облегчают очистку отсека, в то время как система вставки предотвращает смещение делителей, если ящик перевернут.				
9ZERO9086	ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВ - 12 ОТСЕКОВ Аксессуар для раздачи однодозовых лекарств, содержащий 12 отсеков с полезным размером 273x108x42 мм. Отсеки расположены в трех слоях и опираются на пластиковые лотки. Стандартные отсеки изготовлены из ударопрочного пластика и оснащены 3 внутренними разделителями и прозрачной крышкой. Метка (не прилагается) может быть вставлена на переднюю часть ящиков и на внутренние разделители. Широкие направляющие для разделителей облегчают очистку отсека, в то время как система вставки предотвращает смещение делителей, если ящик перевернут.	600x375x228	8,6	алюминий и пластик	

Принадлежности для передвижного модуля для хранения с рабочей поверхностью, серии ZEROFIREWORKSTATION

ТСМ6	СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА /КОРИАН/ГЛУБИНА 600	Lx12h	6	кориан	
9ZERO9100	КОМОД-3 ЯЩИКА Подвесной комод с 3 выдвижными ящиками на металлических направляющих, передней частью из полиуритана марки Baydur® и встроенной ручкой.	460x530x480h	14	Окрашенная сталь+пластиковые ящики	

9ZERO9127	Вертикальный держатель Блока ПК		1,8	алюминий	
9ZERO9110	ВЕРХНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Рама из окрашенной стали для вспомогательных принадлежностей (основе).	673x40x986	2,6	Окрашенная сталь	
9ZERO9111		1346x40x986	3,0	Окрашенная сталь	
9ZERO9120	СТОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩ СТАЛИ, Стойка из нержавеющей стали 25x10, регулируемый, комплект крючков для поддонов, контейнеров, полки и т. д.	673x23x13	1,6	Нержавеющая сталь	
9ZERO9121		1346x23x13	2,0		
9ZERO9129	СТОЙКА ДЛЯ КАБЕЛЯ		1,0	Нержавеющая сталь	
9ZERO9125	ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК Сделан из пластмассового противоударного материала, оснащен 3 внутренними разделителями с прозрачной крышкой, с возможностью установки держателей этикеток, задний крюк из нержавеющей стали. (для стойки 25x10	128x328x72	0,4	Пластик	
9ZERO9126	ПОЛКА ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА окрашенная порошками эпоксидной смолы Высокие границы на 3 сторонах, задний крюк для стойки 25 x 10	600x350x80	3,3	Окрашенная нержавеющая сталь	

9ZERO9080	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА СТОЙКЕ Изготовлен из пластичного моющегося материала. Устанавливается на п. 6 полки, адаптируемые к различным типам шовных. Емкость около 35 коробок. В комплекте с задними монтажными рельсами установлен стандартный профиль 25х10.	mm 650x155x500h	4,6 Kg	пластик	
9ZERO9001	ДВОЙНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4+5 ОТСЕКОВ		4,2	каркас из нержавеющей стали + пластиковые ящики	
9ZERO9002	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ШПРИЦЕВ 4 ОТДЕЛЕНИЯ, ВЫСОКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, НИЗКИЙ		2,8	каркас из нержавеющей стали + пластиковые ящики	
9ZERO9003	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТРУБ НИЗКИЙ		3,0	каркас из нержавеющей стали + пластиковые ящики	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат:

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №1:

1. Высокий модуль (шкаф-колонна) одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1000,
2. Модуль настенный с глухой дверью. AL 5311, AL 2311
3. Модуль настенный с прозрачной дверью. AL 2312, AL 5312
4. Модуль колонна - 4 глухие двери. XE 0363, XE 0463
5. Шкаф для хранения с отделом для одежды 1 дверь 9AD0008
6. Тумба прикроватная 9CR5322,
7. Тумба прикроватная 9CR0050,
8. Тумба прикроватная 9COM0005,
9. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1166,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №2:

1. Модуль свободностоящий, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1001,
2. Модуль настенный с глухой дверью +полки AL 2431, AL 2831, AL 5431, AL 5831
3. Модуль колонна - 8 глухих дверей. XE 3363, XE 3463
4. Шкаф для хранения с отделом для одежды 2 двери 9AD0009

5. Тумба прикроватная 9CR5324,
6. Тумба прикроватная 9CR0051
7. Тумба прикроватная 9COM0007,
8. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1065,
9. Столик с ванной для больниц 9ZERO1121,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №3:

1. Модуль для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1002,
2. Модуль настенный с прозрачной дверью +полки AL 2432, AL 2832, AL 5432, AL 5832
3. Модуль колонна - без дверей + полки XE 1360, XE 1460, XE 1860, XE 2360, XE 2460, XE 2860, XE 5360, XE 5460, XE 5860
4. Шкаф для хранения с отделом для одежды 3 двери 9AD0010
5. Тумба прикроватная 9CR6322,
6. Тумба прикроватная 9COM0105,
7. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1185,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №4:

1. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1600 9ZERO1003
2. Модуль с 4 ящиками AL 2437, AL 2837
3. Модуль колонна - глухая дверь + полки XE 1361, XE 1461, XE 1861, XE 2361, XE 2461, XE 2861
4. Шкаф навесной 9AD0035, 9AD0321
5. Тумба прикроватная 9CR6324,
6. Тумба прикроватная 9COM0107,
7. Передвижной модуль для хранения с рабочей поверхностью 9ZERO1191.

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №5:

1. Модуль-колонна для крепления к стене, одна роллерная дверь с затвором 1200 9ZERO1004
2. Модуль колонна глухая дверь + полки AL 2461, AL 2861, AL 5461, AL 5861
3. Модуль колонна – двухстворчатый (две глухие дверцы) + полки XE 5361, XE 5461, XE 5861
4. Шкаф навесной 2 двери 9AD0036, 9AD0322
5. Тумба прикроватная 9CR5422,
6. Тумба прикроватная 9COM1005,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №6:

1. Высокий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1050
2. Модуль колонна прозрачная дверь + полки AL 2462, AL 2862, AL 5862, AL 5462
3. Модуль колонна - дверь со стеклом+ полки. XE 1362, XE 1462, XE 1862, XE 2362, XE 2462, XE 2862
4. Шкаф навесной 3 двери 9AD0037, 9AD0323
5. Тумба прикроватная 9CR5424,
6. Тумба прикроватная 9COM1007,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №7:

1. Средний передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором. 9ZERO1051,
2. Модуль под раковину с глухой дверью AL 2834

3. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5362, XE 5462, XE 5862
4. Шкаф для хранения и тумба. 9AD0316
5. Тумба прикроватная 9CR6422,
6. Тумба прикроватная 9COM1105,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №8:

1. Высокий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором 9ZERO1060,
2. Модуль под раковину 2 глухие двери AL 5434, AL 5834
3. Модуль колонна -глухая дверь + внутренние боковые панели.XE 1465, XE 2865
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 1 дверца 9AD0311
5. Тумба прикроватная 9CR6424,
6. Тумба прикроватная 9COM1107.

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №9:

1. Средний передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1061,
2. Модуль с 4 ящиками для лотков AL 2839
3. Модуль колонна - дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1466, XE 2866
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 2 дверцы 9AD0312
5. Тумба прикроватная 9CR5122,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №10:

1. Низкий передвижной модуль, две роллерные двери с затвором. 9ZERO1062,
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью AL 2865
3. Модуль колонна - глухая дверь + платяной шкаф XE 2463, XE 2863
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 3 дверцы 9AD0313
5. Тумба прикроватная 9CR5124,

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №11:

1. Низкий передвижной модуль, три роллерные двери с затвором. 9ZERO1063.
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью AL 2866
3. Модуль колонна глухая дверь с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2867
4. Шкаф для хранения / для больничной палаты / с отделом для одежды / 4 дверцы 9AD0314
5. Тумба прикроватная 9CR5222,
6. Столешница для рабочего стола /кориан/глубина 600 TCM6 (при необходимости)
7. Комод-3 ящика 9ZERO9100 (при необходимости)
8. Вертикальный держатель Блока ПК 9ZERO9127 (при необходимости)
9. Верхний держатель вспомогательного оборудования 9ZERO9110, 9ZERO9111 (при необходимости)
10. Стойка из нержавеющей стали, 9ZERO9120, 9ZERO9121 (при необходимости)
11. Стойка для кабеля 9ZERO9129 (при необходимости)
12. Пластиковый лоток 9ZERO9125 (при необходимости)

13. Полка для рабочего стола 9ZERO9126 (при необходимости)
14. Распределитель на стойке 9ZERO9080 (при необходимости)
15. Двойной распределитель 4+5 отсеков 9ZERO9001 (при необходимости)
16. Распределитель шприцов 4 отделения, высокий распределитель, низкий 9ZERO9002 (при необходимости)
17. Распределитель труб низкий 9ZERO9003 (при необходимости)

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №12:

1. Модуль колонна – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5464, XE 5864
2. Базовый настенный модуль без двери +полка XE 1310, XE 1330, XE 1430, XE 1830, XE 2310, XE 2330, XE 2430, XE 2830, XE 5310, XE 5330, XE 5430, XE 5830
3. Базовый настенный модуль с глухой дверью +полка XE 1311, XE 1331, XE 1431, XE 1831, XE 2311, XE 2331, XE 2431, XE 2831, XE 2611,
4. Базовый настенный модуль дверь со стеклом +полка XE 1312, XE 1332, XE 1432, XE 1832, XE 2312, XE 2332, XE 2432, XE 2832
5. Базовый модуль под раковину – глухая дверь XE 1434, XE 1834, XE 2834
6. Базовый модуль -глухая дверь + внутренние боковые панели XE 1435, XE 2835
7. Модуль колонна – дверь со стеклом + внутренние боковые панели XE 1436, XE 2836
8. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками . XE 1437, XE 1837, XE 2437, XE 2837, XE 2617
9. Базовый модуль с 4 выдвижными ящиками под лотки . XE 1439, XE 2839
10. Базовый модуль – с 2 большими выдвижными ящиками XE 2838
11. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы глухие) + полки XE 5311, XE 5331, XE 5431, XE 5831, XE 5611
12. Базовый модуль – двухстворчатый (две дверцы со стеклом) + полки XE 5312, XE 5332, XE 5432, XE 5832
13. Базовый модуль под раковину - с двумя глухими дверцами XE 5834, XE 5434, XE 1614
14. Высокий базовый модуль – без двери + полки . XE 1340, XE 1440, XE 1840, XE 2340, XE 2440, XE 2840, XE 5340, XE 5440, XE 5840

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат №13:

1. Низкий передвижной модуль, одна роллерная дверь с затвором 9ZERO1064 .
2. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с прозрачной дверью и телескопическими направляющими AL 2868
3. Модуль колонна с внутренними боковыми панелями с глухой дверью и телескопическими направляющими AL 2867
4. Модуль колонна - дверь со стеклом с внутренними боковыми панелями и телескопическими направляющими XE 2868
5. Тумба прикроватная 9CR5224
6. Лоток CM 60X40X5 VP 5 (при необходимости)
7. Лоток CM 60x40x5 с разделителями VP 5D (при необходимости)
8. Лоток CM 60X40X10 VP 10 (при необходимости)
9. Лоток CM 60x40x10 с разделителями VP 10D (при необходимости)
10. Лоток CM 60X40X20 VP 20 (при необходимости)
11. Лоток CM 60x40x20 с разделителями VP 20D (при необходимости)
12. Полка в пластике.60x40 9ZERO9035 (при необходимости)

13. Держатель катетеров / датчиков 9ZERO9040 (при необходимости)
14. Полка -держатель катетеров выдвижная 9ZERO9041 (при необходимости)
15. Полка с 4 крючками для эндоскопа / бронхоскопа 9ZERO9051 (при необходимости)
16. Вертикальный держатель с лотком 9ZERO9042 (при необходимости)
17. Опора для держателей катетеров 9ZERO9045 (при необходимости)
18. Держатель катетера карманный 9ZERO9046 (при необходимости)
19. Держатель катетера карманный 9ZERO9047 (при необходимости)
20. Держатель для шовного материала 9ZERO9070 (при необходимости)
21. Шкаф для лекарств 9ZERO9088 (при необходимости)
22. Вертикальные перегородки 9ZERO9030 (при необходимости)
23. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 8 отсеков 9ZERO9085 (при необходимости)
24. Выдвижной ящик для распределения одноразовой дозы лекарств - 12 отсеков 9ZERO9086 (при необходимости)
25. Основание из нержавеющей стали с колесами размер 1ML BR1 BR1,5 BR2 (при необходимости)
26. Верхняя часть из кориана. TC 4, TC 67 (при необходимости)
27. Раковины из кориана VC 1, VC 2, VC 3 VC 4, VC 5 (при необходимости)
28. Верхняя часть из нержавеющей стали TA 4, TA 67 (при необходимости)
29. Раковины из нержавеющей стали VX 1, VX 2, VX 3, VX 4, VX 5, VX 6 (при необходимости)
30. Смеситель RB 1, RB 2, RB 3, RB 4 (при необходимости)
31. Верхняя часть из постформинга TP 4, TP 6 (при необходимости)
32. Раковина из нержавеющей стали VI 1, VI 2 (при необходимости)
33. Вертикальный держатель катетеров/эндоскопов SPV40, SPV60, SPV4667 (при необходимости)
34. Вертикальный лоток VPS (при необходимости)
35. Опора для держателей катетеров SPV9045 (при необходимости)
36. Карманный держатель катетера SPV9046, SPV9047 (при необходимости)
37. Полка эндоскопа / бронхоскопа BAR40, BAR60 (при необходимости)
38. Держатель эндоскопа -левый блокGPE (при необходимости)
39. Держатель бронхоскопа GPB (при необходимости)
40. Полка из слоистого пластика RA 60 (при необходимости)
41. Короб для лекарств MSA (при необходимости)
42. Перегородки для открытого пространства RA9030 (при необходимости)
43. Держатель шовного материала. RA9070 (при необходимости)

10ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НОРМЫ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ И ЗАПРЕЩАЮЩИЕ



ОПАСНОСТЬ

РАБОТНИК ДОЛЖЕН ВСЕГДА:

- Перед использованием проверить готовность модулей системы хранения, элементов набора в том числе. Воздержаться от использования и обратиться в службу технической поддержки производителя, в случае обнаружения неисправности и/или недостатков.
- Регулярно выполнять плановое техническое обслуживание.
- Выполнять техническое обслуживание квалифицированными специалистами, с использованием оригинальных запасных частей.
- Регулярно производить очистку и дезинфекцию.

- Убедитесь, что колеса заблокированы, если передвижной модуль стоит без присмотра на полу под углом или на неровной поверхности.
- Бережно хранить в удобном и доступном месте данное руководство.



ОПАСНОСТЬ

РАБОТНИК НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН:

- Изменять конструкцию изделия.
- Использовать модульные системы для хранения, не проконсультировавшись с данным руководством.
- Использовать изделие, для иных целей, отличных от указанных изготовителем в настоящем руководстве.
- Выполнять действия или маневры, которые ставят под угрозу собственную безопасность и/или других людей.
- Оставить без присмотра передвижной модуль на полу под наклоном, на неидеально ровных поверхностях, длинных коридорах, без блокировки колес.
- Использовать принадлежности отличным образом от приведенного в руководстве.
- Выполнить или выполнять изменения любого рода.



ВНИМАНИЕ: ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуем, чтобы все условные знаки, нанесенные на изделия, были хорошо видны и читабельны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое другое использование, отличное от описанного в руководстве, считается НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любая попытка внести изменения в изделие или любую его часть: фурнитуру и маркировку со стороны пользователя или неуполномоченного лица, автоматически аннулирует гарантию и освобождает производителя от возмещения прямого и/или косвенного ущерба людям или вещам.

12 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ



ВНИМАНИЕ

Правильная очистка не только обеспечивает гигиену, но и предотвращает ранний износ мебели.

Очистка и дезинфекция - это две отдельные процедуры.

Очистку и дезинфекцию шкафов производите салфеткой, смоченной водным раствором дезинфицирующих средств на альдегидной основе. Применение дезинфицирующих средств, содержащих (или выделяющих) хлор, активный кислород или спирт запрещается.

После очистки все поверхности необходимо вытереть насухо.

Периодичность очистки: по текущим правилам медицинского учреждения, в зависимости от биологической нагрузки.

13- СООТВЕТСТВИЕ

Данное изделие соответствует основным требованиям, применяющимся согласно Приложения I Директивы ЕС 93/42/СЕЕ

Соответствие стандартам Российской Федерации:

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

14 .УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	от +10°C до +40°C
Влажность	между 30% и 75%, без конденсации

15 - ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТА УСТАНОВКИ

Принесите изделие на место установки, тщательно снимите упаковку и установите составные части в порядке сборки.

Изделие нужно разместить на полу, или ровной поверхности без шероховатости и вибрации.

Место установки должно соответствовать требованиям, необходимым для правильной работы и безопасности самого изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Адекватность места сборки должно быть определено заранее и проверенно соответствующим образом.

УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Проверить правильность работы всех составляющих частей продукта. Очистить и продезинфицировать различные части системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ВНЕЗАПНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Всегда блокируйте колеса передвижных модулей, если она оставлена без присмотра на наклонной плоскости.

16 – ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ВНИМАНИЕ

Пользователь должен выполнять только те операции по текущему обслуживанию, которые описаны в руководстве по использованию.

ВНИМАНИЕ

Экстренное техническое обслуживание должно осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом, уполномоченным изготовителем.

ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Перед любой операцией по техобслуживанию изделие должно быть тщательно очищено.

КОНТРОЛЬ И НАЛАДКА

Каждые 2-3- месяца

Проверить целостность выдвижных полок.
Убедиться в правильной работе тормозной системы.
Проверить крепления и целостность дополнительного оборудования к корпусу.
Убедиться в работоспособности фурнитуры и затяжку винтов.
Проверить вытягивание ящиков и целостность направляющих.
Проверить крепления и целостность крепления колес к корпусу.
Убедиться, что все винты хорошо затянуты.
Проверьте отсутствие следов износа.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любого рода техническое обслуживание не подпадающие под определение «Техническое обслуживание» следует расценивать как «Экстренное техническое обслуживание». Любого рода вмешательство по «Экстренному техническому обслуживанию» должно быть выполнено специалистами, уполномоченными компанией **FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A.**
Каждая замена должна быть выполнена исключительно оригинальными запчастями **FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A.**

17- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Если изделие будет использоваться не сразу, но будет храниться на складе, нужно соблюдать следующие условия:

- оно должно быть оставлено в упаковке.
- не оставляйте упаковку снаружи, подвергается атмосферным воздействиям, в частности воздействию солнечных лучей.

В любом случае, хранение на складе должно осуществляться в сухой среде согласно следующим характеристикам:

- температура в диапазоне от -20 до + 65°C
- относительная влажность от 5% и 90%, без конденсации.

Набор мебели транспортируется всеми видами транспорта в заводской упаковке при условиях:

- температура в диапазоне от -20 до + 65°C
- относительная влажность от 5% и 90%, без конденсации.



ВНИМАНИЕ

Не оставляйте изделие на улице под воздействием атмосферных осадков.
В частности избегать воздействия солнечных лучей.

18- ГАРАНТИЯ

Условия гарантии на устройство указаны в договоре купли-продажи. Такая гарантия аннулируется в случае механического взлома и несоблюдения инструкции и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок хранения 2 года с даты производства.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

19- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Модульные системы для хранения, серии ZEROFIRE соответствует стандартам, которые применяются к ним. Производитель несет ответственность за безопасность и характеристики, предоставляемого устройства, только если оно используется по назначению и в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Несоблюдением правил считается:

- использование не по назначению, указанному изготовителем;
- несоблюдение инструкции по эксплуатации;
- нарушение целостности, изменения, ремонт, выполненные произвольно самим пользователем или не уполномоченными на то лицами компанией FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A.;
- использование деталей, не рекомендованных изготовителем;
- использование фурнитуры, отличной от той, которая указана в настоящем руководстве;
- нарушение правил технического обслуживания.

Несоблюдение хотя бы одного из пунктов, перечисленных выше, освобождает FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A. от любой ответственности за любые несчастные случаи, либо прямой и/или косвенный ущерб людям и вещам, или потери надежности и/или производительности, вытекающие из этого.

20- СРОК СЛУЖБЫ

Правильное стандартное техническое обслуживание предотвращает ухудшение характеристик и старение изделия.

Средний срок службы мебель МД - 5 лет, в том числе срок хранения два года в упаковке изготовителя

21- ПРОЦЕДУРЫ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие или его части не должны быть выброшены в окружающую среду, но размещены среди отходов, в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с предусмотренными правилами. Части конструкции произведены из перерабатываемых материалов, которые могут быть утилизированы в специальных авторизованных центрах.

Перевод с итальянского и английского языков на русский язык

Гербовая марка стоимостью 16,00 евро
Министерство экономики и финансов

Фаверо Хелс Проджектс

Фаверо Хелс Проджектс Спа
Виа Скьявонеска Приула № 20
31044 Монтебеллуна
Тревизо – Италия

тел: +39 0423 6125
факс: +39 0423 612680
info@fавero.it
www.fавero.it

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат,
производства Фаверо Хелс Проджектс С.п.А. Италия**

ФАВЕРО ХЕЛС ПРОДЖЕКТС С.П.А.
Госпожа ФАВЕРО ФРАНЧЕСКА

/подпись/

/подпись/

Печать: Джузеппе Шиоли
Нотариус Монтебеллуна

-----УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ-----

Нижеподписавшийся, доктор Джузеппе Шиоли, Нотариус Монтебеллуна (Провинция Тревизо – Италия), зарегистрированный в Нотариальной Коллегии округа Тревизо (Италия)-----

-----ПОДТВЕРЖДАЕТ-----

что госпожа:-----

- **ФАВЕРО ФРАНЧЕСКА**, родившаяся в Монтебеллуна (Провинция Тревизо – Италия) 14 октября 1963 года, служебным адресом которой является юридический адрес компании, указанный ниже, в качестве Председателя Совета директоров и законного представителя итальянской компании:-----

«ФАВЕРО ХЕЛС ПРОДЖЕКТС С.П.А.», юридический адрес: Монтебеллуна (Провинция Тревизо – Италия), Виа Скьявонеска Приула № 20, уставный капитал 4.536.000,00 Евро (четыре миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч запятая ноль сотых), полностью внесенный, фискальный код и номер записи в Реестре предприятий Тревизо (Италия) 00175410265,-----

обладающая необходимыми действующими полномочиями на основании действующего устава компании и на основании решения о предоставлении полномочий, принятого Советом директоров компании 23 (двадцать третьего) июня 2014 (две тысячи четырнадцатого) года;-----


личность которой, а также указанные должность и полномочия мной, нотариусом, проверены, проставила свою подпись в конце и на полях предыдущего листа в моем присутствии.-----

В Монтебеллуна (Провинция Тревизо – Италия), в моем офисе по адресу: Виа Буццати, № 3, двенадцатого декабря две тысячи восемнадцатого (12 декабря 2018) года.-----

/подпись/

Печать: Джузеппе Шиоли
Нотариус Монтебеллуна

Перевод с итальянского и английского языков на русский язык выполнен переводчиком
Фоминой Ксенией Евгеньевной. Знание вышеуказанных языков подтверждаю.



Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать первого марта две тысячи девятнадцатого года.

Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы,
свидетельствую подлинность подписи переводчика
Фоминой Ксении Евгеньевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 57/171-п/77-2019- 6-501
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 рублей 00 копеек.

Уплачено за оказание услуг правового
и технического характера: 200 рублей 00 копеек.





Е.В. Алехин

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 91 листах



Е.В. Алехин

