

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



В.Р. Шищенко

2007 г.

**НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ КРУПНЫХ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ**

Этикетка

Ведущий инженер

ЗАО «ДатчМедСил»

Н.В. Широкова Н.В. Широкова

«__» _____ 2007 г.

2007 год

Набор для катетеризации крупных кровеносных сосудов предназначен для однократного применения и введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов посредством катетера.

В набор входит: катетер, дилататор, игла инъекционная и проводник.

Набор выпускается следующих исполнений:

НКС-1,3/80; НКС-1,3/100; НКС-1,3/110; НКС-1,7/130; НКС-2/200; НКС-2,4-200; НКС-2,7-200.

Катетер изготавливается из термопластичного рентгеноконтрастного полиуретана.

По требованию заказчика катетер может выпускаться с антимикробным покрытием.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Набор выпускается стерильным на срок 1 год. Метод стерилизации радиационный.

ХРАНЕНИЕ

Набор должен храниться в отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 50 %.

Наборы должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты набора от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Набор соответствует требованиям ТУ 9398-001-93707732-2007 и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора 1 год с даты стерилизации.