

Главный директор
ОО «Медресурс»

2010 г.



Мочеприемник SUYUN

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Мочеприемник SUYUN производство Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.

Мочеприемник предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях.


Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

2. Основные технические характеристики.


Мочеприемник детский для прямого сбора мочи 100мл используется в отделениях патологии новорожденных, в отделениях реанимации, а также в домашних условиях для контроля уровня диуреза и для забора мочи для анализов. На мочеприемник нанесена градуировка от 0 до 100 мл, с ценой деления 10 мл. Мочеприемник универсален для мальчиков и девочек. Снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксатором.



Мочеприемник прикроватный с коннектором 1000 мл и 2000 мл может использоваться в стационарных и амбулаторных условиях. Мочеприемники снабжены невозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, имеют специальный клапан для слива мочи и взятия мочи на анализ. На мочеприемник нанесена градуировка от 0 до 1000 мл или 2000 мл, с ценой деления 10 мл. Изготовлен из прозрачного поливинилхлорида. Имеет уплотненные кольца для крепления мочеприемника.



Мочеприемник с коннектором 750 мл используется в реабилитационный период для свободного передвижения больного. Мочеприемник снабжен лентами для крепления к ноге. Изготовлен из прозрачного поливинилхлорида.



3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование мочеприемника при наличии поврежденной упаковки.

Недопустимо использовать мочеприемник для сбора мочи повторно.

Недопустимо использование мочеприемника при аллергии на материалы используемые при изготовлении мочеприемников.

Недопустимо использование мочеприемника по истечению срока годности.

4. Подготовка изделия к работе.

- **Вскройте упаковку мочеприемника.**
- **Достаньте мочеприемник.**
- **Закрепите мочеприемник.**

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку мочеприемника для сбора мочи непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения. Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности мочеприемников SUYUN 5 лет с даты стерилизации.

СПРАВКА О МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Мочеприемник SUYUN производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

ОКП 93 9800.

Мочеприемник детский для прямого сбора мочи 100мл используется в отделениях патологии новорожденных, в отделениях реанимации, а также в домашних условиях для контроля уровня диуреза и для забора мочи для анализов. На мочеприемник нанесена градуировка от 0 до 100 мл, с ценой деления 10 мл. Мочеприемник универсален для мальчиков и девочек. Снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксатором.

Мочеприемник прикроватный с коннектором 1000 мл и 2000 мл может использоваться в стационарных и амбулаторных условиях. Мочеприемники снабжены невозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, имеют специальный клапан для слива мочи и взятия мочи на анализ. На мочеприемник нанесена градуировка от 0 до 1000 мл или 2000 мл, с ценой деления 10 мл. Изготовлен из прозрачного поливинилхлорида. Имеет уплотненные кольца для крепления мочеприемника.

Мочеприемник с коннектором 750 мл используется в реабилитационный период для свободного передвижения больного. Мочеприемник снабжен лентами для крепления к ноге. Изготовлен из прозрачного поливинилхлорида.

Генеральный директор
ООО «Медресурс»



/Литвин Д.О./