

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Зеркало гортанное SUYUN

2010 г.

1. Назначение.

Зеркало гортанное SUYUN (далее – зеркало) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China используется для проведения профилактических осмотров и лечебных процедур в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

Используемые высококачественные материалы, делают процедуры максимально комфортными для пациента и врача.

Зеркало гортанное используется для осмотра и обеспечения внутренних манипуляций отоларинголога, путем введения в ротовую полость.

Зеркало гортанное изготовлено методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS (акрилонитрилбутадиенстирола) с помощью термопластавтомата.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование зеркала гортанного при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку.
- Достаньте зеркало гортанное.
- Используйте инструмент по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку зеркала непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности зеркала гортанного SUYUN 5 лет с даты стерилизации.

СПРАВКА О МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ

Зеркало гортанное SUYUN (далее – зеркало) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China используется для проведения профилактических осмотров и лечебных процедур в медицинских учреждениях.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

ОКП 94 3420.

Используемые высококачественные материалы, делают процедуры максимально комфортными для пациента и врача.

Зеркало гортанное используется для осмотра и обеспечения внутренних манипуляций отоларинголога, путем введения в ротовую полость.

Зеркало гортанное изготовлено методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS (акрилонитрилбутадиенстирола) с помощью термопластавтомата.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Вскрывать упаковку зеркала гортанного SUYUN непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения. Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке.

Срок годности зеркала гортанного SUYUN 5 лет со дня стерилизации.

Генеральный директор
ООО «Медресурс»

М.Д.



/Литвин Д.О./