

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Медресурс»

Д.О. Литвин

2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Набор для сбора биоматериалов SUYUN

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Набор для сбора биоматериалов SUYUN (далее – набор) производство Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China. Предназначен для сбора биологических материалов и отбора проб в медицинских учреждениях для последующего диагностического исследования.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

2. Основные технические характеристики.

Набор для сбора биоматериалов SUYUN включает в себя:

- контейнер для сбора биоматериалов - предназначен для сбора материалов, таких как: урина, мокрота, кал и т.д. для последующего диагностического исследования. С кожными покровами и слизистой не контактирует.

Контейнер изготовлен из прозрачного полиэтилена.

На фронтальной стороне имеется градуировка, наклейка для написания даты сбора материала и Ф.И.О. пациента. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой. Объем контейнеров от 20 до 120 мл.

- пробоотборник – предназначен для взятия проб материала из контейнера. Изготовлен из полиэтилена.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование набора при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку набора.
- Достаньте контейнер.
- Используйте контейнер по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку набора для сбора биоматериалов непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения. Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности наборов для сбора биоматериалов 5 лет с даты стерилизации.