

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПО КУСКО**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Зеркало гинекологическое по Куско производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China предназначено для использования в медицинских учреждениях при проведении профилактических осмотров и различных лечебных процедур.

2. Основные технические характеристики.

Зеркало гинекологическое по Куско изготовлено методом термообработки под высоким давлением из гранул PS с помощью термопластавтомата.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование зеркала гинекологического по Куско при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку зеркала.
- После того, как пациентка будет готова к осмотру, достаньте из упаковки инструмент и приступите к работе.


5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку зеркала гинекологического по Куско непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности наборов гинекологических 5 лет с даты стерилизации.

ФОТО 1.



Судите и организуйте
медико 3
медицина

Александр Д.О.

