

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медресурс»

Д.О. Литвин

«01» июня 2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**ИНСТРУМЕНТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Инструменты одноразовые для оториноларингологии производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China предназначены для использования в медицинских учреждениях для осмотра и обеспечения внутренних манипуляций отоларинголога, путем введения в носовую, ушную и ротовую полость:

- Зеркало носовое
- Шпатель
- Палочка-тампон
- воронка ушная

2. Основные технические характеристики.

Зеркало носовое изготовлено методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса под давлением поступает в форму-матрицу.

Ушная воронка изготовлены методом термообработки под высоким давлением из гранул PP с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса PP под давлением поступает в форму – матрицу.

Шпатель изготовлен из дерева.

Палочка-тампон изготовлена из дерева и ваты.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование инструментов одноразовых для оториноларингологии при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку инструмента.
- После того, как пациент будет готов к осмотру, достаньте из упаковки инструмент и приступите к работе.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку инструментов одноразовых для оториноларингологии непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности инструментов одноразовых для оториноларингологии 5 лет с даты стерилизации.