





Условное обозначение	d_1 , мм		Алмазный порошок	
	Номин.	Пред.откл.	Зернистость	Расход, карат
ДАСПО-20	20	+0,4	80/63	0,42
ДАСПО-16	16			0,26


Рисунок 1- Диск плоский односторонний



Условное обозначение.	d_1 , мм		d_2 , мм		Алмазный порошок	
	Номин.	Пред.откл.	Номин.	Пред.откл.	Зернистость	Расход, карат
ДАСПД-20	20	+0,4	17	$\pm 0,5$	100/80	0,40
ДАСПД-16	16		13			0,25


Рисунок 2- Диск плоский двусторонний.

№ поз. Подп. и дата Взам инд. № Инд. Подп. и дата



Условное обозначение	d1, мм		Алмазный порошок	
	Номин.	Пред.откл.	Зернистость	Расход, карат
ДАСПО-20	20	+0,4	125/100	0,40
ДАСПО-16	16			0,25


Рисунок 3-Диск плоский односторонний с отверстиями



Условное обозначение	d_1 , мм		d_2 , мм		Алмазный порошок	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Зернистость	Расход, крат.
ДАСПДо-20	20	+0,4	17	± 0,5	100/80	0,35
ДАСПДо-16	16		13			0,22

Рисунок 4- Диск плоский двусторонний с отверстиями.


0,15 A



Условное обозначение	Алмазный порошок	
	Зернистость	Расход, карат.
ДАСК-18	125/100	0,40

Рисунок 5- Диск конический.

№ подл. Подп. и дата Взам. инд. № Инд. Подп. и дата




Алмазный порошок	
Зернистость	Расход, карат
125/100	0,15

Рисунок 6-Диск трехсторонний ДАСТ-9.

М. Подл. Губ. и дата
Взят инд. № Инд. дата
Губ. и дата

0,15 A




Алмазный порошок	
Зернистость	Расход, карат.
125/100	0,20

Рисунок 7- Диск трёхсторонний радиусный ДАСТр-9.

№ подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. подл.
Подп. и дата

0,15 A



Алмазный порошок	
Зернистость	Расход, карат.
125/100	0,24

Рисунок 8- Диск трехсторонний с рифлёной поверхностью ДАСТриф-12.

ТУ 9438-079-05519988-2002

АЛМА

12

№ подл. Изм. и дата. Взам. инд. № Изм. и дата. Твор. и дата.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSDRAVNADZOR.RU

Копия

Формат

А6