

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»



Бестужев С.Н.

08 сентября 2017 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЕКАЛЬЦИНАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
MT POINT «U-100» по ТУ 9452-011-09659054-2016**

Базовая комплектация:

Декальцинатор лабораторный ультразвуковой MT POINT «U-100»




Шнур питания



Заглушки резиновые транспортировочные, 2 шт.

Шланг сливной

Жидкость для снятия поверхностного натяжения TICOPUR TR3, 250 мл



Заглушки резиновые транспортировочные (поз. 2а, 7)






Стакан стеклянный с носиком (со стопорным кольцом), (600 мл)



Емкость пластиковая (1800 мл).



Держатель стаканов 11х100 мл.....Держатель стаканов 2х600 мл.....|.....Держатель емкости 1х1800 мл




Маркировка:



191119, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5. (812) 406-83-55; (812) 244-71-24

**Наименование: ДЕКАЛЬЦИНАТОР
ЛАБОРАТОРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
MT POINT «U-100»**

ТУ 9452-011-09659054-2016

Питание: 220 В 50 Гц  4A/250В

Потребляемая мощность : 250 ВА



10.2016 г.



SN : 101

Сделано в России

печатью _____ лист(ов)
Генеральный директор
ООО «МедТехникаПоинт»
Бестужев С.Н.
«01» сентября 2017г