

ЭТИКЕТКА (ПРОЕКТ)

Катетеры урологические Нелатона, Фолея

Предназначены для применения в медицинских учреждениях для обеспечения жизнедеятельности пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимации.

- Только для однократного применения
- Недопустимо использование при повреждении упаковки
- Должно быть утилизировано после использования
- Хранить при комнатной температуре

Производство:

Хайянь Канджин Медикал Инструмент Ко., Лтд., Китай

Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd,

Songpodong Rd, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang, China 314311

Тел: 0086-573-86725885, факс: 0086-573-86725888 www.zjkyyl.com

e-mail: cathy@kymedical.cn

СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА СРОК ХРАНЕНИЯ 5 ЛЕТ

- дата стерилизации.
- знак сертификации.
- номер РУ.
- знак СЕ.
- номер партии.

