



Капельница для анестезии
ТУ 9398-006-81136323-2014

Производитель: ООО НПО «СМТ»

Адрес производителя:

633011 Новосибирская область,



г. Бердск, Промышленный переулок, 2а.

номинальный объем: 150 мл

Номер партии: 00001

Способ применения

Перед тем, как поставить капельницу, пациент должен лечь удобно на спину и положить ровную руку на валик или на подушку. После чего необходимо установить капельницу на инфузионной стойке и открывают запирающее устройство. Анестетик должен свободно проходить вниз по отводной трубке, со скоростью – 8 мл/мин. Очень важно следить за тем, чтобы в капельнице не осталось ни единого пузырька воздуха.



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

02.06.20) листа(ов)

