

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

Аппарат (рисунок 1) предназначен для генерирования биполярного трапецидального импульса, а также для регистрации и индикации биоэлектрических потенциалов сердца при проведении электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма у взрослых и детей в медицинских учреждениях и на догоспитальных этапах медицинской помощи.

Аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ Р 50267.4, ГОСТ Р 50267.0.2, ГОСТ Р 50267.0.4.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ27.В01380. Срок действия - по 29.03.2010 г. Выдан органом по сертификации электрооборудования Уральского филиала ГОУ ДПО Академии стандартизации, метрологии и сертификации.

Изделие защищено патентом РФ № 55107.




Рисунок 1 – Дефибриллятор ДФР-02-«УОМЗ»

Условия эксплуатации и хранения:

- температура окружающего воздуха от 0 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 95 % (без конденсации влаги);