

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Лаборатория
Технологической Одежды»

А.А. Тараканов

« 28 » марта 2018 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Бокс для пациентов изолированный Lamsystems[™] X-BIO с принадлежностями по ТУ
32.50.50-101-99266507-2017 в составе

производства компании ООО «Лаборатория Технологической Одежды»

2018



Общий вид изделия Бокс для пациентов изолированный Lamsystems™ X-BIO с принадлежностями по ТУ 32.50.50-101-99266507-2017 в сборе



Надувная герметичная камера с вмонтированными герметичными перчатками.



Четырехточечный ремень для фиксации тела.



Ремень для фиксации ног



Ремни крепления бокса к носилкам



Фильтровентиляционная установка



Магнитный ключ



Зарядное устройство

X-BIO
(обозначение модели)

 **LAMSYSTEMS**

ООО «Лаборатория Технологической Одежды»

**Бокс для пациентов изолированный
LamsystemsTM
X-BIO с принадлежностями
по ТУ 32.50.50-101-99266507-2017**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


LS – X-BIO.PЭ
(обозначение документа)

2017г.


Руководство по эксплуатации



Сумка для хранения и транспортировки




Прозрачный материал ПВХ для изготовления заплаток



Заглушка с резиновой шайбой



Карандаш для смазывания застежки молнии



Противоаэрозольные фильтры класса P3

15 (Пятнадцать) листов
ООО «Лаборатория Технологической Одежды»
Директор _____ Тараканов А.А.



Директор ООО «Лаборатория
Технологической Одежды»

2018 г.



ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ", Россия

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Этикетка бокса для пациентов изолированного

LAMSYSTEMS X-BIO 			
Бокс для пациентов изолированный Lamsystems™ X-BIO с принадлежностями по ТУ 32.50.50-101-99266507-2017			
Регистрационное удостоверение:			
Место для отметок пользователя			
Изготовитель: ООО "Лаборатория технологической одежды" 456300, Челябинская область г. Миасс Тургорское шоссе 1/27а оф. 301 тел: 8-800-700-35-72 E-mail: mail@lamsystems-lto.ru www.lamsystems-lto.ru			
			
IP 65 / ~100-240 В, 50 Гц / ~24 В / 48 Вт			
ОБРАБАТЫВАТЬ СОГЛАСНО СП 1.3.3118-13. Метод обработки - орошение 3% раствор едкого натра в течение 3 минут; аэрозольный метод - дезинфекция 10% раствором перекиси водорода в течение 60 минут.			
АРТ	ИЗО.04	ЛОТ	7*1065
РАЗМЕР	2000*600*600	ДАТА ВЫПУСКА	07.12.2017
МАТЕРИАЛ	LS.MT	ЦВЕТ	оран.
ТИП/КЛАСС			
изолирующие СИЗ. Биологические			
 .00111222333444555666.			

Этикетка сумки для хранения и транспортировки

LAMSYSTEMS

X-BIO



Сумка для хранения и транспортировки
Lamsystems™ X-BIO по ТУ 32.50.50-101-
99266507-2017


Регистрационное удостоверение:

Место для отметок пользователя

Изготовитель: ООО "Лаборатория технологической
одежды" 456300, Челябинская область г. Миасс
Тургоякское шоссе 1/27а оф. 301 тел: 8-800-700-35-72
E-mail: mail@lamsystems-lto.ru
www.lamsystems-lto.ru











Этикетка потребительской упаковки



Комплект: бокс для пациентов
изолированный Lamsystems™ X-BIO с
принадлежностями по ТУ 32.50.50-101-
99266507-2017

Регистрационное удостоверение:

Место для отпечатка пользователя

Изготовитель: ООО "Лаборатория технологической
одежды" 486300, Челябинская область г. Миасс
Тургоякское шоссе 1/27а оф. 301 тел: 8-800-700-35-72
E-mail: mail@lamsystems-10.ru
www.lamsystems-10.ru

Описание комплекта: надувная герметичная камера с
электронными термическими датчиками,
четырехточечный ремень для фиксации тела, ремень для
фиксации ног, ремень крепления бокса к носилкам (3шт),
фильтровентиляционная установка, мешочек для ног,
переносное устройство, изолирующий комбинезон,
руководство по эксплуатации.

Применяемость: сушка для хранения и
транспортировки, прозрачный материал ПВХ для
изготовления элементов, шейлы с резиновой прокладкой
для комбинезона (4шт), крепления для соединения
камеры и ножек, дисковый фильтр.

Условия хранения: необходимо хранить в сухом,
проветриваемом месте вдали от источников тепла, избегать
прямых воздействий солнечных лучей. В среде хранения
не должны содержаться озоны или пары растворителей.
Хранить рекомендуется в сухом для транспортирования в
сложном виде.

Дата выпуска

07.12.2017



Открыта ОТК:

Подпись уполномоченного

4 (Четыре) листа
ООО «Лаборатория Технологической Одежды»
Директор

Тараканов А.А.

