

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «ТОПМЕД»

Е.Н. Григолевич

2019г




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система дыхательная реанимационная многоцветная TOPMED»



Общий вид: Система дыхательная реанимационная многоуровневая TOPMED-1600B взрослая.



Общий вид: Система дыхательная реанимационная многофазовая TOPMED-550 детская.

Система дыхательная реанимационная многоразовая TOPMED-550 детская



Состав:

- Мешок дыхательный силиконовый с клапаном ограничения давления, 550 мл;
- Маска анестезиологическая силиконовая, размер 3;
- Мешок резервуарный, 2900 мл - не более 30 шт.;
- Трубка кислородная, 2.1 м - не более 30 шт.;
- Манометр с угловым коннектором одноразовый;
- Клапан положительного давления на выдохе (PEEP-клапан) многоразовый, 0-10 см H₂O; 0-20 см H₂O;
- Дивертер для присоединения PEEP-клапана многоразовый.

*при необходимости

Система дыхательная реанимационная многоразовая TOPMED.
РУ №


Omni-mate Enterprise Co., Ltd. No. 8, Ln. 126, Sec. 2, Ligong
1st Rd., Wuji Township, Yilan County 26841, Taiwan, R.O.C.
(Тайвань). Сделано по заказу ООО "ТОПМЕД", Россия.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО
"ТОПМЕД", 129301, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, к. 2,
эт/пом./ком 2/11/12, тел. +7 (495) 640 0595, info@topmed.com.ru

REF 9104-10-55


LOT 170428202

2017-04


2020-04



Система дыхательная реанимационная многоразовая TOPMED-550 детская в упаковке
(полиэтиленовый пакет).




Общий вид: Система дыхательная реанимационная многофазовая TOPMED-350
неонатальная.



Общий вид: Клапан положительного давления на выдохе (РЕЕР-клапан) многоразовый, 0-20 см H₂O (при необходимости).




Клапан положительного давления на выдохе (РЕЕР-клапан) многоразовый, 0-20 см H₂O (при необходимости) в упаковке (полиэтиленовый пакет).



Общий вид: Дивертер для присоединения РЕЕР-клапана многоразовый (при необходимости).



Дивертер для присоединения РЕЕР-клапана многоразовый (при необходимости) в упаковке (полиэтиленовый пакет).



Общий вид: Манометр с угловым коннектором одноразовый (при необходимости).



Манометр с угловым коннектором одноразовый в упаковке (полиэтиленовый пакет).

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (одинадцать) листа(ов)

Генеральный директор ООО «ТОПМЕД»

Григолевич Е.Н.

подпись

