

Лабораторная информационная система «Рослабсистема»
по ТУ 58.29.32-001-77547849-2017

в составе: дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе, менеджер лицензий, руководство пользователя.

Условия эксплуатации (программное обеспечение должно эксплуатироваться в условиях, при которых температура окружающего воздуха равна 20 ± 10 градусов, относительная влажность $60 \pm 15\%$, атмосферное давление 84-107Кпа);

Назначение ЛИС (программное обеспечение, предназначенное для автоматизации этапов производственного процесса в клиничко-диагностических лабораториях, выполняющих бактериологические, токсикологические, иммунологические, медико-биологические, медико-генетические и другие диагностические исследования in vitro, а также обеспечивающее накопление, обработку и хранение информации, автоматизацию процессов работы, управления и коммуникации);

Конфигурация технических средств, необходимых для работы ЛИС и требования к памяти:

оперативная память 512МБ
процессор Pentium 4 – от 2 ГГц и выше,
жесткий диск не менее 40 ГБ,
операционная система MS Windows Server 2003 + MS SQL 2000,
веб-браузеры Internet Explorer версии 8.0 и выше, либо Mozilla Firefox, версии 7 и выше.

Ид МИ в соответствии с номенклатурной классификацией МИ – 261

прикладное программное обеспечение для лабораторных
анализов/анализаторов ИВД

Устройства ввода:

- клавиатура
- мышь
- сканер штрих-кода
- устройство чтения компакт-дисков
- USB-порт

Организация, осуществляющая прием претензий к изделию и его обслуживание: ООО "Рослабсистема"

Изготовитель: ООО "Рослабсистема"


По всем вопросам обращаться по адресу: г.Москва, ул. Хорошевское-ш 43Г стр.1, офис 407

e-mail: support@roslabs.ru, sales@roslabs.ru, info@roslabs.ru

В поставку дистрибутива программы входит:

- Apache-tomcat 6
- Java development kit версия 6 Update 38
- Бэкап базы ЛИС
- Менеджер лицензий, версия 38848
- Клиент ЛИС
- СУБД (бесплатная MS SQL Express или покупается заказчиком MS SQL SERVER 2008 R2)

Версия 3.08 от 11.04.2017 ОКПД2 58.29.32.000 Группа Р27



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листов
цифрами прописью

Должность Зол. рук. по анал.
Подпись И. И. И.

« 6 » сентября 20 18 г. М.П.

