

ООО «Научно-Производственное Объединение Маркер»

ИНН 7728890217

КПП 772801001

ОГРН 5147746104182

Юридический адрес: 117292 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

Фактический адрес: 117292 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

«УТВЕРЖДАЮ»



**Генеральный директор
ООО «НПО Маркер»**

И.П. Антонова

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной
стерилизации по ТУ 20.59.52-001-35927791-2017»**






Многопеременный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:

121 °C / 20 мин, 126 °C / 10 мин, 134 °C / 5 мин (отдельные индикаторы)



Многoperемeнный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов:

160°C / 150 мин, 180°C / 60 мин, 200°C / 30 мин (отдельные индикаторы)





Многопеременный индикатор «Маркер-Фарм», 4 класс для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов:



Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-1», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
100 °C / 15 мин, 110 °C / 10 мин, 120 °C / 8 мин (отдельные индикаторы в листе)





Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-2», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C /15 мин, 120°C /12 мин (отдельные индикаторы в листе)



Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-3», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
100 °C / 30 мин, 110 °C / 20 мин, 120 °C / 15 мин (отдельные индикаторы в листе)



Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-4», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 112 °С /20 мин, 121 °С /15 мин (отдельные индикаторы в рулоне)






Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-5», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110 °С /30 мин, 121 °С /20 мин
(отдельные индикаторы в рулоне)



Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-6», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 120°C / 30 мин (отдельные индикаторы в рулоне)



Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-7», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 °С /30 мин
(отдельные индикаторы в рулоне)



Многoperеменный индикатор «ХимТест-Фарм-8», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 °C / 45 мин

(отдельные индикаторы)



Многoperеменный индикатор «ХимТест-О-1», для контроля параметров парового обеззараживания для режимов:



Многoperеменный индикатор «ХимТест-О-2», для контроля параметров парового обеззараживания для режимов:





Генеральный директор
ООО «НПО Маркер»

И.П. Антонова

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

ЛИСТОВ