

Фотографические изображения медицинского изделия
Перчатки Sterä диагностические стерильные по ТУ 2514-001-56247575-2015
производства ООО «ГРУНДЛАГЕ»

Открывать здесь



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Перчатки Sterä диагностические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные одинарного хлорирования текстурированные неанатомической формы, с венчиком



ОДИНАРНОЕ
ХЛОРИРОВАНИЕ

- Диагностические перчатки
- Цвет: натуральный
- Манжета: с венчиком
- Хранить при температуре от 0 до +40 °C
- Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и от нагревания более 40 °C.
- Хранить вдали от пищевых продуктов и напитков
- Использованные изделия и упаковки складываются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б или В и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790
- Одноразовые. Не использовать повторно
- Беречь от влаги
- Не допускать воздействия солнечного света
- Стерильность гарантирована при целостности упаковки
- Стерилизация с применением окиси этилена
- Изготовлено в России

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию

Соответствует ТУ 2514-001-56247575-2015, ГОСТ Р 52239-2004
Регистрационное удостоверение № РЗН № 2017/5281 от 25.01.2017 г.

Размер:

Дата изготовления:

Партия №

Использовать до



Произведено компанией ООО «Грундлаге»

Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 23, литер А, помещение 98-Н, офис 222

Место производства: ООО «Грундлаге», Россия, 197229, г. Санкт-Петербург, Лахта, ул. Красных Партизан, д. 14, лит. Е

Телефон: +7 (812) 627-14-17

Электронная почта: info@grundlage.info

Сайт: www.grundlage.info







Открывать здесь



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Перчатки Stera® диагностические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные неанатомической формы, с венчиком



ЛАТЕКСНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ

- Диагностические перчатки
- Цвет: натуральный
- Манжета: с венчиком
- Хранить при температуре от 0 до +40 °C
- Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и от нагревания более 40 °C.
- Хранить вдали от пищевых продуктов и напитков
- Использованные изделия и упаковки складываются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б или В и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790
- Одноразовые. Не использовать повторно
- Беречь от влаги
- Не допускать воздействия солнечного света
- Стерильность гарантирована при целостности упаковки
- Стерилизация с применением окиси этилена
- Изготовлено в России

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию

Соответствует ТУ 2514-001-56247575-2015, ГОСТ Р 52239-2004
Регистрационное удостоверение № РЗН № 2017/5281 от 25.01.2017 г.

Размер:

Дата изготовления:

Партия №

Использовать до



Произведено компанией ООО «Грундлаге»

Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, дом 23, литер А, помещение 98-Н, офис 222

Место производства: ООО «Грундлаге», Россия, 197229,
г. Санкт-Петербург, Лахта, ул. Красных Партизан, д. 14, лит. Е

Телефон: +7 (812) 627-14-17

Электронная почта: info@grundlage.info

Сайт: www.grundlage.info







Открывать здесь



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Перчатки Sterä диагностические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные двойного хлорирования неанатомической формы, с венчиком



ДВОЙНОЕ
ХЛОРИРОВАНИЕ

- Диагностические перчатки
- Цвет: натуральный
- Манжета: с венчиком
- Хранить при температуре от 0 до +40 °C
- Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и от нагревания более 40 °C.
- Хранить вдали от пищевых продуктов и напитков
- Использованные изделия и упаковки складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б или В и утилизировать в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790
- Одноразовые. Не использовать повторно
- Беречь от влаги
- Не допускать воздействия солнечного света
- Стерильность гарантирована при целостности упаковки
- Стерилизация с применением окиси этилена
- Изготовлено в России

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию

Соответствует ТУ 2514-001-56247575-2015, ГОСТ Р 52239-2004
Регистрационное удостоверение № РЗН № 2017/5281 от 25.01.2017 г.

Размер:

Дата изготовления:

Партия №

Использовать до



Произведено компанией ООО «Грундлаге»

Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, дом 23, литер А, помещение 98-Н, офис 222

Место производства: ООО «Грундлаге», Россия, 197229,
г. Санкт-Петербург, Лахта, ул. Красных Партизан, д. 14, лит. Е

Телефон: +7 (812) 627-14-17

Электронная почта: info@grundlage.info

Сайт: www.grundlage.info



+40 °C





Открывать здесь



ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Перчатки Sterä диагностические стерильные одноразовые нитриловые (нитриловые) неопудренные текстурированные неанатомической формы, с венчиком



НИТРИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ

- Диагностические перчатки
 - Цвет: синий
 - Манжета: с венчиком
 - Хранить при температуре от 0 до +40 °С
 - Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и от нагревания более 40 °С.
 - Хранить вдали от пищевых продуктов и напитков
 - Использованные изделия и упаковки складываются в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б или В и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790
 - Одноразовые. Не использовать повторно
 - Беречь от влаги
 - Не допускать воздействия солнечного света
 - Стерильность гарантирована при целостности упаковки
 - Стерилизация с применением окиси этилена
 - Изготовлено в России
- Соответствует ТУ 2514-001-56247575-2015, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013
Регистрационное удостоверение № РЗН № 2017/5281 от 25.01.2017 г.

Размер:

Дата изготовления:

Партия №

Использовать до

Произведено компанией ООО «Грундлаге»


Юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, дом 23, литер А, помещение 98-Н, офис 222

Место производства: ООО «Грундлаге», Россия, 197229,
г. Санкт-Петербург, Лахта, ул. Красных Партизан, д. 14, лит. Е

Телефон: +7 (812) 627-14-17

Электронная почта: info@grundlage.info

Сайт: www.grundlage.info







В настоящем документе
Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью

13

листов

Генеральный директор
ООО «ГРУНДЛАГЕ»

Соколов А.Р.

