

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Аксима»

 Д.В. Халчев

« 03 » декабря 2018 г.

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые «ПАНАЛЕД» со светодиодными источниками света с принадлежностями по ТУ 9452-004-99630002-2015»

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Аксима»
ООО «Аксима»

Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, эт. 3, пом. VI, ком. 28

I Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые «ПАНАЛЕД» со светодиодными источниками света.

1 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 160 с потолочным креплением (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



2 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 140 с потолочным креплением (в центре осветительного блока – ручка съемная стерилизуемая со встраиваемой видеокамерой – см. дополнительные принадлежности).



3 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 120 с потолочным креплением (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



4 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД 80 с потолочным креплением (на осветительном блоке – ручка съемная автоклавируемая).



5 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 160Ц (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая). Буква «Ц» в наименовании светильника означает, что осветительный блок обладает возможностью изменения цветовой температуры со встроенного пульта управления. При этом потолочный подвес или мобильная опора не меняются.




6 Общий вид медицинского изделия. Модель светильника ПАНАЛЕД – 140 Ц с потолочным креплением (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



7 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 120 Ц с потолочным креплением (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).




8 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 160/160 с потолочным креплением (в центре осветительных блоков – ручки съемные автоклавируемые).



9 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 140Ц/140Ц с потолочным креплением (в центре осветительных блоков ручки съемные автоклавируемые)



10 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 120/120 с потолочным креплением (в центре осветительных блоков – ручки съемные автоклавируемые)






11 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД -- 160/140Ц с потолочным креплением (в центре осветительных блоков ручки съемные автоклавируемые)



12 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 160/120 с потолочным креплением (в центре осветительных блоков – ручки съемные автоклавируемые)



13 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 120/140Ц с потолочным креплением (в центре осветительных блоков – ручки съемные автоклавируемые)





14 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД - 80/160Ц с потолочным креплением (в центре осветительного блока ЛЕД-160Ц и на осветительном блоке ЛЕД-80 – ручки съемные автоклавируемые)



изделия: Модель светильника ПАПАЛЕД – 80/140Ц с потолочным креплением (в центре осветительного блока ЛЕД-140Ц и на осветительном блоке ЛЕД-80 – ручки съемные автоклавируемые)




16 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – 80/120 с потолочным креплением (в центре осветительного блока ЛЕД-120 и на осветительном блоке ЛЕД-80 – ручки съемные автоклавируемые)



17 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – М – 160 (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



18 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – М – 140 Ц (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



19 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – М – 120 (в центре осветительного блока – ручка съемная автоклавируемая).



20 Общий вид медицинского изделия: Модель светильника ПАНАЛЕД – М – 80 (на осветительном блоке – ручка съемная автоклавируемая).




II Дополнительные принадлежности к медицинскому изделию «Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые «ПАНАЛЕД» со светодиодными источниками света».


1 Рычаг двойной/одинарный дугообразный, для потолочного подвеса с осветительным блоком одной из моделей, дополнительный



2 Пульт управления осветительным блоком, беспроводной внешний



3 Видеокамера Panasonic AG-MDC10 для установки на рычаге с настенным блоком управления в комплекте с рекордером Panasonic AG-MDR 15E
3.1 Видеокамера



3.2 Настенный блок управления



4 Видеокамера высокого разрешения встраиваемая, для установки на осветительном блоке (видеокамера встроена в съемную стерилизуемую ручку осветительного блока)




5 Пульт управления осветительным блоком со встраиваемой камерой, жидкокристаллический сенсорный, встраиваемый




5.2 Внешний вид пульта, встроенного в осветительный блок ЛЕД-140




6 Рычаг для установки видеокамеры (со съемной автоклавируемой ручкой)




7 Видеомонитор (марки NDS)




8 Рычаг для установки видеомонитора (со снятой ручкой для позиционирования видеомонитора – ручкой съемной стерилизуемой)



9 Рычаг для установки монитора пациента



10 Ручка осветительного блока съемная автоклавируемая



11 Ручка осветительного блока со встраиваемой видеокамерой съемная стерилизуемая


11.1 Ручка



11.2 Ручка осветительного блока со встраиваемой видеокамерой съемная стерилизуемая, установленная на осветительном блоке ЛЕД-140




12 Ручка для позиционирования видеомонитора съемная стерилизуемая (ручка является аналогом ручки осветительного блока съемной автоклавируемой)



13 Блок аварийного питания (БАП)

13.1 Блок аварийного питания, установленный на мобильной стойке светильника «ПАНАЛЕД»



13.2 Блок аварийного питания (вид сзади)





Всего прошито и пронумеровано

38 (Тридцать восемь) листов

Д. В. Халчев

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Аксима»



Д.В. Халчев

«03» декабря 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТА МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые «ПАНАЛЕД» со
светодиодными источниками света с принадлежностями по ТУ 9452-004-99630002-2015»**

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Аксима»

ООО «Аксима»

Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, эт. 3, пом. VI, ком. 28

1 Табличка по ГОСТ 12969 для Светильника ПАНАЛЕД -160Ц (пример маркировки):

Модель **ПАНАЛЕД - 160Ц**

Номер изделия №18-144

Год выпуска 2018

~220 ±10% В 50 Гц 120 Вт

ТУ 9452-004-99630002-2015



2 Табличка по ГОСТ 12969 для Светильника ПАНАЛЕД -140/140 (пример маркировки):

Модель **ПАНАЛЕД - 140/140**

Номер изделия №18-172

Год выпуска 2018

~220 ±10% В 50 Гц 240 Вт

ТУ 9452-004-99630002-2015



3 Табличка по ГОСТ 12969 для Светильника ПАНАЛЕД – М - 80 (пример маркировки):

Модель **ПАНАЛЕД - М - 80**

Номер изделия №18-163

Год выпуска 2018

~220 ±10% В 50 Гц 35 Вт

ТУ 9452-004-99630002-2015



Модель **ПАНАЛЕД - М - 120**



Номер изделия №18-182

Год выпуска 2018

~220 ±10% В 50 Гц 90 Вт

ТУ 9452-004-99630002-2015

5 Шаблон транспортной маркировки

Изготовитель ООО «Аксима»

Обозначение модели

Светильник медицинский

Сборочная единица

Принадлежности

Год и месяц упаковывания

Наименование грузополучателя

Пункт назначения

Количество грузовых мест

Наименование грузоотправителя

Наименование пункта отправления

Масса брутто кг

Масса нетто кг

Габаритные размеры грузового места:

х х мм





Гарантийный срок хранения – 1 год

Условия хранения – 2

6 Пример транспортной упаковки с маркировкой

6.1.1 Осветительный блок «ПАПАЛЕД – 140», маркировка транспортной упаковки







[illegible]

6.2.2 Осветительный блок «ПАНАЛЕД - 160», общий вид транспортной упаковки





Изготовитель: ООО «Аксима»
Обозначение модели: Светильник медицинский Панклед - 160/140
Сборочная единица: Двухблочный подвес
Принадлежности: _____
Год и месяц упаковки: 2018 ноябрь
Наименование грузополучателя: ЧК «Скайдеп»
Пункт назначения: г. Новосибирск
Количество грузовых мест: 3 место: 3/3
Наименование грузоотправителя: ООО «Аксима»
Наименование пункта отправления: г. Москва
Масса брутто: 75 кг
Масса нетто: 50 кг
Габаритные размеры грузового места:
1225 x 380 x 705 мм



Гарантийный срок хранения — 1 год
Условия хранения — 2

Всего прошито и пронумеровано

8 (*Восемь*) листов

 Д. В. Халчев

