

Фотографические изображения медицинского изделия

Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения

*Производство
Abbott Vascular (Эбботт Васькуляр)*

В Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения
109074, г. Москва,
Славянская пл., д. 4, стр.1

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз» настоящим дает пояснение, что регистрируемое медицинское изделие «Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения», производится с различными длинами и диаметрами, образующих типоразмерный ряд изделий.

Данные отличия не могут быть определены по фотографическим снимкам, так как не являются визуально очевидными и могут быть различимы только путем сопоставления значений, полученных в результате измерения.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения» нижеуказанные фотографические изображения медицинских изделий с распространением прилагаемых фотографий на весь типоразмерный ряд регистрируемых изделий.

Действующий на основании доверенности, Рябов Е.А.




RX
RX
RX


REF 1007841-08

Coronary Stent System; Koronarstentsystem;
Système d'endoprothèse coronaire; Sistema de
stent coronario; Sistema di stent coronario;
Sistema de Stent Coronário; Kransklristentsys-
tem; Coronair stentsysteem; Koronarstentsystem;
Στέντιον στεφανιαίου στεντ. 冠動脈用ステント
システム

$P \geq 5F$
(0.056"/1.42 mm)



ATM	Ø (mm)	2.72 mm
9	2.79 mm	
10	2.86 mm	
11	2.91 mm	
12	2.96 mm	
13	3.01 mm	
14	3.05 mm	
15	3.09 mm	
16 (RBP)	3.13 mm	
17	3.17 mm	
18		



WPL2107166-19 (2015-9-25)

Abbott Vascular
MULTI-LINK VISION
2.75 mm x 8 mm
REF 1007841-08
LOT 8081441 RX

Abbott Vascular
MULTI-LINK VISION

2.75 mm x 8 mm

RX

REF 1007841-08



(01) 0 8717648 05006 9

(17) 210731 (10) 8081441 (91) 3039

LOT 8081441

2018-08-14

2021-07-31

Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

EC REP

Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 11
FAX: +32 2 714 14 12

CE
0086

MADE IN IRELAND

PPL2081173 (10/3/11)

© 2011 Abbott Vascular. Les illustrations sont des créations d'artiste. Las ilustraciones son representaciones artísticas. Le
tekening is een kunstzinnige weergave van het
reële object. 絵はアーティストの「演奏」である。Ilustracje są interpretacją artystyczną. Az
képek a valóság művészi megjelenítése. 圖像是藝術家的創作。Изображения са
художественно-художественного характера. Kuvut ovat taidellisen näkökulman
esityksiä. Parovizija yra iliustracinio pobūžio; iliustracijos są interpretacijos iliustratoriaus požiūriu.



Abbott

Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
Маркировка

RX
RX
RX



REF 1007841-08

Coronary Stent System; Koronarstentsystem;
Système d'endoprothèse coronaire ; Sistema de
stent coronario; Sistema di stent coronarico;
Sistema de Stent Coronário; Kranskärlsstentsys-
tem; Coronair stentsysteem; Koronarstentsystem;
Σύστημα στεφανιαίου στεντ. 冠動脈用ステント
システム

 **≥ 5F**
(0.056"/1.42 mm)



ATM	
9 (NOMINAL)	2.72 mm
10	2.79 mm
11	2.86 mm
12	2.91 mm
13	2.96 mm
14	3.01 mm
15	3.05 mm
16 (RBP)	3.09 mm
17	3.13 mm
18	3.17 mm



WPL2107166-19 (2015-9-25)

 **Abbott Vascular**
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA

TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2531

Abbott Vascular
MULTI-LINK VISION
2.75 mm x 8 mm
REF 1007841-08
LOT 8081441 RX

Abbott Vascular
MULTI-LINK VISION

(01) 0 8717648 05006 0

2.75 mm x 8 mm
RX
REF 1007841-08

Abbott Vascular
MULTI-LINK VISION
2.75 mm x 8 mm
REF 1007841-08
LOT 8081441 RX


(17) 210731 (10) 8081441 (91) 3039
LOT 8081441  2018-08-14  2021-07-31

EC REP
Abbott Vascular
International BVBA
Park Lane, Culliganlaan 2B
1831 Diegem, BELGIUM
TEL: + 32 2 714 14 11
FAX: + 32 2 714 14 12

CE
0086



MULTI-LINK VISION

Coronary Stent System

Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения*

*варианты исполнения см. на упаковке;
Размер: см. на упаковке;
Производитель: Эбботт Васкуляр (Abbott Vascular),
3200 Лейксайд Драйв, Санта Клара, Калифорния 95054, США
Страна происхождения: см. на упаковке;
Серия (LOT): см. на упаковке;
Срок годности: см. на упаковке;
Информация о стерильности: см. на упаковке;
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению;
Расшифровку графических символов: см. инструкцию по применению;
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз»,
ООО «Эбботт Лэбораториз»
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1,
г. Москва, Россия, 125171
Тел.: +7-495-258-42-80
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.



COBALT CHROMIUM



**MULTI-LINK
VISION**

Coronary Stent System



Стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
Стерильная упаковка



MULTI-LINK VISION
Coronary Stent Systems

REF 1007841-08

STERILE A


Abbott Vascular
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 227-9902
FAX: (800) 601-8876
Outside USA TEL: (951) 914-4869
Outside USA FAX: (951) 914-2531

CE 0086

Stent Length (mm)	Stent Diameter (mm)	Stent Thickness (mm)	Stent Material	Stent Coating	Stent Markings
10	2.75	0.27	316L SS	None	None
11	2.86	0.27	316L SS	None	None
12	2.91	0.27	316L SS	None	None
13	2.96	0.27	316L SS	None	None
14	3.01	0.27	316L SS	None	None
15	3.06	0.27	316L SS	None	None
16	3.11	0.27	316L SS	None	None
17	3.16	0.27	316L SS	None	None
18	3.21	0.27	316L SS	None	None




стент коронарный MULT-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
стент коронарный на системе доставки



стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
стент



стент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
система доставки RX, стент, поддерживающий мандрен, оболочка для стента



гент коронарный MULTI-LINK VISION на системе доставки RX, в вариантах исполнения
устройство для промывания и чехол защитный



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

12 (февраль)

истов

л

Общество с ограниченной ответственностью
«Эбботт Лэбораториз»

Финансовый менеджер
Рябов Е.А.

